

Kompatibilitätsliste SavePads

	SavePads PreConnect-Set ¹⁾ Art.-Nr.: 97085	SavePads Mini Art.-Nr.: 97534	SavePads Set ²⁾ Art.-Nr.: 96343	SavePads Connect Art.-Nr.: 96516	SavePads Mini Connect Art.-Nr.: 97690	SavePads Connect- Kabel 2-pol. Art.-Nr.: 96446	SavePads Connect- Kabel kodiert Art.-Nr.: 97384
HeartSave PAD 3. Generation mit Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73944xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave AED 3. Generation mit Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73945xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave AS 3. Generation mit Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73943xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave AED-M 3. Generation mit Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73946xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave 6 3. Generation mit Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73947xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave 6 S 3. Generation mit Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73948xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave PAD 1. & 2. Generation ohne Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73654xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave AED 1. & 2. Generation ohne Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73154xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave AED-M 1. & 2. Generation ohne Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73237xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave 6 1. & 2. Generation ohne Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73423xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave 6 S 1. & 2. Generation ohne Kindermodus / Kindertaste S/N-Bereich 73424xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
DefiMonitor XD alle Baureihen vor 05-2021 ohne Kindermodus S/N-Bereich 7350xxxxxx	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
DefiMonitor XDxe alle Baureihen vor 05-2021 ohne Kindermodus S/N-Bereich 7367xxxxxx	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
DefiMonitor XD alle Baureihen ab 05-2021 mit Kindermodus S/N-Bereich 740xxxxxx	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
DefiMonitor EVO alle Baureihen	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

- ✓ kompatibel
- ✗ nicht kompatibel

- möglich, aber nicht empfohlen! Bei Verwendung von 'SavePads Connect' ist **zwingend** das 'SavePads Connect-Kabel kodiert' (Art.-Nr. 97348) erforderlich!
- möglich, aber nicht empfohlen! Bei Verwendung von 'SavePads Connect' ist **zwingend** das 'SavePads Connect-Kabel 2-pol.' (Art.-Nr. 96446) erforderlich!

¹⁾ Zusätzlich sind bei gleicher Kompatibilität auch 'SavePads PreConnect' (Artikelnummer 97789) ohne Notfallset verfügbar.

²⁾ Zusätzlich sind bei gleicher Kompatibilität auch 'SavePads' (Artikelnummer 97638) ohne Notfallset verfügbar.



Release date 02/2022

compatibility list SavePads

	SavePads PreConnect-Set ¹⁾ Art.-Nr.: 97085	SavePads Mini Art.-Nr.: 97534	SavePads Set ²⁾ Art.-Nr.: 96343	SavePads Connect Art.-Nr.: 96516	SavePads Mini Connect Art.-Nr.: 97690	SavePads Connect- cable 2-pole Art.-Nr.: 96446	SavePads Connect- cable coded Art.-Nr.: 97384
HeartSave PAD 3. Generation with pediatric mode / button s/n-range 73944xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave AED 3. Generation with pediatric mode / button s/n-range 73945xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave AS 3. Generation with pediatric mode / button s/n-range 73943xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave AED-M 3. Generation with pediatric mode / button s/n-range 73946xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave 6 3. Generation with pediatric mode / button s/n-range 73947xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave 6 S 3. Generation with pediatric mode / button s/n-range 73948xxxxxx	✓	✓	✗	○	✗	✗	○
HeartSave PAD 1. & 2. Generation without pediatric mode / button s/n-range 73654xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave AED 1. & 2. Generation without pediatric mode / button s/n-range 73154xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave AED-M 1. & 2. Generation without pediatric mode / button s/n-Range 73237xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave 6 1. & 2. Generation without pediatric mode / button s/n-range 73423xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
HeartSave 6 S 1. & 2. Generation without pediatric mode / button s/n-range 73424xxxxxx	✗	✗	✓	●	✗	●	✗
DefiMonitor XD all types before 05-2021 without pediatric mode s/n-range 7350xxxxxx	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
DefiMonitor XDxe all types before 05-2021 without pediatric mode s/n-range 7367xxxxxx	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
DefiMonitor XD all types after 05-2021 with pediatric mode s/n-range 740xxxxxx	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
DefiMonitor EVO all types	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

✓ compatible

✗ not compatible

○ Possible, but not recommended! When using 'SavePads Connect', the 'SavePads Connect cable coded' (Art.-No. 97348) is mandatory!

● Possible, but not recommended! When using 'SavePads Connect', the 'SavePads Connect cable 2-pole' (Art.-No. 96446) is mandatory!

¹⁾ With the same compatibility, 'SavePads PreConnect' without an emergency kit (article number 97789) are also available.

²⁾ With the same compatibility, 'SavePads' without an emergency kit (article number 97638) are also available.



Release date 02/2022