

emergency products

 Ihr Notfall-Fachkatalog



2023/2024

emergency products

LIFEGUARD
WE GUARD YOU
WHEREVER YOU ARE

 *Ihr Notfall-Fachkatalog*

*Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,*

hiermit erhalten Sie unseren aktuellen Notfall-Fachkatalog.

Auf 202 Seiten bietet Ihnen der Katalog eine Zusammenstellung unseres Liefersortiments aus den Bereichen Notfallmedizin, Erste Hilfe, taktische Einsatzmedizin und mehr.

Neben unserer Eigenmarke „**Lifeguard Emergency Products**“ finden Sie zudem Produkte der Marken *plum*, *Cederroth*, *Burnshield*, *HemCon* und viele weitere.

Als langjähriger professioneller Anbieter von Medizinprodukten wissen wir, was für unsere Kunden wichtig ist: daher bieten wir Ihnen neben einer **guten Lieferfähigkeit** und **kompetenter Beratung** auch **technischen Service** an.

Alle Produkte sind über unser breites Netz an medizinischen Fachhändlern erhältlich.

Sie können diesen sowie weitere Kataloge auch online als Flippingbook oder Download erhalten unter:

www.lifeguard-emergency-products.de/kataloge-zum-blaettern 

Viel Spaß beim durchblättern und erkunden unseres Sortiments.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Lifeguard-Team

Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO 13485:2016

Fachfragen richten Sie bitte an:

Herrn André Damschen
Produktmanager
Tel.: 0281-95283932
E-Mail: andre.damschen@servoprax.de

oder an Ihren örtlichen Fachhändler



1	BEATMUNG INTUBATION	7-30
2	NOTFALLTASCHEN NOTFALLKOFFER	31-50
3	IMMOBILISATION TRANSPORT	51-68
4	AMBULANZ ARBEITSSCHUTZ	69-92
5	TAKTISCHE MEDIZIN SANITÄTSAUSRÜSTUNG	93-110
6	DIAGNOSTIK SCHNELLTESTE	111-132
7	VERBANDMATERIAL HYGIENE	133-154
8	EINWEGARTIKEL VERBRAUCHSMATERIAL	155-172
9	MEDIZINISCHE INSTRUMENTE	173-202

INDEX

emergency products

 *Ihr Notfall-Fachkatalog*

10-Punkt Fixiersystem	56, 105	Angiocath	99	Beatmungsbeutel	9f
A		Anschlusskabel für Absaugpumpe V7	26	Beatmungsfolie Quick Breezer	13
AAJT-S Tourniquet	95	Antigentest Corona	125	Beatmungsmasken	11, 13
Abdeckhaube für Evakuierungsstuhl	92	Anti-Schock-Hose	108	Beatmungstubus	18
Abdeckhaube für Korbtrage	64	Aorten-Tourniquet	95	Beckenschlinge	54, 105
Abdominal-Tourniquet	95	Arbeitskittel	172	Behälter VACQ Breezer	25
Abfallcontainer	154	Armschienen	53f, 58	Beiersdorf Artikel	137, 139
Absaugkatheter	25, 27	Arterienklemmen	179	Beifixierung	57
Absaugpumpe	25ff	Askina Braunocel	144	Beinschienen	53f, 58
Absaugschlauch für Absaugpumpe V7	26	Askina Injektionspflaster	138	Beintasche	101
Absaugsysteme	25	Atem-Alkoholtest	126	Beissblock	18
Absaugung LifeBOX	38	Atemschutz	90f	Bergetuch	58, 107
Absaugunterbrecher	25	Aufbewahrungstaschen	37ff	Besucherkittel	172
Accu-Chek Aviva BZ	129	Augenflasche	77	Bezug für Kissen	66
Accu-Chek FastClix	128	Augenklappe	141	Binden	82
Accu-Chek Guide BZ	129	Augenkompressen	141	Blasenpflaster	84
Accu-Chek Instant BZ	129	Augenleuchte	113f	Blasenspritzen	165
Accu-Chek Lanzetten	128	Augenmagnet	181	Blast Bandage	97
Accu-Chek Mobile BZ	128	Augenspray	74	Blutdruckmessgeräte	122f
Accu-Chek Safe T-Pro	128	Augenspülbox	78	Blutstillung	95ff, 110
Accutrend Cholesterol Teststreifen	129	Augenspülflasche	74, 76ff	Blutzuckermessgeräte	128f
Accutrend Lactate Teststreifen	129	Augenspülstation	79	Blutzuckerteststreifen	129
Adapter Absaugkatheter	25	B		Bode Artikel	146f, 150f
Adapter Peep Ventil	10	Babystethoskop	120	Braun Artikel	138, 144, 148f, 162, 164, 193, 195, 198
Adapter Spritzen	200	Bacillol	151	Braunol	149
Adson Pinzette	181	Bacillol 30 Sensitive	151	Braun Venofix	158f
Airway Breezer Guedeltuben	15	Bacillol AF	151	Brillen Labor	88f
Aktive Wärmedecke	68	Bacillol Tissue	151	BSN Artikel	135ff, 142
Alkoholtest	126	Backhaus Tuchklemme	175	Burnshield Brandwundenversorgung	71ff
Alkoholtupfer	130ff	Backpack Notfallrucksack	34	Burnshield Rettungsdecken	72
Alkotip	130ff	Bakterienfilter	9	Butterflykanülen	158, 160
Aluminium Klemmbrett	49	Bakterienfilter für Absaugpumpe V7	26	C	
Aluminium Koffer	45ff	Bandagen	82, 97	Cardio First Angel	30
Aluminium Krankentrage	65	Batteriegriff für Laryngoskop	22	Cardiologie Stethoskop	121
Aluminium Schaufeltrage	60f	Batterieleuchte	113f	Cardio rapid	127
AMP-Rucksack	102	Batterien	22, 115	Cardio Test	127
Ampullarium	37	Batterien für Laryngoskop	22, 115	Carrier	65, 106
Ampuwa Injektionslösung	196	BD Artikel	161, 163f, 166	Cervicalstützen	55
Anästhesie Masken	11	BD Spritzen	164, 166	Chest Seal	98, 110
Anästhesie Stethoskope	118	BD Venflon	163	Chirurgische Koniotomie	21
Anatomische Pinzette	180f, 186	Beatmung LifeBOX	39		

Chirurgische Pinzetten	181, 186	Einmal Kanülen	157	Fingerpulsoximeter	29
Chirurgische Scheren	176	Einmal Kleidung	172	Fingersensorclip	28
Chitogauze XR pro	97	Einmal Nasopharyngealtuben	14	Fingertip	25
Cilienpinzette	180	Einmal Pinzetten	186	First Aid	33
Classic Stethoskope	120	Einmal Skalpelle	188f, 191	Fixierbinden	142
Clear Line II Beatmungsbeutel	9	Einmal Skalpellklingen	190f	Fixiergurte	55
Cleartest Atem Alkoholtest	126	Einmal Spritzen	164ff	Fixierpflaster	137
Cleartest Cardio	127	Einmal Sputumbecher	202	Flächendesinfektion	148, 150
Cleartest Corona Antigentest	125	Einstechhilfe	128	Flachkopfstethoskope	118
Cleartest Drogentest	126	Einweg Kaltlichtspatel	24	Flaschenhalter	195
Cleartest Multi-Drug Wischtest	126	Einweg Kittel	172	Flügelkanülen	160
Cold Blade LED Set	23	Einweg Laryngoskopgriff Kaltlicht	22	Formularhalter	49f
Cold Blade Set	23f	Einweg Peep Ventil	10	Foxtrot Litter Krankentrage	107
Combat Tourniquet	95	Elastische Binden	82	Füllsortiment CFR	102
Combi Carrier Schaufeltrage	62	Elastische Fixierbinde	142	Füllsortiment IFAK	100
Combi Carrier Schlaufengurte	56, 105	Elastomull	142	Füllsortiment MLP Beintasche	101
Combistar Notfallkoffer	41	Elektrische Absaugpumpe	26	Fußabsaugpumpe	25
Constant	22, 115	Elektronisches Fieberthermometer	116		
Corona	125	Endlos Narkoseschlauch	12	G	
Covid	125	Endo Breezer Endotrachealtuben	16f	Gänsegurgel	12
Curaplast	138, 140	Endo Stylet	17	Gazeverband	97
Cutiplast	140	Endotrachealtuben	16f	Gefäßpinzetten	180
		Endotrachealtubenhalter	16	Gesichtsmaske Burnshield	72
D		Entnahmekanüle	199	Gesichtsschutz	89
DCT Absaugkatheter	25, 27	Entnahmespike	199	Gestell für Krankentrage	65, 106
DCT Sauerstoffkatheter	201	Ergon Komforttrage	61	Glasthermometer	117
DCT Sauerstoffmaske	201	Ersatz-Absaugbehälter		Glucoselösung	197
DCT Sauerstoffschlauch	201	für Absaugpumpe V7	26	Glucoseteststreifen	129
Decken	66	Ersatz-Absaugschlauch		Guedeltuben	15
Dekompressionsnadel	99	für Absaugpumpe V7	26	Gummimundkeil	12
Dermaplast Soft	140	Ersatzfingersensorclip	28	Gürteltasche Plum Augenspülflasche	76
Dermojet Injektor	182	Ersatzfüllung Notfalltaschen	100ff	Gurte Tragestuhl	63
Desinfektionsmittel	146ff	Ersatzlampe Halogen	22	Gurtspinne	56, 105
Desinfektionsmittelflaschenständer	152	Ersatz O2-Flasche	34, 39, 44f	Gurtsysteme	56f, 105
Desinfektionstücher	147, 150f	Ersatzventil VACQ Blue	59	Gurtsysteme Schleifkorbtrage	64
Diagnostikleuchte	113f	Erste-Hilfe Augenspülung	74ff		
Diagnostik LifeBOX	38	Erste-Hilfe Koffer	41ff, 85	H	
Digitalthermometer	116	Erste-Hilfe Rucksack	34f, 102	Halterung für SERRES Einwegbehälter	26
Digitemp Thermometerhüllen	116f	Erste-Hilfe Station	74, 82f	Hammer	182
DIN Trage	65	Erste-Hilfe Tasche	33, 35f, 40, 83, 95, 100ff	Handabsaugpumpe	25
Doppelkopfstethoskope	119	Erste-Hilfe Verbandschränke	86	Händedesinfektion	146f
Dreiecktücher	145	Euro Schaufeltrage	61	Handschuhe	168ff
Drogentest	126	Evakuierungsstuhl	92	Handschuhspender	171
Drogenteststreifen	126	Evakuierungstrage	107	Hansaplast	137, 139
Drogen-Wischtest	126	Evakuierungstuch	107	Hartmann Artikel	140f, 144, 151, 202
Druckinjektor	182	Extra Spike Entnahmekanüle	199	Hautantiseptik	149
Druckminderer	34, 39, 44f	Eycopad	141	Hautdesinfektionsmittel	146, 149
Dual Stethoskop	121			Hautschutz	139
		F		Head-Fix Kopffixierung	56, 60, 62, 105
E		Fadenmesser	189, 191	Heidelberger Verlängerungen	194
Easycare Kit Burnshield	73	Fadenziehset	188	Helipur	148
E-Bone Splint	53	Fahrgestell Krankentrage	65, 106	Helipur H-Plus N	148
Economy Infusionsgeräte	192	Faltenschlauch	12	Hemcon	97
Edelstahl Kaltlichtspatel	22ff	FAP Tasche	100	Herzdruckmassage	30
Edelstahl Laryngoskopspatel	22ff	Fast Responder	99	Herzinfarktmarker	127
Edelstahl Skalpellgriff	190	Feilchenfeld Pinzetten	180, 186	Herz Lungen Wiederbelebung	30
Einführungsmandrin	17	Feinstaubfiltermaske	90f	Hexaquart	148
Einmal Beissblock	18	FFP Masken	90f	Hi-Risk Schutzhandschuhe	168
Einmal Guedeltuben	15	Fiberoptik Taschenotostkope	185	Hitzeschutzdecke	67
Einmal Infusionsgeräte	192f, 198	Fieberthermometer	117	HLW	30
Einmal Instrumente	186f	Filtermasken	90f		

Holzkasten Studentenetui	183	Koffer Max Case	48	M	
Hüllen Thermometer	116f	Kohäsive elastische Mullbinde	143	Magillzange	178
Hydrogel Burnshield	71	Kohrsolin FF	150	Mandrins	163
Hygienestation für		Kombistopfen	200	Manujet III	20
Desinfektionsmittelflaschen	152	Kompressen	145	Mark-I Notfallkoffer	41
Hypothermieschutz	68	Kompressen Burnshield	72	Max Case	48
I		Koniotomiebesteck	20	Mechanische Absaugpumpe	25
IFAK Füllsortiment	100	Koniotomieset	21	Mediware Einmal Skalpelle	189
Immobilisation	58	Kontrolllösung	129	Mediware Einmal Skalpellklingen	190
Immobilisation LifeBOX	38	Kopffixierung	56, 60, 62, 105	Mediware Einmal Spritzen	165, 167
Industrial	22, 115	Kopfkissen mit Fixierschlaufen	67	Mediware Fadenmesser	189f
Infarkttest	127	Kopfschneidezange	184	Mediware Heidelberger Verlängerung	194
Infrarot-Fieberthermometer	117	Korbtrage	64	Mediware Infusionsgeräte	192
Infusion LifeBOX	39	Kornzange	178	Mediware Infusionsleitungen	194
Infusionsbesteck	158	Korsett	55	Mediware Insulinspritzen	167
Infusionsdruckmanschette	195	Krankentrage	61, 64f, 106f	Mediware Otoskope	185
Infusionsflaschenhalter	195	Kunststoff Koffer	41ff	Mediware Perfusionsleitung	194
Infusionsgeräte	192f, 198	L		Mediware Pflaster	136f
Infusionsleitungen	194	Labor Brillen	88	Mediware Skalpelle	188
Infusionsset	99, 160	Labor Handschuhe	168	Mediware Skalpellgriffe	190
Injektionskanülen	157	Lampen	22	Mediware Spuckbeutel	202
Injektionslösung	196	Langzeit Infusionskanülen	161ff	Mediware Tuberkulinspritzen	167
Injektionspflaster	138f	Lanzetten	128	Mehrzweckschere	175
Instrumente	175ff	Laryngoskope	22ff	Metzenbaumschere	175, 187
Instrumentenaufbewahrung	183	Laryngoskopgriff Kaltlicht	22	Microbac	150
Instrumentendesinfektion	148	Laryngoskopspatel	22ff	Micro Blasenpflasterbox	84
Instrumentenset	183	Laryngoskopspatel Kaltlicht	22ff	Microfine Kanülen	166
Insulinspritzen	164, 166f	Larynxmaske	18	Micro Pflasterbox	84
Intrafix	193, 198	Larynxtube	18f	Micro Reiseset	84
Intraossäre Infusion	99	Latexhandschuhe	168f	Micro Set	84
Intraossärkanüle	99	LED Diagnostikleuchte	114	Micro Verbrennungsset	84
Intraossärset	99	LED Laryngoskopgriff Kaltlicht	22	Mikulicz Klemmen	178
Intubation LifeBOX	38	LED Rettungskorsett	55	Mini Spike	199
Isotonische Kochsalzlösung	195ff	Leg Fix Beifixierung	57	MLP Beintasche	101
J		Leichenhülle	109	Modultaschen	37ff
Junior Notfalltasche	35	Leukoplast	135, 138ff	Mosquitoklemmen	179, 187
K		Leukopor	137	M.Silk Pflaster	136
Kabel für Absaugpumpe V7	26	Leukosilk	136	Mullbinden	96, 110
Kälteschutzdecke	67	LifeBOX Notfallkoffer	41ff	Mullro	144
Kaltlicht Laryngoskop Set	24	LifeBOX Notfalltasche	34f	Multi Trauma Bandage	96
Kaltlichtspatel	22ff	LifeBOX Retainer	38f	Mundkeil	12
Kanülen	157, 159, 162f, 199	LifeBOX Rucksäcke	34	M.Ware plast Pflaster	135
Kanülensammler	154	LifeBOX Taschen	40	M.Ware pore Pflaster	137
Kassetten Klemmbrett	49	Lifeguard Ambulanzdecke	67	N	
Katheter	25, 27	Lifeguard Handschuhe	169	Nachfüllpackung QuickClean	75
Katheter Tracheostomie	25	Lifeguard Krankentrage	106	Nackenstütze	55
Kindersauerstoffmaske	201	Lifeguard Notfall Sauerstofftasche	36	Nagelzangen	184
Kinderstethoskop	119	Lifeguard Pocket Breezer	13	Narkose- und Befeuchterschlauch	12
Kissen	67	Lifeguard Spineboard	56f, 104	Nasal Corona Test	125
Kissenbezug	66	Lifeguard Splintschienen	53	Nasaler Abstrich	125
Kleiderschere	175	Lifeguard Taschen	36	Nasopharyngealtuben	14
Klemmbrett	49f	Lifeguard Vakuummattreze	59	Natriumcitrat Lösung	196
Klemmen	178f	Ligaturschere Spencer	177	Neoflon Venenverweilkanülen	161
Kocherklemme	179	Listerschere	175, 177f	Neopoint Kanülen	157
Kochsalzlösung	195ff	L-Mast Anti-Schock-Hose	108	Nitril Handschuhe	170
Kodan Desinfektion	150	Löffel nach Willinger	187	Non Woven Dreieckstuch	145
Kodan Tinktur Forte	149	Lohmann Artikel	138, 140f, 144	Notfall Absaugpumpe	26
Koffer Beatmungsbeutel	12	LTD Streckschiene	108	Notfall Aufbewahrungstaschen	37
		Luer-Lock Spritzen	165	Notfall Beatmungsbeutel	9f
		Luftkammerschienen	54		

Notfall Beatmungsmaske	11	Q	Schaufeltrage	60ff	
Notfall Koffer	41ff, 85	Quick Breezer Beatmungsfolie	13	Scheren	103, 175ff, 183, 187
Notfall Rucksack	34f, 102	QuickClean Wundreinigungstücher	75	Schienenmaterial	53f, 108
Notfall-Rucksack	34f	QuickCool Verbrennungsgel	75	Schlauchklemme	179
Notfall Schaufeltrage	60f	QuickFix Pflaster	74, 80	Schlaufengurte	56f, 105
Notfall Tasche	33, 36, 40, 95, 100ff	QuickSafe	75	Schleifkorbtrage	64
Notfall Zubehör	37, 73	QuickSafe Basic Erste-Hilfe Station	74	Schnellbandage	54
Notizbrett	49f	QuickSafe Box	74	Schnelldesinfektion	150f
Nylonseil Schleifkorbtrage	64	QuickStop Wundschnellverband	75	Schreibunterlagen	49f
		Quicktrach	20	Schülke & Mayr Artikel	149f
O				Schutzbrillen	88f
O2-Flaschen	39, 44f	R		Schutzhandschuhe	168
O2-Maske	201	Rasiermesser	183	Schutzhülle Krankentrage	65
O2-Verbindungsschlauch	201	Ready-Heat Wärmedecke	68	Schutzmasken	90f
Oberflächen Desinfektionsmittel	148	Ready-Heat Wärmeweste	68	Schutzschirm	89
Octeniderm	149	Reanimation	30	Schwesternstethoskope	118
Octenisept	149	Reflexhammer	182	Seidenpflaster	136
Ohrpinzette	181	Reiseset Micro	84	Seifen- und Desinfektionsmittelspender	152
Okklusivverband	98	Reiseset Pflaster	84	SEL Bergetuch	107
Oleas Bandage	96	Reparaturkit für Vakuummatratze	59	Seldinger Koniotomieset	21
Omikron	125	Resc-Q-Assist Erste Hilfe Koffer	85	Servobox	154
Omnifix Spritze	166	Responder Beckenschlinge	54	Servomull Elast	142
Optiva II	163	Responder Kit Burnshield	73	Servomull Elast-Haft	143
Otoskope	185	RESQ Blade	22ff	Servoprax Venenstauer	124
		RESQ Blanket	67	Sharpsguard Abfallcontainer	154
P		RESQ Board Reanimationsbrett	30	Sicherheitsbehälter	154
Paillettenentnahme Pinzette	180	RESQ Chair	63	Sicherheitsflügelkanülen	159
Patientendecke	66f	RESQ Meter Pulsoximeter	28f	Sicherheitshandschuhe	168
Patientenkissen	67	RESQ Pillow	67	Sicherheitskanülen	159, 162
Patientenkissenbezug	66	Retainersystem	37ff	Sicherheitsnadeln	145
Patientenstuhl	63	Rettungsbrett	30, 56f, 104	Sicherheitskalpelle	188
Patiententrage	61, 65, 106f	Rettungsdecke Burnshield	72	Sicherheitsvenenverweilkanülen	162
Patiententragelaken	66	Rettungsdecken	67f, 72	SicSac Spuckbeutel	202
Patriot Cervikalstütze	55	Rettungskorsett	55	Silicone Line II Beatmungsbeutel	10
Peanklemmen	179	Rettungsschere	103	Silikonbeatmungsbeutel	10
Peep Ventil	10	Rettungstuch	58	Silikonmaske	11
Penlight Leuchten	113f	Ringer Lactat Lösung	197	Skalpelle	183, 188f, 191
Percussionshammer	182	Ringerlösung	197	Skalpellgriffe	190
Perfusionskanülen	158	Robin Safety Boy Scheren	103	Skalpellschlingen	190f
Perfusionsleitungen	194	Rollenpflaster	135ff	Skin-Prep Hautschutztücher	139
Perfusionsspritzen	164	Rolltasche blau	22	Slimmate Saunders	49f
Pflaster	74, 80f, 84, 135ff	Rucksack	102	S & M Artikel	149
Pflasterbox Micro	84			Smith & Nephew Artikel	139f
Pflaster Reiseset	84	S		Softclix Lanzetten	128
Pflasterspender	80f	Safe Touch Kanülen	159	Softhand Handschuhe	168, 170
Pinzetten	180f, 183, 186	Safety Kanülen	162f	Sof TT-W	95
Plastipak	164	Safety Klemmbrett	50	Sonnenbrand Versorgung	71f
Plum Artikel	74ff, 78, 80	Salvequick	81	Spanngurte für Sauerstoffflaschen	39, 44f
Plum Augenspülung	74ff	Sanitätsschrank	86f	Spatel für Laryngoskope	22ff
Pocket Breezer	13	SARS-CoV-2	125	Speedclip Gurtsystem	57
Präpariernadel	183	Sauerstoffdruckminderer	34, 39, 44f	Spender für Bandagen	82
Präparierschere	177, 183	Sauerstoffflaschen	34, 39, 44f	Spender für Handschuhe	171
Pressure Man Blutdruckmessgeräte	122f	Sauerstoffgeräte	39, 44f	Spender für Spuckbeutel	202
Pressure Man		Sauerstoff LifeBOX	39	Spezialbatterien	22, 115
Infusionsdruckmanschette	195	Sauerstoffmasken	201	Spezialkanüle	21, 99
Procell	22, 115	Sauerstoffverbindungsschlauch	201	Spezialschere	103
Pro-Ophta	141	Sauerstoffzubehör	34, 39, 44f, 201	Spineboard	56f, 61f, 104
Pulsoximeter	28f	Saunders Klemmbrett	49f	Splitterpinzetten	180, 186
PVC Beatmungsmaske	11	ScalpelCric		Spritzen	164ff
		chirurgisches Koniotomie-Set	21	Spritzenadapter	200
		Scharfer Löffel	187	Spuckbeutel	202

Sputumbecher	202	Transportstuhl	63, 92	Viskose Dreieckstuch	145
Ständer für Desinfektionsmittelflaschen	152	Transporttasche	61	Vliesstoffpflaster	137
Staubänder	124	Transporttasche für Absaugpumpe V7	26		
Stechhilfe	128	Trans-S Bergetuch	58	W	
Sterillium	146f	Trauma Bandage	96	Wandhalter für Spenderboxen	171
Sterillium Classic Pure	146	Traumatraining	110	Wandhalterung Evakuierungsstuhl	92
Sterillium Gel	147	Treppenstuhl	63	Wandhalterung für Absaugpumpe V7	26
Sterillium med	146	Tuberkulinspritzen	166	Wandhalterung für Augenspülflaschen	79
Sterillium pure	146	Tubus	14, 18f	Wandhalterung Plum	74
Sterillium Virugard	147	Tücher zur Schnelldesinfektion	150f	Wandhalterung Schaufeltragen	61
Stethoskope	118ff	Tuchklemme	175	Wandstation Plum	78
Stitch-Cutter Fadenmesser	189ff	Tupfer	144	Wärmedecke	68
Stopfen Spritzen	200	Tupfer Fasszange	178	Wärmeweste	68
Streckschiene	108			Waschhandschuhe	153
Studentenetui	183	U		Wingflo Flügelkanülen	160
Surflo-Perfusionskanülen	158f	Überleitungschanülen	200	Wirbelsäulenbrett	56f, 104
Surgicric	21	Übungsbein	110	Wischdesinfektion	151
Surshield Surflo	159	Uhrglas-Augenklappe	141	Wischstäbchen	130ff
Swann Morton-Artikel	191	Ulmer Koffer	44f	Wischtest	126
Syntex Vinyl Handschuhe	168	Ultrabasket	64	Workmate Saunders	50
		Universalbatterien	115	Wound Packing Trainer	110
T		Universalnotfallschienen	53	Wundabdeckung	96f
TacShears	103	Universalpinzette	180	Wundpflaster	140
Taky-Spike Plus Kanülen	199	Universalscheren	175	Wundpflege-Spender	82
Tasche für Laryngoskop	22	Universalwandhalter	171	Wundschnellverband	140
Tasche für Sauerstoffflaschen	36	Untersuchungshandschuhe	168ff		
Tasche für SEL Bergetuch	107	Untersuchungskittel	172	X	
Tasche für Vakuummatratze	59	Urgo Artikel	138, 140, 143f	XXL-Gurtsystem Spineboard	56
Taschencontainer	154	Urgomull	143		
Taschenkanülensammler	154	Urgopflaster	140	Y	
Taschenleuchte	113f	Urgosoft	138, 140	Yankauer Katheter	25
Taschenmaske	13			Ypsimed Augenklappe	141
Taschenotoskope	185	V			
TBC Spritze	166	V7 plus B Absaugpumpe	26	Z	
TCP Tasche	95	VACQ Blue	59	Zangen	178, 184
Terumo Artikel	158f	VACQ Breezer	25	Zeckenzangen	184
Terumo Perfusionskanülen	158	Vakuumhandpumpe	59	Zelletten	144
Teststreifen	128	Vakuummatratze	59	Zellstoff Tupfer	144
Textilpflaster	135	Vakuumschiene	58	Zemuko Kompressen	144
Thermometer	116f	Varta Batterien	115	Zentraler Zugang	99
Thermometerhülle	116f	Vascular-Check Kombinationsgerät	28	Zervikalstütze	55
T-Holder	16	Vasofix Kanülen	162	Zubehör Absaugpumpe	25f
Thorax Drainage	99	Venenstauer	124	Zubehör Korbtrage	64
Thoraxverschlusspflaster	98	Venenverweilkanülen	159, 161ff	Zubehör Krankentrage	61, 65, 106
Tourniquet	95	Venflon Mandrins	163	Zubehör Schaufeltrage	56f, 60f, 105
T-POD Combat Beckenschlinge	105	Venflon Venenverweilkanülen	163	Zubehör Schleifkorbtrage	64
T-POD Responder Beckenschlinge	54	Venofix Kanülen	158f	Zubehör Spineboard	56f, 105
Tracheostomie Katheter	25	Verbandklammern	145	Zubehör Studentenetui	183
Trage	62, 107	Verbandmaterial LifeBOX	39	Zubehör Tragestuhl	63
Tragelaken	66	Verbandmull	144	Zubehör VACQ Blue	59
Tragenauflage	66	Verbandpäckchen	145	Zubehör VACQ Breezer	25
Tragenfahrgestell	65, 106	Verbandschere	103, 175	Zungenzange	178
Tragestuhl	63	Verbandschrank	86		
Trainingsbandage	110	Verbandstoffe	145		
Transfusionsbestecke	193, 198	Verbandtücher	145		
Transofix Transfer-Set	200	Verbindungsschlauch	201		
Transportboxen	48	Verbrauchsmaterial LifeBOX	38		
Transportcover für Absaugpumpe V7	26	Verbrennungssset Micro	84		
Transportkoffer Beatmungsbeutel	12	Vernülen	161		
		Verschlusskappen für Luer-Lock	200		
		Vinyl Handschuhe	168		

BEATMUNG INTUBATION



Gruppe 1

A		F		Q	
Absaugkatheter	25, 27	Faltenschlauch	12	Quick Breezer Beatmungsfolie	13
Absaugpumpe	25ff	Fingerpulsoximeter	29	Quicktrach	20
Absaugschlauch für Absaugpumpe V7	26	Fingersensorclip	28		
Absaugsysteme	25	Fingertip	25	R	
Absaugunterbrecher	25	Fußabsaugpumpe	25	Reanimation	30
Adapter Absaugkatheter	25			RESQ Blade	22ff
Adapter Peep Ventil	10	G		RESQ Board Reanimationsbrett	30
Airway Breezer Guedeltuben	15	Gänsegurgel	12	RESQ Meter Pulsoximeter	28f
Anästhesie Masken	11	Guedeltuben	15	Rettungsbrett	30
Anschlusskabel für Absaugpumpe V7	26	Gummimundkeil	12	Rolltasche blau	22
B		H		S	
Bakterienfilter	9	Halterung für SERRES Einwegbehälter	26	ScalpelCric chirurgisches	
Bakterienfilter für Absaugpumpe V7	26	Handabsaugpumpe	25	Koniotomie-Set	21
Batteriegriff für Laryngoskop	22	Herzdruckmassage	30	Seldinger Koniotomieset	21
Batterien	22	Herz Lungen Wiederbelebung	30	Silicone Line II Beatmungsbeutel	10
Batterien für Laryngoskop	22	HLW	30	Silikonbeatmungsbeutel	10
Beatmungsbeutel	9f			Silikonmaske	11
Beatmungsfolie Quick Breezer	13	I		Spatel für Laryngoskope	22ff
Beatmungsmasken	11, 13	Industrial	22	Spezialbatterien	22
Beatmungstubus	18			Spezialkanüle	21
Behälter VACQ Breezer	25	K		Surgicric	21
Beissblock	18	Kabel für Absaugpumpe V7	26		
		Kaltlicht Laryngoskop Set	24	T	
C		Kaltlichtspatel	22ff	Tasche für Laryngoskop	22
Cardio First Angel	30	Katheter	25, 27	Taschenmaske	13
Chirurgische Koniotomie	21	Katheter Tracheostomie	25	T-Holder	16
Clear Line II Beatmungsbeutel	9	Koffer Beatmungsbeutel	12	Tracheostomie Katheter	25
Cold Blade LED Set	23	Koniotomiebesteck	20	Transportcover für Absaugpumpe V7	26
Cold Blade Set	23f	Koniotomieset	21	Transportkoffer Beatmungsbeutel	12
Constant	22			Transporttasche für Absaugpumpe V7	26
		L		Tubus	14, 18f
D		Lampen	22		
DCT Absaugkatheter	25, 27	Laryngoskope	22ff	V	
		Laryngoskopgriff Kaltlicht	22	V7 plus B Absaugpumpe	26
E		Laryngoskopspatel	22ff	VACQ Breezer	25
Edelstahl Kaltlichtspatel	22ff	Laryngoskopspatel Kaltlicht	22ff	Vascular-Check Kombinationsgerät	28
Edelstahl Laryngoskopspatel	22ff	Larynxmaske	18		
Einführungsmandrin	17	Larynxtubus	18f	W	
Einmal Beissblock	18	LED Laryngoskopgriff Kaltlicht	22	Wandhalterung für Absaugpumpe V7	26
Einmal Guedeltuben	15	Lifeguard Pocket Breezer	13		
Einmal Nasopharyngealtuben	14			Y	
Einweg Kaltlichtspatel	24	M		Yankauer Katheter	25
Einweg Laryngoskopgriff Kaltlicht	22	Manujet III	20		
Einweg Peep Ventil	10	Mechanische Absaugpumpe	25	Z	
Elektrische Absaugpumpe	26	Mundkeil	12	Zubehör Absaugpumpe	25f
Endlos Narkoseschlauch	12			Zubehör VACQ Breezer	25
Endo Breezer Endotrachealtuben	16f	N			
Endo Stylet	17	Narkose- und Befeuchterschlauch	12		
Endotrachealtuben	16f	Nasopharyngealtuben	14		
Endotrachealtubenhalter	16	Notfall Absaugpumpe	26		
Ersatz-Absaugbehälter für Absaugpumpe V7	26	Notfall Beatmungsbeutel	9f		
Ersatz-Absaugschlauch für Absaugpumpe V7	26	Notfall Beatmungsmaske	11		
Ersatzfingersensorclip	28			P	
Ersatzlampe Halogen	22	Peep Ventil	10	Pocket Breezer	13
		Pocell	22	Procell	22
		Pulsoximeter	28f	Pulsoximeter	28f
		PVC Beatmungsmaske	11		



RESQ-BREEZER

BEATMUNGSBEUTEL

CLEARLINE II PVC-EINWEGBEATMUNGSBEUTEL

Einweg-Beatmungsbeutel aus PVC im Set mit Luftwulstmaske, O₂-Reservoir und O₂-Leitung.

- Latexfrei
- Einzeln im Beutel verpackt
- Mit integriertem Reservoirventil

Clear Line II	Erwachsene	Kinder	Babies
	E5 04010-S	E5 04020-S	E5 04030-S
Material Korpus:	PVC	PVC	PVC
Volumen:	1500 ml±200 ml	550 ml±200 ml	280 ml±100 ml
Desinfizierbar/			
Autoclavierbar:	nein	nein	nein
Überdruckventil:	40-60 cm H ₂ O	35-50 cm H ₂ O	30-45 cm H ₂ O



Typ	Größe	Volumen	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	Gr. 5	1500ml±200ml	1 Set	E5 04010-S	14,20
Kinder	Gr. 3	550ml±200ml	1 Set	E5 04020-S	14,20
Babies	Gr. 0	280ml±100ml	1 Set	E5 04030-S	14,20

BAKTERIENFILTER


Dieser Filter wurde für den Gebrauch mit Anästhesie- oder Beatmungsgeräten konzipiert, um den Patienten vor Bakterien zu schützen. Er kann aber auch ideal zum Schutz des Notfallbeatmungsbeutels dienen, indem er zwischen Maske und Beutel eingesetzt wird. Das ausgeatmete Gemisch wird gefiltert und läßt den Beutel bakterienfrei.

Der Standardansatz von 22 und 15 mm paßt auf alle Geräte und Zubehör.

Einzelgewicht = 38 g

Bakterienfiltration = 99,999 %

Typ	Volumen	VE	REF	Preis VE
Bakterienfilter	60 ml	1 Stück	N1 1944	2,20



RESQ-BREEZER BEATMUNGSBEUTEL

SILICONE LINE II BEATMUNGSBEUTEL

Wiederverwendbarer Silikon-Beatmungsbeutel im Set mit Maske, O₂-Reservoir und O₂-Leitung.

- Latexfrei
- Desinfizierbar und autoklavierbar bis 134 °C
- Einzeln im Beutel verpackt
- Mit integriertem Reservoirventil

Silicone Line II

Material Korpus:

Volumen:

Desinfizierbar/

Autocalvierbar:

Überdruckventil:

Erwachsene

E5 0401-S

Silikon

1500 ml±200 ml

ja

40-60 cm H₂O

Kinder

E5 0402-S

Silikon

550 ml±200 ml

ja

35-50 cm H₂O

Babies

E5 0403-S

Silikon

280 ml±100ml

ja

30-45 cm H₂O

Typ	Größe	Volumen	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	Gr. 5	1500ml±200ml	1 Set	E5 0401-S	53,50
Kinder	Gr. 3	550ml±200ml	1 Set	E5 0402-S	53,50
Babies	Gr. 0	280ml±100ml	1 Set	E5 0403-S	53,50



PEEP VENTIL UND PEEP VENTIL ADAPTER

Nicht autoklavierbar, für den Einmalgebrauch.

Typ	VE	REF	Preis VE
Einweg Peep-Ventil, Erwachsene, orange. (5 - 20 cm H ₂ O)	1 Stück	E5 20143	7,99
Einweg Adapter für Peep-Ventil	1 Stück	E5 20140	1,99



RESQ-BREEZER

BEATMUNGSBEUTEL

PVC-BEATMUNGSMASKE MIT LUFTWULST

Maske mit transparentem Dom – zur freien Sicht und zur guten Überwachung des Patienten. Die über das Ventil aufblasbare Luftwulst ermöglicht eine individuelle Härteeinstellung. Somit passt sich die Maske optimal an die Gesichtskonturen an und bringt absolute Dichtheit. Die Maske eignet sich als Ergänzung zum Beatmungsbeutel, bei Inhalationstherapien oder in der Anästhesie. Die Masken sind DEHP-frei für zusätzliche Patientensicherheit. Inklusive Hakenring zur Befestigung mit einem Kopfriemen. Einzeln verpackt, nicht autoclavierbar, nicht wiederverwendbar

Typ	VE	REF	Preis VE
Größe 0	1 Stück	N1 2940	5,40
Größe 1	1 Stück	N1 2941	5,40
Größe 2	1 Stück	N1 2942	5,40
Größe 3	1 Stück	N1 2943	5,40
Größe 4	1 Stück	N1 2944	5,40
Größe 5	1 Stück	N1 2945	5,40

RESQ-BREEZER

BEATMUNGSBEUTEL

RESQ-BREEZER SILICONE LINE EINTEILIGE SILIKONMASKE MIT LIPPENWULST

Besonders leicht zu reinigen, autoklavierbar bis 134 °C. Erlaubt eine wesentlich leichtere Reinigung durch einteiliges Design mit kleinerem Totraum und besserem Durchfluss. Erhältlich in den Größen 3, 4 und 5.

Typ	VE	REF	Preis VE
Größe 3 Kinder	1 Stück	N1 003	16,50
Größe 4 Kinder	1 Stück	N1 004	16,50
Größe 5 Erwachsene	1 Stück	N1 005	16,50

RESQ-BREEZER

BEATMUNGSBEUTEL

RESQ-BREEZER SILICONE LINE 3-TEILIGE BEATMUNGSMASKE

Autoclavierbar bis 121 °C.

Typ	VE	REF	Preis VE
Größe 3 Erwachsene S	1 Stück	E5 04	10,00
Größe 4 Erwachsene M	1 Stück	E5 05	10,00
Größe 5 Erwachsene L	1 Stück	E5 06	10,00

RESQ-BREEZER

BEATMUNGSBEUTEL

RESQ-BREEZER SILICONE LINE 1-TEILIGE BEATMUNGSMASKE

Autoclavierbar bis 134 °C.

Typ	VE	REF	Preis VE
Größe 0 Neonaten	1 Stück	E5 01	10,00
Größe 1 Babies	1 Stück	E5 02	10,00
Größe 2 Kinder	1 Stück	E5 03	10,00



TRANSPORTKOFFER

Besteht aus kräftigem Kunststoff, transparent, leer.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Transportkoffer	340 x 145 x 135 mm	1 Stück	E5 017GU	10,40



GÄNSEGURGEL SUPER-SET VERSTELLBAR

Intersurgical Super-Set Gänsegurgeln sind durch das "Ziehharmonika-Design" in beliebige Positionen einstellbar. Das ermöglicht eine Einstellung des Totraumes von 15-36 ml und einer Längeneinstellung von 70 bis 150 mm.

Mit Adapter, 22 mm Aussendurchmesser/15 mm Innendurchmesser.

Typ	VE	REF	Preis VE
Gänsegurgel Super-Set, verstellbar	1 Stück	H7 3504	1,60



NARKOSE- UND BEFEUCHTERSCHLAUCH

Transparenter Schlauch auf Rolle, trennbar alle 40 cm. Passend für 22 mm Normanschlüsse, d. h. für jeden Einsatzbereich verwendbar. Ideal für Inhalation, Intensivpflege und Narkose.

Rolle = 50 m, Rollenspender entspricht der DS/ISO NORM 5367.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Faltenschlauch	50 m	1 Rolle	F5 1201	29,95



LIFEGUARD MUNDKEIL

Aus blauem Gummi, konisch.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Mundkeil	85 x 24 x 17 mm	1 Stück	I7 610000	3,40



POCKET-BREEZER



POCKET-BREEZER

Die faltbare Taschenmaske, ein Sicherheitsatemspender für Lebensretter. Das Mundstück hat zwei Sicherheitsfunktionen: einen Bakterienfilter und ein Einwegventil. Dadurch kommt es nicht zur Infektionsgefahr beim Atemspenden durch die Ventiltrennung zwischen Mundstück und Luftkissenmaske.

In sich selbst faltbare, gut anpaßbare Luftwulstmaske mit Fixierband. Jetzt noch sicherer mit zusätzlichem Filter.

Verpackt in der praktischen Lifeguard Pocket-Box.

Typ	VE	REF	Preis VE
Pocket Breezer, komplett	1 Stück	N4 2050	9,15



QUICK-BREEZER

QUICK-BREEZER BEATMUNGSFOLIE

Die schnelle Sofortbeatmung

Beatmungsfolie mit Mundstück und Ausatem-Ventil. In schützender, stabiler Dose oder im Soft-Case fertig gefüllt, mit Kette. So klein, daß sie am Autoschlüssel zu tragen ist.



Typ	VE	REF	Preis VE
Beatmungsfolie in Dose	1 Stück	N4 4051	3,10
Beatmungsfolie im Soft-Case	1 Stück	N4 4052	3,10



QUICK-BREEZER

QUICK-BREEZER ECO BEATMUNGSFOLIE

Die schnelle Sofortbeatmung

Als einfache Beatmungsfolie ohne Mundstück, zum Schutz von Helfern und Patienten. Die einfache Folie im Alu-Aufreißbeutel gibt:

- Sicherheit und Hygiene bei der Atemspende (Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase)
- Einfachste Handhabung durch Kurzanleitung
- Besonders platzsparend

Typ	VE	REF	Preis VE
Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie in Alublister, ohne Mundstück	1 Stück	N4 4000	1,60



NASOSAFE NASOPHARYNGEALTUBUS

NasoSafe ist eine Innovation bei den Nasopharyngealtuben. Sein Drehgriffstück eliminiert das Risiko, das der Tubus zu weit oder ganz eingeführt werden kann und das bei gleichzeitiger Maximierung des Patientenkomforts.

NasoSafe sind ideal, wenn ein oraler Zugang nicht möglich ist und geben auch die Möglichkeit der nasotrachealen Absaugung. Die Farbcodierung der Griffstücke dient der leichteren Identifizierung der Größe und hilft somit bei der Auswahl des richtigen Absaugkatheters. Seine abgerundete Spitze und seine Flexibilität schützt den Patienten vor Verletzungen während der Intubation. Einzeln steril verpackt.



Größe	Farbe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
CH 20	dunkelgrün	7,00 mm	4,00 mm	10 Stück	17 038-95-004	26,50
CH 22	dunkelgrün	7,50 mm	4,50 mm	10 Stück	17 038-95-045	26,50
CH 24	schwarz	8,00 mm	5,00 mm	10 Stück	17 038-95-005	26,50
CH 26	schwarz	8,50 mm	5,50 mm	10 Stück	17 038-95-055	26,50
CH 28	grün	9,00 mm	6,00 mm	10 Stück	17 038-95-006	26,50
CH 28	grün	9,50 mm	6,50 mm	10 Stück	17 038-95-065	26,50
CH 30	orange	10,00 mm	7,00 mm	10 Stück	17 038-95-007	26,50
CH 32	orange	10,50 mm	7,50 mm	10 Stück	17 038-95-075	26,50
CH 34	dunkelrot	11,00 mm	8,00 mm	10 Stück	17 038-95-008	26,50
CH 36	dunkelrot	11,50 mm	8,50 mm	10 Stück	17 038-95-085	26,50
CH 38	lila	13,00 mm	9,00 mm	10 Stück	17 038-95-009	26,50



NASOCLEAR NASOPHARYNGEALTUBUS

Einmal-Nasopharyngealtuben, einzeln steril verpackt, mit Größenkennzeichnung auf dem Tubus zur besseren Identifizierung. Der Konnektor verhindert, dass der Tubus ungewollt zu weit oder ganz eingeführt werden kann. Hergestellt aus medizinischem PVC.

Größe	Farbe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
CH 20	grün	7,00 mm	4,00 mm	10 Stück	17 038-95-004C	22,80
CH 22	grün	7,50 mm	4,5 mm	10 Stück	17 038-95-045C	22,80
CH 24	schwarz	8,00 mm	5,00 mm	10 Stück	17 038-95-005C	22,80
CH 26	schwarz	8,50 mm	5,5 mm	10 Stück	17 038-95-055C	22,80
CH 28	dunkelgrün	9,00 mm	6,00 mm	10 Stück	17 038-95-006C	22,80
CH 28	dunkelgrün	9,50 mm	6,5 mm	10 Stück	17 038-95-065C	22,80
CH 30	orange	10,00 mm	7,00 mm	10 Stück	17 038-95-007C	22,80
CH 32	orange	10,50 mm	7,5 mm	10 Stück	17 038-95-075C	22,80
CH 34	rot	11,00 mm	8,00 mm	10 Stück	17 038-95-008C	22,80
CH 36	rot	11,50 mm	8,5 mm	10 Stück	17 038-95-085C	22,80
CH 38	gelb	13,00 mm	9,00 mm	10 Stück	17 038-95-009C	22,80

AIRWAY-BREEZER



AIRWAY BREEZER EINMAL GUEDELTUBEN

Aus flexiblem, semi-transparentem Kunststoff, mit farbcodiertem Beißschutz. Einzeln, steril verpackt.

Größe	Farbcode	UK	VE	REF	Preis VE
000	pink	600 Stück	50 Stück	I7 S000	26,50
00	blau	600 Stück	50 Stück	I7 S00	26,50
0	schwarz	600 Stück	50 Stück	I7 S0	26,50
1	weiß	600 Stück	50 Stück	I7 S1	26,50
2	grün	600 Stück	50 Stück	I7 S2	26,50
3	gelb	600 Stück	50 Stück	I7 S3	26,50
4	rot	600 Stück	50 Stück	I7 S4	26,50
5	orange	600 Stück	50 Stück	I7 S5	26,50



AIRWAY-BREEZER

AIRWAY BREEZER GUEDELTUBEN SET

Bestehend aus je 1 Guedel-Tubus

Größe: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5., farbcodiert

Typ	Packungsform	VE	REF	Preis VE
Guedeltuben - Set, unsteril				
Guedeltuben - Set, unsteril	farbcodiert, mit Box	1 Set	I7 GT-BOX	9,15
Guedeltuben - Set, steril				
Guedeltuben - Set, steril	farbcodiert, lose im Polybeutel (ohne Abbildung)	1 Set	I7 SET	5,15

ENDO-BREEZER

Die glasklaren Einmal-Endotrachealtuben Endo Breezer sind sowohl für den kurz- als auch mittelfristigen Einsatz konzipiert. Die besondere Form des Ballons vermeidet Nekrosen. Natürlich mit Kontraststreifen, automatischem Federvertil, Kontrollballon und Konnektor.

ENDO BREEZER ENDOTRACHEALTUBEN UNIVERSALMODELL MIT BALLON

Aus medizinischem PVC, mit Universaldruck-Manschette, Kontrollcuff, aufgesetzter Normkonnektor, nasal und oral verwendbar.

Mit durchgehendem Kontrast-Röntgenstreifen, für kurze und mittelfristige Beatmungsdauer.

- Schonende Magill-Spitze, Murphy-Auge
- Besonders dünnwandige und flexible Tubus-Manschetten
- Prüfballon mit Chargenaufdruck
- Einzeln steril verpackt
- Mit Kontraststreifen über die ganze Tubuslänge
- Mit bereits aufgesetztem Normkonnektor
- Auch für die nasale Intubation geeignet

Größe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	PZN	VE	REF	Preis VE
CH 12	4,2 mm	3,0 mm	04472032	10 Stück	N2 10730	15,00
CH 14	4,9 mm	3,5 mm	04472049	10 Stück	N2 10735	15,00
CH 16	5,5 mm	4,0 mm	04472055	10 Stück	N2 10740	15,00
CH 18	6,2 mm	4,5 mm	04472061	10 Stück	N2 10745	15,00
CH 20	6,9 mm	5,0 mm	04472078	10 Stück	N2 10750	15,00
CH 22	7,5 mm	5,5 mm	04472084	10 Stück	N2 10755	15,00
CH 24	8,2 mm	6,0 mm	04472090	10 Stück	N2 10760	15,00
CH 26	8,8 mm	6,5 mm	04472109	10 Stück	N2 10765	15,00
CH 28	9,6 mm	7,0 mm	04472115	10 Stück	N2 10770	15,00
CH 30	10,2 mm	7,5 mm	04472121	10 Stück	N2 10775	15,00
CH 32	10,9 mm	8,0 mm	04472138	10 Stück	N2 10780	15,00
CH 34	11,5 mm	8,5 mm	04472144	10 Stück	N2 10785	15,00
CH 36	12,1 mm	9,0 mm	04472150	10 Stück	N2 10790	15,00
CH 38	12,7 mm	9,5 mm	04472167	10 Stück	N2 10795	15,00
CH 40	13,6 mm	10,0 mm	04472173	10 Stück	N2 107100	15,00

ENDO-BREEZER

ENDO BREEZER ENDOTRACHEALTUBEN UNIVERSALMODELL OHNE BALLON

- Tuben ohne Ballon, mit Murphy-Auge
- Mit abgerundeter Magill-Spitze und Tiefenmarkierung
- Einzeln steril

Größe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	PZN	VE	REF	Preis VE
CH 08	2,9 mm	2,0 mm	04472196	10 Stück	N2 11120	15,00
CH 10	3,5 mm	2,5 mm	04472204	10 Stück	N2 11125	15,00
CH 12	4,2 mm	3,0 mm	04472210	10 Stück	N2 11130	15,00
CH 14	4,9 mm	3,5 mm	04472227	10 Stück	N2 11135	15,00
CH 16	5,5 mm	4,0 mm	04472233	10 Stück	N2 11140	15,00
CH 18	6,2 mm	4,5 mm	04472256	10 Stück	N2 11145	15,00
CH 20	6,9 mm	5,0 mm	04472262	10 Stück	N2 11150	15,00
CH 22	7,5 mm	5,5 mm	04472279	10 Stück	N2 11155	15,00
CH 24	8,2 mm	6,0 mm	04472285	10 Stück	N2 11160	15,00



LIFEGUARD T-HOLDER ENDOTRACHEALTUBEN-FIXIERUNG

Der T-Holder erfüllt die höchsten Ansprüche für professionelle Einsätze. Eine Universalgröße für die Anwendung bei Kindern und Erwachsenen. Das umständliche und zeitaufwendige Fixieren mit Pflastern etc. entfällt.

- Einfach in der Anwendung
- Mit Klettband
- Mit Beißschutz
- Passt auf alle T-Tuben und Larynxmasken



Typ	VE	REF	Preis VE
T-Holder	1 Stück	N2 9500	4,50



ENDO-STYLET

ENDO-STYLET EINFÜHRUNGSMANDRIN

Flexible Einführungsmandrins für die Endotrachealkatheter.
Einzel, steril verpackt. Packung = 20 Stück.

Größe	VE	REF	Preis VE
CH 06 / 2,5 - 3,5 mm Ø	1 Stück	N2 02423	3,25
CH 10 / 4,0 - 5,0 mm Ø	1 Stück	N2 02433	3,25
CH 14 / 5,5 - 10,0 mm Ø	1 Stück	N2 02443	3,25



ENDO-BREEZER

ENDO BREEZER SET ► OHNE CUFF

Endotrachealtubus, einzeln, steril im Peel-Pack abgepackt, ohne Cuff mit integriertem Einweg-Einführungsmandrin.



Größe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	PZN	VE	REF	Preis VE
CH 10	3,5 mm	2,5 mm	12450010	10 Stück	N2 11125IM	28,00
CH 12	4,2 mm	3,0 mm	12450033	10 Stück	N2 11130IM	28,00
CH 14	4,9 mm	3,5 mm	12450056	10 Stück	N2 11135IM	28,00
CH 16	5,5 mm	4,0 mm	12450079	10 Stück	N2 11140IM	28,00
CH 18	6,2 mm	4,5 mm	12450122	10 Stück	N2 11145IM	28,00
CH 20	6,9 mm	5,0 mm	12450151	10 Stück	N2 11150IM	28,00



ENDO-BREEZER

ENDO BREEZER SET

Endotrachealtuben mit integriertem Einweg-Einführungsmandrin und 10 ml Blockerspritze 3-teilig, Luer-Lock, einzeln, steril im Peel-Pack abgepackt.

- Tuben mit Ballon
- Mit besonders abgerundeter Magill-Spitze und Tiefenmarkierung
- Mit Murphy-Auge für zusätzliche Sicherheit.

Größe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	PZN	VE	REF	Preis VE
CH 20	6,9 mm	5,0 mm	12453250	10 Stück	N2 10750IMS	28,00
CH 22	7,5 mm	5,5 mm	12453267	10 Stück	N2 10755IMS	28,00
CH 24	8,2 mm	6,0 mm	12453273	10 Stück	N2 10760IMS	28,00
CH 26	8,8 mm	6,5 mm	12453296	10 Stück	N2 10765IMS	28,00
CH 28	9,6 mm	7,0 mm	12453304	10 Stück	N2 10770IMS	28,00
CH 30	10,2 mm	7,5 mm	12453310	10 Stück	N2 10775IMS	28,00
CH 32	10,9 mm	8,0 mm	12453327	10 Stück	N2 10780IMS	28,00
CH 34	11,5 mm	8,5 mm	12453333	10 Stück	N2 10785IMS	28,00
CH 36	12,1 mm	9,0 mm	12453356	10 Stück	N2 10790IMS	28,00





PORTEX SILIKON LARYNX MASKE

Hygienisch unbedenkliches Einwegprodukt

- Material & Design gewährleisten ein Höchstmaß an Komfort, Funktionalität und Sicherheit
- Zeitgemäß – einzeln steril verpackt
- Erhältlich in 5 Größen für Kinder und Erwachsene
- Transparentes Material, Atraumatisches Design
- 15 mm Konnektor zum Anschluss an das Narkose-System
- Der Blue Line Röntgenkontraststreifen am Tubus garantiert eine korrekte Ausrichtung
- Einzeln steril verpackt, zum einmaligen Gebrauch, senkt das Risiko von Kreuzinfektionen und reduziert die Reinigungs-/Sterilisationskosten

Typ	Für	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
Kleinkinder/ Kinder	10-20 kg	9,5 mm	7,0 mm	1 Stück	N2 100222200	18,05
Kinder	20-30 kg	11,0 mm	9,0 mm	1 Stück	N2 100222250	18,05
Kinder	30-50 kg	12,1 mm	10,2 mm	1 Stück	N2 100222300	18,05
Erwachsene	50-70 kg	12,1 mm	10,1 mm	1 Stück	N2 100222400	18,05
Erwachsene	70-100 kg	15,0 mm	11,5 mm	1 Stück	N2 100222500	18,05



LARYNX-TUBUS LTS-D SETS

Der Larynx-Tubus ist ein supraglottischer Luftweg für die Anwendung in der Allgemeinanaesthetie unter spontaner oder positiver Druckbeatmung. Im Notfall ist es ein ideales Hilfsmittel zur Atemwegssicherung beim schwierigen Atemweg, als alternative Technik zur Maskenbeatmung und endotrachealen Intubation.

Doppellumiger Tubus mit Drainagekanal zum Einmalgebrauch, einzeln steril verpackt

Typ	Farbcode	Größe	VE	REF	Preis VE
Larynx-Tubus LTS-D, 10er-Sets					
Neugeborene < 5 kg	transparent	0	10 Sets	I7 32-06-000-1	134,30
Babies 5 - 12 kg	weiß	1	10 Sets	I7 32-06-001-1	134,30
Kinder 12 - 25 kg	grün	2	10 Sets	I7 32-06-002-1	134,30
Kinder 125 - 150 cm	orange	2.5	10 Sets	I7 32-06-025-1	134,30
Erwachsene < 155 cm	gelb	3	10 Sets	I7 32-06-003-1	134,30
Erwachsene 155 - 180 cm	rot	4	10 Sets	I7 32-06-004-1	134,30
Erwachsene > 180 cm	violett	5	10 Sets	I7 32-06-005-1	134,30
Larynx-Tubus LTS-D, Einzelset, mit farbcodierter Spritze					
Neugeborene < 5 kg	transparent	0	1 Set	I7 32-06-100-1	17,64
Babies 5 - 12 kg	weiß	1	1 Set	I7 32-06-101-1	17,64
Kinder 12 - 25 kg	grün	2	1 Set	I7 32-06-102-1	17,64
Kinder 125 - 150 cm	orange	2.5	1 Set	I7 32-06-125-1	17,64
Erwachsene < 155 cm	gelb	3	1 Set	I7 32-06-103-1	17,64
Erwachsene 155 - 180 cm	rot	4	1 Set	I7 32-06-104-1	17,64
Erwachsene > 180 cm	violett	5	1 Set	I7 32-06-105-1	17,64



BEISSBLOCK

Orale Tubusfixierung für ET Tuben, Larynx-Tuben und Larynx-Masken, zum Einmalgebrauch, steril, mit elastischem Halsband.

Größe	Typ	VE	REF	Preis VE
4	für ET-Tuben 6,5 - 8 mm, Larynx-Maske 2 / 2.5	20 Stück	I7 40-66-040-1	60,00
5	für ET-Tuben 8,5 - 11 mm, Larynx-Tubus 2 / 2.5	20 Stück	I7 40-66-050-1	60,00
6	für Larynx-Tubus 3 / 4 / 5, Larynxmaske 3 / 4 / 5	20 Stück	I7 40-66-060-1	60,00

LARYNX-TUBUS LTS-D NOTFALLSET

Set verschieden großer LTS-D (für Erwachsene und Kinder), inkl. farbcodierter Spritze.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Larynx-Tubus LTS-D Set	3 / 4 / 5	1 Set	I7 32-06-209-1	46,94
Larynx-Tubus LTS-D Set	0 / 1 / 2 / 2.5	1 Set	I7 32-06-309-1	63,84



INTUBATIONS-LARYNX-TUBUS ILTS-D SETS

Der Intubations-Larynx-Tubus iLTS-D, als 3. Generation supraglottischer Atemwegshilfen, vereint alle wesentlichen Eigenschaften zur Schaffung und Sicherung des Atemwegs: Ventilation, Drainagekanal und Intubation.

Nur 2 Kombi-Größen decken alle Patienten ≥ 125 cm ab. Anwendung und Indikationen stützen sich auf langjährige Erfahrungen mit dem Standard Larynx-Tubus.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Intubations-Larynx-Tubus iLTS-D > 10er Sets				
Patienten 125 - 155 cm	2.5 / 3	10 Sets	I7 32-08-023-1	259,88
Patienten > 155 cm	4 / 5	10 Sets	I7 32-08-045-1	259,88
Intubations-Larynx-Tubus iLTS-D > Einzelset, inkl. Spritze				
Patienten 125 - 155 cm	2.5 / 3	1 Set	I7 32-08-123-1	29,40
Patienten > 155 cm	4 / 5	1 Set	I7 32-08-145-1	29,40



**INTUBATIONS-LARYNX-TUBUS ILTS-D
INTUBATIONS-SET INKL. ET TUBE**

Der Intubations-Larynx-Tubus iLTS-D, als 3. Generation supra-glottischer Atemwegshilfen, vereint alle wesentlichen Eigenschaften zur Schaffung und Sicherung des Atemwegs: Ventilation, Drainagekanal und Intubation.

Nur 2 Kombi-Größen decken alle Patienten ≥ 125cm ab. Anwendung und Indikationen stützen sich auf langjährige Erfahrungen mit dem Standard Larynx-Tubus.

Bestehend aus: 1 x iLTS-D, 1 x ET Tubus mit Stabilisator, 1 x Spritze

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Patienten 125 - 155 cm	2.5 / 3	1 Set	I7 32-08-309-1	42,84
Patienten > 155 cm	4 / 5	1 Set	I7 32-08-209-1	42,84



**INTUBATIONS-LARYNX-TUBUS ILTS-D
ET TUBUS MIT STABILISATOR**

Zur Verwendung mit dem iLTS-D für eine endotracheale Intubation. Zum Einmalgebrauch, steril.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Für iLTS-D Größe 2.5 / 3	5,5 mm	10 Stück	I7 31-40-055-1	151,20
Für iLTS-D Größe 4 / 5	7,5 mm	10 Stück	I7 31-40-075-1	151,20





QUICK-TRACH I KONIOTOMIE BESTECK

Das sterile Koniotomie-Besteck mit anatomisch geformter Kanüle. Für die einfache und schnelle Methode, einen Luftweg herzustellen, sorgt für ausreichende Belüftung mit Atembeutel, Mund oder konventionellem Atemgerät. Die konische Nadelspitze ermöglicht ein Einführen ohne vorhergehende Inzession, die leichtläufige Spitze erlaubt eine sichere Identifikation für das Erreichen der Trachea. Der Stopper verhindert ein zu tiefes Eindringen. An den 15 mm-Anschluss kann entweder direkt oder mittels Verbindungsschlauch ein Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät angeschlossen werden. Die Fixierungsplatte garantiert sichere Fixierung mittels des beigegefügt Schamstoffhalsbandes.

Lieferung mit Schaumstoffhalsband, Spritze und Verbindungsschlauch.

Typ	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
Kinder, in Blisterverpackung	2 mm	1 Stück	N2 3004002	102,80
Kinder, im Kunststoffrohr, in Blisterverpackung	2 mm	1 Stück	N2 3004902	102,80
Erwachsene, in Blisterverpackung	4 mm	1 Stück	N2 3004004	102,80
Erwachsene, im Kunststoffrohr, in Blisterverpackung	4 mm	1 Stück	N2 3004904	102,80



QUICK-TRACH II KONIOTOMIE BESTECK

Koniotomiebesteck für die perkutane Koniotomie. Das Quicktrach II bietet einen Sicherheitsclip, der das Vorschieben der Metallnadel aus der Kanüle verhindert. Zudem ist das Quicktrach II mit einem Cuff ausgestattet, der eine effiziente Beatmung mit Aspirationsschutz ermöglicht.

Typ	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
Erwachsene, in Blisterverpackung	4 mm	1 Stück	N2 3010004	147,32
Erwachsene, im Kunststoffrohr	4 mm	1 Stück	N2 3010904	147,32



MANUJET III

Der Manujet III ist ein manuelles Gerät für die Sauerstoffzufuhr bei transtrachealer Beatmung. Er wird für Notfallstationen, Notfallwagen, Ambulanzen und Operationsräume empfohlen, da er eine schnelle und effiziente Oxygenierung eines Patienten ermöglicht.

Manujet III / Komplett im Koffer mit:
4 m Druckschlauch und Wandentnahmestecker
Jet-Ventilationskathetern nach Ravussin (13 G, 14 G, 16 G) 100 cm Verbindungsschlauch



Typ	VE	REF	Preis VE
Manujet III	1 Stück	N2 3001003	392,60



SCALPELCRIC CHIRURGISCHES KONIOTOMIE SET

ScalpelCric ist ein chirurgisches Koniotomie Set entsprechend der Skalpelltechnik. Das Set wurde gemäß den neuesten Empfehlungen der DAS (Difficult Airway Society) 2015 Guidelines entwickelt. Basierend auf der einfachen Beschreibung „Stichinzision, Drehung, Bougie, Tubus“ kann mit der ScalpelCric eine eFONA (emergency Front Of Neck Access) in einer CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate) schnell durchgeführt werden. Das Set ist in einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt, in der die Komponenten nach Reihenfolge ihrer Anwendung sortiert sind. Dies kann in der kritischen Zeit der Anwendung wichtig sein. Robuste Verpackung und kompaktes Packmaß für Notfalltaschen, Rucksäcke, Notfallwagen, etc..

Inhalt:
 Skalpell Figur 10
 14 Fr Bougie (40 cm)
 6.0 mm I.D. Tubus mit Cuff
 Verlängerungsschlauch
 Spritze 10 ml
 Halsband

Typ	VE	REF	Preis VE
ScalpelCric chirurgisches Koniotomie Set	1 Stück	N2 30084471	92,82



SURGICRIC II CHIRURGISCHES KONIOTOMIE-SET FÜR DIE KLASSISCHE KONIOTOMIE

Fertig konfektioniertes Set mit allen notwendigen Komponenten für die Durchführung einer klassischen chirurgischen Koniotomie.

Typ	VE	REF	Preis VE
Surgicric II Koniotomie-Set	1 Set	N2 30081171	115,82



SURGICRIC III PERKUTANES KONIOTOMIE-SET NACH SELDINGER

Das Surgicric III enthält eine einzigartige Injektionskanüle für die optimale Punktion mit temporärer Oxygenierung über den 15 mm Konnektor und ermöglicht die Durchführung der Seldinger Technik.

Typ	VE	REF	Preis VE
Surgicric III Koniotomie-Set	1 Set	N2 30082271	124,85

RESQ-BLADE

EDELSTAHL KALTLICHTSPATEL

RESQ-BLADE

RESQ-BLADE COLD BLADE MEGA LED EDELSTAHL-KALTLICHTSPATEL MACINTOSH

Diese speziellen Spatel zeichnen sich durch einen innenliegenden großen Lichtleiter aus, der eine besonders hohe Lichtausbeute (8000-10000 Lux mit LED-Griff) ergibt. Zudem sind die Spatel aufgrund ihres Designs besonders gut und leicht zu reinigen.

Typ	Größe	Form	VE	REF	Preis VE
Edelstahl, Kaltlicht	Gr. 0	Macintosh	1 Stück	I5 03000	99,00
Edelstahl, Kaltlicht	Gr. 1	Macintosh	1 Stück	I5 03001	99,00
Edelstahl, Kaltlicht	Gr. 2	Macintosh	1 Stück	I5 03002	99,00
Edelstahl, Kaltlicht	Gr. 3	Macintosh	1 Stück	I5 03003	99,00
Edelstahl, Kaltlicht	Gr. 4	Macintosh	1 Stück	I5 03004	99,00
Edelstahl, Kaltlicht	Gr. 5	Macintosh	1 Stück	I5 03005	99,00



RESQ-BLADE

RESQ-BLADE COLD BLADE MEGA LARYNGOSKOPGRIFFE, KALTLICHT

Batteriegriffe werden ohne Batterien geliefert. Pro Griff sind 2 Batterien erforderlich. Einweggriff inkl. Batterien.

Typ	Größe	Form	VE	REF	Preis VE
❶ Batteriegriff Halogen Kaltlicht	30 mm Ø	Standard	1 Stück	I5 050	39,00
❷ Batteriegriff Halogen Kaltlicht	20 mm Ø	Schmal	1 Stück	I5 051	39,00
Ersatzlampe Halogen für Batteriegriff			1 Stück	I5 0602	14,75
❸ LED Batteriegriff, wiederverwendbar, Kaltlicht	30 mm Ø	Standard	1 Stück	I5 0800	49,90
❹ LED Batteriegriff, wiederverwendbar, Kaltlicht	20 mm Ø	Schmal	1 Stück	I5 0801	49,90
❺ LED Batteriegriff, wiederverwendbar, Kaltlicht	33 mm Ø	Stubby	1 Stück	I5 0802	49,90
❻ Einweg-Batteriegriff, LED Kaltlicht	30 mm Ø	Standard inkl. Knopfzelle	1 Stück	N2 050	5,95
Mignon – AA	20 mm		10 Stück	F3 LR6	6,95
Baby	30 mm		10 Stück	F3 LR14	12,50
Rolltasche blau, für Laryngoskop-Sets, leer	21 x 18 cm		1 Stück	I5 06-T	8,50

RESQ-BLADE

EDELSTAHL KALTLICHTSPATEL




RESQ-BLADE

RESQ-BLADE EDELSTAHL KALTLICHTSPATEL MACINTOSH/MILLER

Mit auswechselbaren Lichtleitern.

Die Kaltlichtbeleuchtung hat wesentliche Vorteile: Die helle Halogenbirne sitzt zentral im Handgriff und erzeugt im Körper keine Wärme. Über den Lichtleiter tritt das Licht am Spatelende aus. Der Spatel ist schlanker, leichter zu reinigen und gibt freie Sicht. Mit Kugelverschluss, matt-silber.

Typ	Größe	Form	VE	REF	Preis VE
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 1	Macintosh	1 Stück	I5 05001	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 2	Macintosh	1 Stück	I5 05002	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 3	Macintosh	1 Stück	I5 05003	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 4	Macintosh	1 Stück	I5 05004	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 5	Macintosh	1 Stück	I5 05005	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 0	Miller	1 Stück	I5 4450	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 1	Miller	1 Stück	I5 4451	44,00
Edelstahl Kaltlicht	Gr. 2	Miller	1 Stück	I5 4452	44,00



RESQ-BLADE

RESQ-BLADE COLD BLADE LED - SET

Das Profi-Intubationsbesteck bestehend aus: je 1 Macintosh Kaltlichtspatel mit Fiberglasbeleuchtung in den Größen 2, 3 und 4 sowie einem LED-Kaltlicht-Edelstahlgriff in der robusten blauen Rolltasche. Ohne Batterien.

Typ	VE	REF	Preis VE
Cold Blade LED - Set	1 Set	I5 090LED	180,00

RESQ-BLADE

EINWEG KALTLICHTSPATEL



RESQ-BLADE

RESQ-BLADE COLD BLADE METAL ECO LED EINWEG-KALTLICHTSPATEL MACINTOSH/MILLER

Spatel komplett aus Metall. Ideal zur Vorbeugung gegen Kreuzkontamination oder bei erhöhtem Infektionsrisiko. Mit transparentem Lichtleiter. In Kombination mit unseren LED-Griffen bieten Sie eine optimale Ausleuchtung. Die Spatel passen auf alle Kaltlichtgriffe nach ISO 7376.

Typ	Größe	Form	VE	REF	Preis VE
Metall, Kaltlicht	Gr. 1	Macintosh	1 Stück	N2 7111	3,80
Metall, Kaltlicht	Gr. 2	Macintosh	1 Stück	N2 7112	3,80
Metall, Kaltlicht	Gr. 3	Macintosh	1 Stück	N2 7113	3,80
Metall, Kaltlicht	Gr. 4	Macintosh	1 Stück	N2 7114	3,80
Metall, Kaltlicht	Gr. 5	Macintosh	1 Stück	N2 7115	3,80
Metall, Kaltlicht	Gr. 0	Miller	1 Stück	N2 7120	3,80
Metall, Kaltlicht	Gr. 1	Miller	1 Stück	N2 7121	3,80

RESQ-BLADE

RESQ-BLADE COLD BLADE ECO-LED-SET

Bestehend aus:

je 1 Metall-Einweg-Kaltlichtspatel Typ Macintosh in den Größen 2, 3 und 4 und Typ Miller Gr. 0 und 1. Inklusive Einweg-LED-Kaltlichtgriff in der robusten blauen Rolltasche.

Typ	VE	REF	Preis VE
Cold Blade ECO-LED-Set	1 Set	I5 091LED	29,50



VACQ-BREEZER
VACUUM HANDABSAUGPUMPE

VACQ-BREEZER VAKUUM ABSAUGPUMPE SPEZIAL-SET

Die VACQ-Breezer Vakuumpumpe besitzt einen schwenkbaren Behälter für eine bessere Handhabung in jeder Situation. Sie ist mit einer Überlauf-Sicherung im Deckel des Behälters ausgestattet, die eine Kontamination der Pumpe verhindert.

VACQ-Breezer Vakuumpumpe mit:

- Absaugbehälter für Erwachsene (300 ml)
- Yankauer Soft-Katheter in den Größen: Erwachsene, Kinder
- Universaladapter, um Standard-Absaugkatheter mit Trichteransatz verwenden zu können.

Gewicht der Pumpe: 275 g

Saugleistung: max. 450 mm Hg



Typ	VE	REF	Preis VE
Spezial-Set	1 Stück	N2 2300-P	51,50



VACQ-BREEZER
VACUUM HANDABSAUGPUMPE

ZUBEHÖR FÜR VACQ-BREEZER ABSAUGPUMPE

Typ	VE	REF	Preis VE
Yankauer Hart-Katheter	1 Stück	N2 230000	4,50
Yankauer Soft-Katheter groß	1 Stück	N2 230001	4,20
Yankauer Soft-Katheter mittel	1 Stück	N2 230002	4,20
Yankauer Soft-Katheter klein	1 Stück	N2 230003	4,20
Grosslumen-Katheter, Ch. 26, 20 cm	25 Stück	F5 5255	13,25
Tracheostomie-Katheter, Ch. 16, 25 cm	50 Stück	H7 0016	19,00
Adapter für Standard-Absaugkatheter	1 Stück	N2 230004	3,30
Behälter mit Deckel und Überlaufsicherung, 300 ml	1 Stück	N2 230010	14,30



ABSAUGPUMPE MIT FUSSPEDAL

Absaugbehälter mit Schraubdeckel und Überlaufventil. Inklusive Silikonabsaugschlauch und Adapter. - Ideal für jeden Notfallkoffer. Ebenfalls mit unseren besonders weichen DCT-Absaugkathetern zu verwenden. Alle DCT-Absaugkatheter geben dem Anwender besten Komfort beim Absaugen aus Mund, Rachen und Bronchien. Sie verhindern Verletzungen der empfindlichen Schleimhäute.

Maße: 22 x 16 x 9 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Absaugpumpe mit Fußpedal	1 Stück	N2 71101	125,20



ABSAUGUNTERBRECHER STERIL

Mit Verschlußstopfen zur Regelung der Absaugleistung. Wird zwischen Absaugkatheter und Verbindungsschlauch geschaltet. Einzeln steril verpackt.

Typ	HMV	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Absaugunterbrecher	15.99.99.003	04043880	1000 Stück	100 Stück	F5 60000	25,90

V7 PLUS B ABSAUGPUMPE

Leistungsstarke tragbare Absaugpumpe, speziell für Ambulanz, Transport und Notfallbereich entwickelt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit kann die Absaugpumpe auch in Krankenhäusern, Hauspflege-Therapien und anderen Notfalldiensten eingesetzt werden.

- Saugleistung bis zu 30 L/min
- Stabiles und ergonomisches ABS-Gehäuse
- Rückseitiges Befestigungssystem für Wandhalterung, getestet, um Beschleunigungen und Verzögerungen von 10g in Längs-, Quer- und Vertikalrichtung zu widerstehen (Europäische Norm UNE-EN-1789: 2000)
- Kolbenpumpe, öl- und wartungsfrei
- Drehregler zur Vakuumpumpe-Steuerung
- Manometer-Anzeige 0 - 760 mmHg
- Wasserdichter EIN/AUS-Schalter mit Schutzvorrichtung
- Batteriestatus über LED-Anzeigeleuchten kontrollierbar
- Absaugbehälter aus Polycarbonat (1 L) mit Überlaufventil, autoklavierbar bis 121 °C
- Bakterienfilter, Yankauer-Kanüle und Absaugschläuche inklusive

Max. Durchfluss: 30 L / min

Max. Vakuum: 630 mmHg

Gewicht: 4,2 kg

Abmessungen: 250 x 395 x 160 mm (H x B x T)

Stromversorgung: 12Volt DC / 85 W (eingebaute Batterie)

Wandhalterung: 10G-geprüfte Kfz-Halterung (Europäische Norm UNE-EN-1789: 2000), inklusive 12V Stromversorgung



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

	Typ	VE	REF	Preis VE
1	V7 plus B Absaugpumpe	1 Stück	N2 5320281	659,00
2	Transportcover zur Absaugpumpe V7, geeignet zur Verwendung mit der 10G Wandhalterung	1 Stück	N2 320014	49,00
3	Transporttasche zur Absaugpumpe V7	1 Stück	N2 3320223	54,00
4	Wandhalterung, 10g getestet	1 Stück	N2 4320301	54,50
5	Halterung für SERRES Einwegbehälter	1 Stück	N2 4320310	12,60
6	Ersatz-Bakterienfilter zur Absaugpumpe V7	1 Stück	N2 3320534	5,40
7	Ersatz-Absaugbehälter, 1,75 Liter	1 Stück	N2 4383002	48,00
8	Ersatz-Absaugbehälter 1 Liter	1 Stück	N2 4383001	41,00
9	Ersatz-Absaugschlauch, PVC	1 Stück	N2 940023	1,60
10	Ersatz-Anschlusskabel 12/24V für Einbau im Fahrzeug	1 Stück	N2 4320032	21,90
11	Ladegerät 220-12V zur Absaugpumpe V7	1 Stück	N2 4320033	69,00

NEW ASKIR 230-12 BR



NEW ASKIR 230-12 BR ABSAUGPUMPE

- Kombiniertes Netz-/Akkugerät (auch für Autozigarettenanzünder), ideal für den mobilen Einsatz auf Stationen, bei Notfällen und Zuhause.
- Mit eingebautem Automatiksystem, welches die Spannung und den Akkubetrieb regelt. Netzbetrieb bei gleichzeitiger Ladung möglich.
- LED-Anzeigen für Betrieb, Ladezustand und Ladezeit.
- Stabiles Kunststoffgehäuse, inkl. 1 Liter Kunststoff-Absaugbehälter (autoclavierbar), mit Überlaufventil und Saugregler, Saugschlauch, Konnektor, Absaugkatheter und Filterplättchen.

Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~ / 50/60 Hz
 PB Batterie 12 V 4 A oder 12 V 1,9 A Autobatterie

Klassifizierung UNI EN ISO 10079-1: hohes Vakuum / geringer Flow

Max. Vakuum: -75 kPa (- 0,75 bar)

Saugleistung: max 16 l/min

Haltbarkeit der Batterie: 80 min.

Ladezeit der Batterie: 240 min.

Gewicht: 3,5 kg

Format: 350 x 210 x 180 mm



Typ	VE	REF	Preis VE
New Askir 230-12 BR	1 Stück	M1 310200/01	629,00



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT GROSSLUMEN ABSAUGKATHETER

Kurze Form, 20 cm lang, Ch. 26, steril.
 Dieser Spezial-Einweg-Absaugkatheter ist eine ideale Alternative zu den teuren Hart-Absaugkathetern, die sterilisiert werden müssen.

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Grosslumen-Katheter, Ch. 26, 20 cm	400 Stück	25 Stück	F5 5255	13,25

RESQ-METER



RESQ-METER PULSOXIMETER

Das RESQ-Meter Pulsoximeter besticht durch seine Handlichkeit, Bedienerfreundlichkeit, dem großen Display und der durchdachten Technik. Mit Fingersensor und Stoßschutzhülle. „Spot Check“ Messung oder „attendant-care monitoring“ bei Erwachsenen oder Kindern, für Fingerdicke von 7,6 bis 25,4 mm. Inkl. 4 AA-Batterien und Schlagschutzhülle (orange).

LIEFERUMFANG:


- Pulsoximeter
- 4 AA Standardbatterien
- Stoßschutzhülle, orange
- Fingersensor
- Bedienungsanleitung
- 12 Monate Garantie

Technische Daten

Messbereich
 SpO₂: 35 % - 100 %
 Genauigkeit:
 SpO₂: 70 % - 100 % ± 2 digital
 35 % - 69 % ± 3 digital
 Pulsrate: 30 - 250 BPM
 Einstellbare Alarmstufen: akustisch und visuell
 Digital-LCDs für SpO₂ und Pulsrate



Typ	VE	REF	Preis VE
1 RESQ-Meter Pulsoximeter	1 Stück	N4 500	249,00
2 Ersatzfingersensor Typ Erwachsene	1 Stück	N4 500-1	79,00
3 Ersatzfingersensor Typ Kinder	1 Stück	N4 500-2	79,00
4 Ersatz-Fingersensor, Gummi-Soft, Typ Erwachsene	1 Stück	N4 500-3	79,00
5 Wickelsensor wiederverwendbar, Typ Erwachsene/Neonaten	1 Stück	N4 500-5	79,00



VASCULAR-CHECK PULSOXIMETER

Das Vascular-Check Pulsoximeter besticht durch seine Handlichkeit, Bedienerfreundlichkeit, dem großen Display und der durchdachten Technik. Mit Bluetooth-Schnittstelle (**Software nicht enthalten**), Fingersensor und Stoßschutzhülle. „Spot Check“ Messung oder „attendant-care monitoring“ bei Erwachsenen oder Kindern, für Fingerdicke von 7,6 bis 25,4 mm. Inkl. 4 AA-Batterien und Schlagschutzhülle (orange).

Mit TFT LCD Farbdisplay.

Neben der Anzeige von Sauerstoffsättigung, Puls und Phlethysmogramm wird die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen (Kapillaren) erfasst und in 6 Stufen zur Berechnung des "Gefäß-Alters (APG)" herangezogen.

Berechnung des Gefäß-Alters (APG) mit 6-stufiger Anzeige

- ① Arterieller Durchfluss exzellent
- ② Arterieller Durchfluss gut
- ③ Arterieller Durchfluss überdurchschnittlich
- ④ Arterieller Durchfluss durchschnittlich
- ⑤ Arterieller Durchfluss unterdurchschnittlich
- ⑥ Arterieller Durchfluss schlecht



LIEFERUMFANG:

- Pulsoximeter
- 4 AA Standardbatterien
- Stoßschutzhülle, orange
- Fingersensor
- Bedienungsanleitung
- 12 Monate Garantie

Technische Daten

Messbereich
 SpO₂: 35 % - 100 %
 Genauigkeit:
 SpO₂: 70 % - 100 % ± 2 digital
 35 % - 69 % ± 3 digital
 Pulsrate: 30 - 250 BPM
 Einstellbare Alarmstufen: akustisch und visuell
 Digital-LCDs für SpO₂ und Pulsrate

Typ	VE	REF	Preis VE
Pulsoximeter / Vascular-Check Kombinationsgerät	1 Stück	N4 550	420,00

RESQ-METER

RESQ-METER FINGER-PULSOXIMETER

Pulsoximeter zur nicht invasiven Messung von Pulsfrequenz und Sauerstoffkonzentration im Blut. Die integrierte Infrarot-Lichtquelle misst die Helligkeit des Blutfarbstoffes und errechnet auf Basis der ermittelten Werte den Sauerstoffanteil des Blutes in Prozent.

Als besonderes Feature wird, neben der Sauerstoffsättigung, auch der Puls und die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen (Kapillaren) erfasst und in 6 Stufen zur Berechnung des „Gefäß-Alters (APG)“ herangezogen. Die große OLED Anzeige ist gut ablesbar, die Verarbeitung sehr hochwertig, robust und strapazierfähig.

Das RESQ-Meter Pulsoximeter kann in Krankenhäusern, Kliniken oder Zuhause bei Erwachsenen und Kindern sowie zur Ermittlung der Leistungsdaten von Sportlern eingesetzt werden.



HAUPTMERKMALE:

- Zuverlässige Messung und Anzeige von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- Berechnung des Gefäß-Alters (APG) mit 6-stufiger Anzeige
- Einfache Eintastenbedienung
- Große und gut lesbare OLED-Anzeige
- Leicht, kompakt und einfach zu transportieren (Gewicht: 37 Gramm ohne Batterien)
- Bis zu 16 Betriebsstunden mit einem Batteriesatz (2 AAA-Batterien)
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch

Berechnung des Gefäß-Alters (APG) mit 6-stufiger Anzeige

- ① Arterieller Durchfluss exzellent
- ② Arterieller Durchfluss gut
- ③ Arterieller Durchfluss überdurchschnittlich
- ④ Arterieller Durchfluss durchschnittlich
- ⑤ Arterieller Durchfluss unterdurchschnittlich
- ⑥ Arterieller Durchfluss schlecht



LIEFERUMFANG:

- Pulsoximeter
- 2 AAA Standardbatterien
- Clip-Band zur Befestigung
- Bedienungsanleitung
- 12 Monate Garantie

Technische Daten

OLED-Display

Messbereich

- SpO2: 35 - 99 %
- Pulsrate: 30 - 250 BPM

Genauigkeit

- SpO2: +/- 2 % (70 - 99%)
- Pulsrate: +/- 3 BPM

Gefäß Alter in 6 Stufen

Stromversorgung: 2 AAA-Batterien

Abmessung: 63,5 x 34 x 35 mm

Gewicht: 37 g (ohne Batterien)



Typ	VE	REF	Preis VE
RESQ-Meter Finger-Pulsoximeter	1 Stück	N4 400	139,00

RESQ-METER EXTREME PULSOXIMETER

Dieser Pulsoximeter ist die erste Wahl, wenn Sie ein robustes und zuverlässiges Produkt für den Outdoor-Bereich benötigen. Dank des Silikensorsors ist der RESQ-Meter Extreme sowohl für Messungen bei Erwachsenen so wie bei Kindern geeignet. Der OLED Display zeigt die Sauerstoffsättigung (SpO₂), die Pulsfrequenz, die Pulsintensität und ein Plethysmogramm an. Durch die Silikonhülle ist der Pulsoximeter optimal stoß- und schmutzgeschützt und mit dem im Lieferumfang enthaltenen Clipband kann das Gerät vor Verlust gesichert werden. Eine Dauermessung von 8 Stunden ist mit einer Batterie möglich.

LIEFERUMFANG:

- Pulsoximeter
- 2 AAA Standardbatterien
- Clip-Band zur Befestigung
- Bedienungsanleitung
- 12 Monate Garantie

Technische Daten:

OLED-Display

Messbereich

- SpO2: 70 – 100%
- Pulsrate: 30 – 235 BPM

Genauigkeit

- SpO2: +/- 3% (70 – 100%)
- Pulsrate: +/- 2 BPM

Stromversorgung: 1 AAA-Batterie

Abmessungen: 63,5 x 47 x 39,5 mm

Gewicht: 50 g (ohne Batterie)



Typ	VE	REF	Preis VE
RESQ-Meter Extreme Pulsoximeter	1 Stück	N4 700	159,00

RESQ-BOARD

RESQ-BOARD

für den Einsatz bei Reanimation und der endotrachealen Intubation.

- Die anatomisch geformte Kopfmulde sorgt für die richtige Positionierung bei der Herzdruckmassage und hält den Kopf in überstreckter Position.
- Die Oberseite ist leicht angeraut, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Die glatte Unterseite ermöglicht ein rasches Unterschieben unter den Patienten.
- Das RESQ-Board ist aus robustem Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht.

Technische Daten:

Länge:	600 mm
Breite:	420 mm
Höhe:	60 mm
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Gewicht:	2 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
RESQ-Board	1 Stück	N1 RB70000	68,30



CARDIO FIRST ANGEL

Cardio First Angel – der Lebensretter bei Herzinfarkten
Speziell für den Laienhelfer in den wichtigen ersten 15 Minuten bis der Arzt eintrifft!

In Europa gibt es jedes Jahr rund 700.000 Herzinfarkte, weltweit sind es sogar ca. 17 Millionen.

Hört das Herz auf zu schlagen, wird auch das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und trägt irreparable Schäden davon, es sei denn, der Patient bekommt sofort eine korrekte Herzdruckmassage. Bis jedoch der Notarzt eintrifft, vergehen viel zu oft wertvolle Minuten, in denen entweder keine Wiederbelebungsversuche unternommen oder diese falsch durchgeführt werden. Genau hier setzt der Cardio First Angel an, mit ihm kann auch der Laie schnell und effizient eine Herzdruckmassage durchführen. Viele Ersthelfer finden ohne Unterstützung nicht die richtige Stelle für eine Herzdruckmassage. Mit dem Cardio First Angel dagegen führt man die Massage automatisch dort durch, wo sie am wirkungsvollsten ist. Dafür sorgt eine Positionierungshilfe. Das Gerät wird in der Mitte der Brust aufgesetzt und eine Zeichnung auf der Oberfläche zeigt an, wie die Hand aufgelegt werden muss. Doch wie fest soll man drücken? Der Cardio First Angel schafft auch hierbei Sicherheit. Ist genug Kraft aufgewendet, ist das laute Klicken einer Spezialfeder zu hören und zu spüren. Lässt man daraufhin nach, verdeutlicht ein erneutes Klicken, dass man nun wieder neuen Druck aufbauen muss. Der Wechsel der beiden Klick-Laute hilft dem Lebensretter, exakt den richtigen Takt zu finden. So kann mit dem Cardio First Angel, die Zeit überbrückt werden, bis der Notarzt eintrifft. Wäre der Cardio First Angel überall in ein bis drei Minuten zur Hand, könnten zahlreiche Menschenleben gerettet und Patienten vor Langzeitschäden geschützt werden. Mit nur 20 x 13 cm Packmaß und nur 130 Gramm Gewicht passt der Cardio First Angel nahezu in



jede Tasche und ist im Ernstfall sofort zur Hand. So sichert er in den entscheidenden ersten Minuten nach dem Herzstillstand die beste Versorgung. Rein mechanisch sorgt er für den notwendigen Druck, die effektivste Frequenz und die richtige Positionierung bei einer Herzdruckmassage.

Ideale Anwendbarkeit

Rein mechanisch – ohne Strom oder Batterie – der Cardio First Angel ist jederzeit einsatzbereit. Ein Spezialkunststoff schafft eine weiche Auflagefläche und absorbiert Schweiß.

Ideale Positionierung

Durch die spezielle Form des Cardio First Angel wird die richtige Positionierung auf der Brust des Patienten garantiert – damit die Herzdruckmassage genau dort wirkt, wo sie gebraucht wird. Die Anwendung ist unkompliziert und mit international verständlichen Piktogrammen erläutert.

Idealer Kraftaufwand

Der optimale Druck für die Herzdruckmassage von 41 kg signalisiert eine Spezialfeder durch lautes Klicken. Dieses Klicken ist auch bei der darauffolgenden Entlastung zu hören. So hat der Ersthelfer einen Taktgeber um die notwendige Frequenz von ca. 100 Kompressionen zu erreichen.

Abmessungen (L x B x H): 20 x 13 x 6 cm
Gewicht: 130 Gramm

Typ	VE	REF	Preis VE
Cardio First Angel	1 Stück	P5 513278	67,18

NOTFALLTASCHEN NOTFALLKOFFER



Gruppe 2

A		N	
Absaugung LifeBOX	38	Notfall Aufbewahrungstaschen	37
Aluminium Klemmbrett	49	Notfall Koffer	41ff
Aluminium Koffer	45ff	Notfall Rucksack	34f
Ampullarium	37	Notfall-Rucksack	34f
Aufbewahrungstaschen	37ff	Notfall Tasche	33, 36, 40
		Notfall Zubehör	37
		Notizbrett	49f
B		O	
Backpack Notfallrucksack	34	O2-Flaschen	39, 44f
Beatmung LifeBOX	39		
C		R	
Combistar Notfallkoffer	41	Retainersystem	37ff
D		S	
Diagnostik LifeBOX	38	Safety Klemmbrett	50
Druckminderer	34, 39, 44f	Sauerstoffdruckminderer	34, 39, 44f
		Sauerstoffflaschen	34, 39, 44f
E		S	
Ersatz O2-Flasche	34, 39, 44f	Sauerstoffgeräte	39, 44f
Erste-Hilfe Koffer	41ff	Sauerstoff LifeBOX	39
Erste-Hilfe Rucksack	34f	Sauerstoff Zubehör	34, 39, 44f
Erste-Hilfe Tasche	33, 35f, 40	Saunders Klemmbrett	49f
		Schreibunterlagen	49f
		Slimmate Saunders	49f
F		T	
First Aid	33	Tasche für Sauerstoffflaschen	36
Formularhalter	49f	Transportboxen	48
		U	
I		Ulmer Koffer	
Immobilisation LifeBOX	38		44f
Infusion LifeBOX	39	V	
Intubation LifeBOX	38	Verbandmaterial LifeBOX	39
		Verbrauchsmaterial LifeBOX	38
J		W	
Junior Notfalltasche	35	Workmate Saunders	50
K			
Kassetten Klemmbrett	49		
Klemmbrett	49f		
Koffer Max Case	48		
Kunststoff Koffer	41ff		
L			
LifeBOX Notfallkoffer	41ff		
LifeBOX Notfalltasche	34f		
LifeBOX Retainer	38f		
LifeBOX Rucksäcke	34		
LifeBOX Taschen	40		
Lifeguard Notfall Sauerstofftasche	36		
Lifeguard Taschen	36		
M			
Mark-I Notfallkoffer	41		
Max Case	48		
Modultaschen	37ff		



LIFEGUARD FIRST AID KIT MAXI TASCHE, LEER

Hochwertige große Erste-Hilfe-Tasche mit wasserdichtem YKK-Reißverschluss, inklusive 5 Klarsicht- und 2 Einschubtaschen zur Unterbringung ihrer persönlichen umfangreichen Erste-Hilfe-Ausstattung. Ideal für Urlaub, Sport und Freizeit auch kleinerer Gruppen. Mit Griffschleufe.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
First Aid Kit Maxi Tasche, leer	rot	21 x 16 x 7 cm	1 Stück	N2 LG3	17,50



LIFEGUARD FIRST AID KIT MEDIUM TASCHE, LEER

Hochwertig verarbeitete Erste-Hilfe-Tasche mit wasserdichtem YKK-Reißverschluss inklusive 3 Innentaschen zur übersichtlichen Unterbringung ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung. Mit Griffschleufe. Ideal für Outdoor- und Freizeit.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
First Aid Kit Medium Tasche, leer	rot	17 x 14 x 7 cm	1 Stück	N2 LG2	14,50



LIFEGUARD FIRST AID KIT MINI TASCHE, LEER

Hochwertig verarbeitete (mit wasserdichtem YKK-Reißverschluss) kleine Erste-Hilfe-Tasche zur Unterbringung ihrer persönlichen Erste-Hilfe-Grundausrüstung. Zur übersichtlichen Verstaung mit 2 Innentaschen ausgestattet. Mit Gürtelschleufe.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
First Aid Kit Mini Tasche, leer	rot	15 x 10 x 5 cm	1 Stück	N2 LG1	10,90

LifeBOX[®] SOFT RETAINER SYSTEM



LifeBOX Soft Rucksäcke und Taschen

Diese Taschen aus Planengewebe (für den täglichen Einsatz im Rettungsdienst) oder Cordura Nylon (für Sanitätsstaffeln) sind äußerst robust verarbeitet und für verschiedenste Einsatzarten geeignet. Sie ersetzen den herkömmlichen Koffer durch ihre Vielseitigkeit und das geringe Gewicht.

In Kombination mit den einzeln frei wählbaren RETAINER-Modulen bieten sie ein Optimum an individueller Bestückungsmöglichkeit und Funktionalität.

Sie bieten volle Übersicht auf einen Blick, ohne das der Inhalt feucht oder beschmutzt wird, bevor dieser benötigt wird.

Die Beschreibung dieser vier LifeBOX Soft - Retainertaschen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Vorteile

- Optimaler Witterungsschutz
- Individuelle Bestückung möglich
- Räumlich getrenntes Arbeiten aus einer Einheit möglich
- Jederzeit aufrüstbar
- Besonders geringes Gewicht
- O₂-Flaschenhalterung im Backpack inklusive



LifeBOX[®] SOFT

LIFEBOX SOFT BACKPACK

Robuster Rucksack aus Plane ausgestattet mit 7 schwarzen Retainermodultaschen, einer selbstaufrichtenden Mittelwand sowie einer O₂-Flaschenhalterung. Der Rucksack besitzt zwei kleine seitliche Aussentaschen und zwei große Aussentaschen auf der Front. Flauschklett auf der Vorderseite zur Beschriftung. Das Tragesystem kann bei Nichtgebrauch verstaut und der Rucksack kann dank der Tragegriffe wie ein Koffer getragen werden. Der leere Rucksack ist wahlweise in schwarz/rot, schwarz/blau oder schwarz/neongelb, inkl. Reflexstreifen erhältlich.

Füllung nach DIN 13232 A+B

Diagnostik-Retainer	N4 LG7031
Intubations-Retainer	N4 LG7051
Verband-Retainer	N4 LG7081
Beatmungs-Retainer	N4 LG7021
Absaugungs-Retainer	N4 LG7011
Infusions-Retainer	N4 LG7041
Verbrauchs-Retainer	N4 LG7091
Ampullen Retainer	N4 LG5040AMP



Typ	Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
Backpack - leer	53 x 40 x 23 cm	schwarz / rot	1 Stück	N4 LG4RS	329,00
Backpack - leer	53 x 40 x 23 cm	schwarz / blau	1 Stück	N4 LG4BS	329,00
Backpack - leer	53 x 40 x 23 cm	schwarz / neongelb	1 Stück	N4 LG4GS	329,00
Füllung nach DIN 13232 A+B			1 Stück	N4 DIN13232	560,00
Sauerstoffflasche 2,0 l			1 Stück	E5 500140	162,00
Druckminderer, regelbar 0 - 15 l/min			1 Stück	E5 3000	199,00

*Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.
Weitere Retainer finden Sie auf der Katalogseite...*



LifeBOX[®] SOFT

LIFEBX SOFT BACKPACK JUNIOR

Robuster Rucksack aus Plane ausgestattet mit 7 schwarzen Retainermodultaschen, einer selbstaufrichtenden Mittelwand sowie einer O₂-Flaschenhalterung. Der Rucksack besitzt zwei kleine seitliche Aussentaschen und zwei große Aussentaschen auf der Front. Flauschklett auf der Vorderseite zur Beschriftung. Das Tragesystem kann bei Nichtgebrauch verstaut und der Rucksack kann dank der Tragegriffe wie ein Koffer getragen werden. Der Rucksack ist wahlweise in blau/schwarz, gelb/schwarz oder rot/schwarz inkl. Reflexstreifen erhältlich.



Typ	Menge	REF
Füllung in Anlehnung an DIN 13155		
Modul-Tasche leer, blau	1 Stück	N4 LG5200B
Modul-Tasche leer, grün	1 Stück	N4 LG5200G
Modul-Tasche leer, rot	1 Stück	N4 LG5200R
Verbandpäckchen Gr. K	2 Stück	N6 9001
Verbandpäckchen Gr. M	4 Stück	N6 9002
Verbandpäckchen Gr. G	2 Stück	N6 9003
Verbandtuch 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010
Verbandtuch 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011
Mollelast, weiß 6 cm x 4 m	3 Stück	L2 34515
Mollelast, weiß, 8 cm x 4 m	3 Stück	L2 34516
TG-Fix, Netzverband, Größe B, weiß	1 Stück	L2 24241
Sterile Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776
Eycopad Augenkomresse	2 Stück	H2 4155407
Pflastersortiment 28-teilig, nach DIN 40538	2 Beutel	H1 40538
Leukoplast 2,5 cm x 5 m, mit Ring	2 Stück	G9 1522R
Dreieck-Tuch Non woven, weiß	2 Stück	H1 15803
Rettungsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902
Vliesstoff-/Mundschutztücher, 20 x 30 cm	2 Stück	H1 158050
Patriot Cervicalstütze, einteilig	1 Stück	N4 5000
Lifeguard E-Bone-Splint Set	1 Set	N5 0250S
Sofort-Eis-Kompressen, mittel	2 Stück	S3 1823
Universalschere 18,5 cm, schwarz	1 Stück	I5 002
Zeckenzange aus Metall, mit Feder	1 Stück	I5 120
Splitterspinzette 11 cm, nach Feilchenfeld	1 Stück	I5 012
Flachkopfsthethoskop standard, schwarz	1 Stück	G5 008
Pressure Man Import Manometer, ohne Manschette	1 Stück	E3 03-68
Velcromanschette mit Blase, grau	1 Stück	E3 1221
De Luxe Batterieleuchte	1 Stück	B6 1003
Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw. mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
PVC-Beatmungsmaske mit Luftwulst, Gr. 1	1 Stück	N1 2941
PVC-Beatmungsmaske mit Luftwulst, Gr. 2	1 Stück	N1 2942
PVC-Beatmungsmaske mit Luftwulst, Gr. 3	1 Stück	N1 2943
Larynx-Tubus LTS-D, Gr. 3	1 Stück	I7 32-06-103-1
Larynx-Tubus LTS-D, Gr. 5	1 Stück	I7 32-06-105-1
Guedeltuben-Set, unsteril, Gr. 000 - 5	1 Set	I7 SET
VACQ-Breezer Absaugpumpe, Spezial-Set	1 Set	N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 10	2 Stück	F5 0101
Absaugkatheter Ch. 6	2 Stück	F5 0103
Absaugkatheter Ch. 12	2 Stück	F5 0105
Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143
Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140
Soft-Hand OP-Handschuhe, Latex, steril, Gr. 7,5, puderfrei	8 Paar	H9 05075
Sterillium pure 100 ml	1 Stück	E1 981683
Druckverschußbeutel transparent	2 Stück	Z3 300400
Anhängekarten für Verletzte, Block mit 5 Karten	1 Block	H1 50750

Typ	Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
Backpack Junior - leer	49 x 32,5 x 22,5 cm	schwarz / rot	1 Stück	N4 LG3RS	119,00
Backpack Junior - leer	49 x 32,5 x 22,5 cm	schwarz / blau	1 Stück	N4 LG3BS	119,00
Backpack Junior - leer	49 x 32,5 x 22,5 cm	schwarz / neongelb	1 Stück	N4 LG3GS	119,00
Füllung nach DIN 13155			1 Stück	N4 DIN13155	199,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

LifeBOX® SOFT



LIFEBOX SOFT NOTFALLTASCHE PROFI II, LEER

- Große Notfalltasche aus Plane
- Variabel einteilbares Hauptfach mit herausnehmbaren Trennstegen
- Zwei große Seitentaschen und eine Fronttasche mit Fächern und Fixierschlaufen
- Große Deckeltasche mit einer herausnehmbaren Modultasche auf der Innenseite
- Transport auch auf dem Rücken möglich durch das Tragesystem im Staufach auf der Rückseite
- Inklusive Schultergurt



Volumen: 40 L
Gewicht: ca. 2,1 kg

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Profi II, rot/schwarz - leer	52 x 33 x 32 cm	1 Stück	N4 LG2	148,00
Profi II, blau/schwarz - leer	52 x 33 x 32 cm	1 Stück	N4 LG2B	148,00



LIFEGUARD NOTFALL-SAUERSTOFFFLASCHENTASCHE

- Aus Plane
- Hauptfach mit Fixiergurten zur sicheren Aufbewahrung von 2 - 5 Liter O₂-Flaschen
- Innenliegendes Fach zur Unterbringung von zusätzlichem Material (O₂-Maske, Verbindungsschlauch etc.)
- Zugriff über ein Klettfenster möglich zur leichteren Kontrolle und Regulierung
- Gurte zur Befestigung an Tragen auf der Rückseite
- Inklusive Schultergurt und 2 Tragegriffen



Gewicht: 500 g

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Notfall-Sauerstoffflaschen-Tasche, blau/schwarz, leer	53 x 15 cm	1 Stück	N4 LG6	81,50

LifeBOX®

RETAINER SYSTEM

DAS LIFEBOX RETAINER SYSTEM
 Ob Tasche oder Rucksack...
 Das Modul System für Beide!!!
 Farbcodiert zur besseren Identifikation.

LIFEBOX - RETAINERSYSTEM

LifeBOX RETAINER heißen die Refill-Container aus Nylon mit transparentem Sichtfeld, die dank ihrer modularen Bauweise in allen Soft-LifeBOX Modellen verwendet werden können.

Vorteile:

- Optimaler Witterungsschutz
- Individuelle Bestückung möglich
- Jeder Retainer ist zu verplomben
- Räumlich getrenntes Arbeiten aus einer Einheit möglich
- Jederzeit aufrüstbar
- Retainer sind in allen Lifeguard-Taschen wie auch im Backpack einsetzbar
- Farbkodierung zur besseren Identifikation
- Besonders geringes Gewicht



Vorgefüllte Retainer siehe Folgeseiten.

Breite	Höhe	Länge	Farbe	VE	REF	Preis VE
Retainer Small, leer						
12 cm	8 cm	18 cm	rot	1 Stück	N4 LG5100R	7,50
12 cm	8 cm	18 cm	grün	1 Stück	N4 LG5100G	7,50
Retainer Medium, leer						
12 cm	8 cm	27 cm	rot	1 Stück	N4 LG5200R	8,10
12 cm	8 cm	27 cm	grün	1 Stück	N4 LG5200G	8,10
12 cm	8 cm	27 cm	blau	1 Stück	N4 LG5200B	8,10
12 cm	8 cm	27 cm	grau	1 Stück	N4 LG5200GR	8,10
12 cm	8 cm	27 cm	gelb	1 Stück	N4 LG5200GE	8,10
Retainer Large, leer						
12 cm	8 cm	36 cm	blau	1 Stück	N4 LG5300B	8,50
Retainer X-large, leer						
12 cm	14 cm	42 cm	blau	1 Stück	N4 LG5400B	9,20



LifeBOX®

LIFEBOX - RETAINERSYSTEM AUS PLANE

LifeBOX Retainer aus robuster Plane, inklusive praktischer Abreißlasche und Einschubfach im Klarsichtdeckel zur Beschriftung.

Farbe: schwarz

Typ	Breite	Höhe	Länge	VE	REF	Preis VE
Retainer Small, leer	12 cm	8 cm	18 cm	1 Stück	N4 LG5100P	9,00
Retainer Medium, leer	12 cm	8 cm	27 cm	1 Stück	N4 LG5200P	13,00
Retainer X-large, leer	12 cm	14 cm	42 cm	1 Stück	N4 LG5400P	17,50



LIFEGUARD AMPULLARIUM

3-lagig zum Aufklappen, für 44 Ampullen, mit Reißverschluss, handlich und mit Sicherheitssiegel verplombbar, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Gelb, leer.



Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Ampullarium, leer	27 x 12 x 8 cm	1 Stück	N4 LG5040AMP	29,90



LIFEBOX RETAINER MODUL VERBRAUCHSMATERIAL

Retainer Modul M, gefüllt mit:

Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 014
Nadelhalter	1 Stück	I5 068
Arterienklemme nach Pean	1 Stück	I5 011
Einmal-Skalpell	1 Stück	I1 0922
Sterillium pure 100 ml	1 Stück	E1 981683
Paar OP-Handschuhe Gr. 7,5	1 Paar	H9 05075
Paar OP-Handschuhe Gr. 8,5	1 Paar	H9 05085
Handschuhe Gr. M, steril	2 Paar	H9 0302
Handschuhe Gr. L, steril	2 Paar	H9 0303
Mundschutz FFP3	2 Stück	H7 412183
Einmalspritze 2 ml	5 Stück	I3 0201
Einmalspritze 10 ml	5 Stück	I3 0203
Einmalspritze 20 ml	2 Stück	I3 0204
Kanüle Gr. 1	10 Stück	L1 0201
Kanülensammelbox	1 Stück	I9 0015
Thoraxdrainage Set CH 28, steril	1 Stück	N2 639-28

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Verbrauchsmaterial, schwarz	1 Stück	N4 LG7090	119,25
Retainer-Modul M, Verbrauchsmaterial, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7091	121,25

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



LIFEBOX RETAINER MODUL IMMOBILISATION

Retainer-Modul M, gefüllt mit:

E-Bone-Splint-Set 1 Set N5 0250S

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Immobilisation, rot	1 Stück	N4 LG7060	30,85
Retainer-Modul M, Immobilisation, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7061	32,85



LIFEBOX RETAINER MODUL ABSAUGUNG

Retainer Modul M, gefüllt mit:

VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Stück	N2 2300-P
Absaugkatheter CH18	1 Stück	F5 0111
Absaugkatheter CH12	1 Stück	F5 0105
Absaugkatheter CH14	1 Stück	F5 0106
Absaugkatheter CH16	1 Stück	F5 0109
Baby Schleimabsauger	1 Stück	H7 6310300

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Absaugung, blau	1 Stück	N4 LG7010	96,00
Retainer-Modul M, Absaugung, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7011	98,00



LIFEBOX RETAINER MODUL DIAGNOSTIK

Retainer Modul M, gefüllt mit:

Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Blutdruckmanschette für Kinder	1 Stück	E3 1250
Stethoskop	1 Stück	G5 005
Penlight Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Reflexhammer Typ Buck	1 Stück	I5 840
Blutzuckermessgerät Accu Chek Guide	1 Stück	C2 11664921
DIGITEMP Fieberthermometer	1 Stück	E3 15

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Diagnostik, grün	1 Stück	N4 LG7030	103,50
Retainer Modul M, Diagnostik, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7031	105,50



LIFEBOX RETAINER MODUL INTUBATION

Retainer-Modul M, gefüllt mit:

O ₂ -Inhalationsbrille	2 Stück	H7 161
O ₂ -Verbindungsschlauch	2 Stück	H7 162
O ₂ -Inhalationsmaske	2 Stück	H7 163

Retainer Modul M, gefüllt mit:

Cold Blade LED ECO-Set	1 Stück	I5 091LED
Magillzange Erwachsene	1 Stück	I5 030
Magillzange Kinder	1 Stück	I5 031
Endobreezer Endotrachealtubus o. Cuff, Gr. 3.0	1 Stück	N2 11130
Endobreezer Endotrachealtubus o. Cuff, Gr. 4.0	1 Stück	N2 11140
Endobreezer Endotrachealtubus o. Cuff, Gr. 4.5	1 Stück	N2 11145
Endobreezer Endotrachealtubus o. Cuff, Gr. 5.0	1 Stück	N2 11150
Endobreezer Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 6.0	1 Stück	N2 10760
Endobreezer Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 7.0	1 Stück	N2 10770
Endobreezer Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 8.0	1 Stück	N2 10780
Einführungsmandrin Erwachsene	1 Stück	N2 02443
Einführungsmandrin Kinder	1 Stück	N2 02433

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Intubation, blau	1 Stück	N4 LG7050	118,50
Retainer-Modul M, Intubation, Plane/schwarz: gleicher Inhalt wie N4 LG7050, Inhalt wird anstatt in Modul-Tasche N4 LG5200B in Modul-Tasche N4 LG5200P gepackt.	1 Stück	N4 LG7051	120,50



LIFEGUARD RETAINER MODUL SAUERSTOFF

Retainer-Modul M, gefüllt mit:

- O₂ -Inhalationsbrille 2 Stück H7 161
- O₂ -Verbindungsschlauch 2 Stück H7 162
- O₂ -Inhalationsmaske 2 Stück H7 163

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Sauerstoff, blau	1 Stück	N4 LG7070	19,50
Retainer-Modul M, Sauerstoff, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7071	21,50



BEI BEDARF BITTE EXTRA BESTELLEN:

Typ	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffflasche 0,8 l	1 Stück	E5 1000	101,65
Sauerstoffflasche 2,0 l	1 Stück	E5 500140	162,00
Druckminderer fest 6 l/min	1 Stück	E5 2000	139,00
Druckminderer, regelbar 0 - 15 l/min	1 Stück	E5 3000	199,00
Spanngurte für Sauerstoffflaschen	1 Paar	N4 15141	16,26

*Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.
Weiteres Sauerstoffzubehör finden Sie auf Seite 230/231.*



LIFEBOX RETAINER MODUL INFUSION

Retainer-Modul M, gefüllt mit:

- Vasofix Braunüle Nr. 14 1 Stück I4 0414
- Vasofix Braunüle Nr. 16 1 Stück I4 0416
- Vasofix Braunüle Nr. 17 1 Stück I4 0417
- Vasofix Braunüle Nr. 18 1 Stück I4 0418
- Vasofix Braunüle Nr. 20 1 Stück I4 0420
- Vasofix Braunüle Nr. 22 1 Stück I4 0422
- Intraossär-Nadel 18G 1 Stück I4 DIN1518X
- Infusionsgerät 1 Stück I4 4062981
- Alkoholtupfer 10 Stück G6 02
- Venenstauer 1 Stück G2 1001

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Infusion, gelb	1 Stück	N4 LG7040	61,60
Retainer-Modul M, Infusion, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7041	63,60



LIFEBOX RETAINER MODUL VERBANDMATERIAL

Retainer-Modul M gefüllt mit:

- M-Ware Plast 2,5 x 5 cm 1 Stück J8 700942
- Servomull Elast 8 cm 2 Stück J8 0831
- sterile Mullkompressen 10 x 10 cm 6 Stück H1 0776
- Verbandtuch 40 x 60 cm 1 Stück N6 9010
- Verbandtuch 60 x 80 cm 1 Stück N6 9011
- Verbandpäckchen Gr. M 2 Stück N6 9002
- Rettungsdecke gold/silber 1,6 x 2,10 m 1 Stück H1 16902
- Universalschere 1 Stück I5 002
- Curaplast Wundschnellverband 6 x 10 cm 8 Stück L2 17078

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul M, Verbandmaterial, rot	1 Stück	N4 LG7080	27,75
Retainer-Modul M, Verbandmaterial, Plane/schwarz	1 Stück	N4 LG7081	29,75



LIFEBOX RETAINER MODUL BEATMUNG

Retainer-Modul XL, gefüllt mit:

- Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw. mit Beatmungsmaske Gr. 5 1 Stück E5 04010-S
- PVC-Beatmungsmaske Gr. 3 mit Luftwulst 1 Stück N1 2943
- Larynxmaske Erwachsene 1 Stück N2 100222500
- Larynxmaske Säuglinge 1 Stück N2 100222200
- Larynxmaske Kleinkinder 1 Stück N2 100222250
- Peep-Ventil 1 Stück E5 20143
- Peep-Ventil-Adapter 1 Stück E5 20140
- Bakterienfilter 1 Stück N1 1944
- Guedeltuben-Set 8-teilig 1 Stück I7 SET

Typ	VE	REF	Preis VE
Retainer-Modul XL, Beatmung, Typ Erwachsene, blau	1 Stück	N4 LG7020	159,00
Retainer-Modul Beatmung, Typ Kinder, blau Inhalt wie N4 LG7020, jedoch anstatt E5 04010-S wird E5 04030-S, Beatmungsmaske Gr.1, N1 2941 und Gr. 2, N1 1942 beigegepackt.	1 Stück	N4 LG7020-C	163,00
Retainer-Modul XL, Beatmung, Typ Erwachsene, Plane/schwarz: gleicher Inhalt wie N4 LG7020, Inhalt wird anstatt in Modul-Tasche N4 LG5400B in Modul-Tasche N4 LG5400P gepackt.	1 Stück	N4 LG7021	160,50
Retainer-Modul Beatmung, Typ Kinder, Plane/schwarz. Inhalt wie N4 LG7020, jedoch anstatt E5 04010-S wird E5 04030-S, Beatmungsmaske Gr.1, N1 2941 und Gr. 2, N1 1942 beigegepackt. Inhalt wird in Modul-Tasche N4 LG5400P anstatt in N4 LG5400B gepackt.	1 Stück	N4 LG7021-C	165,00

LifeBOX® SOFT

LIFEBOX SOFT RETTUNGSTASCHE RESPONSE

Die große Rettungstasche aus Nylongewebe mit multifunktionellen Einsatzmöglichkeiten. Zweiteilig: die obere Hälfte ist durch einen Mittelreißverschluss zu öffnen. Die untere Hälfte ist überschaubar aufgeteilt, mit Lukenöffnung. Deckelinnenseite und Boden mit eingearbeiteter Gummihalierung. Mit zwei stabilen Tragegriffen.



Typ	Menge	REF
Notfalltasche Response	1 Stück	N4 07010A
De Luxe Batterieleuchte	1 Stück	B6 1003
Digitales Fieberthermometer	1 Stück	E3 15
Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
RESQ-Blade Cold Blade ECO-LED-Set	1 Set	I5 091LED
Hammer nach Taylor	1 Stück	I5 855
Chir. Schere 14,5 cm	1 Stück	I5 024
Anatomische Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 015
Chirurgische Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 014
Guedeltuben-Set	1 Set	I7 SET
Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw.mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
PVC-Beatmungsmaske mit Luftwulst, Gr. 3	1 Stück	N1 2943
Endotrachealtuben-Set	1 Set	N2 TT-SET
VACQ-Breezer Absaugpumpe	1 Stück	N2 2300-P
Flachkopfstethoskop Standard	1 Stück	G5 008
Retainer-Modul M, gelb	1 Stück	N4 LG5200GE
Vasofix Braunüle 14G	2 Stück	I4 0414
Vasofix Braunüle 18G	2 Stück	I4 0418
Vasofix Braunüle 20G	2 Stück	I4 0420
Infusionsgerät	2 Stück	I4 4062981
Infusionsdruck-Manschette	1 Stück	E5 00301
Alkoholtupfer	10 Stück	G6 02
Venenstauer	1 Stück	G2 1001
Retainer-Modul M, rot	1 Stück	N4 LG5200R
M-Ware Plast 2,5 x 5 cm	1 Stück	J8 700942
Mollelast 6 cm x 4 m	1 Stück	L2 34515
Dreiecktuch, weiß	2 Stück	H1 15803

Typ	Menge	REF
Servomull Elast 6 cm	3 Stück	J8 0631
Servomull Elast 8 cm	3 Stück	J8 0831
Sterile Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776
Verbandtuch 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010
Verbandtuch 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011
Verbandtuch 80 x 120 cm	1 Stück	N6 9012
Verbandpäckchen Gr. M	1 Stück	N6 9002
Verbandpäckchen Gr. G	2 Stück	N6 9003
Rettungsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902
Universalschere	1 Stück	I5 002
Retainer-Modul M, schwarz	1 Stück	N4 LG5200GR
Sterillium pure 100 ml	1 Stück	E1 981683
Handschuhe Gr. L, steril	4 Paar	H9 0303
Softhand OP-Handschuhe Gr. 7.5	1 Paar	H9 05075
Softhand OP-Handschuhe Gr. 8.5	1 Paar	H9 05085
Mund-Nasenmaske > 3-lagig	4 Stück	H7 5099150
Schutzbrille mit Seitenschutz	1 Stück	H7 4308
Kanüle Nr. 1	10 Stück	L1 0201
Kanüle Nr. 12	10 Stück	L1 0212
Spritze 2 ml/3 ml	5 Stück	I3 0201
Spritze 5 ml/6 ml	5 Stück	I3 0202
Spritze 10 ml/12 ml	5 Stück	I3 0203
Spritze 20 ml/24 ml	2 Stück	I3 0204
Einmalskalpell	1 Stück	I1 0922

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Response, leer	47 x 27 x 28 cm	1 Stück	N4 07010A	59,00
Response, gefüllt	47 x 27 x 28 cm	1 Stück	N4 07010A-BASIC	299,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

LifeBOX®



LIFEBOX NOTFALLKOFFER

❶ Notfallkoffer: Multi

Variable Unterteilung, Abdeckungen, staubdicht. Inkl. Wandhalterung.
Größe: 42 x 33 x 15 cm.

❷ Notfallkoffer: Coronado

Variable Unterteilung, Abdeckungen, staubdicht. Extra groß, passend auch für Beatmungsbeutel. Inkl. Wandhalterung.
Größe: 46 x 36 x 22 cm.

❸ Notfallkoffer: Master

Feste Unterteilung, inkl. Wandhalterung.
Größe: 56 x 43,5 x 20,5 cm.

❹ Notfallkoffer: Mark I

Feste Unterteilung, mit Wandhalterung und Drehverschlüssen. Tiefer Boden mit flachem Deckel.
Größe: 40 x 26 x 13 cm.

❺ Notfallkoffer: Combistar

Ohne Unterteilung, mit Wandhalterung, 90°-Deckelarretierung, transparenter Deckel.
Größe: 28 x 20 x 11 cm.

❻ Notfallkoffer: San

Feste Einteilung, mit Wandhalterung und 90°-Deckelarretierung. Zwei gleiche Schalenhälften.
Größe: 34 x 24 x 12 cm.

	Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
❺	Combistar, leer	28 x 20 x 11 cm	1 Stück	E5 COMBISTAR	24,90
❻	San, leer	34 x 24 x 12 cm	1 Stück	E5 SAN	32,50
❹	Mark I, leer	40 x 26 x 13 cm	1 Stück	E5 MARK1	28,00
❶	Multi, leer	42 x 33 x 15 cm	1 Stück	E5 1100	52,00
❷	Coronado, leer	46 x 36 x 22 cm	1 Stück	E5 1101	99,90
❸	Master, leer	56 x 43,5 x 20,5 cm	1 Stück	E5 1103	114,50

LifeBOX[®] 1 BASIS

LIFEBOX 1 BASIS

- Notfallkoffer mit Wandhalterung
- Aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- Grundausstattung mit reichlich Platz für Ergänzungen nach Ihrem eigenen Bedarf

Typ	Menge	REF
Notfallkoffer Coronado	1 Stück	E5 1101
VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Set	N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 12	3 Stück	F5 0105
Absaugkatheter Ch. 10	3 Stück	F5 0101
Absaugkatheter Ch. 06	3 Stück	F5 0103
Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw. mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
PVC-Beatmungsmaske Gr. 3 mit Luftwulst	1 Stück	N1 2943
Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143
Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140
Guedeltuben-Set Gr. 000 - 5	1 Set	I7 SET
Wendel Tubus Ch. 24	1 Stück	I7 038-95-006C
Wendel Tubus Ch. 28	1 Stück	I7 038-95-007C
Universalschere	1 Stück	I5 002
Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Flachkopf-Stethoskop	1 Stück	G5 008
Rettsungsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifebox 1 Basis, gefüllt	1 Stück	N4 100	345,00

LifeBOX[®] 1 NURSING HOME

LIFEBOX 1 PFLEGEHEIM

- Robuster Notfallkoffer mit Wandhalterung speziell für die Anforderungen im Pflegeheim.
- Erfüllt auch die Anforderungen der DIN 13157C.

Typ	Menge	REF
Notfallkoffer Coronado	1 Stück	E5 1101
VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Set	N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 12	3 Stück	F5 0105
Absaugkatheter Ch. 10	3 Stück	F5 0101
Absaugkatheter Ch. 06	3 Stück	F5 0103
Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw. mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
PVC-Beatmungsmaske Gr. 3 mit Luftwulst	1 Stück	N1 2943
Guedeltuben-Set Größe 000-5	1 Set	I7 SET
O ₂ -Inhalationsbrille	2 Stück	H7 161
O ₂ -Verbindungsschlauch	2 Stück	H7 162
O ₂ -Inhalationsmaske	2 Stück	H7 163
Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Universalschere	1 Stück	I5 002
Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Flachkopf-Stethoskop	1 Stück	G5 008
M-Ware Plast 2,5 cm x 5 m	1 Stück	J8 700942
Mollelast 6 cm x 4 m	1 Stück	L2 34515
Dreiecktuch, weiß	2 Stück	H1 15803
Servomull Elast 6 cm x 4 m	3 Stück	J8 0631
Servomull Elast 8 cm x 4 m	3 Stück	J8 0831
Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776
Sofort-Eis-Kompresse	1 Stück	S3 1516
Verbandtuch 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010
Verbandtuch 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011
Verbandtuch 80 x 120 cm	1 Stück	N6 9012
Verbandpäckchen Gr. M	3 Stück	N6 9002
Verbandpäckchen Gr. G	2 Stück	N6 9003
Rettsungsdecke gold/silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifebox 1 Pflegeheim, gefüllt	1 Stück	N4 100P	345,00

LifeBOX[®] 1 DIN 13232



LIFEBOX 1 DIN 13232

- Mit Wandhalterung
- Professionell gefüllt nach DIN 13232
- Ideal für die Praxis und Ihr Fahrzeug
- Besonders preisaktuell

Die gefüllten Koffer sind umfangreich nach Ihren Erfordernissen bestückt. Damit sind Sie für alle Fälle gerüstet.
Notfallkoffer TYP: Erwachsene mit Modulen A und B



Typ	Menge	REF			
Coronado Notfallkoffer	1 Stück	E5 1101	Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143
Verbandschere	1 Stück	I5 002	Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140
sterile Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776	Bakterienfilter	1 Stück	N1 1944
Servomull Elast 4 m x 8 cm	2 Stück	J8 0831	Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Verbandpäckchen Gr. M	2 Stück	N6 9002	Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Verbandtuch DIN 13152 A, 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011	Stethoskop	1 Stück	G5 005
Verbandtuch DIN 13152 BR, 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010	Penlight Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Curaplast Wundschnellverband 6 x 10 cm	8 Stück	L2 17078	Reflexhammer Typ Buck	1 Stück	I5 840
M-Ware Plast Heftpflaster 2,5 cm x 5 m	1 Stück	J8 700942	Blutzuckermessgerät Accu Chek Guide	1 Stück	C2 11664921
Rettsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902	Digitemp Fieberthermometer	1 Stück	E3 15
Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 014	Vac-Q-Breezer Handabsaugpumpe	1 Stück	N2 2300-P
Nadelhalter	1 Stück	I5 068	Absaugkatheter CH. 18	1 Stück	F5 0111
Arterienklemme nach Pean	1 Stück	I5 011	Magillzange Erwachsene	1 Stück	I5 030
Einmal-Skalpell	1 Stück	I1 0922	Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 6.0	1 Stück	N2 10760
Sterillium pure 100 ml	1 Stück	E1 981683	Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 7.0	1 Stück	N2 10770
Paar OP-Handschuhe Gr. 7,5	1 Paar	H9 05075	Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 8.0	1 Stück	N2 10780
Paar OP-Handschuhe Gr. 8,5	1 Paar	H9 05085	Einführungsmandrin Erwachsene	1 Stück	N2 02443
Handschuhe Gr. M, steril	2 Paar	H9 0302	Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw.		
Handschuhe Gr. L, steril	2 Paar	H9 0303	mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
Mundschutz FFP3	2 Stück	H7 412183	PVC-Beatmungsmaske G. 3 mit Luftwulst	1 Stück	N1 2943
Einmalspritze 2 ml	5 Stück	I3 0201	Guedeltuben-Set 8-teilig	1 Stück	I7 SET
Einmalspritze 10 ml	5 Stück	I3 0203	Larynxmaske Erwachsene	1 Stück	N2 100222500
Einmalspritze 20 ml	2 Stück	I3 0204	Cold Blade LED ECO-Set	1 Stück	I5 091LED
Kanüle Gr. 1	10 Stück	L1 0201	Vasofix Braunüle CH.14	1 Stück	I4 0414
Kanülensammelbox	1 Stück	I9 0015	Vasofix Braunüle CH.16	1 Stück	I4 0416
Thoraxdrainage Set CH 28, steril	1 Stück	N2 639-28	Vasofix Braunüle CH.17	1 Stück	I4 0417
Alkotip Alkoholtupfer	10 Stück	G6 02			
Intraossär-Nadel 18G	1 Stück	I4 DIN1518X			
Infusionsgerät	2 Stück	I4 4062981			
Venenstauer	1 Stück	G2 1001			

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifebox 1 DIN 13232, gefüllt	1 Stück	N4 100DIN	545,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



LifeBOX[®] U2



LIFEBOX U2 NOTFALLKOFFER BASIC

Typ	Menge	REF
Ulmer Koffer II	1 Stück	N4 8730
VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Set	N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 12	3 Stück	F5 0105
Absaugkatheter Ch. 10	3 Stück	F5 0101
Absaugkatheter Ch. 06	3 Stück	F5 0103
Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw. mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
PVC-Beatmungsmaske mit Luftwulst, Gr. 3	1 Stück	N1 2943
Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143
Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140
Guedeltuben-Set Gr. 000 - 5	1 Set	I7 SET
Wendel Tubus Ch. 24	1 Stück	I7 038-95-006C
Wendel Tubus Ch. 28	1 Stück	I7 038-95-007C
Universalschere	1 Stück	I5 002
Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Flachkopf-Stethoskop	1 Stück	G5 008
Rettungsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902

Typ	VE	REF	Preis VE
Notfallkoffer Basic, gefüllt	1 Stück	N4 LG8730G	1.135,00

ULMER KOFFER II LEER

Der ULMER KOFFER II verfügt im Ober- und Unterteil über eine variable Fächereinteilung. Dank der herausnehmbaren Raumteiler (Space-Chips) läßt sich die Ausstattung des Notfallkoffers individuell einrichten.

Maße: 53 x 40 x 20 cm, Gewicht: 6,7 kg

Spanngurte für O₂-Flasche bitte separat bestellen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Ulmer Koffer II, leer	1 Stück	N4 8730	692,39

BEI BEDARF BITTE EXTRA BESTELLEN:

Typ	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffflasche 0,8 l	1 Stück	E5 1000	101,65
Sauerstoffflasche 2,0 l	1 Stück	E5 500140	162,00
Druckminderer fest 6 l/min	1 Stück	E5 2000	139,00
Druckminderer, regelbar 0 - 15 l/min	1 Stück	E5 3000	199,00
Spanngurte für Sauerstoffflaschen	1 Paar	N4 15141	16,26

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

Weiteres Sauerstoffzubehör finden Sie auf Seite 230/231.

LifeBOX[®] U2



LifeBOX[®] U3



LIFEBOX U3 NOTFALLKOFFER KOMPLETTAUSSTATTUNG

Type	Menge	REF
Ulmer Koffer III	1 Stück	N4 8830
Silicone Line II, Silikonbeatmungsbeutel, Typ Erw. mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 0401-S
Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143
Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140
Cold Blade LED ECO-Set	1 Stück	I5 091LED
Set Endotrachealtuben Ch. 14,16,18,20,24,28,30,32,34	1 Set	N2 TTSET
Einführungsmandrin Erwachsene	1 Stück	N2 02443
Einführungsmandrin Kinder	1 Stück	N2 02433
Guedeltuben-Set Gr. 000 - 5	1 Set	I7 SET
NasoClear Nasopharyngealtubus Ch. 26	1 Stück	I7 038-95-006C
NasoClear Nasopharyngealtubus Ch. 30	1 Stück	I7 038-95-007C
Magillzange für Erwachsene	1 Stück	I5 030
Universalklemme, grün	1 Stück	H7 1800
Peanklemme 14,5 cm gerade	1 Stück	I5 011
Sauerstoffflasche 2,0 l	1 Stück	E5 500140
Druckminderer regelbar 0-15 l/min	1 Stück	E5 3000
Spanngurte für O2-Flasche	1 Paar	N4 15141
VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Set	N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 12	3 Stück	F5 0105
Absaugkatheter Ch. 10	3 Stück	F5 0101
Absaugkatheter Ch. 06	3 Stück	F5 0103
Pupillenleuchte	1 Stück	B6 1003
Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Blutdruckmanschette für Kinder	1 Stück	E3 1250
Stethoskop Doublehead, schwarz	1 Stück	G5 005
Reflexhammer Typ Buck	1 Stück	I5 840024
Retningsdecke gold/silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902

Infusionsgerät	1 Stück	I4 4062981
Infusionsdruck-Manschette	1 Stück	E5 00301
Alkoholtupfer	10 Stück	G6 02
Venenstauer	1 Stück	G2 1001
Vasofix Braunüle Nr. 14	2 Stück	I4 0414
Vasofix Braunüle Nr. 18	2 Stück	I4 0418
Vasofix Braunüle Nr. 20	2 Stück	I4 0420
Kanüle Nr. 1	10 Stück	L1 0201
Kanüle Nr. 12	10 Stück	L1 0212
Spritze 2 ml	5 Stück	I3 0201
Spritze 5 ml	5 Stück	I3 0202
Spritze 10 ml	5 Stück	I3 0203
Spritze 20 ml	2 Stück	I3 0204
Chir. Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 014
Chir. Schere 14,5 cm gerade sp/st	1 Stück	I5 024
M-Plast 2,5 cm x 5 m	1 Stück	J8 700942
Sterillium pure, 100 ml	1 Stück	E1 981683
Handschuhe Gr. L	8 Stück	H9 0303
Softhand OP-Handschuhe Latex, Gr. 7,5	1 Paar	H9 05075
Softhand OP-Handschuhe Latex, Gr. 8,5	1 Paar	H9 05085
Mund-Nasenschutzmasken > 3-lagig	4 Stück	H7 5099150
Schutzbrille mit Seitenschutz	1 Stück	H7 4308
Einmalskalpell	1 Stück	I1 0922

Typ	VE	REF	Preis VE
Notfallkoffer Komplettausstattung, gefüllt	1 Stück	N4 LG8830K	1.489,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

ULMER KOFFER III LEER

Der ULMER KOFFER III bietet viel Raum für jedes Ausstattungskonzept. Dank der variablen Raumteilung (Space-Chips) lassen sich beliebig große und kleine Fächer einrichten. Die ausschwenk- und ausklinkbaren Ampullenkassette fasst 55 Medikamenten-Ampullen. Masse: 53 x 40 x 23 cm, Gewicht: 8,3 kg. Spanngurte für O₂-Flasche bitte separat bestellen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Ulmer Koffer III, leer	1 Stück	N4 8830	818,75

BEI BEDARF BITTE EXTRA BESTELLEN:

Typ	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffflasche 0,8 l	1 Stück	E5 1000	101,65
Sauerstoffflasche 2,0 l	1 Stück	E5 500140	162,00
Druckminderer fest 6 l/min	1 Stück	E5 2000	139,00
Druckminderer, regelbar 0 - 15 l/min	1 Stück	E5 3000	199,00
Spanngurte für Sauerstoffflaschen	1 Paar	N4 15141	16,26

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges. Weiteres Sauerstoffzubehör finden Sie auf Seite 230/231.





LIFEBOX[®] U3

LIFEBOX U3 NOTFALLKOFFER TYP: KINDER NACH DIN 13232


Die gefüllten Ulmer Koffer III sind umfangreich nach Ihren Erfordernissen bestückt. Damit sind Sie für alle Fälle gerüstet. Notfallkoffer TYP: Kinder mit Modulen A und C

Typ	Menge	REF
Ulmer Koffer III	1 Stück	N4 8830
Verbandschere	1 Stück	I5 002
sterile Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776
Servomull Elast 4 m x 8 cm	2 Stück	J8 0831
Verbandpäckchen Gr. M	2 Stück	N6 9002
Verbandtuch DIN 13152 A, 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011
Verbandtuch DIN 13152 BR, 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010
Curaplast Wundschnellverband 6 x 10 cm	8 Stück	L2 17078
M-Ware Plast Heftpflaster 2,5 cm x 5 m	1 Stück	J8 700942
Rettungsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902
Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 014
Nadelhalter	1 Stück	I5 068
Arterienklemme nach Pean	1 Stück	I5 011
Einmal-Skalpell	1 Stück	I1 0922
Sterillium pure 100 ml	1 Stück	E1 981683
Paar OP-Handschuhe Gr. 7,5	1 Paar	H9 05075
Paar OP-Handschuhe Gr. 8,5	1 Paar	H9 05085
Handschuhe Gr. M, steril	2 Paar	H9 0302
Handschuhe Gr. L, steril	2 Paar	H9 0303
Mundschutz FFP3	2 Stück	H7 412183
Einmalspritze 2 ml	5 Stück	I3 0201
Einmalspritze 10 ml	5 Stück	I3 0203
Einmalspritze 20 ml	2 Stück	I3 0204
Kanüle Gr. 1	10 Stück	L1 0201
Kanülensammelbox	1 Stück	I9 0015
Thoraxdrainage Set CH. 28, steril	1 Stück	N2 639-28
Alkotip Alkoholtupfer	10 Stück	G6 02
Intraosär-Nadel 18G	1 Stück	I4 DIN1518X
Infusionsgerät	1 Stück	I4 4062981
Venenstauer	1 Stück	G2 1001
Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143
Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140
Bakterienfilter	1 Stück	N1 1944

Typ	Menge	REF
Cold Blade LED ECO-Set	1 Stück	I5 091LED
Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Stethoskop	1 Stück	G5 005
Penlight Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Reflexhammer Typ Buck	1 Stück	I5 840
Blutzuckermessgerät Accu Chek Guide	1 Stück	C2 11664921
DIGITEMP Fieberthermometer	1 Stück	E3 15
VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Stück	N2 2300-P
Absaugkatheter CH.12	1 Stück	F5 0105
Absaugkatheter CH.14	1 Stück	F5 0106
Absaugkatheter CH.16	1 Stück	F5 0109
Baby Schleimabsauger	1 Stück	H7 6310300
Blutdruckmanschette für Kinder	1 Stück	E3 1250
Magillzange Kinder	1 Stück	I5 031
Endotrachealtubus o.Cuff, Gr. 3.0	1 Stück	N2 11130
Endotrachealtubus o.Cuff, Gr. 4.0	1 Stück	N2 11140
Endotrachealtubus o.Cuff, Gr. 4.5	1 Stück	N2 11145
Endotrachealtubus o.Cuff, Gr. 5.0	1 Stück	N2 11150
Einführungsmandrin Kinder	1 Stück	N2 02433
Larynxmaske Säuglinge	1 Stück	N2 100222200
Larynxmaske Kleinkinder	1 Stück	N2 100222250
Vasofix Braunüle CH.18	1 Stück	I4 0418
Vasofix Braunüle CH.20	1 Stück	I4 0420
Vasofix Braunüle CH.22	1 Stück	I4 0422
Guedeltuben-Set 8-teilig	1 Stück	I7 SET
Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Baby		
mit Beatmungsmaske Gr. 0	1 Stück	E5 04030-S
PVC-Beatmungsmaske Gr. 1 mit Luftwulst	1 Stück	N1 2941

Typ	VE	REF	Preis VE
Notfallkoffer nach DIN 13232, Typ: Kinder, gefüllt	1 Stück	N4 LG8830DIN-AC	1.465,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



LIFEBOX[®] U3

LIFEBOX U3 NOTFALLKOFFER TYP: ERWACHSENE NACH DIN 13232

Die gefüllten Ulmer Koffer III sind umfangreich nach Ihren Erfordernissen bestückt. Damit sind Sie für alle Fälle gerüstet. Notfallkoffer TYP: Erwachsene mit Modulen A und B

Typ	Menge	REF	Typ	Menge	REF
Ulmer Koffer III	1 Stück	N4 8830	Pressure Man Blutdruckmanometer	1 Stück	E3 03-68
Verbandschere	1 Stück	I5 002	Stethoskop	1 Stück	G5 005
sterile Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776	Penlight Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Servomull Elast 4 m x 8 cm	2 Stück	J8 0831	Reflexhammer Typ Buck	1 Stück	I5 840
Verbandpäckchen Gr. M	2 Stück	N6 9002	Blutzuckermessgerät Accu Chek Guide	1 Stück	C2 11664921
Verbandtuch DIN 13152 A, 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011	DIGITEMP Fieberthermometer	1 Stück	E3 15
Verbandtuch DIN 13152 BR, 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010	VACQ-Breezer Handabsaugpumpe	1 Stück	N2 2300-P
Curaplast Wundschnellverband 6 x 10 cm	8 Stück	L2 17078	Absaugkatheter CH. 18	1 Stück	F5 0111
M-Ware Plast Heftpflaster 2,5 cm x 5 m	1 Stück	J8 700942	Blutdruckmanschette für Erwachsene	1 Stück	E3 1221
Rettungsdecke gold-silber 160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902	Magillzange Erwachsene	1 Stück	I5 030
Pinzette 14 cm	1 Stück	I5 014	Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 6.0	1 Stück	N2 10760
Nadelhalter	1 Stück	I5 068	Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 7.0	1 Stück	N2 10770
Arterienklemme nach Pean	1 Stück	I5 011	Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 8.0	1 Stück	N2 10780
Einmal-Skalpell	1 Stück	I1 0922	Einführungsmandrin Erwachsene	1 Stück	N2 02443
Sterillium pure 100 ml	1 Stück	E1 981683	Clearline II, PVC-Einwegbeatmungsbeutel, Typ Erw.		
Paar OP-Handschuhe Gr. 7,5	1 Paar	H9 05075	mit Beatmungsmaske Gr. 5	1 Stück	E5 04010-S
Paar OP-Handschuhe Gr. 8,5	1 Paar	H9 05085	PVC-Beatmungsmaske Gr. 3 mit Luftwulst	1 Stück	N1 2943
Handschuhe Gr. M, steril	2 Paar	H9 0302	Guedeltuben-Set 8-teilig	1 Stück	I7 SET
Handschuhe Gr. L, steril	2 Paar	H9 0303	Larynxmaske Erwachsene	1 Stück	N2 100222500
Mundschutz FFP3	2 Stück	H7 412183	Vasofix Braunüle CH.14	1 Stück	I4 0414
Einmalspritze 2 ml	5 Stück	I3 0201	Vasofix Braunüle CH.16	1 Stück	I4 0416
Einmalspritze 10 ml	5 Stück	I3 0203	Vasofix Braunüle CH.17	1 Stück	I4 0417
Einmalspritze 20 ml	2 Stück	I3 0204			
Kanüle Gr. 1	10 Stück	L1 0201			
Kanülensammelbox	1 Stück	I9 0015			
Thoraxdrainage Set CH 28, steril	1 Stück	N2 639-28			
Alkotip Alkoholtupfer	10 Stück	G6 02			
Intraosär-Nadel 18G	1 Stück	I4 DIN1518X			
Infusionsgerät	1 Stück	I4 4062981			
Venenstauer	1 Stück	G2 1001			
Peep-Ventil	1 Stück	E5 20143			
Peep-Ventil-Adapter	1 Stück	E5 20140			
Bakterienfilter	1 Stück	N1 1944			
Cold Blade LED ECO-Set	1 Stück	I5 091LED			

Typ	VE	REF	Preis VE
Notfallkoffer nach DIN 13232, Typ: Erwachsene, gefüllt	1 Stück	N4 LG8830DIN-AB	1.465,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



MAX CASES NOTFALLKOFFER

Notfallkoffer für härteste Ansprüche
Hier ist ihr Equipment und ihre Notfallausrüstung absolut gegen Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff, korrosionsfest
- Druckausgleichsventil ermöglicht auch ein Öffnen bei Änderung der Umgebungstemperatur und des Luftdrucks
- Feste Schnappverschlüsse
- Ösen für Sicherheitsschlösser
- Wasser – und staubdicht nach IP 67

Diese Koffer können im nautischen und flugelektronischen Bereich zum Transport elektronischer, ärztlicher und militärischer Geräte und zum Schutz von hochempfindlichen fotografischen Geräten genutzt werden. Der ABS-Korpus bietet extremen Schutz des Kofferinhaltes gegen Stoß, Wasser und alle möglichen Witterungseinflüsse. Farben: orange oder schwarz, in 3 Größen erhältlich:



Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
orange				
Max Case Klein, leer	336 x 300 x 148 mm (innen)	1 Stück	E5 MAX01-0	60,95
Max Case Mittel, leer	464 x 366 x 176 mm (innen)	1 Stück	E5 MAX02-0	82,60
Max Case Gross, leer	555 x 428 x 211 mm (innen)	1 Stück	E5 MAX03-0	130,15
schwarz				
Max Case Klein, leer	336 x 300 x 148 mm (innen)	1 Stück	E5 MAX01-B	61,60
Max Case Mittel, leer	464 x 366 x 176 mm (innen)	1 Stück	E5 MAX02-B	80,05
Max Case Gross, leer	555 x 428 x 211 mm (innen)	1 Stück	E5 MAX03-B	125,90



SAUNDERS CRUISER MATE

„Schreibplatte auf Kassette mit zwei Aufbewahrungsfächern“.

Zwei Aufbewahrungsfächer zur sortierten Ablage; oberes Fach nur für Dokumente, das untere Fach mit Stiftablage und Platz für Dokumente. Sie können durch einfaches Entfernen eines Stiftes das obere Fach auch abnehmen, um eine größere Gesamttiefe zu erreichen.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders Cruiser Mate	230 x 345 x 70 mm	1 Stück	N9 CM8512	34,50




SAUNDERS SNAPAK

Geöffnet ein Buch, geschlossen eine Kassette.

Ein Formularhalter der sich für lose Formulare und Formularetsätze anbietet. Befestigen Sie Ihre Formulare mit der Klemme, platzieren Sie den oberen Satz auf der glatten Schreibplatte und es kann losgehen. Ein verschiebbarer Aluminiumstreifen hält die Kopien sicher zusammen. Der Snapak läßt sich zu einer handlichen Kassette seitlich schließen, um Ihre Formulare zu schützen.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders Snapak	216 x 305 x 25 mm	1 Stück	N9 SN8513	42,95



SAUNDERS MODELL A

„Der meistverkaufte Formularhalter der Welt“. Vielseitig, praktisch und leicht handzuhaben. Geeignet für hoch und quer bedruckte Formulare, für Rechts als auch für Linkshänder. Mit der Schreibplatte haben Sie eine widerstandsfähige und leicht beschreibbare Unterlage. Das darunterliegende Aufbewahrungsfach schützt ausgefüllte Formulare, hält sie sicher und trocken. DIN A4 Format.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders Modell A	216 x 330 x 25 mm	1 Stück	N9 AH8513	42,00



SAUNDERS REDI-RITE

„Schreibplatte auf Kassette mit einem Aufbewahrungsfach“.

Mit der „Redi-Rite“ bieten wir die Schreibplatte auf einer Kassette an. Diese Ausführung ist die Lösung, wenn Sie viele Formulare mitnehmen müssen, eine gute Schreibfläche benötigen und außerdem zweckmäßig arbeiten wollen. Die abgedeckte Kassette beinhaltet eine Bleistiftablage.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders Redi-Rite	230 x 345 x 70 mm	1 Stück	N9 RR8512	42,95



SAUNDERS ALUMINIUM KLEMMBRETT

- Aus robustem, langlebigem Aluminium
- Abgerundete Ecken zur Vermeidung von Beschädigungen
- Flacher Clip, aus stabilem, nickelbeschichtetem Stahl
- Wasserfeste und fleckenabweisende Lackbeschichtung
- Aufnahmekapazität von 1,27 cm Papier
- Passt in jede Aktentasche, Rucksack oder Sporttasche

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders Klemmbrett Aluminium	225 x 343 x 2 mm	1 Stück	N9 21518	12,25



SAUNDERS SLIMMATE

Der Saunders SlimMate ist besonders flach und so sehr handlich. Das nach oben zu öffnende Innenfach schützt Unterlagen vor Nässe, Staub und Schmutz. Der Stahlclip auf der Oberseite fixiert Unterlagen sicher und erleichtert die Arbeit. Von oben zu öffnen. Aus Kunststoff. DIN A4 Format.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders SlimMate	schwarz	250 x 305 x 13 mm	1 Stück	N9 000558	13,85
Saunders SlimMate Safety	neongelb	250 x 305 x 13 mm	1 Stück	N9 55801	19,95
Saunders SlimMate Safety	neonorange	250 x 305 x 13 mm	1 Stück	N9 55802	19,95



SAUNDERS SAFETY KLEMMBRETT

- Signalfarbenes Klemmbrett
- Mit cm (30 cm) und Inch (12 Inch) Skala
- Besonders robust (2,5 mm Materialstärke)
- Extra starke Klemmen mit 2 Haltelöchern
- Abgerundete Ecken

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders Safety	neongelb	230 x 318 mm	1 Stück	N9 21673	13,15
Saunders Safety	neonorange	230 x 318 mm	1 Stück	N9 21659	10,95



SAUNDERS WORKMATE II

Der Saunders WorkMate II ist hergestellt aus widerstandsfähigem Kunststoff, in blau. Er schützt Unterlagen vor Wind und Wetter. Die Formularkassette hat außen einen Stahlclip, innen ist sie ausgestattet mit einer umlegbaren Haftklemme und einem 4-fach unterteilten Innenfach mit Kunststofftrenner. Seitlich zu öffnen. DIN A4 Format.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Saunders WorkMate II	blau	270 x 335 x 50 mm	1 Stück	N9 000475	16,50



IMMOBILISATION TRANSPORT



Gruppe 3

10-Punkt Fixiersystem	56	L		U	
A		LED Rettungskorsett	55	Ultrabasket	64
Abdeckhaube für Korbtrage	64	Leg Fix Beifixierung	57	Universalnotfallschienen	53
Aktive Wärmedecke	68	Lifeguard Ambulanzdecke	67	V	
Aluminium Krankentrage	65	Lifeguard Spineboard	56f	VACQ Blue	59
Aluminium Schaufeltrage	60f	Lifeguard Splintschienen	53	Vakuumhandpumpe	59
Armschienen	53f, 58	Lifeguard Vakuummratze	59	Vakuummratze	59
B		Luftkammerschienen	54	Vakuumschiene	58
Beckenschlinge	54	N		W	
Beifixierung	57	Nackenstütze	55	Wandhalterung Schaufeltragen	61
Beinschienen	53f, 58	Notfall Schaufeltrage	60f	Wärmedecke	68
Bergetuch	58	Nylonseil Schleifkorbtrage	64	Wärmeweste	68
Bezug für Kissen	66	P		Wirbelsäulenbrett	56f
C		Patientendecke	66f	X	
Carrier	65	Patientenkissen	67	XXL-Gurtsystem Spineboard	56
Cervicalstützen	55	Patientenkissenbezug	66	Z	
Combi Carrier Schaufeltrage	62	Patientenstuhl	63	Zervikalstütze	55
Combi Carrier Schlaufengurte	56	Patiententrage	61, 65	Zubehör Korbtrage	64
D		Patiententragelaken	66	Zubehör Krankentrage	61, 65
Decken	66	Patriot Cervikalstütze	55	Zubehör Schaufeltrage	56f, 60f
DIN Trage	65	R		Zubehör Schleifkorbtrage	64
E		Ready-Heat Wärmedecke	68	Zubehör Spineboard	56f
E-Bone Splint	53	Ready-Heat Wärmeweste	68	Zubehör Tragestuhl	63
Ergon Komforttrage	61	Reparaturkit für Vakuummratze	59	Zubehör VACQ Blue	59
Ersatzventil VACQ Blue	59	Responder Beckenschlinge	54		
Euro Schaufeltrage	61	RESQ Blanket	67		
F		RESQ Chair	63		
Fahrgestell Krankentrage	65	RESQ Pillow	67		
Fixiergurte	55	Rettungsbrett	56f		
G		Rettungsdecken	67f		
Gestell für Krankentrage	65	Rettungskorsett	55		
Gurte Tragestuhl	63	Rettungstuch	58		
Gurtspinne	56	S			
Gurtsysteme	56f	Schaufeltrage	60ff		
Gurtsysteme Schleifkorbtrage	64	Schienenmaterial	53f		
H		Schlaufengurte	56f		
Head-Fix Kopffixierung	56, 60, 62	Schleifkorbtrage	64		
Hitzeschutzdecke	67	Schnellbandage	54		
Hypothermieschutz	68	Schutzhülle Krankentrage	65		
I		Speedclip Gurtsystem	57		
Immobilisation	58	Spineboard	56f, 61f		
K		T			
Kälteschutzdecke	67	Tasche für Vakuummratze	59		
Kissen	67	T-POD Responder Beckenschlinge	54		
Kissenbezug	66	Trage	62		
Kopffixierung	56, 60, 62	Tragelaken	66		
Kopfkissen mit Fixierschlaufen	67	Tragenaufgabe	66		
Korbtrage	64	Tragenfahrgestell	65		
Korsett	55	Tragestuhl	63		
Krankentrage	61, 64f	Transportstuhl	63		
		Transporttasche	61		
		Trans-S Bergetuch	58		
		Treppenstuhl	63		

E-BONE SPLINT

E-BONE SPLINT SCHIENEN
Mit 14 % mehr Schiene!



Diese Splint-Schienen aus schaumstoffbeschichtetem Aluminium haben sich überall durchgesetzt: Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Bergwacht, Krankenhäuser, Neonatologie, Sportmedizin, Schulmedizin, Arbeitsmedizin, Schnelleinsatzgruppen, u.v.m.

Anwendung: Cervicalstütze, Unterarmschiene, ganzes Bein, Fingerschiene, Unterarm, Unterschenkelschiene, Schulter und Arm. Auch ideal als Infusionsschiene.

E BONE SPLINT

Einzel zum Befüllen der Set-Tasche

Die Universalschiene im Rettungsdienst

- Paßt in jeden Rettungskoffer/Tasche
- Die große Vielseitigkeit läßt die Schienung aller Extremitäten und Halswirbelsäule zu, sowie die Behandlung einer Vielzahl unterschiedlicher Verletzungsarten
- Kein Verkleben mit Wunden, kann länger angelegt bleiben
- Blut- und Körperflüssigkeitsabweisend
- Röntgendurchlässig
- Leicht, temperaturstabil
- Mehrfach verwendbar
- Individuell zuschneidbar
- Einfach zu lagern (zusammenfaltbar)
- Sehr gute Haltbarkeit
- Besonders preiswert
- Länger als Vergleichsprodukte



Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
1 Lifeguard E-Bone Splint > Standard, Farbe: grau-orange	100 x 11 cm	02819129	1 Stück	N5 0250	9,90
2 Lifeguard E-Bone Splint > Standard * gerollt *, Farbe: grau-orange	100 x 11 cm	15400490	1 Stück	N5 0250R	9,50
3 Lifeguard E-Bone Splint > Extra, Farbe: grau-orange extra starker Aluminiumkern, geeignet für die Bergwacht, Schienung der Extremitäten, Veterinärbereich	100 x 11 cm	02819135	1 Stück	N5 0260	16,95
4 Lifeguard E-Bone Splint > XXL, Farbe: grau-orange	100 x 14 cm	15400509	1 Stück	N5 0290	17,90
Lifeguard E-Bone Splint > Mini, Farbe: grau-orange	50 x 11 cm	02819141	1 Stück	N5 0253	7,10
Lifeguard E-Bone Splint > Finger, Farbe: grau-orange	5 x 11 cm	02819158	10 Stück	N5 0252	17,90
Lifeguard E-Bone Splint > Einsatztasche		02819164	1 Stück	N5 0270	7,80

E-BONE SPLINT

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Lifeguard E-Bone Splint > Set: 1 Standard-Splint 100 x 11 cm, 1 Mini-Splint 50 x 11 cm, 2 Finger-Splints 5 x 11 cm, 2 Fixierbinden/Dreieckstücher	02819098	1 Set	N5 0250S	24,00



LUFTKAMMERSCHIENEN

Für die sofortige Ruhigstellung verletzter oder gebrochener Gliedmaße. Diese Schnellbandage ist eine durchsichtige Kunststoffhülle, die in Sekundenschnelle an die verletzten Gliedmaßen angelegt werden kann. Durch Aufpumpen der Bandage wird das Glied stabilisiert und ruhiggestellt. Das Ventil wird durch Drehen nach rechts oder links geöffnet bzw. geschlossen. Röntgenfähig.

Typ	VE	REF	Preis VE
Erwachsenen-Set, 4-teilig	1 Set	H7 1540000	97,50
Hand	1 Stück	H7 1540100	23,50
ganzer Arm	1 Stück	H7 1540200	27,50
Unterschenkel	1 Stück	H7 1540300	28,95
ganzes Bein	1 Stück	H7 1540400	33,95



T-POD® RESPONDER BECKENSCHLINGEN WEISS/ORANGE

Die T-POD Responder Beckenschlinge ist ein schnell anzulegendes und effektives System zur Stabilisierung von Beckenfrakturen bei Traumatopatienten in der Erstversorgung. Es hilft dabei, weitere Verletzungen beim Transport des Patienten zu verhindern und den Schmerz zu lindern. Einwegartikel, nicht wiederverwendbar.

T-POD Vorteile:

- Komplettsystem: durch das spezielle Zugsystem kann das T-POD zur Kompression sowie zur Stabilisierung des Beckens verwendet werden
- Einfach: mit einer Hand verwendbar
- Variabel: Eine Größe, die bei den meisten Patienten verwendet werden kann.
- Kompatibel: 100 % Röntgendurchlässig, CT und MRT geeignet
- Sicher: Latexfrei
- Unsteril - nicht wiederverwendbar

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
T-POD Responder Beckenschlinge	weiß/orange	1 Stück	N7 1100	129,00



LIFEGUARD LED RETTUNGSKORSETT

Für eine zeitsparende und lebensrettende Ruhigstellung und Bergung von Verletzten, bei denen eine Wirbelsäulenverletzung anzunehmen ist. Farblich codierte Gurte erleichtern das Anlegen auch bei Dunkelheit oder in engen Raumverhältnissen. - Gleichermaßen für Männer, Frauen, Kleinkinder und Schwangere geeignet. Verstellbare Seitenteile erlauben den Zugriff zum Patienten für Defi, EKG oder zum Abhören. Röntgenstrahlendurchlässig. Auch ideal zur Ruhigstellung bei Beckenfrakturen. Farbe: blau.
Der Satz enthält:
Nackenrolle, Kinn und Stirngurt, Rettungskorsett, Aufbewahrungs-/Transporttasche aus Nylon mit Seitentasche für Cervicalstützen.

Länge: 830 mm
Breite: 800 mm
Gewicht: 3 kg
Max. Belastbarkeit: 150 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
LED-Rettungskorsett	1 Stück	N5 00111B	179,00
LED-Rettungskorsett, inkl. Cervicalstütze	1 Stück	N5 00111BC	185,00
Ersatz Fixiergurte-Set = Kinn- und Stirngurt	1 Set	N5 00130	17,40



PATRIOT VARIABLE CERVICAL-STÜTZE

Deckt alle 4 Erwachsenen-Größen (REF: N4 5000) bzw alle 3 Kindergrößen (REF: N4 5000P) in einer Stütze ab. Damit werden falsche Größen ausgeschlossen (low / small / regular / tall)
Durch schnelle und bedienerfreundliche Verstellbarkeit reduziert sie Anwendungsfehler, bietet eine große Trachealöffnung zur Pulskontrolle und eine angenehme Polsterung durch geschlossenzelligen robusten Schaumstoff. Robustes einteiliges Design, latexfrei, voll röntgenfähig.
HMV-Gruppe: 05.12.02.1xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Patriot Erwachsene	1 Stück	N4 5000*	12,50
Patriot Paediatric	1 Stück	N4 5000P*	12,50

*Artikel mit reduzierter MwSt.




LIFEGUARD SPINEBOARD GELB

- Aus extrem robustem Polyethylen Plastik
- Nahtlos gefertigt, dadurch undurchlässig für Flüssigkeiten
- 16 große Griffe rundumlaufend zum einfachen Patiententransport
- Die Liegefläche ist komfortabel gewölbt, das Fußende ist zur besseren Patientenbergrung leicht abgewinkelt
- Das Spineboard entspricht der EN 1865-1 und ist auch für die Wasserrettung geeignet, wie auch 100 % röntgenstrahlendurchlässig

Technische Daten:

Länge:	1.830 mm
Breite:	406 mm
Höhe:	55 mm
Gewicht:	8,8 kg
Max. Belastbarkeit:	200 kg
Auftrieb bei Wasserrettung:	bis 135 kg Zuladung




Typ	VE	REF	Preis VE
Lifeguard Spineboard ohne Fixiergurte	1 Stück	N5 0100Y	229,00
Lifeguard Spineboard mit 10-Punkt Fixiersystem	1 Stück	N5 0100YECO	285,00
Lifeguard Spineboard mit 10-Punkt Fixiersystem und HeadFix Kopffixierung	1 Stück	N5 0100YECO-SET	325,00
10-Punkt Fixiersystem, verstellbar nach PHTLS-Richtlinie, inkl. Tasche	1 Stück	N5 ST02035A	69,00
10-Punkt Fixiersystem, verstellbar nach PHTLS-Richtlinie, inkl. Tasche, XXL	1 Stück	N5 ST02035-XXL	73,10



LIFEGUARD HEAD-FIX KOPFFIXIERUNG

Universal Kopffixierung für Schaufeltrage, Spineboard und CombiCarrier, komplett abwaschbar. Weicher Schaumstoff mit Klettverschlussbändern zum Fixieren. Die Ohren bleiben unbedeckt, röntgenfähig.

Typ	VE	REF	Preis VE
Head-Fix Standard	1 Stück	N6 SH00110C	74,00



LIFEGUARD SPINEBOARD GELB SPEED-CLIP PIN

- Aus extrem robustem Polyethylen Plastik.
- Nahtlos gefertigt, dadurch undurchlässig für Flüssigkeiten.
- 16 große Griffe rundumlaufend zum einfachen Patiententransport.
- Die Liegefläche ist komfortabel gewölbt, das Fußende ist zur besseren Patientenbergrung leicht abgewinkelt.
- Das Spineboard entspricht der EN 1865-1 und ist auch für die Wasserrettung geeignet, wie auch 100 % röntgenstrahlendurchlässig.

Technische Daten:

Länge: 1.830 mm
 Breite: 406 mm
 Höhe: 55 mm
 Gewicht: 8,8 kg
 Max. Belastbarkeit: 200 kg
 Auftrieb bei Wasserrettung: bis 135 kg Zuladung

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifeguard Spineboard ohne Fixiergurte	1 Stück	N5 0300	240,00
Lifeguard Spineboard mit Speed-Clip Fixiersystem	1 Stück	N5 0300ECO	310,00
Lifeguard Spineboard mit Speed-Clip Fixiersystem, mit Head-Fix Kopffixierung	1 Stück	N5 0300ECO-SET	349,00



LIFEGUARD GURTSYSTEME

Gurtsysteme für Spineboards und Schaufeltragen. Bestehend aus jeweils 4 Gurten.

	Farbe	VE	REF	Preis VE
Speedclip Gurtsystem, 4-teilig				
1	schwarz	1 Set	N5 0700B	109,00
Gurtsatz für Spineboards und Schaufeltragen, mit Kunststoffverschluss, ohne Speedclip, 4-teilig				
2	orange	1 Set	N5 0800-O	30,10
3	schwarz	1 Set	N5 0800-B	30,10



LIFEGUARD LEG-FIX BEINFIXIERUNG

Universal Beinfixierung für Spineboards und Combi Carrier. Dient der sicheren und kompletten Ruhigstellung der Beine. Komplet abwaschbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
Leg-Fix Beinfixierung	1 Stück	N6 LH00300	65,00



LIFEGUARD®
EMERGENCY PRODUCTS



LIFEGUARD VACQ-SPLINT VAKUUMSCHIENEN-SET

Mit den VACQ-SPLINT Vakuumschienen können die Extremitäten schonend immobilisiert werden. Jede Schiene besteht aus robustem Material und beinhaltet mehrere Kammern, um eine Granulatverschiebung zu vermeiden und sind somit schnell einsatzbereit. Wie bei unserer VACQ-BLUE II Vakuummatratze auch verfügt jede Schiene über die Möglichkeit der Eigentümerkennzeichnung durch ein verschließbares Einschubfach. Die Schienen sind röntgenstrahlendurchlässig sowie MRT- und CT-tauglich.

Lieferumfang:

- 1 x Armschiene
- 1 x Beinschiene
- 1 x Knöchelschiene
- 1 x Handpumpe
- 1 x Transporttasche

Abmaße Set: 56 x 36 x 16 cm (L/B/H)

Gewicht: ca 3,5 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
VACQ-SPLINT Vakuumschienen-Set	1 Set	N8 7560	259,00



LIFEGUARD®
EMERGENCY PRODUCTS

LIFEGUARD TRANS-RED BERGETUCH

Bergetuch gemäß DIN EN 1865, aus extrem strapazierfähigem, roten Planengewebe mit 8 seitlichen Tragegriffen für den leichteren Patiententransport. Abwischbar und desinfizierbar.

Max. Belastbarkeit: 150 kg



Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
rot	211 x 75,5 cm	1 Stück	N8 7520-R	65,00



VACQ-BLUE II VAKUUMMATRATZE SET INKL. TASCHE UND PUMPE

Die VACQ-BLUE II ist eine Vakuummatratze, die den modernen Anforderungen an eine Vakuummatratze gewachsen ist.



Ihre Vorteile im Überblick:

- Anatomische Form
- Leicht in der Anwendung
- Multikammersystem, das die optimale Verteilung des Füllmaterials gewährleistet
- Aus robusten Materialien gefertigt
- Automatisches Ventil
- Röntgen-, CT- und MRT-kompatibel
- 4 Patientengurte zur sicheren Fixierung des Patienten
- 8 Griffe zum leichten Transport
- Griffe und Gurte abnehmbar, daher ist die Matratze leicht zu reinigen

Technische Daten

Länge: 2100 mm
 Breite (Kopf): 400 mm
 Breite (Rumpf): 880 mm
 Breite (Fuß): 600 mm
 Gewicht: 7 kg
 Max. Belastbarkeit: 159 kg
 Material (Aussen): TPU
 Multikammersystem



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set, inkl. Tasche und Pumpe		1 Stück	N8 7550	369,00
Ersatz-Tragetasche zu VACQ-BLUE II		1 Stück	N8 7550ET	42,00
Reparatur-Kit zu VACQ-BLUE II		1 Stück	N8 7551	12,00
Ersatz-Ventil zu VACQ-BLUE II		1 Stück	N8 7552	32,00
Ersatz-Griff zu VACQ-BLUE II		1 Stück	N8 7553	10,00
Ersatz-Gurt zu VACQ-BLUE II	rot	1 Stück	N8 7554-R	22,00
Ersatz-Gurt zu VACQ-BLUE II	blau	1 Stück	N8 7554-B	22,00
Ersatz-Gurt zu VACQ-BLUE II	grün	1 Stück	N8 7554-G	20,00
Ersatz-Gurt zu VACQ-BLUE II	gelb	1 Stück	N8 7554-Y	22,00



DOPPELHUBPUMPE

Zum Absaugen von Luft aus Vakuum-Matratzen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Doppelhubpumpe aus Kunststoff, einzeln	1 Stück	M1 7004	21,50



LIFEGUARD RESQ-SCOOP SCHAUFELTRAGE

Die RESQ-Scoop Schaufeltrage ist ideal für die patientenschonende Rettung verunfallter Personen, bei denen der Verdacht einer HWS- oder Rückenverletzung besteht. Durch die Längsverstellung kann der RESQ-Scoop an die Körpergröße des Patienten angepasst werden. Zudem kann die Schaufeltrage platzsparend zusammengeklappt werden. Erfüllt die EN 1865-1.

Technische Daten:

Breite: 43 cm
Länge min.: 119 cm
Länge max.: 205 cm
Höhe: 7 cm
Gewicht: 8,2 kg
Max. Belastbarkeit: 150 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
RESQ-Scoop Schaufeltrage	1 Stück	N5 LG1000	330,80



LIFEGUARD SCHAUFELTRAGE

Ideal für alle Betriebe, Rettungswagen, etc.


Mit 2 kräftigen Schnappverschlüssen können die beiden Tragenteile verbunden werden, so dass der Patient schonend (wichtig bei Rücken-/Wirbelsäulenverletzungen) transportiert werden kann. Inkl. 3 schwarzen Patientengurten.

Durch Schnellraster bis auf 2 m Länge verstellbar.

Aluminium poliert/eloxiert.

Technische Daten
ausgezogen (L/B/H): 200 x 42 x 7 cm
geklappt (L/B/H): 165 x 42 x 7 cm
Gewicht: 8,7 kg
Max. Belastbarkeit: 159 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Schaukeltrage mit 3er Gurtsatz, mit Kopffixierung	1 Stück	N5 1000SET	365,00
Schaukeltrage mit 3er Gurtsatz, ohne Kopffixierung	1 Stück	N5 1000	315,00




LIFEGUARD HEAD-FIX KOPFFIXIERUNG

Universal Kopffixierung für Schaufeltrage, Spineboard und CombiCarrier, komplett abwaschbar. Weicher Schaumstoff mit Klettverschlussbändern zum Fixieren. Die Ohren bleiben unbedeckt, röntgenfähig.

Typ	VE	REF	Preis VE
Head-Fix Standard	1 Stück	N6 SH00110C	74,00

ERGON KOMFORTTRAGE



ERGON wurde in der Zusammenarbeit von Rettungspersonal und Technikexperten entwickelt!

ERGON KOMFORTTRAGE mit variabler Geometrie.

Die Verwendung des speziellen Materials (Me.Ber.HC3 - High Comfort Composite Cell) garantiert höchsten Komfort in den Aufliegebereichen für den Patienten. Dieses weiche Material wird auf ein hoch-widerstandsfähiges Kunststoffpolymer aufgebracht.

Die Griffe sind ebenso mit HC3 überzogen. Sie sind für einen besseren Griff um 20° geneigt. Spezielle Halterungen und Ösen gewährleisten, daß die Gurte mit den Karabinern leicht zu befestigen sind.

Der Abstand zwischen den beiden Aufliegehälften beträgt nur 25 mm und sichert so eine hervorragende Unterstützung der Wirbelsäule.

Die Schauffelform ist breiter, so dass sie mit Leichtigkeit zwischen Patienten und Boden eingeführt werden kann.

Das Material HC3 garantiert eine gute Wärmeisolierung. Dies beugt der Hypothermie vor und ermöglicht eine längere und angenehmere Liegedauer des Patienten.

Eine weitere technische Neuheit ist das Gelenkverschluss-System FLEXILOCK. Dadurch kann die Trage in zwei Teile geteilt werden und ermöglicht außerdem Bergungen in extremen Situationen und Positionen.

Technische Daten

Höhe:	7,5 cm
Breite:	43 cm
Länge:	165 x 201 cm
Länge zusammengeklappt:	120 cm
Dicke zusammengeklappt:	9 cm
Gewicht:	10 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Ergon Komforttrage	1 Stück	N5 16150	1.069,00
Transporttasche mit Platz für komplettes Zubehör, inkl. 4 Schultergurten, 124 x 32 x 16 cm (L x B x T)	1 Stück	N5 16150-001	154,00
Wandhalterung für Ergon Schauffeltrage	1 Stück	N5 959	289,00



EURO SCHAUFELTRAGE

Standard-Modell mit 3 Gurten, jedoch ohne Kopffixierung. 10G getestet. Auch geeignet zum Gebrauch mit Head Fix.

Technische Daten

Breite:	430 mm
Länge min.:	1670 mm
Länge max.:	2010 mm
Länge geklappt:	1200 mm
Höhe:	70 mm
Höhe gefaltet:	90 mm
Gewicht:	9 kg
Max. Belastbarkeit:	170 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Schauffeltrage, einzeln, inkl. 3 Patientengurte	1 Stück	E5 10	550,00
Wandhalterung, Aluminium 2-teilig, zur horizontalen Befestigung im Wagen oder Betrieb.	1 Stück	N6 05001A	130,00
Wandhalterung, Aluminium 2-teilig, zur vertikalen Befestigung im Wagen oder Betrieb.	1 Stück	N6 05002A	156,00
Ersatz-Gurtsatz mit Tasche (3 Stück)	1 Satz	N6 05003A	28,50



COMBI CARRIER II

COMBI CARRIER II Schaufeltrage oder Spineboard


Die Weiterentwicklung der weltbekannten Kombination von Schaufeltrage und Spineboard. Der COMBI CARRIER II ist genauso einfach und genial wie sein Vorgänger: eine Kunststoff-Schaufeltrage mit einer einteiligen Kopflagerungsfläche. So verbindet er die Vorteile einer Schaufeltrage mit den Features eines Spineboards.

- Inkl. 4-teiligem Speed-Clip-Gurtsatz
- Leicht zu reinigen
- Keine scharfen Ecken und Kanten
- 14 robuste umlaufende Griffaussparungen
- Voll röntgenfähig
- Dünner als sein Vorgänger, aber belastbarer
- Schwimmfähig

Technische Daten:

Maße: 186,7 x 41,9 x 5,6 cm (L x B x H)
Gewicht: 7,1 kg
Max. Belastbarkeit: 205 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Combi Carrier II	1 Stück	N8 5060	965,00
Head-Fix für Combi-Carrier II	1 Stück	N8 3200H	174,00



COMBI CARRIER II





LIFEGUARD RESQ-CHAIR TREPPENSTUHL

Der RESQ-Chair ist aus robustem Aluminium gefertigt und zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit aus. Seine Raupen ermöglichen einen kraftschonenden Treppenabstieg mit dem Patienten und verleihen dem Stuhl zudem ein hohes Maß an Sicherheit. Dank der lenkbaren Rollen vorne, besitzt der Stuhl eine hohe Manövrierfähigkeit. Bei Nichtgebrauch kann der Stuhl platzsparend zusammen geklappt werden. Das Gurtsystem ist farbcodiert für eine leichtere und schnellere Anwendung und eine Kopffixierung sorgt für zusätzlichen Halt des Patienten.

Technische Daten:

Maße (gefaltet): 98 x 54 x 35 cm (L x B x H)
 Maße (entfaltet): 98 x 54 x 80 cm (L x B x H)
 Gewicht: 20 kg
 Max. Belastbarkeit: 227 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
RESQ-Chair Treppenstuhl	1 Stück	N4 TS-001	1.950,00



FALTBARER TRAGESTUHL

Mit Armlehnen und Fußstützen

- Bei engen Raumverhältnissen erleichtert Ihnen dieser Tragestuhl den Transport sitzender Patienten.
- 3 Haltegurte sichern den Patienten an Schulter, Bauch und Beinen.
- Vier große Rollen (zwei mit Feststellbremse) garantieren ein bequemes Fahren auf glattem Untergrund.
- Vier ausziehbare Griffe am Rückenteil (zwei in Schulter-, zwei in Sitzhöhe) und zwei auszieh- und klappbare Griffe an der Vorderseite erleichtern den richtigen Treppentransport.
- Sehr leichtlaufende Konstruktion, kinderleichtes Zu- und Aufklappen.
- Das Sitz- und Rückenteil ist aus thermoplastischem Material gefertigt; dadurch einfach und sicher zu desinfizieren.

Technische Daten

Höhe aufgeklappt: 90 cm
 Höhe gefaltet: 100 cm
 Breite: 53 cm
 Griffe eingezogen: 69 cm
 Griffe ausgezogen: 119 cm
 Tiefe geklappt: 22 cm
 Gewicht: 13 kg
 Max. Belastbarkeit: 170 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Tragestuhl, inkl. 3 Haltegurte, 10G getestet	1 Stück	N6 ST30455B	1.159,00
Ersatz-Haltegurt-Set (3 Stück), schwarz, inkl. Tasche	1 Set	N6 590A	36,00
Fahrzeughalterung für Tragestuhl, 2-tlg., erfüllt EN1789, 10G getestet	1 Stück	N6 618	230,00



ULTRABASKET STRETCHER, EINTEILIG

Rettungsmulde aus hochwertigem, schlagfestem und widerstandsfähigem ASA/ABS-Kunststoff mit durchgehendem Aluminium-Rohrrahmen, die zum Transport von Verletzten in schwierigen Situationen dient. Ein gutes Handling wird durch die rundum seitlichen Griffaussparungen gewährleistet. Der Schleifkorb ist wie die teilbare Version auch korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen. Die 40 mm dicke Patientenauflage ist leicht zu reinigen und desinfizieren und kann dank der Klettbefestigung schnell und einfach entnommen werden. Die Mulde besitzt eine verstellbare neuentwickelte Fußstütze mit Klettbändern zum Fixieren der Füße.

Technische Daten:

Länge: 2178 mm
 Breite: 618 mm
 Höhe: 189 mm
 Gewicht: 12,5 kg
 Max. Belastbarkeit: 315 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
1 ultraBASKET STRETCHER, einteilig	1 Stück	N6 LG4002	719,00
Umlaufendes Nylonseil für ultraBASKET STRETCHER, 5,3 m	1 Stück	N6 LG-SEIL	15,65
Ersatz-Gurte-Set für ultraBASKET STRETCHER (4 Stück)	1 Set	N6 LG4006ET	85,20
Ersatz-Fußbrett für ultraBASKET STRETCHER	1 Stück	N6 LG4007EF	55,80

ULTRABASKET STRETCHER, TEILBAR

Der ultraBASKET STRETCHER dient zum Transport von Verletzten in schwierigen Situationen, bei der man mit der normalen Ausrüstung nicht weiter kommt. Er besteht aus hochwertigem, schlagfestem und widerstandsfähigem ASA/ABS-Kunststoff mit durchgehendem Aluminium-Rohrrahmen und hat rundum seitliche Griffaussparungen und ein umlaufendes Nylonseil. Zum leichteren Transport kann er in 2 gleichgroße Teile zerlegt werden. Der Schleifkorb ist korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen. Die 40 mm dicke Patientenauflage ist leicht zu reinigen und desinfizieren und kann dank der Klettbefestigung schnell und einfach entnommen werden. Der Schleifkorb besitzt eine verstellbare neuentwickelte Fußstütze mit Klettbändern zum Fixieren der Füße.

Technische Daten:

Schleifkorbtrage: teilbar Höhe: 189 mm
 Länge: 2141 mm Gewicht: 15,5 kg
 Breite: 618 mm Max. Belastbarkeit: 315 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
2 ultraBASKET STRETCHER, teilbar	1 Stück	N6 LG4001	1.069,00
Umlaufendes Nylonseil für ultraBASKET STRETCHER, 5,3 m	1 Stück	N6 LG-SEIL	15,65
Ersatz-Gurte-Set für ultraBASKET STRETCHER (4 Stück)	1 Set	N6 LG4006ET	85,20
Ersatz-Fußbrett für ultraBASKET STRETCHER	1 Stück	N6 LG4007EF	55,80



ULTRABRIDLES ABSEILSPINNE

Transportgehänge in schwarz-gelb zur Verwendung mit den ultraBASKET STRETCHER Rettungsmulden. Die Spinne ist mit 4 Stahl-Karabinern ausgestattet und in der Länge verstellbar.

Gewicht: 2,0 kg
 Farbe: schwarz-gelb
 Länge: 1600 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
3 ultraBRIDLES Abseilspinne	1 Stück	N6 LG4003	266,00

ABDECKHAUBE

Mit Sichtfenster für den sicheren Allwettertransport des Patienten. Passend für ultraBASKET Stretcher.

Typ	VE	REF	Preis VE
Abdeckhaube, Farbe: orange	1 Stück	N6 LG4006	149,00



CARRIER EL2000

Dieses Fahrgestell ist ein wahres Multitalent. Er wurde mit seinen extra großen Reifen speziell entwickelt, um verletzte Personen oder aber auch Material leicht und schnell durch unwegsames Gelände zu transportieren. Zudem lässt es sein einzigartiges Design zu, dass ein Verletzter statt wie bisher von vier nur noch von zwei oder sogar einer Person transportiert wird. Dies macht überall dort Sinn, wo viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen (Katastrophengebiete, Krisenherde etc.) oder aber die Retter selbst geschützt werden müssen.

Ein weiterer Vorteil des Carriers ist, dass er im Notfall auch als zusätzliches Feldbett oder Untersuchungs-liege verwendet werden kann, indem der Patient einfach darauf verbleibt.



Durch seine kompakte Faltauweise lässt er sich platzsparend verstauen wenn er nicht benötigt wird. Er ist kompatibel mit den gängigsten Krankentragen sowie auch Spineboards und sollte somit nirgendwo dort fehlen, wo unwegsames Gelände oder lange Strecken zu überwinden sind (Sanitätsdienste, Wasserrettung, Bergrettung, Flugfelder etc.).

Technische Daten:

Länge geschlossen/offen:	52 cm / 158 cm
Breite:	62 cm
Höhe geschlossen/offen:	84 cm / 86 cm
Gewicht:	Rahmen 20 kg, Reifen 4 kg
Max. Belastbarkeit:	200 kg

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Fahrgestell Carrier EL 2000	orange	1 Stück	N7 EL2000	1.440,00



ALUMINIUM-KRANKENTRAGE NACH DIN 13024

- Einmal klappbare Version
- Bezug aus Kunstfaser
- Alle sichtbaren Teile sind kunststoffbeschichtet, um Korrosionen vorzubeugen

Maße, gebrauchsfertig:	230 x 56 x 14 cm
Maße, geklappt:	190 x 15 x 15 cm
Gewicht:	9 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
① mit 4 Gleitfüßen	1 Stück	N5 131	185,00
① mit 4 Rollenfüßen	1 Stück	N5 132	197,00
① mit 2 Gleitfüßen + 2 Rollenfüßen	1 Stück	N5 133	192,00
Schutzhülle aus Kunstfaser	1 Stück	N5 134	22,00

ALUMINIUM-KRANKENTRAGE NACH DIN 13024 K

- Zweifach klappbare Version
- Bezug aus Kunstfaser
- Alle sichtbaren Teile sind kunststoffbeschichtet, um Korrosionen vorzubeugen

Maße, gebrauchsfertig:	230 x 56 x 14 cm
Maße, geklappt:	104 x 15 x 15 cm
Gewicht:	9 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
② mit 4 Gleitfüßen	1 Stück	N5 140	210,00
② mit 4 Rollenfüßen	1 Stück	N5 141	197,00
② mit 2 Gleitfüßen + 2 Rollenfüßen	1 Stück	N5 142	214,00
Schutzhülle aus Kunstfaser	1 Stück	N5 143	22,00

FAHRGESTELL DIN 13034 FÜR KRANKENTRAGEN

Dieses Gestell ist aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlrohr und ist höchst stabil und solide verarbeitet. Besonders leichtgängig auf kugelgelagerten, gummibereiteten Lenkrollen (Ø 200 mm), davon 2 Lenkrollen über Kreuz mit feststellbarer Doppelstop-Vorrichtung.

Außerdem:

Vier Wandabweisrollen (Ø 100 mm), vier Auflagebügel, zwei Haltevorrichtungen zur sicheren Aufnahme der Krankentrage aller Typen.

Als starre Ausführung oder platzsparend zusammenklappbar lieferbar.

Außenmaße:	ca. 1060 x 560 x 700 mm
Gewicht:	ca. 19 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Starres Gestell	1 Stück	N5 135	504,00
Klappbares Gestell	1 Stück	N5 145	583,00



LIFEGUARD EINWEG PATIENTENDECKEN & KISSENBEZUG

Jedem Patienten seine eigene, unbenutzte Wäsche. Das Sortiment überzeugt durch:

- Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Geringes Gewicht
- Wärmeleitfähigkeit
- Feuchtetransport
- Optimal für den Krankentransport

Die Produkte sind weitgehend abrieb- und reißfest, hautsympathisch, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig.

Auch in der Intensivpflege und auf Isolier- und Infektionsstationen einsetzbar. Wahlweise aus Papiervlies oder Polyestervlies.



Typ	Farbe	Maße	Gewicht	VE	REF	Preis VE
Decke, Füllung: Papier	weiß	110 x 190 cm	167 gr	35 Stück	N6 LG8002-W	39,50
Decke, Füllung: Papier	weiß	110 x 190 cm	250 gr	30 Stück	N6 LG8003-W	38,50
Decke, Füllung: Papier	weiß	110 x 190 cm	334 gr	25 Stück	N6 LG8004-W	41,50
Decke, Füllung: Polyester	blau	110 x 190 cm	500 gr	20 Stück	N6 LG8005	44,00
Kissenbezug	hellblau	45 x 42 cm	-	108 Stück	N6 LG8007	10,90



LIFEGUARD PATIENTEN-TRAGENAUFBLAGE

Für optimale Hygiene.

Farbe: Weiß, mit blauen Streifen
(Faden-Verstärkung)

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
Tragenauflage 48-fädig verstärkt				
80 x 210 cm	100 Stück	25 Stück	N6 5000	9,00
Tragenauflage 8-fädig verstärkt				
100 x 200 cm	100 Stück	25 Stück	N6 5001	8,95



LIFEGUARD RESQ-BLANKET ► AMBULANZDECKE

Die hygienische und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Decken.

- PVC-freies Material
- 100 % flüssigkeitsdicht auf beiden Seiten, widerstandsfähig gegen Blut, Urin und Erbrochenes
- Sehr gute Wärmeisolierung durch das eingearbeitete Thermovlies
- Die Patientenseite ist hellblau, die dem Patienten auch das Gefühl von Sauberkeit, Schutz und Geborgenheit gibt. Die Außenseite ist blau.
- Bakteriostatisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Mehrfach wiederverwendbar
- Leicht und kompakt zu verstauen
- Waschbar bis 90 °C
- Desinfizierbar mit handelsüblichen Mitteln

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Ambulanzdecke, einzeln	90 x 110 cm	1 Stück	N6 LG8000	99,00




LIFEGUARD RESQ-PILLOW

Kopfkissen mit Fixierschlaufen.

Farbe: blau

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Kopfkissen	55 x 30 cm	1 Stück	N6 LG8001	20,90



LIFEGUARD RETTUNGSDECKE

Für sofortigen Kälte-/Hitzeschutz

Verwendungshinweise

Als Kälteschutz:

Gold/Grünseite nach aussen, Silberseite nach innen: Körperwärme wird reflektiert.

Als Hitzeschutz:

Silberseite nach aussen, Sonnenstrahlen werden reflektiert.

Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
gold-silber	160 x 210 cm	1 Stück	H1 16902	1,70
grün-silber	160 x 210 cm	1 Stück	H1 16904	2,30



READY-HEAT II WÄRMEDECKE

Diese Decke bietet aktiven Kälteschutz und sorgt einer gefährlichen Hypothermie vor. Sie besteht aus Vliesstoff und 12 eingewebten chemischen Elementen, welche nach dem Öffnen der Vakuumverpackung mit der Luft reagieren.

So erwärmt sich die Decke innerhalb von 10 Minuten auf ca. 38 °C (Temperaturspitzen möglicherweise bis 52 °C) und hält diese Temperatur für ca. 8 Stunden.

Maße: 32,25 x 40 cm (verpackt)
86 x 122 cm
auseinander gefaltet
Gewicht: 0,68 kg

NSN: 6532-01-538-0759

Typ	VE	REF	Preis VE
Ready-Heat II Wärmendecke	1 Stück	N6 RH2	37,95



READY-HEAT WÄRMEDECKE

Decke mit Heizepads, die sich nach dem Entpacken innerhalb von 15 - 20 Minuten auf mindestens 40 °C erhitzt und diese Temperatur für ca. 10 Stunden hält. Geeignet zur Prävention gegen Hypothermie. Die Decke kann aber auch als Evakuierungstuch benutzt werden und hat eine Tragkraft von 113 kg.

NSN: 6532-01-525-4062 - 91,44 x 121,92 cm

NSN: 6532-01-525-4063 - 91,50 x 152,50 cm

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Ready Heat Wärmendecke, mit 4 Heizepads	86 x 122 cm	1 Stück	N6 MD1	49,90
Ready Heat Wärmendecke, mit 6 Heizepads	86 x 152 cm	1 Stück	N6 LG1	54,50



READY-HEAT WÄRMEDECKE KLEIN

Aktive Wärmendecke mit einem Heizfeld, die sich nach Öffnen der Verpackung innerhalb von 15 Minuten auf mindestens 40 °C erwärmt und diese Temperatur für 10 Stunden hält. Ausgestattet mit zwei verstellbaren Gurten, die es ermöglichen, die Decke auch um verletzte Gliedmaßen zu legen. Zudem kann die Decke als Infusionswärmer benutzt werden.

Maße: 41 x 46 cm

NSN: 6532-01-538-1525

Typ	VE	REF	Preis VE
Ready Heat Wärmendecke, mit 1 Heizelement	1 Stück	N6 SM1	19,95



READY-HEAT WÄRMEWESTE

Aktive Wärmeweste, die sich innerhalb von 10 bis 15 Minuten auf mindestens 38 °C erhitzt und diese Temperatur für ca. 8 Stunden hält. Perfekt zum Selbstschutz vor Unterkühlung. Ausgestattet mit zwei verstellbaren Fixiergurten.

Maße: Universalgröße

Typ	VE	REF	Preis VE
Ready-Heat Wärmeweste	1 Stück	N6 VO1	30,50

AMBULANZ ARBEITSSCHUTZ



Gruppe 4

A		P	
Abdeckhaube für Evakuierungsstuhl	92	Pflaster	74, 80f, 84
Atemschutz	90f	Pflasterbox Micro	84
Augenflasche	77	Pflaster Reiseset	84
Augenspray	74	Pflasterspender	80f
Augenspülbox	78	Plum Artikel	74ff, 78, 80
Augenspülflasche	74, 76ff	Plum Augenspülung	74ff
Augenspülstation	79		
B		Q	
Bandagen	82	QuickClean Wundreinigungstücher	75
Binden	82	QuickCool Verbrennungsgel	75
Blasenpflaster	84	QuickFix Pflaster	74, 80
Brillen Labor	88f	QuickSafe	75
Burnshield Brandwundenversorgung	71ff	QuickSafe Basic Erste-Hilfe Station	74
Burnshield Rettungsdecken	72	QuickSafe Box	74
		QuickStop Wundschnellverband	75
E		R	
Easycare Kit Burnshield	73	Reiseset Micro	84
Elastische Binden	82	Reiseset Pflaster	84
Erste-Hilfe Augenspülung	74ff	Resc-Q-Assist Erste Hilfe Koffer	85
Erste-Hilfe Koffer	85	Responder Kit Burnshield	73
Erste-Hilfe Station	74, 82f	Rettungsdecke Burnshield	72
Erste-Hilfe Tasche	83	Rettungsdecken	72
Erste-Hilfe Verbandschränke	86		
Evakuierungsstuhl	92	S	
		Salvequick	81
F		Sanitätsschrank	86f
Feinstaubfiltermaske	90f	Schutzbrillen	88f
FFP Masken	90f	Schutzmasken	90f
Filtermasken	90f	Schutzschirm	89
		Sonnenbrand Versorgung	71f
G		Spender für Bandagen	82
Gesichtsmaske Burnshield	72	T	
Gesichtsschutz	89	Transportstuhl	92
Gürteltasche Plum Augenspülflasche	76		
H		V	
Hydrogel Burnshield	71	Verbandschrank	86
		Verbrennungsset Micro	84
K		W	
Kompressen Burnshield	72	Wandhalterung Evakuierungsstuhl	92
		Wandhalterung für Augenspülflaschen	79
L		Wandhalterung Plum	74
Labor Brillen	88	Wandstation Plum	78
		Wundpflege-Spender	82
M			
Micro Blasenpflasterbox	84		
Micro Pflasterbox	84		
Micro Reiseset	84		
Micro Set	84		
Micro Verbrennungsset	84		
N			
Nachfüllpackung QuickClean	75		
Notfall Koffer	85		
Notfall Zubehör	73		

EMERGENCY BURN CARE

Verbrennungen sind sehr schmerzhaft Verletzungen, die immer und überall passieren können. Eine unzureichende Erstversorgung oder die Anwendung von sogenannten „Hausmitteln“ können zu einem deutlich verlängerten Heilungsprozess oder gar zu dauerhaften Schädigungen führen. Je schneller Burnshield angewendet wird, je effektiver ist die Schmerzlinderung und der Schutz vor weiteren Schädigungen. Burnshield ist innerhalb der ersten 24 Stunden am effektivsten. - Griffbereit aufbewahrt, ist Burnshield immer zur Hand, wenn es benötigt wird!

Was ist Burnshield?

Burnshield ist ein herausragender steriler Wundverband, der speziell für die Anwendung auf Brandwunden vorgesehen ist. Damit wird sichergestellt, dass eine Verbrennung sofort und ohne umständliches Handling gleichzeitig gekühlt und erstversorgt werden kann. Jeder Burnshield Brandwundenverband besteht aus einer speziellen Wundaufgabe, die mit einem sterilen Hydrogel auf Wasserbasis getränkt ist. Die saugfähige Wundaufgabe hält das Gel genau da, wo es hingehört – auf der Wunde! Nur dort kann eine effektive Wundkühlung und Schmerzlinderung stattfinden. Das Hydrogel ist absolut ungiftig und verursacht keine Hautirritationen. Eine Anwendung im Gesichtsbereich oder bei Kleinkindern ist daher völlig unbedenklich. Burnshield Brandwundenverbände können bei allen erst-, zweit- und drittgradigen Verbrennungen oder Verbrühungen angewendet werden.



- **ANWENDUNG**
Öffnen Sie die sterile Verpackung, nehmen die Kompresse heraus und legen sie sofort auf die Verbrennung. Drücken Sie das restliche Hydrogel aus der Verpackung auf die Kompresse. Fixieren Sie den Verband mit einer leichten Bandage.
- **VERKLEBT DIE BURNSHIELD KOMPRESSE MIT DER WUNDE?**
Die Kompresse haftet nicht auf der Wunde und kann jederzeit schmerzfrei entfernt werden. Rückstände des Hydrogels können einfach mit Wasser abgespült werden.

Technische Spezifikationen:

- **Kompresse:** Offenzelliger, hochflexibler Schaumstoff
- **Rettsungsdecke:** Gewebte Decke auf reiner Wollbasis
- **Hydrogel:** 96 % Wasser
Melaleuca Alt. (Teebaumöl)
Geliermittel
Sterillisiert durch Gamma-Bestrahlung
Ungiftig, nicht hautreizend

Einsatzbereiche für Burnshield Kompressen, Rettungsdecken, Hydrogel, -spray und -sachets

Rettungsdienste, Feuerwehren
Firmen, Behörden
Schulen, Kindergärten
Restaurants, Hotels, Großküchen und Imbissstände
Laborbetriebe
Campingmobile, Schiffe...

Hauptunterschied, das Trägermaterial besteht nicht mehr aus tierischem Wollfasergewebe und ist dadurch wesentlich leichter gegenüber anderen im Handel erhältlichen Produkten. Die deutlich schwereren, dadurch auch mehr Gel aufsaugenden und als Hitzeschild zu verwendenden Burnshield Rettungsdecken sind nach wie vor aus Schafwollfasern gefertigt. Nutzen Sie den deutlichen Preisvorteil dieser Innovation. Zum besseren Verständnis, die 3 Trägermaterialien noch einmal erklärt.

- 1 Das Schaumstoffträgermaterial der kleinen Burnshield Sterilkompressen inkl. Gesichtsmaske.
- 2 Das Trägermaterial der neuen Burnshield Contour Dressings, deutlich leichter aus reinem Baumwollmaterial (kein tierisches Produkt) in den Abmessungen 100 x 100 cm wie auch 100 x 200 cm erhältlich.
- 3 Die großflächige Burnshield Rettungsdecke.

BURNSHIELD GEL-SACHETS HYDROGEL HYDROSPRAY

Gel-Sachets wie auch das Hydrogel und Hydrospray sind ideal für kleinflächige Verbrennungswunden, aber auch für die Nachbehandlung von Sonnenbränden und Abschürfungen (Hitzereibung). HINWEIS: Es ist grundsätzlich angeraten, sich nach Verbrennungen, oder wenn man Rauch inhaliert hat, medizinisch untersuchen zu lassen. Burnshield Produkte sind für die Erstversorgung bei Verbrühungen und Verbrennungen 1., 2. und 3. Grades oder für unmittelbaren körperlichen Schutz während eines Brandes vorgesehen. Burnshield ersetzt nicht die ärztliche Versorgung von Brandwunden.

Typ	Inhalt	PZN	VE	REF	Preis VE
Gel Sachet	3,5 ml	05948956	1 Stück	N9 3020	0,87
Hydrogel	50 ml	05948962	1 Stück	N9 3021	4,63
Hydro Spray	125 ml	05948985	1 Stück	N9 3023	6,50



Burnshield Contour Decken dienen der Wundversorgung bei großflächigen Brandwunden. Krankenhäuser, Rettungsdienste, Militär und Industrie werden diese Innovation begrüßen. Diese Decken sind weltweit einzigartig und entsprechen einer Komresse für Großbrandwunden.

Sie sind erhältlich in den Maßen 1 x 1 m und 1 x 2 m. Die Decken sind leicht und können einfach transportiert werden.



BURNSHIELD CONTOUR SINGLE KIT

Bestehend aus:

- 1 Komresse 100 x 200 cm
- 1 Fixierbandage 6 cm x 5 m
- 1 Hydrospray 125 ml

Typ	VE	REF	Preis VE
Single-Kit	1 Set	N9 881008	171,15

BURNSHIELD CONTOUR DOUBLE KIT

Bestehend aus:

- 2 Kompressen 100 x 200 cm
- 1 Fixierbandage 6 cm x 5 m
- 2 Hydrospray 125 ml

Typ	VE	REF	Preis VE
Double-Kit	1 Set	N9 881009	191,40

BURNSHIELD CONTOUR KOMPRESSE EINZELN

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Komresse Gewicht: 650 g	100 x 100 cm	1 Stück	N9 881006	66,15

BURNSHIELD STERILE KOMPRESSEN

Die größte Gefahr bei Verbrennungen sind Wärme-, Flüssigkeitsverluste und Infektionen.

Gelgetränkte, sterile Schaumstoffkompressen, welche bei Verbrennungen direkt auf der Wunde kühlend wirken und vor Infektionen schützen.

Burnshield die sterile Soforthilfe bei Verbrennungen

- Kühlt und lindert den Schmerz
 - Klebt nicht, befeuchtet
 - Verringert das Trauma
 - Reduziert Infektionsgefahr
 - Auch für Kinder geeignet
 - Träger aus saugfähigem Schaumstoff, gelgetränkt
- Burnshield, die sofort gebrauchsfertige Brandwundenversorgung ohne zeitraubende Vorbereitung.

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Komresse	10 x 10 cm	05948821	1 Stück	N9 3032	6,30
Komresse	20 x 20 cm	05948838	1 Stück	N9 3031	11,10
Komresse	20 x 45 cm	15401874	1 Stück	N9 3033	17,85
Komresse	40 x 60 cm	05948844	1 Stück	N9 3030	31,70
Komresse	2,5 x 50 cm		1 Stück	N9 901130	10,75
Komresse	5 x 100 cm		1 Stück	N9 901131	20,30
Gesichtsmaske	20 x 45 cm	05948850	1 Stück	N9 3036	21,15

BURNSHIELD RETTUNGSDECKEN

Burnshield Rettungsdecken sind sterile, hydrogelgetränkte Tücher zur Rettung von Personen aus Gefahrenbereichen. Sie schützen vor Hitze, Rauch und Feuer und lindern gleichzeitig Schmerzen durch ihre kühlende Wirkung. So wird die schnelle Rettung und Erstversorgung von Verbrennungsoptionern sichergestellt. Natürlich können mit der Burnshield Rettungsdecke auch kleinere Brände abgelöscht werden.

Die Decken bestehen aus einem speziellen Gewebe aus reiner Wolle und einer Imprägnierung mit Hydrogel. Jede Rettungsdecke ist einzeln, steril eingeschweißt.

Eine robuste Tasche sorgt für die sichere Lagerung.

Die genaue Gebrauchsanweisung ist auf jeder Tasche zu finden.

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Decke	120 x 160 cm	05948873	1 Stück	N9 3055	164,50





BURNSHIELD EASYCARE BURN KIT 1

- Bestehend aus:
- blauer Kunststoffbox 1 x
 - sterile Kompresse 10 x 10 cm 2 x
 - sterile Kompresse 20 x 20 cm 1 x
 - Sachet 3,5 ml 3 x
 - Paar Latex Handschuhe 1 x
 - Schere 1 x
 - Mullbinde 50 mm x 2 m 2 x
 - Rollenpflaster 1 x

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Easycare Burnkit 1	05948904	1 Set	N9 300012	25,10



BURNSHIELD RESCUE KIT 1 IN NYLON-TRAGETASCHE

- Bestehend aus:
- rote Nylontasche 1 x
 - sterile Kompresse 10 x 10 cm 2 x
 - sterile Kompresse 20 x 20 cm 2 x
 - sterile Kompresse 40 x 60 cm 1 x
 - Rolle Fixierpflaster 1 x
 - Schere 1 x
 - Paar Latex Handschuhe 1 x
 - Hydro-Gel Flasche 125 ml 1 x
 - Rettungsdecke gold/silber 1 x
 - Soft 1, selbsthaftender Verband 1 x
 - Mull-Fixierbinden 50 mm x 2 m 2 x
 - Gel-Binde 25 mm x 0,5 m 1 x
 - Gel-Binde 50 mm x 1,0 m 1 x

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Rescue Kit 1	05948910	1 Set	N9 300813	117,00



BURNSHIELD RESPONDER KIT IN NYLON-TRAGETASCHE

- Bestehend aus:
- rote Nylontasche 1 x
 - sterile Kompresse 10 x 10 cm 8 x
 - sterile Kompresse 20 x 20 cm 3 x
 - sterile Kompresse 40 x 60 cm 2 x
 - Hydrogel Flasche 125 ml 3 x
 - Spritze 20 ml 1 x
 - Rollenpflaster 1 x
 - Paar Latex Handschuhe 2 x
 - Mullbinden 2 x
 - Soft 1, selbsthaftender Verband 4 x
 - Verbandschere 1 x
 - Rettungsdecke gold/silber 1 x
 - Gel-Binde 25 mm x 0,5 m 3 x
 - Gel-Binde 50 mm x 1,0 m 2 x

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Responder Kit	05948927	1 Set	N9 300814	192,50



plum

PLUM QUICKFIX & RINSE AUGENSPÜLSTATION

Mit dieser Station können Sie Pflaster und Augenspülampullen bedarfsorientiert kombinieren. Der Spender läßt sich leicht am gefährdeten Arbeitsplatz montieren und bietet so eine schnelle Versorgung im Notfall. Spender mit 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9 % steriler Natriumchlorid-lösung und 45 elastischen Pflastern.

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickFix & Rinse-Spender mit 1 x 45 Stück Pflastern und 1 x 5 Augenspülampullen je 20 ml	1 Stück	A4 4631	30,33
QuickRinse - 5 Augenspülampullen je 20 ml	5 Ampullen	A4 5160	9,68



plum

PLUM QUICKRINSE AUGENSPÜLSTATION

Die Station bietet schnelle und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge und kann leicht am gefährdeten Arbeitsplatz montiert werden. Spender mit 2 x 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung.

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickRinse-Spender mit 2 x 5 Augenspülampullen je 20 ml	1 Stück	A4 4632	32,01
QuickRinse - 5 Augenspülampullen je 20 ml	5 Ampullen	A4 5160	9,68



plum

PLUM QUICKFIX MINI PFLASTER

Mit dem QuickFix Mini hat die zeitraubende und oftmals schwierige Suche nach einem Pflaster ein Ende. Die kleine, handliche Packung kann z. B. im Werkzeugkasten, im Auto, in der Jackentasche oder im Notfallkoffer mitgeführt werden. Inhalt: 30 Stück elastische Pflaster.

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickFix Mini Pflaster	30 Stück	A4 5504	5,04



plum

PLUM WUND- UND AUGENSPRAY

Für schnelle, einfache und hygienische Erste-Hilfe bei kleineren Unfällen am Arbeitsplatz. Mit dem Plum Wund- und Augenspray mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung können Sie schnell und wirksam kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut versorgen oder Staub und Schmutz aus dem Auge spülen. Der gleichmäßige Sprühstrahl ist stark genug zum Reinigen von kleineren Wunden und doch sanft genug für das Spülen der Augen. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Das Spray kann leicht mitgeführt werden und ist mit einer Hand einfach zu bedienen. Es kann mehrfach angewendet werden und bleibt dabei steril. Plum Wund- und Augenspray ist hypoallergen und enthält keine Konservierungsstoffe.



Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Wund- und Augenspray, 50 ml	24 Stück	1 Stück	A4 45530	11,47
Wund- und Augenspray, 250 ml	12 Stück	1 Stück	A4 4554	23,12
Wandhalterung für 250 ml	24 Stück	1 Stück	A4 4123	5,87



plum

PLUM QUICKSAFE COMPLETE ERSTE-HILFE BOX

Die QuickSafe Box ist eine moderne und flexible Systemlösung für optimale Erste Hilfe. Praktisch, übersichtlich und griffbereit vereint sie Augenspülung, Pflaster und weitere wichtige Erste-Hilfe-Artikel an einem Platz. Der transparente Klappdeckel sorgt für sofortigen Überblick und raschen Zugriff. Aufgrund ihrer geringen Abmessungen kann die Box auch dort angebracht werden, wo der Platz gering ist - für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz!

Maße: 430 x 253 x 92 mm (H x B x T).

Inhalt

- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband
- (Set: 1 Komresse 17 x 17 cm und 2 Kompressen 12 x 7,5 cm)
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum Augenspülung
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickSafe Complete Erste-Hilfe Box	1 Stück	A4 5174	140,89



plum

PLUM QUICKSAFE BASIC ERSTE-HILFE BOX

Erste-Hilfe Station mit Augenspülungen und Pflastern. Hier können Sie auch entscheiden, mit welchen Produkten Sie die Box zusätzlich ausstatten möchten.

Maße: 430 x 253 x 92 mm (H x B x T).

Inhalt

- 2 x 500 ml Plum Augenspülung
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickSafe Basic Erste-Hilfe Box	1 Stück	A4 5170	115,54

plum

PLUM QUICKSAFE BOX EMPTY

Wandstation aus schlagfestem Kunststoff mit transparentem Deckel. Wird ohne Inhalt geliefert, damit Sie die QuickSafe-Station selbst entsprechend Ihrem Bedarf mit Augenspülflaschen und sonstigen Erste-Hilfe-Produkten auffüllen können. Lieferung mit QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial für die Wandmontage.

Maße: 430 x 253 x 92 mm (H x B x T).

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickSafe Box Empty, leer	1 Stück	A4 5173	56,97



plum

PLUM NACHFÜLLPACKUNGEN FÜR DIE QUICKSAFE BOX

Für die Wiederauffüllung Ihrer QuickSafe Station finden Sie hier ein breites Sortiment an Erste-Hilfe Produkten. Sämtliche Produkte können Sie natürlich auch einzeln dort einsetzen, wo der Bedarf am größten ist

QuickClean Wundreinigungstücher

Zur Reinigung kleinerer Wunden und Schnittverletzungen. Enthält steriles Wasser.

QuickCool Verbrennungsgel

Schmerzlinderndes Gel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen. Wirkt kühlend und schmerzlindernd. Enthält Teebaumöl

QuickRinse Augenspülampullen

Sterile 20 ml Augenspülampullen zum Ausspülen von Staub und Schmutz. Enthält 0,9 % Natriumchloridlösung.

QuickStop Wundverband

Steriler Wundverband mit integrierter Komresse. Elastisch, nicht klebend und hautfreundlich. QuickStop ist als Druck-, Deck- und Stützverband universell einsetzbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
QuickClean - Wundreinigungstücher 20 Stück	20 Stück	A4 5151	9,70
QuickClean - Wundreinigungstücher 40 Stück	40 Stück	A4 5553	10,75
QuickCool - Verbrennungsgel 18 Sachets	18 Sachets	A4 5150	17,10
QuickRinse - 5 Augenspülampullen je 20 ml	5 Ampullen	A4 5160	9,68
QuickStop - Wundverband Set (1 Komresse 17 x 17 cm, 2 Kompressen 12 x 7,5 cm)	1 Set	A4 5152	11,11

plum



PLUM AUGENSPÜLFLASCHE

Mit steriler Natrium-Chloridlösung (0,9 %) in den Größen 1000 ml, 500 ml und 200 ml. Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z. B. Staub, Schmutz, Splitter u. ä.. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flaschen sind zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den mobilen Einzeleinsatz (z. B. im Werkzeugkasten und Erste-Hilfe-Kasten) oder der Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche geeignet. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspülflasche, einzeln			
① 200 ml	1 Flasche	A4 4691	10,01
② 500 ml	3 Flaschen	A4 4613	46,55
② 500 ml	12 Flaschen	A4 4604	171,60
③ 1000 ml	6 Flaschen	A4 4707	123,30
Augenspülflasche, im Einzelkarton verpackt			
200 ml	1 Flasche	A4 4695	10,59
500 ml	1 Flasche	A4 4605	14,93
Mobiler Augenspülkarton			
3 x 500 ml inkl. Augenschale und Staubkappe	1 Stück	A4 4620	47,12



plum

PLUM PH NEUTRAL

Mit steriler Phosphatlösung (4,9 %). Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. 200 ml Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale. Auch für die Nachfüllung der Augenspülstation A4 4789 und A4 4770 geeignet. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspülflasche, einzeln			
① 200 ml	1 Flasche	A4 4752	13,26
Augenspülflasche, im Einzelkarton verpackt			
200 ml	1 Flasche	A4 4755	13,85



plum

GÜRTEL TASCHE FÜR PLUM AUGENSPÜLFLASCHE

Für 200 ml Augenspülflaschen. Die praktische Tasche kann am Gürtel befestigt werden und schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen. Im Notfall sehr leicht und schnell zu öffnen. Ausgestattet mit einem Klettverschluss und Kennzeichnung der Augenspüleinrichtung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Gürteltasche, einzeln	1 Stück	A4 4692	8,62



plum

PLUM AUGENSPÜLFLASCHE MIT DUO-AUFSATZ

Flasche mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung. Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Auch für die Nachfüllung der Duo Augenspülstationen geeignet. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Typ	VE	REF	Preis VE
500 ml	6 Flaschen	A4 4861	99,00
1000 ml	6 Flaschen	A4 4800	170,22

plum

PLUM AUGENSPÜLFLASCHE MIT DUO-AUFSATZ - PH NEUTRAL

Flasche mit steriler 4,9% Phosphatlösung. Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Auch für die Nachfüllung der Augennotfallstation Duo geeignet. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Typ	VE	REF	Preis VE
500 ml	6 Flaschen	A4 4801	154,62

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Besonders bei Unfällen mit Säuren und Alkali ist schnelle Hilfe erforderlich. Mit den DUO Augenspülflaschen können Sie nach einem Unfall beide Augen gleichzeitig spülen! Dadurch wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen.



plum

PLUM AUGEN-NOTFALLSTATION DUO

- Wandstation mit 1 x 1.000 ml Augenspüllösung DUO und 1 x 500 ml pH Neutral DUO
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können



Typ	VE	REF	Preis VE
Wandstation mit 2 Flaschen Augenspüllösung/pH-neutral DUO	1 Stück	A4 4803	76,63



plum

PLUM AUGEN-NOTFALLSTATION DUO IN WANDBOX

- Staubgeschützte Wandbox mit 1 x pH Neutral DUO und 1 x Augenspüllösung DUO
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen



Typ	VE	REF	Preis VE
Notfallstation DUO in Wandbox			
1 x 500 ml pH Neutral DUO und 1 x 500 ml Augenspüllösung DUO	1 Stück	A4 4862	85,65
1 x 500 ml pH Neutral DUO und 1 x 1000 ml Augenspüllösung DUO	1 Stück	A4 4810	98,01



plum

PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO

- Wandstation mit 1 x 1.000 ml Plum Augenspüllösung DUO
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet



Typ	VE	REF	Preis VE
Wandstation DUO mit 1 Flasche	1 Stück	A4 4802	46,59



plum

PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO MIT ZWEI FLASCHEN

- Staubgeschützte Wandbox mit 2 x 1000 ml Plum Augenspülung DUO
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel.
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper (Staub, Schmutz, Splitter etc.) in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen



Typ	VE	REF	Preis VE
Wandstation DUO mit 2 Flaschen	1 Stück	A4 4816	91,41



plum

PLUM AUGENSPÜLUNG WANDSTATION MIT EINER FLASCHE

- Wandstation mit 1 Flasche
- Mit separater Piktogramm- und Spiegel
- Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet



Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspül-Wandstation mit einer Flasche			
1 x 500 ml Augenspüllösung	1 Stück	A4 4611	34,97



plum

PLUM AUGENSPÜLUNG AUGENSPÜLSTATION MAXI

- Wandstation mit 2 x 1000 ml Flaschen
- Mit separater Piktogramm- und Spiegel
- Die Station ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist




Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspül-Wandstation mit 2 Flaschen	1 Stück	A4 4708	66,06



plum

PLUM AUGENSPÜLUNG WANDSTATION MIT ZWEI FLASCHE

- Wandstation mit 2 Flaschen
- Mit separater Piktogramm- und Spiegel



Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspül-Wandstation mit 2 Flaschen			
1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 500 ml Augenspüllösung	1 Stück	A4 4770	61,54
2 x 500 ml Augenspüllösung	1 Stück	A4 4694	55,00



plum

PLUM AUGENSPÜLBOX

- Staubgeschützte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen
- Mit separater Piktogramm- und Spiegel
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen



Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspül-Wandbox mit 2 x 500 ml Augenspüllösung	1 Stück	A4 4650	66,69
Augenspül-Wandbox, leer	1 Stück	A4 4651	41,53

plum

PLUM AUGENSPÜLBOX PH NEUTRAL WANDBOX MIT ZWEI FLASCHE

- Staubgeschützte Wandbox mit 1 x 500 ml und 1 x 200 ml Augenspüllösung, pH-neutral
- Mit separater Piktogramm- und Spiegel
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

Typ	VE	REF	Preis VE
Augenspül-Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 500 ml Augenspüllösung	1 Stück	A4 4789	72,93



CEDERROTH AUGENSÜPÜLSTATION

Cederroth Augendusche – nachweislich wirksamer als Kochsalzlösung bei Alkali- und Säurespritzern. Die Augenspülstation ist auf schnelle Hilfe ausgelegt. Die Station bietet Platz für 2 Flaschen, die sich bei der Entnahme aus der Wandhalterung öffnen. Die Flaschen sind darauf ausgelegt, das Auge ca. eineinhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Spülstrahl zu spülen. Die Produkte sind 4,5 Jahre haltbar. Gepufferte Lösung, mit der die Chance auf Rettung der Augen höher ist. Unsere Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer zur Hand und einsatzbereit. In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden.

- Inhalt:
 2 x 500 ml Cederroth Augendusche (REF A6 725200)
 1 x Salvequick Pflasterspender mit:
 40 x Textilpflaster (REF H7 6444)
 45 x Kunststoffpflaster (REF H7 6036)
 1 x Anleitung für die Augendusche
 1 x Schlüssel
 Abmessungen: 29 x 56 x 12 cm (B/H/T)



Typ	VE	REF	Preis VE
Cederroth Augenspülstation	1 Stück	A6 721500	181,10



CEDERROTH WANDHALTERUNG FÜR AUGENDUSCHEN

Stabile, praktische Wandhalterung für die Cederroth Augendusche 500 ml (REF A6 725200). Mit der Wandhalterung erhält die Flasche einen festen Platz. So wissen alle, wo die Augendusche zu finden ist. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet. Auf diese Weise kann sofort mit der Spülung begonnen werden. Eine nachleuchtende Anleitungstafel liegt bei.
 Abmessungen: 9 x 27 x 7 cm (B/H/T)



Typ	VE	REF	Preis VE
Wandhalterung für Augendusche	1 Stück	A6 7200	14,80



CEDERROTH AUGENDUSCHEN 2 X 0,5 LITER

Die Cederroth Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Haltbarkeit: Beeindruckende 4,5 Jahre. Bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (z. B. Zement, Beton oder Kalk) kann die Cederroth Augendusche unbesorgt zum Spülen eingesetzt werden: für eine optimale Spülung ist die Augenspüllösung 100% phosphatfrei.



Typ	VE	REF	Preis VE
500 ml Flasche	2 Flaschen	A6 725200	43,60



plum

PLUM QUICKFIX PFLASTERSPENDER

Der QuickFix Pflasterspender bietet direkt am Arbeitsplatz schnellen und hygienischen Zugang zu Pflastern - einfach ziehen und das Pflaster ist sofort einsatzbereit. Nur noch das Pflaster auf die Wunde auftragen und schon geht es zurück zur Arbeit. Die Spender enthalten je 2 Refills und lassen sich genau dort anbringen, wo der Bedarf an Pflastern am größten ist. Maße Spender: 23 x 13,5 cm (B x H). Maße Pflaster: 7,2 x 2,5 cm. Verschiedene Pflaster / verschiedene Bedürfnisse:

Water Resistant: Wasserfeste Pflaster, besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet.

Elastic: Elastische Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind besonders hautfreundlich und atmungsaktiv.

Elastic Long: Auch als Fingerverbände in den Maßen 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger erhältlich.

Detectable: Optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen.

Detectable Long: Auch als Fingerverbände in den Maßen 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger erhältlich.

Alu: Pflaster mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage. Die Antihafschicht aus Aluminium und PE weist eine höhere

Antihafleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut. **Aloe Vera:** Die in der Wundauflage enthaltene Aloe Vera ist für ihre lindernden, feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorfbildung.

Blood Stopper: Pflaster mit blutstillender Wirkung. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht in deren Innerem ein künstliches Gerinnsel (Gel), das die Blutung innerhalb von einer bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.

Nachfüllpackungen auch passend für die QuickFix UNO Spender sowie die QuickSafe Boxen auf den folgenden Seiten.



Typ	VE	REF	Preis VE
Water Resistant			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster, wasserfest	1 Stück	A4 5501	26,63
QuickFix Nachfüllpackung - 45 Pflaster, wasserfest	45 Stück	A4 5511	6,03
Elastic			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster, elastisch	1 Stück	A4 5502	28,94
QuickFix Nachfüllpackung - 45 Pflaster, elastisch	45 Stück	A4 5512	7,14
Elastic Long			
Pflasterspender inkl. 2 x 30 Pflaster, elastisch lang	1 Stück	A4 5528	30,33
QuickFix Nachfüllpackung - 30 Pflaster, elastisch lang	30 Stück	A4 5508	7,98
Detectable			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster, detectable	1 Stück	A4 5503	36,63
QuickFix Nachfüllpackung - 45 Pflaster, detectable	45 Stück	A4 5513	10,72
Detectable Long			
Pflasterspender inkl. 2 x 30 Pflaster, detectable lang	1 Stück	A4 5529	38,09
Alu			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster, Alu	1 Stück	A4 5505	34,22
QuickFix Nachfüllpackung - 45 Pflaster Alu	45 Stück	A4 5515	9,64
Aloe Vera			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster, Aloe Vera	1 Stück	A4 5506	30,45
QuickFix Nachfüllpackung - 45 Pflaster, Aloe Vera	45 Stück	A4 5514	7,98
Blood Stopper			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster Blood Stopper	1 Stück	A4 5510	30,99
QuickFix Nachfüllpackung - 45 Pflaster, Blood Stopper	45 Stück	A4 5516	8,21
Elastic & Water Resistant			
Pflasterspender inkl. 2 x 45 Pflaster, elastisch und wasserfest	1 Stück	A4 5507	27,84
Pflasterspender			
QuickFix Pflasterspender, leer	1 Stück	A4 5500	15,89

plum

PLUM QUICKFIX UNO PFLASTERSPENDER

Der kleine QuickFix UNO Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Dabei überzeugt er nicht nur durch sein optisch ansprechendes Design, sondern auch mit einfacher und schneller Handhabung.

Er enthält ein Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern und bietet so schnelle Erste-Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen. Auch QuickFix UNO funktioniert nach dem bewährten QuickFix-Prinzip, d.h. jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen aus dem Spender bereits von selbst. Die kleinen Abmessungen (H 8,5 x B 13,0 x T 3,5 cm) erlauben die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle. QuickFix UNO kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden (im Lieferumfang enthalten).

Der QuickFix UNO Pflasterspender ist auch als Leerversion ohne Inhalt erhältlich. So können Sie die Befüllung selbst vornehmen und an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Sie können alle Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment ganz individuell nach Ihren Wünschen einsetzen.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
QuickFix UNO, mit Befüllung	weiß	1 Stück	A4 5532	18,63
QuickFix UNO, ohne Befüllung	weiß	1 Stück	A4 5534	12,38
QuickFix UNO, mit Befüllung	transparent	1 Stück	A4 5531	16,14
QuickFix UNO, ohne Befüllung	transparent	1 Stück	A4 5533	9,83





SALVEQUICK PFLASTERSPENDER

In diesem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und extrem benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer in Reichweite und einsatzbereit. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden.

Salvequick Pflasterspender komplett, Inhalt:
 40 x Textilpflaster (REF H7 6444) und
 45 x Wasserabweisende Pflaster (REF H7 6036)
 1 x Schlüssel
 Abmessungen: 23 x 12 x 5,5 cm (B/H/T)

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Salvequick Pflasterspender	20 Stück	1 Stück	H7 490700	28,90



SALVEQUICK PFLASTERSTRIPS REFILL

Praktische Pflaster immer in Reichweite. Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer in Reichweite, jederzeit einsatzbereit. Sie sind leicht aufzukleben, flexibel und benutzerfreundlich

Salvequick Textilpflaster:

Jede Nachfüllpackung enthält 40 Pflaster (24 Stück 72 x 19 mm und 6 Stück 72 x 25 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung

Salvequick wasserabweisende Pflaster:

Jede Nachfüllpackung enthält 45 Pflaster (27 Stück 72 x 19 mm und 18 Stück 72 x 25 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung

Salvequick Textilpflaster, extragross:

Jede Nachfüllpackung enthält 21 Pflaster (14 Stück 80 x 30 mm und 7 Stück 80 x 60 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung

Salvequick Sensitive Pflaster:

Jede Nachfüllpackung enthält 43 Pflaster (27 Stück 72 x 19 mm und 16 Stück 72 x 25 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung

Salvequick Sensitive Pflaster:

Hautfreundliches chirurgisches Klebeband atmungsaktiv. Geeignet zur Fixierung von Wundaufgaben/Verbänden oder zur direkten Versorgung kleiner Wunden. 1 Stück (5 m x 2,5 cm).

Salvequick Fingerkuppenpflaster:

Jede Nachfüllpackung enthält 15 Pflaster (87 x 56 (23) mm). 6 Nachfüllpackungen /Verpackung

Typ	Maße	UK	VE	REF	Preis VE
Textilpflaster	72 x 19 mm und 72 x 25 mm	10 x (6 x 40 Stück)	6 x 40 Stück	H7 6444	47,10
Wasserabweisende Pflaster	72 x 19 mm und 72 x 25 mm	10 x (6 x 45 Stück)	6 x 45 Stück	H7 6036	36,50
Textilpflaster, extragross	80 x 30 mm und 80 x 60 mm	10 x (6 x 21 Stück)	6 x 21 Stück	A6 6470	47,50
Sensitive Pflaster (Non-Woven)	72 x 19 mm und 72 x 25 mm	10 x (6 x 43 Stück)	6 x 43 Stück	A6 6943	52,00
Sensitive Pflaster	2,5 cm x 5 m	6 Stück	1 Stück	A6 310366	3,10
Fingerkuppenpflaster	87x 56 (23) mm	10 x (6 x 15 Stück)	6 x 15 Stück	A6 6454	42,90



CEDERROTH SOFT FOAM DISPENSER BLUE

Spender mit Wandhalterung für Soft Foam Bandage 4,5 m x 6 cm. Mit integrierter Schneidevorrichtung zum schnellen und einfachen Gebrauch von Soft Foam Bandage. Kann ohne Wandhalterung auch als Tischmodell eingesetzt werden. Nachfüllpackungen sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich: Blau, Beige oder Schwarz. Mit leicht verständlicher Anleitung.

Inhalt:

1 x Soft Foam Bandage Blue, 6 cm x 4,5 m (REF A6 51011010).



Typ	VE	REF	Preis VE
Cederroth Soft Foam Dispenser Blue	1 Stück	A6 51011024	31,10



CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE

Cederroth Soft Foam Bandage 4,5 m eignet sich als Pflaster und Verband für kleinere Wunden. Leicht anzuwenden an Fingern, Händen, Armen, Zehen, Füßen, Beinen u. a. Der wasserfeste Schnellverband, der auch bei Kälte, Hitze und Trockenheit sicher sitzt, passt zu allen Arten von kleineren Wunden.

Cederroth Soft Foam Bandage ist ein selbsthaftendes, klebstofffreies Pflaster. Auf diese Weise haftet es nicht an Haut oder Haaren. Einfach passgenau abreißen und die verletzte Stelle verbinden. Bei stark blutenden Wunden ein Stück Soft Foam Bandage zu einem Tupfer falten und einen Druckverband anlegen. Cederroth Soft Foam Bandage ist ideal für die schnelle, einfache Wundversorgung. Gute Sichtbarkeit und Eignung für die Lebensmittelverarbeitung dank blauer Farbe. Schwarz ist für schmutzige Arbeitsumgebungen empfehlenswert, da die Farbe Flecken außen am Verband kaschiert. Geeignet zum Nachfüllen des Wound Care Dispenser oder Foam Bandage Dispenser. Latexfrei.



Farbe	Maße	UK	VE	REF	Preis VE
blau	6 cm x 4,5 m	10 Stück	1 Stück	A6 51011010	10,30
schwarz	6 cm x 4,5 m	10 Stück	1 Stück	A6 51011021	10,30



CEDERROTH WOUND CARE DISPENSER

So gut wie alles, was zur Versorgung kleinerer Wunden erforderlich ist, in einem praktischen Spender. Enthält Soft Foam Bandage Blue - ein selbstklebendes, klebstofffreies Pflaster, das sich im Wasser nicht löst. Der Spender enthält auch Wundreiniger sowie eine umfassende Auswahl an Pflastern in verschiedenen Größen.

Inhalt:

- 1 x Salvequick Wundreiniger, 40 St. (REF A6 3227)
- 1 x Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF A6 51011010)
- 1 x Salvequick Textilpflaster, 40 St. (REF H7 6444)
- 1 x Salvequick Wasserabweisende Pflaster, 45 St. (REF H7 6036)
- 1 x Salvequick Textilpflaster 21 St. (REF A6 6470)
- 1 x Spezialschlüssel

Abmessung: 203 x 306 x 155 mm (L/B/H)



Typ	VE	REF	Preis VE
Wound Care Dispenser	1 Stück	A6 51011006	44,90



**CEDERROTH FIRST AID KIT
LARGE DIN 13157**

Eine Erste-Hilfe-Tasche, dessen Inhalt allen Anforderungen der DIN 13157 entspricht. Die Produkte sind in durchsichtige Kunststoff-fächer verpackt. Die richtigen Produkte sind leicht zu finden, gerade wenn es sehr schnell gehen muss. Die Tasche besteht aus einem formgepressten, gummierten Material, das Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abhält. So bleibt der Inhalt hygienisch sauber und jederzeit einsatzbereit. Dank der deutlichen Signalfarben Grün und Gelb ist eine gute Sichtbarkeit gewährleistet.

Inhalt:

- 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF A6 1910)
- 2 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF A6 1911)
- 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm (REF A6 310366)
- 1 x Kälte-Sofortkomresse (REF A6 219600)
- 2 x Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF A6 1882)
- 6 x Komresse 10 x 10 cm (REF A6 51000026)
- 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm (REF A6 51000026)
- 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF A6 51000026)
- 2 x Folienbeutel (REF A6 51000026)
- 2 Paar Handschuhe (REF A6 2596)

- 1 x Rettungsdecke (REF A6 1892)
- 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m (REF A6 51000026)
- 1 x Schere (REF A6 270002)
- 2 x Dreiecktuch (REF A6 1889)
- 2 x Augenkomresse (REF A6 51000026)
- 28 x Mixed Pflasterstrips (REF 51000026)
- 19 x 72 mm (4x), 25 x 72 mm (8x), Fingerverband (4x), 10 x 6 cm (8x), Fingerkuppenverband (4x)
- Erste-Hilfe-Broschüre
- Abmessungen: 310 x 247 x 80 mm (H/B/T)

Typ	VE	REF	Preis VE
First Aid Kit Large DIN 13157	1 Stück	A6 51011007	67,60

CEDERROTH FIRST AID STATION SET DIN 13157

Die Cederroths Erste Hilfe Station kann mehrere Arten von Verletzungen behandeln. Ferner lässt sich die Station an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen. Wir hoffen, mit einer kompletten Erste-Hilfe-Ausstattung erreichen zu können, dass mehr Menschen bei Unfällen zum Helfen in der Lage sind und den Mut dazu haben.



Station und Koffer.

Inhalt Station:

- 2 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF A6 1910)
- 3 x Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller (REF A6 1911)
- 1 x (x 2) Stck. Cederroth Burn Gel Dressing (REF A6 901900)
- 1 x Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF A6 726000)
- 1 x Soft Foam Dispenser mit 6 cm x 4,5 m Soft Foam Bandage Beige (REF A6 51011019)
- 1 x Salvequick-Pflasterspender mit:
- 45 x Kunststoffpflaster (REF A6 6036) und 40 x Textilpflaster (REF A6 6444)
- 1 (x 20) Stck Salvequick Wundreiniger (REF A6 323700)
- 1 x Cederroth Schutzpaket (REF A6 2596)
- 1 x Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 x Nachfüllschlüssel
- 1 x Bohrschablone

Inhalt DIN 13157:

- 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF A6 1910)
- 2 x Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller (REF A6 1911)
- 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm (REF A6 310366)
- 1 x Kälte-Sofortkomresse (REF A6 219600)
- 2 x Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF A6 1882)
- 6 x Komresse 10x10 cm
- 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm
- 1 x Verbandtuch 20 x 30 cm
- 5 x Vliesstoff-Tuch
- 2 x Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe (REF A6 2596)
- 1 x Rettungsdecke (REF A6 1892)
- 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m,
- 1 x Schere (REF A6 270002)
- 2 x Dreiecktuch (REF A6 1889)
- 2 x Augenkomresse (REF A6 51000026)
- 4 x Handreinigertücher (REF A6 2596)
- 2 x Gesichtsmasken (REF A6 51000026)
- 42 Pflaster in gemischten Größen:
- 6 x Pflaster 19 x 72 mm
- 12 x Pflaster 25 x 72 mm
- 6 x Fingerpflaster
- 12 x Pflaster 10 x 6 cm
- 6 x Fingerkuppenpflaster

Abmessungen Station: 29 x 56 x 12 cm (B/HT)

Koffer: 31 x 25 x 8 cm (B/H/T)

Typ	VE	REF	Preis VE
Cederroth First Aid Station Set DIN 13157, Station und Koffer	1 Stück	A6 51011032	239,20



PFLASTERBOX - MICRO 3

Gefüllt mit 24 wasserfesten Pflastern (25 x 72 mm), steril verpackt

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Pflasterbox Micro 3	blau	1 Stück	N2 M3	3,65



VERBRENNUNGSSET - MICRO 9

Gefüllt mit Verbandstoffen und kühlendem Gel bei Verbrennungen

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Verbrennungsset Micro 9	rot	1 Stück	N2 M9	4,70



REISESET - MICRO 11

Inhalt: 8 Pflaster 25 x 76 mm, 2 Pflaster 50 x 72 mm, 2 Wundreinigungstücher, 2 Verbände, 1 Ampulle Augenspülung, Kühlgel

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Reiseset Micro 11	grün	1 Stück	N2 M11	3,70



BLASENPFLASTERBOX - MICRO 7

Gefüllt mit Stück 6 Blasenpflaster aus Gel in 3 Größen (3 x 2 Stück)

Typ	VE	REF	Preis VE
Blasenpflasterbox Micro 7	1 Stück	N2 M7	3,95




Bei der ersten Hilfe spielt Zeit eine grundlegende Rolle, die oft über Leben und Tod entscheidet.

Es ist fatal, wenn ein Ersthelfer lange nach dem Verbandkasten oder nach den richtigen Hilfsmitteln suchen muss, oder er sich aus Unkenntnis oder Angst vor „falscher“ Hilfe und deren Konsequenzen nicht traut, aktiv zu werden. Wer dann nur den Notruf alarmiert und auf den Rettungsdienst wartet, der verschwendet wertvolle Zeit.

Resc-Q-Assist hat ein neues Erste-Hilfe- und Rettungssystem entwickelt, welches Ersthelfern klare und genaue Anweisungen gibt. Eine einfache Diagnosehilfe kombiniert mit kurzen, verständlichen Handlungshinweisen und ein Erste-Hilfe-Koffer mit Wegweisersystem.

Damit kommt jeder Ersthelfer sofort zurecht und er verliert die Angst, selbst Hilfe zu leisten und Leben zu retten!



**RESC-Q-ASSIST Q50
ERSTE-HILFE-KOFFER NACH DIN 13157**

Aus robusten ABS-Kunststoff, temperaturbeständig, schlagfest, formbeständig, staubdicht, spritzwassergeschützt, wartungsfrei. Mit transparenten Abdeckplatten, leichtgängigen Drehverschlüssen und Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe.
Lieferumfang: Füllung nach DIN 13157, Resc-Q-Assist Farbleitsystem, Resc-Q-Disk, Wandhalterung.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Resc-Q-Assist Q50 Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt nach DIN 13157	gelb	28 x 21 x 11,5 cm	1 Stück	H2 50	51,00
Ersatzfüllung nach DIN 13157			1 Stück	H2 50-F	21,50
Nachrüst-Set nach DIN 13157:2021			1 Set	H2 101112	7,05



**RESC-Q-ASSIST Q100
ERSTE-HILFE-KOFFER NACH DIN 13169**

Aus robusten ABS-Kunststoff, temperaturbeständig, schlagfest, formbeständig, staubdicht, spritzwassergeschützt, wartungsfrei. Mit transparenten Abdeckplatten, leichtgängigen Drehverschlüssen und Plombiervorrichtung.
Lieferumfang: Füllung nach DIN 13169, Resc-Q-Assist Farbleitsystem, Resc-Q-Disk, Wandhalterung.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Resc-Q-Assist Q100 Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt nach DIN 13169	gelb	44 x 33 x 15 cm	1 Stück	H2 100	86,00
Ersatzfüllung nach DIN 13169			1 Stück	H2 100-F	41,00
Nachrüst-Set nach DIN 13169:2021			1 Set	H2 101113	14,10



SANITÄTSSCHRANK SHORT

Zur Aufnahme einer Krankentrage DIN 13024 K und Zubehör. Mit Aufhängevorrichtung für Verbandkasten DIN 13164.

Stahlblech, Sicherheitsschloß und Erste-Hilfe-Emblem auf der Tür.
Lieferbar in Orange, Grün und Weiß.



Gewicht: 19 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Short	orange	112 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 2010	252,00
Short	grün	112 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 2020	252,00
Short	weiß	112 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 2030	252,00



VERBANDSCHRANK TYP 1

Ein fester Einlegeboden, Stahlblech mit Sicherheitsschloß.

Lieferbar in Orange, Grün und Weiß.



Gewicht: 8 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Typ 1	orange	42 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 3010	184,80
Typ 1	grün	42 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 3020	184,80
Typ 1	weiß	42 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 3030	184,80



VERBANDSCHRANK TYP 2

Zwei feste Einlegeböden, Stahlblech mit Sicherheitsschloß.

Lieferbar in Orange, Grün und Weiß.



Gewicht: 11 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Typ 2	orange	56 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 4010	197,40
Typ 2	grün	56 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 4020	197,40
Typ 2	weiß	56 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 4030	197,40



SANITÄTSSCHRANK TALL

Zur Aufnahme einer Krankentrage DIN 13024 N und Zubehör. Mit Aufhängevorrichtung für Verbandkasten DIN 13164.

Stahlblech, Sicherheitsschloß und Erste-Hilfe-Emblem auf der Tür. Lieferbar in Orange, Grün und Weiß.

Gewicht: 19 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Tall	orange	200 x 30 x 20 cm	1 Stück	N8 1010	252,00
Tall	grün	200 x 30 x 20 cm	1 Stück	N8 1020	252,00
Tall	weiß	200 x 30 x 20 cm	1 Stück	N8 1030	252,00



SANITÄTSSCHRANK KOMBINATION TYP 1

Zur Aufnahme einer Krankentrage nach DIN 13024 K und Zubehör. Eine Kombination aus Sanitätsschrank Short und Verbandsschrank Typ 1. Für den erweiterten Platzbedarf.

Stahlblech, Sicherheitsschloß und Erste-Hilfe-Emblem auf der Tür. Lieferbar in Orange, Grün und Weiß.

Gewicht: 27 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Kombination Typ 1	orange	154 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 7010	399,00
Kombination Typ 1	grün	154 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 7020	399,00
Kombination Typ 1	weiß	154 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 7030	399,00



SANITÄTSSCHRANK KOMBINATION TYP 2

Zur Aufnahme einer Krankentrage nach DIN 13024 K und Zubehör. Eine Kombination aus Sanitätsschrank Short und Verbandsschrank Typ 2. Für den erweiterten Platzbedarf.

Stahlblech, Sicherheitsschloß und Erste-Hilfe-Emblem auf der Tür. Lieferbar in Orange, Grün und Weiß.

Gewicht: 30 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Kombination Typ 2	orange	168 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 6010	405,00
Kombination Typ 2	grün	168 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 6020	405,00
Kombination Typ 2	weiß	168 x 49 x 20 cm	1 Stück	N8 6030	405,00



MEDIWARE SCHUTZBRILLE

Schutz- und Überbrille aus farblosem Polycarbonat.

Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Farblose Bügel, auch ideal für Brillenträger, da sie über die meisten Brillen passt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Schutzbrille	1 Stück	H7 1630	3,40



SCHUTZBRILLE MIT INTEGRIERTEM SEITENSCHUTZ

Die Brille bietet guten Rundumschutz, die verlängerbaren Bügel ermöglichen eine fast maßgerechte Passform für jede Gesichtsform

- Bügel längenverstellbar
- Integrierter Seitenschutz
- Polycarbonatscheibe mit Antiscratchbeschichtung
- Optische Klasse 1
- Gemäß DIN EN 166

Typ	VE	REF	Preis VE
Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz	1 Stück	H7 4308	9,95



SCHUTZBRILLE DESIGN 12720

DIN EN 166 1 - FT

Ideal für Werksbesucher, Montage- und Laborarbeiter

- Optimaler Tragekomfort
- Anpassung an jede Kopfform
- Hervorragendes Gesichtsfeld
- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- 99,99 % UV-Schutz
- UV 380 Technologie

Typ	VE	REF	Preis VE
Design 12720	1 Stück	H7 277376	6,95



SCHUTZBRILLE DESIGN 12750

DIN EN 166 1 - FT

Modernes Styling
Anpassung an jede Kopfform

- Maximaler Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld
- Weicher, profilierter Nasensteg
- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- 99,99 % UV-Schutz
- UV 380 Technologie
- Einstellbare Bügellänge (4 Positionen)

Typ	VE	REF	Preis VE
Design 12750	1 Stück	H7 277377	8,40



SCHUTZBRILLE BASIC

DIN EN 166

Vollsichtschutzbrille aus Kunststoff

- Ökonomische Vollsichtschutzbrille aus PVC gegen Grobstaub > 5 µm
- Hohe mechanische Festigkeit
- Stufenlos verstellbare Kopfbänderung
- Gutes Sichtfeld
- Angenehmer Tragekomfort
- UV 380 Technologie

Typ	VE	REF	Preis VE
Basic	1 Stück	H7 277382	6,90



CLEAR ANTI BESCHLAG-VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

- Mit Luftventilen für eine bessere Belüftung, kein Beschlagen
- Aus weichem, angenehmen, fest anliegendem Material mit umfassenden, seitlichen Schutz des Augenraumes
- Kratzfest, guter Schutz vor Staub, Säuren und Flüssigkeit
- Farbe: Transparent
- Größe: Universal
- Entspricht DIN EN 166

Typ	VE	REF	Preis VE
Clear Vollsicht-Schutzbrille	1 Stück	H7 277381	7,10



GESICHTSSCHUTZSCHIRM K1

- Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches und unbegrenzte Sicht
- Robuste Kunststoffausführung
- Hoher Tragekomfort bei geringem Gewicht (ca. 150 g)
- Sichtscheibe aus ca. 1,0 mm hochwertigen Polycarbonat
- Sichtscheibe mit speziellen Komfortbiegungen
- Splittersicher und kratzfest
- Hochklappbar und abschraubbar
- Säure- und laugenbeständig

Typ	VE	REF	Preis VE
Gesichtsschutzschirm k1	1 Stück	H7 170574	25,60
Ersatzscheibe passend zu Gesichtsschutz k1	1 Stück	H7 170604	12,60



FEINSTAUBFILTERMASKE FFP1

Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des MAK-Wertes, Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1.

Typ	VE	REF	Preis VE
Feinstaub FFP1	12 Stück	H7 411110	9,96



FEINSTAUBFILTERMASKE FFP1/V

Mit „Cool Down“ Ausatemventil, Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des MAK-Wertes, Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1.

Typ	VE	REF	Preis VE
Feinstaub FFP1/V	12 Stück	H7 411381	13,00



FEINSTAUBFILTERMASKE FFP2

Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2.

Typ	VE	REF	Preis VE
Feinstaub FFP2	12 Stück	H7 411181	12,00



FEINSTAUBFILTERMASKE FFP2/V

Mit „Cool Down“ Ausatemventil, Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2.

Typ	VE	REF	Preis VE
Feinstaub FFP2/V	12 Stück	H7 411281	14,50



FEINSTAUBFILTERMASKE FFP2 COMBI/V

Mit „Cool Down“ Ausatemventil, Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme organische Gerüche bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2.

Typ	VE	REF	Preis VE
Feinstaub FFP2 COMBI/V	12 Stück	H7 411250	21,50



FEINSTAUBFILTERMASKE FFP3/V

Mit „Cool Down“ Ausatemventil, Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des MAK-Wertes. Breite Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit. Die FFP3/V bietet im Falle von Ebola den richtigen Schutz für den Träger. Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR.

Typ	VE	REF	Preis VE
Feinstaub FFP3/V	5 Stück	H7 412183	16,50

HINWEIS: Partikelfilternde Halbmasken DIN EN 149:2001 Geruchsschutzfiltermaske und Mundschützer. Unsere Halbmasken zeichnen sich durch geringes Gewicht, modernes Styling, geringe Atemwiderstände, hohem Tragekomfort (wahlweise mit/ohne Cool Down Ausatemventil) aus. Das innovative Cool Down Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz.



LIFEGUARD EVAKUIERUNGSTUHL

Dieser Evakuierungsstuhl aus Aluminium kommt überall dort zum Einsatz, wo Personen über Treppen evakuiert werden müssen, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung (schwängere Frauen, Behinderte, verletzte Personen etc.) selbst nicht mehr mobil sind. Der Stuhl ist in Sekunden einsatzbereit und aufgrund seiner Bauweise durch eine Person bedienbar. Das Gleitsystem sorgt für einen sicheren Transport und dank der ausklappbaren kleinen Rollen ist auch ein horizontaler Transport möglich.

Technische Daten:

Größe (auseinander geklappt): 88 x 53 x 140 cm (L/B/H)

Größe (zusammen geklappt): 120 x 53 x 17 cm (L/B/H)

Gewicht: 13 kg

Max. Belastbarkeit: 159 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Evakuierungsstuhl	1 Stück	N6 EV1000	595,00
Wandhalterung	1 Stück	N6 EV1001	30,50
Abdeckhaube aus Planenmaterial, signalgelb	1 Stück	N6 EV1002	92,50



EVAC+CHAIR MODELL MK5

Der Evac+Chair dient als Hilfsmittel zum Personentransport über Treppen, wenn der Aufzug nicht benutzt werden kann oder darf. Das Standardmodell hat einen blauen Strukturlackrahmen und einen kontrastierenden gelben Hängemattensitz. Er verfügt über eine Tragfähigkeit von 182 kg. Inklusive Abdeckhülle, Aufhangbügel und Hinweisschild.

Technische Daten

Höhe: 1050 mm (zusammen geklappt)

Breite: 520 mm (zusammen geklappt)

Tiefe: 200 mm (zusammen geklappt)

Gewicht: 9,5 kg

Max. Belastbarkeit: 182 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Evac+Chair Modell MK5	1 Stück	N4 MK5	903,00

TAKTISCHE MEDIZIN SANITÄTSAUSRÜSTUNG



Gruppe 5

10-Punkt Fixiersystem	105		
A			
AAJT-S Tourniquet	95		
Abdominal-Tourniquet	95		
AMP-Rucksack	102		
Angiocath	99		
Anti-Schock-Hose	108		
Aorten-Tourniquet	95		
B			
Bandagen	97		
Beckenschlinge	105		
Beintasche	101		
Bergetuch	107		
Blast Bandage	97		
Blutstillung	95ff, 110		
C			
Carrier	106		
Chest Seal	98, 110		
Chitogauze XR pro	97		
Combat Tourniquet	95		
Combi Carrier Schlaufengurte	105		
D			
Dekompressionsnadel	99		
E			
Ersatzfüllung Notfalltaschen	100ff		
Erste-Hilfe Rucksack	102		
Erste-Hilfe Tasche	95, 100ff		
Evakuierungstrage	107		
Evakuierungstuch	107		
F			
Fahrgestell Krankentrage	106		
FAP Tasche	100		
Fast Responder	99		
Foxtrot Litter Krankentrage	107		
Füllsortiment CFR	102		
Füllsortiment IFAK	100		
Füllsortiment MLP Beintasche	101		
G			
Gazeverband	97		
Gestell für Krankentrage	106		
Gurtspinne	105		
Gurtsysteme	105		
H			
Head-Fix Kopffixierung	105		
Hemcon	97		
I			
IFAK Füllsortiment	100		
Infusionsset	99		
Intraossäre Infusion	99		
Intraossärkanüle	99		
Intraossärset	99		
K			
Kopffixierung	105		
Krankentrage	106f		
L			
Leichenhülle	109		
Lifeguard Krankentrage	106		
Lifeguard Spineboard	104		
L-Mast Anti-Schock-Hose	108		
LTD Streckschiene	108		
M			
MLP Beintasche	101		
Mullbinden	96, 110		
Multi Trauma Bandage	96		
N			
Notfall Rucksack	102		
Notfall Tasche	95, 100ff		
O			
Okklusivverband	98		
Oleas Bandage	96		
P			
Patiententrage	106f		
R			
Rettungsbrett	104		
Rettungsschere	103		
Robin Safety Boy Scheren	103		
Rucksack	102		
S			
Scheren	103		
Schienenmaterial	108		
Schlaufengurte	105		
SEL Bergetuch	107		
Sof TT-W	95		
Spezialkanüle	99		
Spezialschere	103		
Spineboard	104		
Streckschiene	108		
T			
TacShears	103		
Tasche für SEL Bergetuch	107		
TCP Tasche	95		
Thorax Drainage	99		
Thoraxverschlusspflaster	98		
Tourniquet	95		
T-POD Combat Beckenschlinge	105		
Trage	107		
Tragenfahrgestell	106		
Trainingsbandage	110		
Trauma Bandage	96		
Traumatraining	110		
U			
Übungsbein	110		
V			
Verbandschere	103		
W			
Wirbelsäulenbrett	104		
Wound Packing Trainer	110		
Wundabdeckung	96f		
Z			
Zentraler Zugang	99		
Zubehör Krankentrage	106		
Zubehör Schaufeltrage	105		
Zubehör Spineboard	105		



SOF TOURNIQUET

Die neueste Evolution des SOF Tourniquets setzt den Maßstab für präklinische Tourniquets. Sein innovatives Design enthält Feedback von Anwendern und deren spezifischen Erfahrungen und Funktionen, die für sie am wichtigsten sind und so wurde ein Tourniquet entwickelt, welches stärker, schneller und einfacher ist als jemals zuvor.

Updates:

Easy-Pull-Aktion für eine reibungslose, schnelle Selbstanwendung
Maßgeschneiderte Materialien für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit
Geringeres Gewicht für eine verbesserte Tragbarkeit

- Ein neu designtes Kompressionsband (4 cm breit) maximiert den Druck bei der Anlage. Das neue Material gleitet durch die robuste Schnalle für eine schnelle problemlose Anlage und minimiert den Druckverlust im Lauf der Zeit nach der Anwendung
- Neuer robuster Verschluss
- Indikator: in das Kompressionsband unterhalb des Knebels eingesticktes Dreieck zur visuellen Bestätigung, dass Sie das Band komplett herausgezogen haben
- Verstärkter Bügel zur Fixierung des Knebels



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
SOF Tourniquet				
SOF Tourniquet	schwarz	1 Stück	N7 1007	36,50
SOF Tourniquet	orange	1 Stück	N7 1007-O	36,50
SOF Tourniquet	blau	1 Stück	N7 1007-B	36,50
SOF Tourniquet	tan	1 Stück	N7 1007-T	36,50
SOF Tourniquet	rot	1 Stück	N7 1007-R	36,50



TCP-TASCHE

Die TCP-Tasche (Tourniquet Carrier Pouch) ist eine kleine Tasche zur sicheren Aufbewahrung ihres Tourniquets. Sie kann mittels MOLLE direkt an ihrer Weste oder anderen Ausrüstungsgegenständen, die MOLLE haben, angebracht werden.

Maße: 20 x 6 x 4 cm

Gewicht: 50 g



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
TCP-Tasche, leer	schwarz	1 Stück	N7 TCP01	9,95
TCP-Tasche, leer	coyote (tarnfarben)	1 Stück	N7 TCP02	9,95
TCP-Tasche, leer	olivgrün	1 Stück	N7 TCP03	9,95



AAJT-S TOURNIQUET

Nicht komprimierbare Blutungen sind die Todesursache für Zehntausende von Menschen jährlich. Viele Verletzungen mit schwer beherrschbaren Blutungen im Bauch-, Achsel-, Becken- und Leistenbereich erfordern eine sofortige Versorgung durch Ersthelfer, Sanitäter, Rettungssanitäter, Notärzte, Polizeibeamte und Feuerwehrleute, um die Unfallopfer zu stabilisieren. Die Fähigkeit, schwer zu beherrschende Blutungen schnell und einfach zu kontrollieren, ist für das Überleben des Patienten bis zur endgültigen Versorgung von entscheidender Bedeutung.

Das Abdominal Aortic and Junctional Tourniquet-Stabilized (AAJT-S) von Compression Works wurde entwickelt, um eine Lösung für die Kontrolle von schwer zu behandelnden Blutungen im Bereich der Aorta und des Beckens zu bieten. Das AAJT-S ist ein multifunktionales, von außen anzulegendes Venenstauungsband mit einer keilförmigen Blase, die in den Körper gedrückt wird, um den Blutfluss durch alle Gefäße unter der Anwendungsstelle zu blockieren.



Die AAJT-S ist von der FDA für den Einsatz zur Kontrolle schwieriger Blutungen im Abdomen, in der Achselhöhle, im Leistenbereich und bei Beckenfrakturen zugelassen. Das AAJT-S-Gerät wurde erfolgreich im militärischen Kampfeinsatz und in der zivilen Prähospitalversorgung eingesetzt und ist das einzige funktionale Tourniquet, das nachweislich Menschenleben bei Blutungen im oberen und unteren Leistenbereich rettet. Das Gerät ermöglicht auch die Stabilisierung von Beckenfrakturen und hat sich als gleichwertig mit REBOA der Zone 3 erwiesen.

NSN: 6515-01-616-4999

Abmaße: 23 cm x 20 cm x 5 m

Gewicht: 425 g

Typ	VE	REF	Preis VE
AAJT-S Tourniquet	1 Stück	N7 1300	499,00
AAJT-S Tourniquet Demo-Einheit	1 Stück	N7 1300T	299,00



MULTI TRAUMA BANDAGE

Die Multi Trauma Bandage wurde entwickelt, um eine Vielzahl von verschiedenen Verletzungsmustern mit einer Bandage versorgen zu können. Der Druckpunkt dient der optimalen Anlage eines Druckverbandes, die doppelte Wundauflage kann für großflächige Verletzungen (z. B. im Abdomen) verwendet werden oder aber für die gleichzeitige Versorgung von Ein- und Austrittswunden.

Die Verwendung der Multi Trauma Bandage ist intuitiv, da sie wie jeder normale Verband gewickelt wird. Mit Hilfe der eingearbeiteten Klettstreifen wird ein Verrutschen oder Abrollen verhindert.

Die Multi Trauma Bandage ist in zwei Breiten verfügbar und jede Bandage ist einzeln steril und vakuumverpackt.



Maße	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 MTB4	7,10
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 MTB6	7,70

OLAES BANDAGEN

Keine andere Traumabandage in dieser Größe bietet eine derart große Vielfältigkeit wie die OLAES Bandage. Mit der Bandage lassen sich kleinere Wunden abdecken, der Druckpunkt bietet einen direkten Druck auf die Wunde, eine Wundverschlussfolie als auch Mull können zum behandeln weiterer Wunden genutzt werden. Egal, ob ausgebildeter Medic oder untrainierter Ersthelfer — die OLAES Bandage sollte in keinem Medic-Kit oder Erste-Hilfe-Verbandkasten fehlen.

Auch der Ersthelfer kann die OLAES Bandage sofort anwenden, da sie wie jede normale Elastikbinde gewickelt wird. Es existieren keine Haken oder Clips, die eine Anwendung kompliziert machen. Der Druck wird punktgenau über die Druckauflage, welche auch zur Kontrolle des Blutungsverlaufs genutzt werden kann, abgegeben. Klettstreifen halten die OLAES Bandage während und nach dem Anlegen sicher an ihrem Platz. Jede Bandage ist einzeln, steril und vakuumverpackt.

NSN: 6510-01-558-3342 - REF: N7 1001
 NSN: 6510-01-631-7893 - REF: N7 1001-F
 NSN: 6510-01-558-3443 - REF: N7 1002

Typ	Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
gerollt	10 cm x 3 m	beige	1 Stück	N7 1001	12,45
flach (in Lagen)	10 cm x 3 m	beige	1 Stück	N7 1001-F	13,15
gerollt	15 cm x 3 m	beige	1 Stück	N7 1002	13,60



LIFEGUARD KOMPRIMIERTE GAZE, MULLBINDEN STERIL

Weiß, mit Z-Faltung, 6-lagig, 10 cm x 3,75 m. steril, jeweils vakuumverpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
steril	1 Stück	J8 1000S	2,10



ABDOMINAL TRAUMA BANDAGE

Die Abdominal Trauma Bandage ATB wurde zur Versorgung von großflächigen Verletzungen des Abdomen sowie bei traumatischen Amputationen und Brandverletzungen konzipiert. Hierzu verfügt die Bandage über eine nicht haftende Wundauflage von 50 x 50 cm, die auf oder um die verletzte Region gelegt und mit der elastischen Bandage sicher fixiert werden kann.

In Abständen angebrachte Klettstreifen auf der Bandage sorgen für einen sicheren Halt und auch, dass die Bandage sich nicht unabsichtlich abrollen kann.

Die ATB ist einzeln steril und platzsparend vakuumverpackt.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 ATB6	10,00



BLAST BANDAGE

Die BLAST Bandage wurde entwickelt, um schnellstmöglich Wunden wie Amputationen, Brandwunden oder großflächige Verletzungen abzudecken. Obwohl Sie im verpackten Zustand gerade einmal die Größe einer ca. 10 cm breiten Bandage hat können damit Verletzungen von ca. 50 x 50 cm abgedeckt werden. Die nicht haftende Wundauflage kann einfach um z. B. den Bauch gewickelt und mit Hilfe des elastischen Verbandes fixiert werden und bietet so einen großen Schutz vor z. B. Schrapnel- oder Brandwunden. Durch die Größe der BLAST Bandage kann fast die gesamte Brust oder der gesamte Rücken abgedeckt werden.

Zusätzlich bietet die BLAST Bandage eine abnehmbare okklusive Schicht im Maß 47,5 x 47,5 cm welche zum Schutz bei Verletzungen im Abdomen benutzt werden kann, um den Verlust von Wärme und Flüssigkeiten zu minimieren. Jede Bandage ist einzeln steril und vakuumverpackt.

NSN: 6510-01-586-4314

Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
50 x 50 cm	weiß-beige	1 Stück	N7 1000	15,00



LIFEGUARD EASY BANDAGE

Die Easy Bandage dient der schnellen Wundversorgung. Eingearbeitete Klettstreifen lassen die Bandage weder verrutschen noch lösen und ein ungewolltes Abrollen und die damit einhergehende Kontamination der Bandage wird verhindert.

Die Easy Bandage ist in zwei unterschiedlichen Breiten verfügbar.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 EB4	2,65
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 EB6	2,99



HEMCON CHITOGAUZE XR PRO

ChitoGauze XR PRO ist ein flexibler hämostatischer chitosanbeschichteter Gazeverband zum Stoppen schwerer Blutungen und zur Reduzierung des Blutverlusts innerhalb von Minuten. ChitoGauze XR PRO bietet sofortige Blutungskontrolle und bestmögliche Patientenversorgung in Notfall-, Trauma und Kampfsituationen. ChitoGauze XR PRO besitzt einen Röntgenkontraststreifen zur zusätzlichen Patientensicherheit und ist vom CoTCCC genehmigt.

NSN: 6510-01-591-7740

Abmaße: 7,5 cm x 3,7 m (z-gefalten)

Abmaße (verpackt): 14 x 13 x 1 cm

Gewicht: 20 g

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 cm x 3,7 m	50 Stück	1 Stück	N7 1090	46,99



HALO CHEST SEAL THORAXVERSCHLUSSPFLASTER

Erste Hilfe für offene Thorax Wunden

HALO SEAL ist eines der originalen Thoraxpflaster zur Behandlung von offenen Brustverletzungen. HALO SEAL fungiert als mechanische Barriere und haftet in Gegenwart von Feuchtigkeit, Schmutz, Blut oder anderen Rückständen.

Produktmerkmale

- Strapazierfähige Verpackung
- Große Zuglasche zum einfachen Entfernen
- Kein Ventil, welches verlegt werden könnte
- Bei der Herstellung des Produkts wird kein Latex verwendet

Produktspezifikationen

- 6 Jahre Haltbarkeit
- Zwei Dichtungen, Eintritts- und Austrittswunden behandeln
- Funktioniert im Temperaturbereich von -34 °C – 60 °C.
- Maße: ca. 16,5 x 14 cm
- Hergestellt in den USA

Der Artikel ist in einer Packung zu 2 Stück.

NSN: 6510-01-581-0553

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Doppelpackung	14 x 21 cm	1 Packung	N7 1163	21,50



RHINO RESCUE CHEST SEAL

Das Rhino Rescue Chest Seal ist ein fortschrittlicher Okklusivverband zur Behandlung offener Brustwunden. Penetrierende Verletzungen der Brust, die zu offenen Brustwunden führen, können zu einem Spannungspneumothorax führen – der zweithäufigsten Ursache für vermeidbare Todesfälle auf dem Schlachtfeld. Die Rhino Rescue Chest Seals sind speziell mit einem Hydrogel-Kleber ausgestattet, der stark genug ist, um auf der Haut zu haften – unabhängig von Schweiß, Blut oder Haaren.

Eigenschaften:

- Wird von Militär, Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Ersthelfern verwendet
- Mit Ventilen
- Große Lasche für einfaches Anbringen und Entfernen
- Wirksam bei extremer Kälte und Hitze
- Transparente Rückseite zur einfachen Platzierung über der Wunde
- Starker Hydrogel-Kleber
- Passt sich an und haftet leicht an allen Körperoberflächen
- Bietet vollständige Okklusion – selbst bei übermäßigem Blut, Schmutz, Sand, Haaren oder starkem Schweiß
- Konfiguriert für einfache Verwendung in Umgebungen mit wenig Licht
- Latexfrei
- Haltbare, durchstoßfeste Verpackung
- Unversehrtheit und Funktion bleiben erhalten, wenn sie zusammen gefaltet aufbewahrt oder transportiert werden

Maße	VE	REF	Preis VE
15 x 9,5 cm	1 Stück	N7 1162	15,50



FAST1 INTRAOSSÄRE INFUSIONSSYSTEM

Das FAST1 Intraossäre Infusionssystem wurde entwickelt, um einen sternalen intraossären Zugang zu Patienten zu legen, wenn ein normaler venöser Zugang nicht möglich ist. Über den sternalen IO-Zugang können Ärzte schnell lebensrettende Flüssigkeiten und Medikamente verabreichen, um die Notfallwiederbelebung durch den Knochenmarkraum zu erleichtern.

FAST1 kann während der Herz-Lungen-Wiederbelebung und bei angelegter Halswirbelsäulenmanschette effektiv eingesetzt werden.

- Sternum-Insertionsstelle
- Flussraten von bis zu 80 ml/min (Schwerkrafttropfen)
- Tiefenkontrolle (keine Auswahl der Nadellänge erforderlich)
- Low Profile Tubing (Infusionsschläuche, die so konzipiert sind, dass sie sicher sind und sich nicht lösen)
- Geringe Stellfläche 21,59 x 20,32 x 3,30 cm
- Leichtgewicht 127,6 g
- Manuelles Einlegen – keine Batterien erforderlich
- Angezeigt für Patienten ab 12 Jahren

Typ	VE	REF	Preis VE
FAST1 Intraossäre Infusionssystem	10 Stück	14 8001	2.590,00

THORAX-DRAINAGE-SET

Komplett-Set für die praxisgerechte Anlage der Drainage in der Ambulanz oder im Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes

Inhalt:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Einschlagtuch | 1 Stichkanüle |
| 1 Paar Handschuhe | 2 Spritzen 10 ml |
| 1 Lochtuch 50 x 60 cm | 1 Einmal-Spinalkanüle Typ QUINCKE CH 28 |
| 2 Schalen | 1 Trokarkatheter mit Verbindungsschlauch, 15 cm |
| 2 Tupferklemmen | 1 Absaug- und Drainageventil |
| 4 Tupfer | 1 Sekret-Auffangbeutel 2000 ml |
| 8 Kompressen | 2 Packungen Nahtmaterial (Seide) |
| 1 Aufziehkanüle | 1 Heftpflaster |
| 1 Quaddelkanüle | 1 Einmalskalpell |



Typ	VE	REF	Preis VE
Thorax-Drainage-Set	1 Set	N2 639-28	94,00

ANGIOCATH SPEZIALKANÜLE 14 G

83 mm lange Spezialkanüle zur Entlastung bei einem Spannungspneumothorax. Der Verweilkatheter ist deutlich härter und stabiler als eine herkömmliche Venenverweilkanüle und kann auch bei adipösen und muskulösen Patienten verwendet werden.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Angiocath - Kanüle	14 G x 3 1/4	10 Stück	14 382268	48,50



T-PACK DEKOMPRESSIONSNADEL

Spezialkatheter zur Entlastung bei einem Spannungspneumothorax. Dieser Katheter ist 83 mm lang und damit ausreichend auch für adipöse und muskulöse Patienten. Der Verweilkatheter ist deutlich härter und stabiler als eine herkömmliche Venenverweilkanüle.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
T-Pack Dekompressionsnadel	14 G x 3 1/4	1 Stück	14 TM303	19,00



LIFEGUARD FAP-TASCHE

Die FAP-Tasche dient zur Aufnahme von Erster Hilfe-Ausrüstung für traumatische Verletzungen einzelner Personen und bietet genug Platz für ihre individuelle Zusammenstellung. Die kompakte Tasche ist mit Molle ausgestattet und kann seitlich an der taktischen Weste angebracht werden und besitzt ein Klettfeld zur Kennzeichnung. Die FAP ist in 3 Farben erhältlich.

Größe: 21 x 13,5 x 4,5 cm

Gewicht: 160 g

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
FAP-Tasche, leer	schwarz	1 Stück	N7 FAP01	26,30



BASIS-FÜLLUNG FÜR IFAK (PASSEND ZU FAP-TASCHE)

Menge	Typ	REF
1 Stück	SOF Tourniquet	N7 1007
1 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Stück	Rettungsdecke green-silber	H1 16904
1 Stück	NasoSafe Nasopharyngealtubus CH28	I7 038-95-065
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
1 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002
1 Stück	M-Silk Pflaster, 2,5 cm x 5 m	J8 702452

Typ	VE	REF	Preis VE
Basis-Füllung für IFAK	1 Stück	N7 BASIC	59,95



ERWEITERTES IFAK-FÜLLSORTIMENT (PASSEND ZU FAP-TASCHE)

Menge	Typ	REF
1 Stück	SOF Tourniquet	N7 1007
1 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	HemCon ChitoGauze XR PRO 7,5 cm x 3,7 m	N7 1090
1 Stück	Komprimierte Gaze, steril	J8 1000S
1 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Stück	NasoSafe Nasopharyngealtubus CH28	I7 038-95-065
1 Stück	Optilube Gleitgel 5 gr	I7 4343
1 Stück	Rettungsdecke green-silber	H1 16904
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
1 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002
1 Stück	M-Silk Pflaster, 2,5 cm x 5 m	J8 702452

Typ	VE	REF	Preis VE
erweitertes IFAK-Füllsortiment	1 Stück	N7 ADVANCE	129,00



LIFEGUARD MLP-BEINTASCHE

Die MLP Tasche ist eine robuste Oberschenkeltasche, die Platz für eine umfangreiche aber übersichtliche Ausstattung an Erste-Hilfe-Material für die unterschiedlichsten Verletzungen bietet. Ein Einschub für eine Rettungsschere befindet sich auf der Rückseite der Tasche und auf der Front ist ein Klettfeld zur Kennzeichnung vorhanden.

Größe: 22 x 20 x 8 cm
Gewicht: 350 g

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
MLP-Beintasche, leer	schwarz	1 Stück	N7 MLP01	35,90



FÜLLUNG IN ANLEHNUNG AN DIE AUSSTATTUNG DES EINSATZERSTHELFER ALPHA

(passend zu MLP-Beintasche)

Menge	Typ	REF
1 Stück	SOF Tourniquet	N7 1007
1 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	Blast-Bandage 50 x 50 cm	N7 1000
1 Stück	HemCon ChitoGauze XR PRO 7,5 cm x 3,7 m	N7 1090
1 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Stück	Dreiecktuch, Baumwolle	H1 15804
1 Stück	Rettungsdecke grün-silber	H1 16904
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
1 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002
1 Stück	M-Silk Pflaster, 2,5 cm x 5 m	J8 702452

Typ	VE	REF	Preis VE
Füllung in Anlehnung an die Ausstattung des Einsatzersthelfer Alpha	1 Stück	N7 EEH-A	139,00

AMP-RUCKSACK

Der AMP-Rucksack (Assault Medic Pack) ist für kurzfristige Einsätze sowie die Ausstattung der Einsatzersthelfer konzipiert. Im Inneren befindet sich eine Trägerplatte mit Elastikschlaufen und Gummibändern zur sicheren Befestigung einzelner kleinerer Artikel (z.B. Dekompressionsnadeln) sowie insgesamt 6 teilweise herausnehmbare Netzaschen zur übersichtlichen Aufbewahrung der medizinischen Artikel. Zudem kann der Rucksack mit den beiden Laschen aufgehängt und als Panel verwendet werden. Der AMP-Rucksack kann an den MMP-Rucksack mit Hilfe von Reißverschlüssen adaptiert werden und stellt damit eine Komplettlösung zum Transport der umfangreichen medizinischen Ausstattung dar.

Maße: 46 x 30,5 x 10 cm
Gewicht: 1,2 kg

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
AMP-Rucksack, leer	schwarz	1 Stück	N7 AMP01	120,80



FÜLLSORTIMENT ERWEITERT FÜR CFR (PASSEND ZU AMP-RUCKSACK)

Menge	Typ	REF
2 Stück	SOF Tourniquet GEN 4	N7 1007
3 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	Olaes-Bandage 15 cm x 3 m	N7 1002
3 Stück	Easy Bandage 10 cm	N7 EB4
1 Stück	Blast-Bandage 50 x 50 cm	N7 1000
2 Stück	HemCon ChitoGauze XR PRO 7,5 cm x 3,7 m	N7 1090
2 Stück	Komprimierte Gaze	J8 1000S
2 Stück	NasoSafe Nasopharyngealtubus CH28	I7 038-95-065
2 Stück	Optilube Gleitgel 5 gr	I7 4343
1 Stück	ScalpelCric chirurgisches Koniotomie-Set	N2 30084471
2 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Pack	HALO Chest Seal 14 x 21 cm, Doppelpackung	N7 1163
2 Stück	T-Pack Dekompressionsnadel	I4 TM303
2 Stück	E-Bone Splints	N5 0250
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
5 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002

Typ	VE	REF	Preis VE
Füllsortiment erweitert für CFR	1 Stück	N7 CFR	499,00



TACSHEARS RETTUNGSSCHERE, SCHWARZ

Speziell für den taktischen Einsatz entwickelte Rettungsschere mit schwarzen, titanbeschichteten Klingen für einen besonders guten Schnitt. Mit Kunststoffgriff und stumpfen Enden.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Rettungsschere	schwarz	18 cm	1 Stück	N7 002	7,92



ROBIN SAFETY-BOY RETTUNGSSCHERE

Schwarz beschichtet. Diese Schere ist ein Multifunktionaltalent: Sie ist ideal zum Durchtrennen des Rettungsgurtes, als Kleiderschere (Aufschneiden der Kleidung des Verletzten), aber auch durch die besonders massiven Ringe zum Einschlagen von Glasscheiben geeignet. Ohne Feder.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Rettungsschere chrom	23 cm	1 Stück	N9 4900	65,50



FORMA RETTUNGSSCHERE

Diese Schere ist ein Multifunktionaltalent: Sie ist ideal zum Durchtrennen des Rettungsgurtes, als Kleiderschere (Aufschneiden der Kleidung des Verletzten), aber auch durch die besonders massiven Ringe (Solinger Stahl) zum Einschlagen von Autoglasscheiben geeignet. Die massive Schere wird in einer Spezialhalterung, die mit Spreifedern leicht montiert werden kann, geliefert. Einfach in Griffnähe montieren, Schere in Halterung einklemmen.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Forma Rettungsschere	23 cm	1 Stück	N9 2010	44,50



LIFEGUARD SPINEBOARDS

aus robustem Polyethylen-Plastik, nahtlos gefertigt, dadurch undurchlässig für Flüssigkeiten.

16 große Griffe, rundumlaufend, zum einfachen Patiententransport geeignet. Die Liegefläche ist komfortabel gewölbt, das Fußende ist zur besseren Patientenbergrung leicht abgewinkelt. Das Spineboard entspricht der EN 1865-1 und ist auch für die Wasserrettung geeignet, wie auch 100 % röntgenstrahlendurchlässig.

Erhältlich in den Farben:olivgrün (tactical green) und schwarz (tactical black)

Geeignet für Speedclip-Gurtaufnahme durch 4 durchgehende Speedclipstangen. Beide Boards sind nur in der Speedclip Version erhältlich.

Technische Daten

Länge:	1830 mm
Breite:	406 mm
Höhe:	55 mm
Gewicht:	8,8 kg
Max. Belastbarkeit:	200 kg
Auftrieb bei Wasserrettung:	bis 135 kg Zuladung

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifeguard Spineboard, olivgrün (tactical-green)	1 Stück	N5 0300-TG	240,00
Lifeguard Spineboard, black (tactical-black)	1 Stück	N5 0300-B	240,00



LIFEGUARD SPINEBOARD SPIDER STRAP

10-Punkt-Fixiersystem komplett aus schwarzem Cordura-Nylon gefertigt mit einem zentralen Mittelstrang und 4 Querstreben. 3 davon sind frei verschiebbar zur optimalen Anpassung und jederzeitigem Zugang. Die Fuß- und Schultergurte sind fixiert. Inklusive schwarzer Transport- und Aufbewahrungstasche.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
10-Punkte Fixiersystem, verstellbar, nach PHTLS-Richtlinie, inkl. Tasche	schwarz	1 Stück	N5 ST02035-B	69,00



LIFEGUARD HEADFIX BLACK KOPFFIXIERUNG

Universal Kopffixierung für Schaufeltrage, Spineboard und CombiCarrier, komplett abwaschbar mit Standardfixierblöcken. Weicher Schaumstoff mit Klettverschlussbändern zum Fixieren. Die Ohren bleiben unbedeckt. Grundplatte mit 2 Seitenblocks und Kopf- und Stirnfixierung. Röntgenfähig, Farbe: schwarz

Typ	VE	REF	Preis VE
Head Fix Standard black	1 Stück	N6 SH00120-B	74,00




T-POD COMBAT BECKENSCHLINGEN SCHWARZ

Die T-POD Combat-Beckenschlinge ist ein schnell anzulegendes und effektives System zur Stabilisierung von Beckenfrakturen bei Traumapatienten in der Erstversorgung. Es hilft dabei, weitere Verletzungen beim Transport des Patienten zu verhindern und den Schmerz zu lindern.

T-POD Vorteile:

- Komplettsystem: durch das spezielle Zugsystem kann das T-POD zur Kompression sowie zur Stabilisierung des Beckens verwendet werden
- Einfach: mit einer Hand verwendbar
- Variabel: Eine Größe, die bei den meisten Patienten verwendet werden kann.
- Kompatibel: 100 % Röntgendurchlässig, CT und MRT geeignet
- Sicher: Latexfrei
- Unsteril - nicht wiederverwendbar

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
T-POD Combat Beckenschlinge	schwarz	1 Stück	N7 1100-C	139,00



LIFEGUARD GRIFFIN KRAKENTRAGE

Die Griffin ist eine taktische 4-fach faltbare Trage, die aus 38 mm starken, eloxierten Aluminiumrohren gefertigt ist, um auch den widrigsten Umständen auf dem Gefechtsfeld zu trotzen. Der schwarze Bezug besteht aus synthetischem Netzmaterial, welches einfach gereinigt werden kann. Dem Einsatzzweck entsprechend ist die Trage mit einem Gesamtgewicht von nur 9 kg leicht und kompakt, dabei aber absolut robust. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Transportrucksack lässt sich die Trage einfach verstauen, sowie schnell zum Einsatzort befördern.

Technische Daten

Gesamtgewicht: 9 kg
 Maße (ausgezogen): 2290 x 570 x 150 mm
 Maße (gefalten): 530 x 180 x 180 mm
 Max. Belastbarkeit: 220 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Griffin Trage	1 Stück	N7 G2000	573,30

FAHRGESTELL **CARRIER 3000**



CARRIER EL3000

Dieses Fahrgestell ist ein wahres Multitalent. Es wurde mit seinen extra großen Reifen speziell entwickelt, um verletzte Personen oder aber auch Material leicht und schnell durch unwegsames Gelände zu transportieren. Zudem lässt es sein einzigartiges Design zu, dass ein Verletzter statt wie bisher von vier nur noch von zwei oder sogar einer Person transportiert wird. Dies macht überall dort Sinn, wo viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen (Katastrophengebiete, Krisenherde etc.) oder aber die Retter selbst geschützt werden müssen.

Ein weiterer Vorteil des Carriers ist, dass er im Notall auch als zusätzliches Feldbett oder Untersuchungsfläche verwendet werden kann, indem der Patient einfach darauf verbleibt.

Durch seine kompakte Faltauweise lässt er sich platzsparend verstauen wenn er nicht benötigt wird. Er ist kompatibel mit den gängigsten Krankentragen sowie auch Spineboards und sollte somit nirgendwo dort fehlen, wo unwegsames Gelände oder lange Strecken zu überwinden sind (Sanitätsdienste, Wasserrettung, Bergrettung, Flugfelder etc.).

NSN: 6530-15-192-9999 - olivgrün

Technische Daten:

Länge geschlossen/offen: 52 cm / 158 cm
 Breite: 62 cm
 Höhe geschlossen/offen: 84 cm / 86 cm
 Gewicht: Rahmen 20 kg,
 Reifen 4 kg
 Max. Belastbarkeit: 200 kg

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Fahrgestell Carrier EL 3000	olivgrün	1 Stück	N7 EL3000	1.440,00

FOXTROT LITTER DA TRAGE



FOXTROT LITTER DA TRAGE

Die Foxtrot Trage ist eine effektive Lösung zur Bergung von Verletzten, sie ist einfach und schnell in ihrer Anwendung und klein genug, um von einer Person mitgeführt zu werden, egal ob es sich um einen schnellen Zugriff oder einen längeren Auftrag handelt. Die Foxtrot Trage kann aufgrund ihrer geringen Abmaße an einem Rucksack befestigt werden und ist bei Bedarf sofort einsatzbereit. Die Trage wird ausgerollt und der Verletzte kann binnen kürzester Zeit ohne Zeitverlust durch umständliches Verzurren oder Sichern aus der Gefahrenzone gebracht werden. Mit Hilfe der integrierten Leinen kann die Foxtrot Trage auch gezogen werden.

Eigenschaften:

- Leicht und kompakt
- Erlaubt den Transport von Verletzten durch enge Korridore
- Verletzte können aufgerichtet werden, um enge Drehungen in Treppenhäusern zu bewältigen
- Schnell entpackbare Zugleine
- Viele Tragegriffe
- Schnell verzurrbare Sicherheitsgurte
- Kann gezogen oder getragen werden
- Versorgung während des Transports möglich

NSN: 6530-01-571-5667

Maße: 212 cm x 46 cm
 Verpackt: 53 cm x 16 cm
 Gewicht: 1990 g
 Max. Belastbarkeit: 200 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Foxtrot Litter DA Trage	1 Stück	N7 LG3301	219,00



SEL-BERGETUCH (SMALL EVACUATION LITTER)

Das SEL-Bergetuch ist ein leichtes, klein faltbares Bergetuch zur Evakuierung von Verletzten aus der Gefahrenzone. Mit Hilfe des Fußsacks und des Fixiergurts kann der Verletzte schnell und sicher transportiert werden. Ausgestattet mit 8 Handschlaufen. Dank der optional erhältlichen Tasche kann es leicht mittels MOLLE an die Weste oder anderes Equipment adaptiert werden.

Gewicht: 400 g
 Max. Belastbarkeit: 159 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
SEL-Bergetuch	schwarz	180 x 70 cm	1 Stück	N7 7520	49,40



TASCHE ZU SEL-BERGETUCH

Kleine Tasche zur Aufbewahrung des SEL-Bergetuchs. Ausgestattet mit MOLLE zur Anbringung an ihre Ausrüstung.
 Maße: 30 x 22 cm

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Tasche für SEL-Bergetuch	schwarz	1 Stück	N7 7521	18,40
Tasche für SEL-Bergetuch	coyote-beigebraun	1 Stück	N7 7522	18,40
Tasche für SEL-Bergetuch	olivgrün	1 Stück	N7 7523	18,40



LIFEGUARD ANTI-SCHOCK-HOSE

Die L-MAST Anti-Schock-Hose bietet eine sichere und effektive Handhabung ohne anfällige Luftkammern. Sie ist aus langlebigem, reinigungsfreundlichem Neopren gefertigt. Die Anwendung der L-MAST ist durch selbsterklärende Symbole kinderleicht. Diese Anti-Schock-Hose ist passend sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Durch ein sehr geringes Gewicht und ein sehr kleines Packmaß ist diese Anti-Schock-Hose ideal für die Luftrettung. Lieferbar in schwarz

Maße: 38 x 28 x 15 cm (gepackt)
Gewicht: 1,5 kg

NSN: 6515-17-112-7790

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifeguard Anti-Schock-Hose, inkl. Tasche	1 Stück	N5 31801	203,49



LIFEGUARD LTD STRECKSCHIENE

Die LTD ist eine hochwertige Streckeschiene, die zum einen schmerzlindernd bei Frakturen wirkt und zudem verhindert, dass die Fraktur weitere Gefäß- und Nervenverletzungen zur Folge hat. Inklusive Anleitung und Tasche.

- Leicht, platzsparend verpackt
- Unter und über MAST einsetzbar
- Bein muss zum Anlegen nicht angehoben werden
- Schienung Humerusfraktur möglich

Typ	VE	REF	Preis VE
LTD Streckeschiene	1 Stück	N7 3000BK	198,50





LEICHENHÜLLE ECO

Blickdichter Leichensack, wasser- und reißfest, mit eingeschweißtem Polyester-Reißverschluss, biologisch abbaubar. Die Hülle ersetzt kein Transportgerät.

Farbe: weiß
 Materialstärke: 0,16 mm
 Maße: L 2400 x B 900 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Leichenhülle ECO	1 Stück	N6 1102	13,50



LEICHENHÜLLE STANDARD

Leichensack mit doppeltem Rundumverschluss in C-Form, verstärkter Boden mit 4 Griffen, Tragkraft bei richtiger Handhabung bis 180 kg (Der Leichensack ersetzt kein Transportgerät); verbrennbar nach VDI 3891, desinfektionsbeständig und flüssigkeitsdicht sowie bedingt gasdicht.

Farbe: schwarz
 Materialstärke: 0,18 mm
 Maße: L 2340 x B 900 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Leichenhülle Standard	1 Stück	N6 1104	15,50



LEICHENTRANSPORT-/ BERGUNGSHÜLLE

Blauer Transport-Leichensack aus Vinyl mit doppeltem Polyesterreißverschluss an drei Seiten und 6 Tragegriffen. Dank seiner besonderen Strapazierfähigkeit besonders für Notdienste, bei Unfällen und in ähnlichen Situationen geeignet.

Farbe: blau
 Materialstärke: 0,40 mm
 Maße: L 2150 x B 900 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Leichentransport-, Bergungshülle	1 Stück	N6 1105	33,50



SIMU-SEAL ÜBUNGS-CHEST SEAL

Die Simu-Seals wurden konzipiert, um eine realistische Verwundetenversorgung im taktischen Bereich kostengünstig und ohne unnötigen Schmerz für den Darsteller üben zu können. Daher besitzt das Simu-Seal im Vergleich zu einem echten Chest Seal eine verminderte Klebewirkung. Um den Umgang mit Chest Seals schon beim Auspacken so realistisch wie möglich üben zu können, gibt es die Simu-Seals in Einzelpackungen sowie Doppelpackungen. Bei Übungen an Puppen können die Simu-Seals mehrmals verwendet werden, hierzu lässt sich die Verpackung wieder verschließen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Einzelpackung	1 Packung	N7 1167	5,45
Doppelpackung	1 Packung	N7 1168	8,20



LIFEGUARD KOMPRIMIERTE GAZE, MULLBINDEN UNSTERIL

Weiß, mit Z-Faltung, 6-lagig, 10 cm x 3,75 m
Vakuumverpackt, unsteril – nur zu Trainingszwecken.

Typ	VE	REF	Preis VE
unsteril *	1 Stück	J8 1000	1,95

* kein Medizinprodukt



HEMCON CHITOGAUZE TRAINER

HemCon ChitoGauze Trainer dient dem Training zum Einsatz der HemCon ChitoGauze Bandagen.

Typ	VE	REF	Preis VE
HemCon ChitoGauze Trainer	1 Stück	N7 308	24,50

WOUND PACKING TRAINER

Dieser realistische Wound Packing Trainer eignet sich hervorragend für das Notfalltraining und das Simulations-Patienten-Programm (SPP). Dargestellt ist eine realistische anatomische Schusswunde eines großen Kalibers (von Experten geprüft) mit Blutungsfunktion, ideal zum Trainieren des Woundpacking. Der Trainer ist aus einem hochwertigen und sehr strapazierfähigen Silikon hergestellt. Es können alle hämostatischen Wundauflagen zur Blutstillung verwendet werden. Wir empfehlen für die Verwendung unser auswaschbares Kunstblut (Art.Nr. 7024). Nach Gebrauch ist der Trainer schnell und einfach zu reinigen.

Im Lieferumfang enthalten:

- Wound Packing Trainer (Art.Nr. 7770)
- 250 ml Kunstblut (Art.Nr. 7024)
- Flasche für Kunstblut (Art.Nr. 7770-1)
- Schlauch 80 cm (Art.Nr. 7770-2)
- Kunststoffwanne (Art.Nr. 7770-3)

Größe: 12,5 x 10 x 5 cm
Gewicht: 1 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Wound Packing Trainer	1 Stück	N7 7770	313,00

TRAUMA BEIN TASKTRAINER

Üben Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen und versorgen Sie eine größere Blutung mit dem Trauma Leg. Der Trainer stellt ein verletztes Bein mit Risswunde, Einschuss- und Austrittswunde dar. Sie können direkten Druck ausüben, die Wunde mit Gaze abdecken, einen Druckverband anlegen und ein Tourniquet anlegen, um die Blutung wirklich zu stoppen (Tourniquet nicht im Lieferumfang enthalten).

- Hochwertiges Silikon simuliert Weichteilgewebe
- Das Blutungssystem ermöglicht den Fluß von Blut aus den Wunden
- Anlegen eines Tourniquets stoppt die Blutung
- Inklusive simuliertem Blut
- Inklusive Applikationsflasche

Länge: 48 cm
Durchmesser: 18 cm



Typ	VE	REF	Preis VE
Trauma Bein Tasktrainer	1 Stück	N7 X1000	1.119,00



DIAGNOSTIK SCHNELLTESTE



Gruppe 6

A		G	
Accu-Chek Aviva BZ	129	Glasthermometer	117
Accu-Chek FastClix	128	Glucoseteststreifen	129
Accu-Chek Guide BZ	129	H	
Accu-Chek Instant BZ	129	Herzinfarktmarker	127
Accu-Chek Lanzetten	128	Hüllen Thermometer	116f
Accu-Chek Mobile BZ	128	I	
Accu-Chek Safe T-Pro	128	Industrial	115
Accutrend Cholesterol Teststreifen	129	Infarkttest	127
Accutrend Lactate Teststreifen	129	Infrarot-Fieberthermometer	117
Alkoholtest	126	K	
Alkoholtupfer	130ff	Kinderstethoskop	119
Alkotip	130ff	Kontrolllösung	129
Anästhesie Stethoskope	118	L	
Antigentest Corona	125	Lanzetten	128
Atem-Alkoholtest	126	LED Diagnostikleuchte	114
Augenleuchte	113f	N	
B		Nasal Corona Test	125
Babystethoskop	120	Nasaler Abstrich	125
Batterieleuchte	113f	O	
Batterien	115	Omikron	125
Batterien für Laryngoskop	115	P	
Blutdruckmessgeräte	122f	Penlight Leuchten	113f
Blutzuckermessgeräte	128f	Pressure Man Blutdruckmessgeräte	122f
Blutzuckerteststreifen	129	Procell	115
C		S	
Cardiologie Stethoskop	121	SARS-CoV-2	125
Cardio rapid	127	Schwesternstethoskope	118
Cardio Test	127	Servoprax Venenstauer	124
Classic Stethoskope	120	Softclix Lanzetten	128
Cleartest Atem Alkoholtest	126	Spezialbatterien	115
Cleartest Cardio	127	Staubänder	124
Cleartest Corona Antigentest	125	Stechhilfe	128
Cleartest Drogentest	126	Stethoskope	118ff
Cleartest Multi-Drug Wischtest	126	T	
Constant	115	Taschenleuchte	113f
Corona	125	Teststreifen	128
Covid	125	Thermometer	116f
D		Thermometerhülle	116f
Diagnostikleuchte	113f	U	
Digitalthermometer	116	Universalbatterien	115
Digitemp Thermometerhüllen	116f	V	
Doppelkopfstethoskope	119	Varta Batterien	115
Drogentest	126	Venenstauer	124
Drogenteststreifen	126	W	
Drogen-Wischtest	126	Wischstäbchen	130ff
Dual Stethoskop	121	Wischtest	126
E			
Einstechhilfe	128		
Elektronisches Fieberthermometer	116		
F			
Fieberthermometer	117		
Flachkopfstethoskope	118		



PENLIGHT

Gezieltes handliches Licht für die Klinik und die Praxis

- Helles, gezieltes Licht
- Mit Feder-Clip
- Mit aufgedrucktem Maßstab für die Pupillenmessung.
- Mit bewährten Langzeitbatterien = umweltfreundlich ohne Cadmium oder Quecksilber
- Eingesiegelt, nach Verbrauch komplett entsorgen

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight Classic Six Pack Dispenser	6 Stück	B6 1006	15,95
Penlight Classic Einzel, unbedruckt	1 Stück	B6 10061	3,05

PENLIGHT

DIAGNOSTIC LIGHTS



PENLIGHT DELUXE

- Gezieltes handliches Licht
- Mit Federclip Kontakt
- Mit 2 auswechselbaren Hochleistungsbatterien
- Helles, gezieltes Licht, ideal für jede Kitteltasche
- Einzel im Displaykarton


Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Penlight Deluxe im Displaykarton	04425446	1 Stück	B6 1003	4,20



PENLIGHT ELOXY -ALUMINIUM-

- Mit Druckschalter
- Auswechselbare Hochleistungsbatterien (im Lieferumfang)
- Einzeln im Display verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight Eloxy silber eloxiert	1 Stück	B6 1200	6,85
Penlight Eloxy blau eloxiert	1 Stück	B6 1201	6,85



PENLIGHT COMFORT -EDELSTAHL-

- Für Untersuchungen im Ohren-, Nasen- und Rachenbereich geeignet.
- Aus Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet
- Mit Druckknopf-Schalter
- 2 Langzeitbatterien
- Einzeln im Display verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight Comfort Edelstahl	1 Stück	B6 1621	8,10




PENLIGHT LED DELUXE

Deutlich helleres und weißeres Licht durch LED-Birne.


Wegen des besonders hellen Lichtes nicht als Pupillen-Leuchte verwenden.

- Aus Edelstahl
- Rostfrei, matt, gebürstet
- Mit Druckschalter und 2 Langzeitbatterien
- Einzeln im Display verpackt



Auf dem Foto sehen Sie im direkten Vergleich die konventionelle Beleuchtung im Verhältnis zur LED Beleuchtung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight LED Deluxe	1 Stück	B6 1300	8,80



PROCELL ALKALINE CONSTANT POWER INDUSTRIEBATTERIEN

Procell Alkaline Constant Power Industriebatterien sind ideal für die Energieversorgung professioneller Geräte, die über einen langen Zeitraum eine konstante Stromstärke benötigen, wie z. B. Sicherheitstastaturen, Fernbedienungen, Blutzuckermessgeräte u.v.m.

- Zuverlässige Leistung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- Erfüllt alle Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards
- Erhältlich in den Größen AAA, AA, C, D, 9 V

	Typ	Spannung	VE	REF	Preis VE
1	Micro – AAA	1,5 V	10 Stück	F3 LR03	7,20
2	Mignon – AA	1,5 V	10 Stück	F3 LR6	6,95
3	Baby	1,5 V	10 Stück	F3 LR14	12,50
4	Mono	1,5 V	10 Stück	F3 LR20	16,90
5	Block	9 V	10 Stück	F3 9V	25,00



VARTA BATTERIEN VARTA INDUSTRIAL Alkaline

- Beste Qualität „Made in Germany“ mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit
- Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen gewährleisten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
- Spezielle OEM Verpackungsgebilde für einfache Abwicklungsprozesse
- Hält seine Spannung länger als jede andere Industriezelle am Markt
- Bestens geeignet für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen
- Hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt
- Bei AAA bis zu 11 % und bei AA bis 5 % besser als vergleichbare Konkurrenz Produkte im IEC Durchschnitt
- VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA garantiert eine zuverlässige Leistung auch bei extremen Temperaturen von -20 °C bis +50 °C
- Nicht wieder aufladbar

Zertifizierte Qualität

- Die Batterie ist auslaufsicher und nach internationalen Normen zertifiziert
- Jede Batterie wird von unserem VARTA-Qualitätsteam einzeln geprüft
- Öffentliche Institutionen verlassen sich seit Jahrzehnten auf VARTA Industrial Zellen

*Ausnahme: Industrial 9V Made in China. Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren bei AA, AAA, C & D

	Typ	Spannung	VE	REF	Preis VE
1	Mono	1,5 V	1 Stück	K1 1072	2,35
2	Block	9 V	1 Stück	K1 3367	3,80
3	Mignon -AA	1,5 V	4 Stück	K1 4449	3,52
4	Micro - AAA	1,5 V	10 Stück	K1 3730	9,80
5	Baby	1,5 V	1 Stück	K1 7319	1,75



DIGIttemp™

DIGITEMP ELEKTRONISCHES FIEBERTHERMOMETER

- 4-stellige große Digitalanzeige. Messbereich: 32 – 42 °C
- Kindersicher, bruchsicher, quecksilberfrei, wasserdicht, desinfizierbar in Lösungen
- Signalton, Abschaltautomatik, auswechselbare Batterien
- Im Einzeldisplay mit Plastikhülle oder in der Hospitalpackung mit Plastikhülle (Preisvorteil!)

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
DIGIttemp im Einzeldisplay	01219746	1 Stück	E3 15	4,50
DIGIttemp ECO im Hospitalpack	10545367	25 Stück	E3 15-ECO	92,00



DIGIttemp™

Die besondere Thermometerhülle

DIGITEMP THERMOMETERHÜLLE

Aus besonders weicher Folie, griffgerechte Verpackung, großes Schriftfeld. Hygienisch, da sich die beschmutzte Außenhülle automatisch beim Abstreifen nach innen stülpt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Für alle gebräuchlichen Digital-Fieberthermometer (z. B. Philips, Hestia, Digitemp, etc.)			
Thermometerhülle, ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11033	23,80
Thermometerhülle, mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11034	27,75
Für Glasthermometer			
Thermometerhülle, ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11031	24,50
Thermometerhülle, mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11032	26,50





GERATHERM CLASSIC FIEBERTHERMOMETER

Glasthermometer - garantiert ohne Quecksilber.
Gut ablesbar, mit blauleuchtender Skala von 35 °C - 42 °C.
In Kunststoffhülle verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Glasthermometer in Hartschalenhülle	1 Stück	H7 4541103588	9,70
Thermometerhülle, leer, Hart-Kunststoff mit Kappe	1 Stück	H7 1102	0,35



Lieferumfang: ohne Batterien.

Produkteigenschaften

- Langlebige Messzelle (ca. 100.000 Messungen ohne Neukalibrierung)
- Hygienisch und einfach zu bedienen, keine Kreuzkontamination
- Reaktionszeit: 1 Sekunde
- Auflösung der Temperaturanzeige: 0,1 °C (0,1 °F)
- Farbliche Fieber-Warnanzeige
- Integrierter akustischer Alarm
- Geeignet für Neugeborene und Erwachsene
- Automatische Abschaltung: < 30 Sekunden
- Messwertspeicher: für 32 Messungen

Technische Daten

Messentfernung:	3 cm ~ 5 cm (1,2in ~ 2in)
Messbereich	
Körper-Modus:	32 °C ~ 42,9 °C (89,6 °F ~ 109,2 °F)
Oberflächentemperatur-Modus:	0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)
Raum-Modus:	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Genauigkeit:	32,0 °C ~ 34,9 °C (89,6 °F ~ 94,8 °F) ±0,3 °C (±0,6 °F) 35,0 °C ~ 42,0 °C (95 °F ~ 107,6 °F) ±0,2 °C (±0,4 °F) 42,1 °C ~ 42,9 °C (107,8 °F ~ 109,2 °F) ±0,3 °C (±0,6 °F)
Energieversorgung:	2 Stück 1,5 Volt AA
Umgebungstemperatur:	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit:	≤ 85 %
Abmessungen:	187 x 120 x 57 mm (L x B x H)
Gewicht (ohne Batterien):	80 g

INFRAROT-THERMOMETER

Noch nie war die Temperaturmessung einfacher. Das kontaktlose Infrarot-Thermometer Berrcom 178 bietet Komfort, Genauigkeit und Präzision bei der Temperaturmessung. Mit nur einem Knopfdruck ermittelt das Gerät sofort und präzise die Temperatur einer Person, ohne die Gefahr einer Kontamination. Richten Sie das Thermometer einfach auf die Stirn des Patienten, drücken Sie die Auslösetaste und der Messwert wird unverzüglich angezeigt. Ausgabe der Messwerte wahlweise in Celsius oder Fahrenheit. Farbliche Fieber-Warnanzeige (grün/orange/rot) und integrierter akustischer Alarm, wenn die gemessene Körpertemperatur mehr als 38 °C (100,4 °F) beträgt. Drei wählbare Temperaturmessmodi: Körper-, Raum- und Oberflächentemperatur.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Infrarot-Thermometer	16837131	1 Stück	E3 25-178	59,50



FLACHKOPFSTETHOSKOP MODELL SCHWESTER

- Mit Flachmembrane
- Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- Bruststück Ø 45 mm mit Schraubring
- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt
- In diversen Schlauchfarben


Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei



Farbe	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	G5 007	7,30
blau	1 Stück	G5 0084	7,30
pink	1 Stück	G5 0088	7,30
grün	1 Stück	G5 0085	7,30
weiß	1 Stück	G5 00811	7,30
gelb	1 Stück	G5 00812	7,30
grau	1 Stück	G5 00813	7,30
schwarz	1 Stück	G5 008	7,30
orange	1 Stück	G5 0040	7,30



SUPERIOR QUALITY



FLACHKOPFSTETHOSKOP MODELL KINDER

- Mit Flachmembrane
- Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- Bruststück Ø 35 mm mit Schraubring
- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt
- In diversen Schlauchfarben

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei



Farbe	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	G5 007CH	7,30
blau	1 Stück	G5 0084CH	7,30
gelb	1 Stück	G5 00812CH	7,30



FLACHKOPFSTETHOSKOP MODELL ANÄSTHESIE

110 cm Schlauch, Bruststück Ø 45 mm,
mit Luer Lock-Metallverbinder



Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 00162	11,50



DOPPELKOPFSTETHOSKOP ECONOMY

Standardausführung mit Doppelkopf, drehbarem Trichter, Gummiring, silbernem Bruststück und Bügelfeder außerhalb des Schlauches.

- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring. 100 % nickelfrei

Membrane: Ø 45 mm
Trichter: Ø 30 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 005	8,20
blau	1 Stück	G5 0054	8,20
grün	1 Stück	G5 0055	8,20
pink	1 Stück	G5 0058	8,20
weiß	1 Stück	G5 00511	8,20
gelb	1 Stück	G5 00512	8,20
orange	1 Stück	G5 0045	8,20
rot	1 Stück	G5 00513	8,20



SUPERIOR QUALITY



DOPPELKOPFSTETHOSKOP KINDER

Mit kleinerem Doppelbruststück

Membrane: Ø 35 mm
Trichter: Ø 25 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
blau	1 Stück	G5 004	7,70
schwarz	1 Stück	G5 0041	7,70



DOPPELKOPFSTETHOSKOP SUPER

Mit innenliegender Feder im Schlauch.

Membrane: Ø 45 mm
Trichter: Ø 30 mm



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Aluminium-Kopf	schwarz	1 Stück	G5 006	14,20
Edelstahl-Kopf	grau	1 Stück	G5 003	23,20



CLASSIC - STETHOSKOP

Edelstahl

- Mit schwerem, handlichen Edelstahl-Doppelkopf
- Großer Schlauchdurchmesser
- Bruststück und innenliegende Feder aus Edelstahl
- Mit harten und weichen Ohrhaken
- Im Display-Karton verpackt
- In 2 Größen lieferbar

Farbe	VE	REF	Preis VE
Erwachsene			
schwarz	1 Stück	G5 1101	25,10
rot	1 Stück	G5 1111	25,10
Säuglinge			
schwarz	1 Stück	G5 1103	25,10
rot	1 Stück	G5 1113	25,10



SUPERIOR QUALITY

CLASSIC - STETHOSKOP SET

Set mit 3 Bruststücken

- Aus haltbarem Edelstahl
- Ohrbügel mit innenliegender Feder
- Schwarzer Schlauch mit großem Lumen
- Mit weichen, auswechselbaren Ohrhaken
- Im Display-Karton verpackt
- 3 verschiedene Doppelkopf-Bruststücke aus Edelstahl

Typ	Membrane	Trichter
Erwachsene	= 47 mm Ø	36 mm Ø
Kinder	= 38 mm Ø	30 mm Ø
Säuglinge	= 30 mm Ø	23 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1100SET	56,50



CLASSIC SET STETHOSCOPE




CARDIOLOGIE STETHOSKOP CLASSIC II

- Besonders gut verarbeitetes Kardiologie Edelstahl Stethoskop
- In 3 unterschiedlichen Schlauchfarben erhältlich.
- Im Display-Karton verpackt.
- Mit Ersatzmembran und Ohrhölzchen.

Membrane: 43,3 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1300	41,50
rot	1 Stück	G5 1301	41,50
blau	1 Stück	G5 1302	41,50



SUPERIOR QUALITY



CARDIOLOGIE STETHOSKOP DUAL

- Mit besonders schwerem Edelstahl-Cardiologie-Doppelkopf
- Mit wärmeisolierenden Kunststoffringen
- Großlumiger PVC-Schlauch
- Innenliegende Edelstahl-Feder
- Extra weiche Ohrhölzchen
- Komplett mit Ersatzmembran und Ersatzhölzchen im Etui
- Im Display-Karton verpackt

Membrane: 43,3 mm Ø

Trichter: 36 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1201	39,80
rot	1 Stück	G5 1202	39,80



DUAL STETHOSCOPE

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE

2-Schlauch Blutdruckmesser mit kalibriertem, verchromten 50 mm Durchmesser Manometer, inkl. Klettmanschette, deutsche Qualität.



Besondere Merkmale:

- Leicht ablesbare Skalenmarkierungen
- Bewährte Doppelschlauch-Konstruktion
- Kalibrierte Klettmanschetten
- Progressive Ventile für besonders gleichmäßigen Druckablauf
- Ansprechende Farben der Manschetten
- Mit farblich angepasstem Stethoskop auch als Set lieferbar

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1079	36,50
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1079R	36,50
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1079G	36,50
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1079B	36,50

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE SET

2-Schlauch Blutdruckmesser mit verchromten 50 mm Durchmesser Manometer. Klettmanschette komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Set - grau	1 Stück	E3 1079-ST	42,80
Set - rot	1 Stück	E3 1079R-ST	42,80
Set - grün	1 Stück	E3 1079G-ST	42,80
Set - blau	1 Stück	E3 1079B-ST	42,80




PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE IMPORT


2-Schlauch Blutdruckmesser, Gehäuse mit großer Skala, 60 mm Durchmesser, mit kalibrierter Klettmanschette.

Typ	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1090	27,30
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1090R	27,30
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1090G	27,30
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1090B	27,30




PRESSURE MAN I

Diese Blutdruckmeßgeräte bringen Farbe in die Praxis. Farblich abgestimmte Manschetten und Stethoskope: Ideal für den gezielten Einsatz in Abteilungen und Stationen.



PRESSURE MAN I IMPORT

Der besonders preiswerte Economy Blutdruckmesser mit separatem Metallgehäuse 50 mm Durchmesser, Gehäuse blau, getrennter Schlauch mit Ventil wie auch Tonometer-Uhr. Erhältlich in den 4 Farben.



Typ	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 2079	18,50
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 2079R	18,50
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 2079G	18,50
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 2079B	18,50



PRESSURE MAN I SET

Economy Blutdruckmesser mit getrenntem Schlauch, Ventil und Tonometer-Uhr, komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Set - grau	1 Stück	E3 2079-ST	25,50
Set - rot	1 Stück	E3 2079R-ST	25,50
Set - grün	1 Stück	E3 2079G-ST	25,50
Set - blau	1 Stück	E3 2079B-ST	25,50

SERVOPRAX VENENSTAUER

- Kräftiges Gewebe, Kunststoffverschluss
- Einhandbedienung: Er läßt sich mit einer Hand spannen und öffnen
- Ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- Band bei 60 °C waschbar
- Einzeln im Display verpackt



Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Blau	40 cm	1 Stück	G2 1001	4,40
Rot	40 cm	1 Stück	G2 1001R	4,40
Grün	40 cm	1 Stück	G2 1001G	4,40
Kindermotiv	40 cm	1 Stück	G2 1001KM	4,40

SERVOPRAX BUNTE VENENSTAUER


Die Spannänder sind in modisch melierten Farben gestaltet.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Herbstfarben	50 cm	1 Stück	G2 2000	6,30
Frühlingsfarben	50 cm	1 Stück	G2 2001	6,30



So einfach geht's!

- 1 Band um den Arm legen, Verschluss zusammenstecken bis er hörbar einschnappt. Das Sicherheitsschloß ist jetzt verriegelt.
- 2 Bandende in Pfeilrichtung zum Stauen ziehen. Öffnungssicherung ist nun automatisch eingeschaltet.
- 3 Nach dem Setzen der Nadel kann nun das Band durch einen einfachen Druck auf die Taste 1 entspannt werden.
- 4 Zum Öffnen auf die Taste 2 drücken.



CLEARTEST®



CLEARTEST CORONA VORD. NASALTEST

Omikron geeignet

Der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsidprotein-Antigenen in Abstrichproben der vorderen Nase.

Nur für die professionelle In-vitro-diagnostische Verwendung.

BfArM gelistet und PEI evaluiert mit der Test-ID AT766/21

Die neue Omikron-Variante kann mit diesem Schnelltest ebenfalls nachgewiesen werden.

Leistungsmerkmale:

Sensitivität: 96,2%

Spezifität: 99,9%

Genauigkeit: 98,7%

Auswertung nach 15 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C, nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Corona Antigen Schnelltest	17940055	20 Teste	C3 4920	51,40
Corona Antigen Schnelltest	17940397	100 Teste	C3 4920-100	206,00

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST ATEM-ALKOHOLTEST

Der CLEARTEST Atem-Alkoholtest ist ein schneller, semi-quantitativer Test zum Nachweis von Alkohol aus Atem.

Der Test zeigt eine relative Blutalkohol-Konzentration von: 0,02, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08 und 0,10 %.

Auswertung nach 2 Minuten.

Durchführung bei 15 – 30 °C Testtemperatur.

Lagerung bei 2 – 30 °C, nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Atem-Alkoholtest	16487174	1 Test	C3 10300-1	5,90
Atem-Alkoholtest	16487168	5 Teste	C3 10300-5	26,20

! Für die Selbstanwendung geeignet



CLEARTEST®

CLEARTEST MULTI DRUG WISCHTEST

Der CLEARTEST Drogen-Wischtest ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von 12 Drogen und ihren Metaboliten auf Oberflächen und in Feststoffen.

Der Drogenwischtest ist der gebräuchlichste Drogenschnelltest. Er wird mit vorgefertigten Teststreifen durchgeführt, die sich bei Kontakt mit der jeweils nachzuweisenden Substanz (Cannabis, Kokain, Heroin etc.) verfärbt. Auf Oberflächen können je nach Reinigungsart und -frequenz bis zu 12 Monate Spuren gefunden werden.



Diese Parameter können Sie nachweisen:

MOP	Morphin	300 ng/ml
MDMA	Ecstasy	500 ng/ml
OXY	Oxycodon	100 ng/ml
PCP	Phencyclidin	25 ng/ml
COC	Kokain	300 ng/ml
MTD	Methadon	300 ng/ml
BAR	Barbiturate	300 ng/ml
BZO	Benzodiazepine	300 ng/ml
AMP	Amphetamin	1000 ng/ml
MET	Methamphetamin	1000 ng/ml
KET	Ketamin	1000 ng/ml
THC	Cannabis / Marihuana	50 ng/ml


Auswertung nach 5 Minuten

Lagerung bei 2 - 30 °C

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
12-fach-Wischtest	15817770	1 Test	C3 80900-1	13,20
12-fach-Wischtest	15817764	5 Teste	C3 80900	62,90

! Für die Selbstanwendung geeignet





Positives Ergebnis
bereits 20 Minuten nach Infarkt.

CLEARTEST®

CLEARTEST CARDIO RAPID / INFARKTTTEST

Ideal für den Notfalleinsatz, Hausbesuch und das Infarktmonitoring.


Der neue CLEARTEST Cardio rapid weist bereits nach 20 Minuten einen Infarkt nach. Das ist zur Zeit der schnellste Biomarker mit einer Nachweisgrenze von 0,5 ng/ml.

Mit diesem Schnelltest werden 2 Proteine nachgewiesen:

- hFABP, welches sich bei einem Infarkt sehr schnell im Blut freisetzt (bereits nach 20 Minuten), auch ideal für das Reinfarkt-Monitoring am 4.Tag
- TROPONIN I, welches sich nach 8 Stunden bildet und bis zu 8 Tagen nachgewiesen werden kann

Hinweis: Troponin T (Hersteller Roche) weist den Infarkt erst nach 3 Stunden nach.

Der CLEARTEST Cardio rapid ist - im Gegensatz zu anderen Testen - bei Raumtemperatur lagerfähig (der Troponin T Test muss gekühlt transportiert und gelagert werden).



Auswertung nach exakt 10 Minuten.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Positives Ergebnis bereits 20 Minuten nach Infarkt.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Cardio rapid / Infarkttest	13894074	5 Teste	C3 213190	30,30
Cardio rapid / Infarkttest	13894068	10 Teste	C3 213190-10	57,90

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



ACCU-CHEK SAFE-T-PRO

Einmal-Stechhilfen, steril

Die Accu-Chek Safe-T-Pro Stechhilfen bieten insbesondere in Praxen und Kliniken mit hohem Patientendurchlauf deutliche Vorteile. Mit den unterschiedlichen Stechtiefen kann sehr schnell und sicher eine ausreichende Menge Blut gewonnen werden - für eine zuverlässige Blutzuckermessung.

- Ergonomische T-Form für eine bequeme Handhabung
- 3-seitiger, hautschonender Lanzettenschliff

Wahlweise:

Accu-Chek Safe T-Pro Uno

Einstechtiefe 1.5 mm für den sofortigen Einsatz

Accu-Chek Safe T-Pro Plus

3 wählbare Einstechtiefen (1.3 mm, 1.8 mm und 2.3 mm)



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Safe T-Pro Uno	06143663	200 Stück	C1 04839684150	23,20
Accu-Chek Safe T-Pro Plus	01754184	200 Stück	C1 03603539150	27,90



ACCU-CHEK FASTCLIX

Die weltweit erste 1-Klick-Stechhilfe mit einer integrierten Sechs-Lanzetten-Trommel. 1-Klick zum Spannen und Auslösen: somit ist nur noch ein Bedienungsschritt erforderlich, was wiederum eine schnelle und leichte Handhabung – auch für medizinisches Personal in der Anwendung bei den Patienten – zur Folge hat.



- Bereitstellen einer neuen Lanzette durch Bewegen des Hebels (Lanzettenzähler über dem Hebel zeigt die Anzahl der noch verfügbaren Lanzetten)
- Einstellen der Einstechtiefe der Lanzette durch Drehen der Kappe (11 Stechtiefen möglich, für unterschiedliche Hauttypen)
- 6 Lanzetten in einer Trommel, keine umständliche Lanzetten-Handhabung

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek FastClix Set, Stechhilfe mit 12 Lanzetten	11113658	1 Set	C2 6900851	19,80
Lanzetten	07234971	24 Stück	C2 5353858	4,34
Import Lanzetten	12897076	204 Stück	C2 5353840-IMP	14,95



ACCU-CHEK SOFTCLIX LANZETTEN

Mit 3-fach geschliffener Spitze, besonders schmerzarm.

Passend für Accu-Chek Softclix Classic, Accu-Chek Softclix Plus, Accu-Chek Softclix anthrazit und Softclix II.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Lanzetten	01410792	25 Stück	C1 75	3,60
Lanzetten	02463891	200 Stück	C1 72	16,55



ACCU-CHEK MOBILE

Accu-Chek Mobile - das einzige System mit Gerät und Stechhilfe in einem. Für aktive Menschen mit Insulintherapie ist Accu-Chek Mobile ideal, weil es einen flexiblen Alltag ermöglicht. Messen Sie Ihren Blutzucker damit in nur vier einfachen Schritten. Die Besonderheiten der einzigartigen Accu-Chek Mobile Technologie:

- Komfortabler Wechsel der Testkassette nach 50 Tests
- Einfache Blutentnahme mit 1-Klick-Stechhilfe
- Bequemes Auslesen der Daten per USB

Blutzuckerwerte können so jederzeit flexibel und ganz einfach kontrolliert werden.

Testkassette nicht im Set enthalten!

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Mobile Set mg/dl	09233214	1 Set	C2 9233214	46,50
Accu-Chek Mobile Set mmol/l	09233220	1 Set	C2 9233220	46,50
Original Testkassetten	10270545	50 Teste	C2 512767	26,70
Import Testkassetten	07698771	50 Teste	C2 95	25,80
Import Testkassetten	04705364	100 Teste	C2 98	50,90



ACCU-CHEK AVIVA

Teststreifen und Kontrolllösung geeignet für Accu-Chek Aviva und Nano.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen, plasmakalibriert	06114963	50 Teste	C2 376	26,20
Import Teststreifen, plasmakalibriert	12479060	50 Teste	C2 373	24,55
Kontroll-Lösung, 2,5 ml	03360532	1 Stück	C1 4455215	6,20



ACCU-CHEK GUIDE SET

Blutzuckermesssystem zur quantitativen Blutzuckerbestimmung mit Accu-Chek Guide Teststreifen.

Inhalt der Sets:

- Große und saugstarke Auftragsfläche
- Messergebnis in weniger als 4 Sekunden
- Helles Display und Teststreifenbeleuchtung
- Auswurf gebrauchter Teststreifen aus dem Messgerät per Knopfdruck
- Übertragung der Ergebnisse an die Accu-Chek Connect App auf dem Smartphone mittels drahtloser Technologie
- Praktisch schmerzfreie Messung mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe

- 1 x Messgerät inkl. Batterien
- 10 x Teststreifen
- 1 x Stechhilfe
- 1 x Lanzettentrommel inkl. 6 Lanzetten
- 1 x Etui
- 1 x Gebrauchsanleitung

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Guide Set mmol/l	11664938	1 Set	C2 11664938	22,50
Accu-Chek Guide Set mg/dl	11664921	1 Set	C2 11664921	22,50
Original Teststreifen	11664890	10 Teste	C2 11664890	7,25
Original Teststreifen	11664909	50 Teste	C2 11664909	23,50
Import Teststreifen	15400478	50 Teste	C2 117	22,05
Kontrolllösung	11664950	1 Stück	C2 11664950	5,95



ACCUTREND TESTSTREIFEN

Zur Bestimmung von Cholesterin im Blut.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	04653182	25 Teste	C1 95	36,25



BM-LACTATE TESTSTREIFEN

Zur Messung der Lactatwerte im Blut.

Passend zum Accutrend Plus Kit


Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	01327677	25 Teste	C1 3012654171	63,50



ACCU-CHEK INSTANT

Das neue Blutzuckermessgerät Accu-Chek Instant unterstützt Patienten, die sich eine einfache Messung und Hilfe beim Interpretieren der Werte wünschen. Das große beleuchtete Display sorgt für gute Lesbarkeit, die intuitive Farbskala ermöglicht ein besseres Verständnis der Messwerte und die breite Auftragsfläche der Teststreifen vereinfacht das Blutauftragen.

- Einfach ablesen auf dem großen und beleuchteten Display
- Einfach verstehen dank der intuitiven Farbskala
- Einfach Blut auftragen auf der besonders breiten Blutauftragsfläche
- Einfach und hygienisch Teststreifen entsorgen durch den Auswurfknopf
- Messdauer: < 4 Sekunden
- Speicher für 720 Blutzuckermesswerte mit Uhrzeit und Datum der Messungen



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Instant Set mg/dl	16802428	1 Set	C2 16802428	22,50
Accu-Chek Instant Set mmol/l	16802434	1 Set	C2 16802434	22,50
Original Teststreifen	16796165	50 Teste	C2 16796165	29,50
Import Teststreifen	17425376	50 Teste	C2 16796165-IMP	24,55
Kontrolllösung, 2,5 ml	16802411	1 Stück	C2 16802411	6,05

Infektionskontrolle und Prävention spielen eine immer größere Rolle in unserem Gesundheitssystem und nehmen einen nicht unwesentlichen Kostenanteil ein.

Mit ALKOTIP Alkoholtupfern bieten wir Ihnen höchsten Qualitätsstandard und eine breite Produktauswahl.



ALKOTIP®

ALKOTIP STANDARD ALKOHOLTUPFER

Mit 70 % Isopropylalkohol getränkt. Einzeln hygienisch im Aufreißbeutel verpackt.
12.99.99.1005

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkoholtupfer	30 x 65 mm	01273467	100+5 Stück	G6 02	4,10

STERILE



ALKOTIP®
STERILE

ALKOTIP ALKOHOLTUPFER STERIL

Die sterilen Alkotip Alkoholtupfer 6,5 x 3 cm, einzeln steril in der Mehrwertverpackung 100 + 5 Stück.

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkohol-tupfer, steril	30 x 65 mm	05004008	100+5 Stück	G6 01S	3,60

Infektionskontrolle und Prävention spielen eine immer größere Rolle in unserem Gesundheitssystem und nehmen einen nicht unwesentlichen Kostenanteil ein.

Mit ALKOTIP Alkoholtupfern bieten wir Ihnen höchsten Qualitätsstandard und eine breite Produktauswahl.

Alkoholwischstäbchen sind wichtige Produkte für Blutspendedienste.



ALKOTIP®

ALKOTIP ECO-STANDARD ALKOHOLTUPFER

Vorteilspackung mit 260 Alkoholtupfern.

Besonders preiswert und weniger Verpackung

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkoholtupfer	28 x 60 mm	01275851	250+10 Stück	G6 0250	6,20



ALKOTIP®

ALKOTIP ALKOHOLTUPFER IN DER DISPENSERDOSE

- 155 fertige Alkoholtupfer (44 x 44 mm) mit 70 % Alkohol getränkt
- Saubere, schnelle + hygienische Entnahme aus der Dispenserdose mit Verschlussdeckel

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkoholtupfer-Spender	44 x 44 mm	02512980	150+5 Stück	G6 0202	4,75



ALKOTIP®

ALKOTIP ALKOHOLWISCHSTÄBCHEN MIT GROSSEM WATTEKOPF

Einzel hygienisch im Peelpack verpackt, 70 % Isopropylalkohol. Das ideale Wischstäbchen für das Reinigen.

Kopfgröße-Ø: 10 mm
Länge: 100 mm

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Wischstäbchen	Ø 10 x 100 mm	02531339	50 Stück	G6 01	8,50

DIAGNOSTIK - SCHNELLTESTE

Infektionskontrolle und Prävention spielen eine immer größere Rolle in unserem Gesundheitssystem und nehmen einen nicht unwesentlichen Kostenanteil ein. Mit ALKOTIP Alkoholtupfern bieten wir Ihnen höchsten Qualitätsstandard und eine breite Produktauswahl.



ALKOTIP®

ALKOTIP ALKOHOLTUPFER MEDIUM

Größeres Format mit 45 x 83 mm Tupfergröße, 2-fach, einzeln eingepackt.

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkoholtupfer	45 x 83 mm	11722392	100 Stück	G6 03	4,65



ALKOTIP®

ALKOTIP ALKOHOLTUPFER LARGE

Einzeln hygienisch im Aufreißbeutel verpackt, 4-fach gelegt, 90 x 110 mm.

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkoholtupfer	90 x 110 mm	11722400	100 Stück	G6 04	7,10

VERBANDMATERIAL HYGIENE



Gruppe 7

A		K		T	
Abfallcontainer	154	Kanülensammler	154	Taschencontainer	154
Askina Braunocel	144	Kodan Desinfektion	150	Taschenkanülensammler	154
Askina Injektionspflaster	138	Kodan Tinktur Forte	149	Textilpflaster	135
Augenklappe	141	Kohäsive elastische Mullbinde	143	Tücher zur Schnelldesinfektion	150f
Augenkompressen	141	Kohrsolin FF	150	Tupfer	144
		Kompressen	145		
B		L		U	
Bacillol	151	Leukoplast	135, 138ff	Uhrglas-Augenklappe	141
Bacillol 30 Sensitive	151	Leukopor	137	Urgo Artikel	138, 140, 143f
Bacillol AF	151	Leukosilk	136	Urgomull	143
Bacillol Tissue	151	Lohmann Artikel	138, 140f, 144	Urgopflaster	140
Beiersdorf Artikel	137, 139			Urgosoft	138, 140
Bode Artikel	146f, 150f	M			
Braun Artikel	138, 144, 148f	Mediware Pflaster	136f	V	
Braunol	149	Microbac	150	Verbandklammern	145
BSN Artikel	135ff, 142	M.Silk Pflaster	136	Verbandmull	144
		Mullro	144	Verbandpäckchen	145
C		M.Ware plast Pflaster	135	Verbandstoffe	145
Curaplast	138, 140	M.Ware pore Pflaster	137	Verbandtücher	145
Cutiplast	140			Viskose Dreieckstuch	145
		N		Vliesstoffpflaster	137
D		Non Woven Dreieckstuch	145		
Dermaplast Soft	140	O		W	
Desinfektionsmittel	146ff	Oberflächen Desinfektionsmittel	148	Waschhandschuhe	153
Desinfektionsmittelflaschenständer	152	Octeniderm	149	Wischdesinfektion	151
Desinfektionstücher	147, 150f	Octenisept	149	Wundpflaster	140
Dreiecktücher	145			Wundschnellverband	140
		P			
E		Pflaster	135ff	Y	
Elastische Fixierbinde	142	Pro-Ophta	141	Ypsimed Augenklappe	141
Elastomull	142				
Eycopad	141	R		Z	
		Rollenpflaster	135ff	Zelletten	144
F				Zellstoff Tupfer	144
Fixierbinden	142	S		Zemuko Kompressen	144
Fixierpflaster	137	Schnelldesinfektion	150f		
Flächendesinfektion	148, 150	Schülke & Mayr Artikel	149f		
		Seidenpflaster	136		
H		Seifen- und Desinfektionsmittelspender	152		
Händedesinfektion	146f	Servobox	154		
Hansaplast	137, 139	Servomull Elast	142		
Hartmann Artikel	140f, 144, 151	Servomull Elast-Haft	143		
Hautantiseptik	149	Sharpsguard Abfallcontainer	154		
Hautdesinfektionsmittel	146, 149	Sicherheitsbehälter	154		
Hautschutz	139	Sicherheitsnadeln	145		
Helipur	148	Skin-Prep Hautschutztücher	139		
Helipur H-Plus N	148	S & M Artikel	149		
Hexaquart	148	Smith & Nephew Artikel	139f		
Hygienestation für		Ständer für Desinfektionsmittelflaschen	152		
Desinfektionsmittelflaschen	152	Sterillium	146f		
		Sterillium Classic Pure	146		
I		Sterillium Gel	147		
Injektionspflaster	138f	Sterillium med	146		
Instrumentendesinfektion	148	Sterillium pure	146		
		Sterillium Virugard	147		

m.ware plast

TEXTILPFLASTER ZUR SICHEREN VERBANDFIXIERUNG



m.ware plast

M.WARE PLAST, TEXTILPFLASTER

Zur sicheren Verbandfixierung für den normalen Hauttyp. **m.ware plast** ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss.

Produkteigenschaften:

- m.ware plast hautfarbenes Textilpflaster
- Mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, sicher haftend
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Besonders zugfest und strapazierfähig
- Hohe Sofort- und Dauer-Klebekraft
- Für normale Haut



Anwendung:

- Für Verbandfixierungen aller Art
- Klebmasse:** Zinkoxid-Kautschuk
- Träger:** Zellwolle
- Farbe:** hautfarben
- Hauttyp:** normale Haut

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	18296923	480 Stück	12 Stück	J8 700941	27,60
2,50 cm x 5 m	03178514	360 Stück	12 Stück	J8 700942	39,60



LEUKOPLAST BSN

Das starke hautfarbene Rollenpflaster mit großer Klebekraft. In der Anstaltspackung.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	04593474	240 Stück	24 Stück	G9 1531	68,64
2,50 cm x 5 m	04593480	120 Stück	12 Stück	G9 1532	50,64
5,00 cm x 5 m	04593497	60 Stück	6 Stück	G9 1534	46,98
1,25 cm x 9,2 m	04593505	240 Stück	24 Stück	G9 1536	82,08
2,50 cm x 9,2 m	04593511	120 Stück	12 Stück	G9 1537	82,20
5,00 cm x 9,2 m	04593528	60 Stück	6 Stück	G9 1539	81,72
mit Schutzring					
1,25 cm x 5 m	00625987	240 Stück	24 Stück	G9 1521R	76,56
2,50 cm x 5 m	00625993	120 Stück	12 Stück	G9 1522R	57,96
5,00 cm x 5 m	00626001	60 Stück	6 Stück	G9 1524R	52,14



LEUKOPLAST HOSPITAL BSN

Das bewährte weiße Rollenpflaster, ohne Metallschutzring.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,25 cm x 9,2 m	04593534	240 Stück	24 Stück	G9 1756	97,44
2,50 cm x 9,2 m	04593540	120 Stück	12 Stück	G9 1757	97,32
5,00 cm x 9,2 m	04593557	60 Stück	6 Stück	G9 1758	97,08
ohne PZN					
2,50 cm x 9,2 m		120 Stück	12 Stück	G9 7682100	84,00



SEIDENPFLASTER
SICHER HAFTEND,
UNIVERSELL
EINSETZBAR



M.SILK, SEIDENPFLASTER

Rollenpflaster zur sicheren Verbandfixierung sind aus der klinischen oder ambulanten Versorgung kaum noch wegzudenken. **m.silk** ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Weißes, hypoallergenes Fixierpflaster
- Leicht abreißbar, sicher haftend, universell einsetzbar
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Ideal für Patienten mit empfindlicher Haut
- Problemlos ohne Rückstände zu entfernen



Anwendung:

- Fixierung von Verbänden jeder Art
- Befestigung von Sonden, Kanülen etc.
- **Klebmasse:** hypoallergene Polyacrylate
- **Träger:** weiße Acetat-Seide

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	03178520	384 Stück	24 Stück	J8 702451	64,80
2,50 cm x 5 m	03178537	360 Stück	12 Stück	J8 702452	52,80



LEUKOSILK BSN

Rollenpflaster aus weißer Kunstseide für die empfindliche Haut. Leicht abreißbar.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	04593646	240 Stück	24 Stück	G9 1031	77,28
2,50 cm x 5 m	04593652	120 Stück	12 Stück	G9 1032	65,40
5,00 cm x 5 m	04593669	60 Stück	6 Stück	G9 1034	60,18
1,25 cm x 9,2 m	04593675	240 Stück	24 Stück	G9 9566	86,40
2,50 cm x 9,2 m	04593681	120 Stück	12 Stück	G9 9567	85,32
5,00 cm x 9,2 m	04593698	60 Stück	6 Stück	G9 9569	85,08
mit Schutzring					
1,25 cm x 5 m	00626219	240 Stück	24 Stück	G9 1021	87,84
2,50 cm x 5 m	00626225	120 Stück	12 Stück	G9 1022	72,60
5,00 cm x 5 m	00626231	60 Stück	6 Stück	G9 1024	65,28



LEUKOSILK S BSN

Rollenpflaster aus weißer Kunstseide für die empfindliche Haut.

Klinikpackung

- Besonders hautverträglich
- Leicht luftdurchlässig
- Leicht zu reißen

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 9,2 m	06349896	240 Stück	24 Stück	G9 46833	36,00
2,50 cm x 9,2 m	06349904	120 Stück	12 Stück	G9 46834	36,00

m.ware pore

**VLIESPFLASTER
FÜR DIE
HOHEMPFINDLICHE
HAUT**



m.ware pore

M.WARE PORE, VLIESPFLASTER

Rollenpflaster sollten möglichst auf den Hauttyp und die Anwendung abgestimmt sein. **m.ware pore** eignet sich hervorragend für Patienten mit hochempfindlicher, sensibler Haut.

Produkteigenschaften:

- Besonders weiches, anschmiegsames mikroporöses Vlies
- Fixierung ohne Spannung und sehr sicher
- Hervorragende luft- und wasserdampfdurchlässigkeit
- Auch bei Dauerverbänden keine Hautmazerationen
- Ideal bei Patienten mit hochempfindlicher Haut

Anwendung:

- Fixierung von Verbänden/Instrumenten auf der sensiblen Haut.
- **Klebstoff:** hypoallergene Polyacrylate
- **Träger:** weißes, mikroporöses Vlies

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	03178589	312 Stück	24 Stück	J8 701451	62,40
2,50 cm x 5 m	03178595	216 Stück	12 Stück	J8 701452	49,20
2,50 cm x 9,14 m	03178626	120 Stück	12 Stück	J8 751392	57,60



HANSAPLAST FIXIERPFLASTER SENSITIVE BDF

Hansaplast Sensitive hypoallergene Fixier- und Heftpflaster sind besonders hautfreundlich und lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen. Sie sind damit besonders gut für die erste Hilfe auch bei empfindlicher Haut geeignet. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Hansaplast Sensitive Fixier- und Heftpflaster lassen sich leicht per Hand reißen.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,25 cm x 5 m	12347424	10 Stück	1 Stück	G9 48668	2,37
2,50 cm x 5 m	12347430	10 Stück	1 Stück	G9 48669	3,62



LEUKOPOR BSN

Das Rollenpflaster aus Vliesstoff für die hochempfindliche Haut.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	04593563	240 Stück	24 Stück	G9 2481	75,36
2,50 cm x 5 m	04593586	120 Stück	12 Stück	G9 2482	63,84
5,00 cm x 5 m	04593592	60 Stück	6 Stück	G9 2484	58,26
mit Schutzring					
1,25 cm x 5 m	01698793	240 Stück	24 Stück	G9 2471	87,12
2,50 cm x 5 m	01698801	120 Stück	12 Stück	G9 2472	71,16
5,00 cm x 5 m	01698818	60 Stück	6 Stück	G9 2474	61,92
auf Kunststoffkern					
1,25 cm x 9,2 m	04593600	240 Stück	24 Stück	G9 2453	77,52
2,50 cm x 9,2 m	04593617	120 Stück	12 Stück	G9 2454	77,76
5,00 cm x 9,2 m	04593623	60 Stück	6 Stück	G9 2455	77,52



URGOSOFT INJEKTIONSPFLASTER

Die fertig geschnittenen Pflaster ersparen das umständliche Zuschneiden der Meterware. Sie besitzen ein Wundkissen mit Schutzvlies, das ein Verkleben mit der Wunde verhindert. Die abgerundeten Ecken von Urgosoft Injektionspflaster verhindern ein Aufrollen der Enden. Trägermaterial: weißes Vlies, Klebmasse: Polyacrylat-Kleber, Wundkissen: aus Viskose mit einem Schutzvlies aus Polyethylen. Nur zum Einmalgebrauch bestimmt.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	17419795	6000 Stück	500 Stück	L7 601535	27,73
2 x 6 cm	02217347	3000 Stück	500 Stück	L7 601536	49,65



CURAPLAST SENSITIV INJEKTIONSPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Fertige Pflasterabschnitte von der Rolle, ideal bei Blutabnahme, Injektionen etc.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	07378575	4000 Stück	250 Stück	L2 30625	23,69



LEUKOPLAST SOFT WHITE INJEKTIONSPFLASTER BSN

Leukoplast Soft ist ein besonders hautfreundlicher Wundschnellverband für empfindliche Haut. Das Trägermaterial ist besonders anschmiegsam und passt sich den Körperkonturen an. Leukoplast Soft bietet einen hohen Tragekomfort.

Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
1,9 x 4 cm	15424102	500 Stück	G9 7645026	28,26



ASKINA INJEKTIONSPFLASTER B.BRAUN

Hypoallergenes Injektionspflaster

Anschmiegsames und hautfreundliches Injektionspflaster.

- Sehr hautfreundliches Injektionspflaster
- Bereits fertig geschnitten
- Ein Wundkissen mit Schutzvlies verhindert Wundverklebungen
- Strapazierfähig und zugfest
- Abgerundete Ecken sorgen für besseren Halt und verhindern ein Aufrollen der Enden

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	09915043	4000 Stück	250 Stück	H7 9082204	17,62



LEUKOPLAST UNIVERSAL WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen.

- Wasser- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich
- Atmungsaktiv

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Leukoplast Universal Strips, wasserabweisend					
19 mm x 72 mm	13838302	36 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646101	11,85
28 mm x 72 mm	13838360	12 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646100	18,36
Ø 22 mm	13838377	12 x 250 Stück	250 Stück	G9 7646103	26,28
Leukoplast Universal Meterware, wasserabweisend					
6 cm x 5 m	13838319	20 Stück	1 Stück	G9 7646106	19,19
Leukoplast Universal Finger Strips					
19 mm x 120 mm	13838325	36 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646107	19,63
Leukoplast Universal Injektionspflaster					
19 mm x 40 mm	13838354	36 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646108	11,05



INJEKTIONSPFLASTER IN DER ABREISSPACKUNG



INJEKTIONSPFLASTER

Das neue, preiswerte Injektionspflaster

- Spenderpackung = 250 einzeln abreibare Pflaster (20 x 40 mm) = doppelte Menge
- Aus freundlichem, hautfarbenem Vlies mit hypoallergenem Kleber

Die Abreiverpackung ermglicht die hygienische Entnahme und vermeidet das Berhren mit den Fingern, welches bei geschtteter Ware nicht vermeidbar ist.

Mae	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	02512862	33000 Stck	250 Stck	J8 2990	19,50



LEUKOPLAST SOFT INJEKTIONSPFLASTER BSN

Fr empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Krperkonturen an, latexfrei.

Mae	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,9 x 4 cm	13838443	3600 Stck	100 Stck	G9 7929705	11,81



HANSAPLAST SOFT INJEKTIONSPFLASTER BDF

- Besonders hautfreundlicher, luft- und wasserdampfdurchlssiger Wund-schnellverband
- Fr empfindliche Haut
- Mit besonders anschmiegsamen Trgermaterial
- Latexfrei

Mae	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,9 x 4 cm	00757967	3600 Stck	100 Stck	G9 48741	9,84



SKIN-PREP HAUTSCHUTZTCHER SMITH & NEPHEW

SKIN-PREP Hautschutztcher verbessern die Haftenigenschaften von klebenden Verbnden. Bei Applikation auf intakter Haut hinterlsst SKIN-PREP nach dem Verdunsten der Flssigkeit einen dnnen Film. Dieser Schutzfilm zwischen Haut und Kleber begnstigt einen schmerzarmen Verbandwechsel. Zudem hilft SKIN-PREP, Schden oder Verletzungen der Haut beim Entfernen klebender Verbnde vorzubeugen.

- Verbessert die Haftenigenschaften von klebenden Verbnden
- Ermglicht einen schmerzarmen Verbandwechsel
- Minimiert Trauma beim Entfernen von klebenden Verbnden
- Eine Schicht ist ausreichend
- Wasserdicht
- Latexfreie Formulierung

Mae	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7 x 3 cm	00837318	1000 Stck	50 Stck	L6 59420425	68,30



URGOSOFT

Urgosoft ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer Wundschnellverband. Er ist sehr hautfreundlich und lässt sich ohne Kleberückstände sanft ablösen. Der Verband lässt sich durch individuelles Zuschneiden optimal anpassen und somit sparsam verwenden.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	601537	07563284	48 Stück	1 Stück	L7 2958	15,33
6 cm x 5 m	601538	07563290	32 Stück	1 Stück	L7 2957	20,44
8 cm x 5 m	502956	07563309	28 Stück	1 Stück	L7 2956	24,83



CUTIPLAST SMITH & NEPHEW

Querelastischer Wundverband zur Versorgung sezernierender Wunden. Aus Polyestervlies für atraumatischen Verbandwechsel.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	66001464	02033015	18 Stück	1 Stück	G9 1464	15,89
6 cm x 5 m	66001466	02033021	12 Stück	1 Stück	G9 1466	21,28
8 cm x 5 m	66001468	02033038	9 Stück	1 Stück	G9 1468	25,79



LEUKOPLAST SOFT WHITE WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Ein Pflaster für anspruchsvolle Anwender sollte mehr als nur besonders hautverträglich sein. Das Sortiment von Leukoplast Soft white ist auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	15424119	50 Stück	1 Stück	G9 7645000	15,30
6 cm x 5 m	15424125	20 Stück	1 Stück	G9 7645001	19,91
8 cm x 5 m	15424131	30 Stück	1 Stück	G9 7645002	24,24



DERMAPLAST SOFT HARTMANN

Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei sehr sensibler Haut.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 1,6 cm	16600110	15000 Stück	250 Stück	H2 5353812	15,26
4 cm x 5 cm	16600050	32 Stück	1 Stück	H2 5353512	10,63
6 cm x 5 m	16600067	32 Stück	1 Stück	H2 5353612	14,23
8 cm x 5 m	16600073	24 Stück	1 Stück	H2 5353712	17,06
Ø 2,2 cm	16600104	7200 Stück	200 Stück	H2 5353822	13,50



CURAPLAST SENSITIVE LOHMANN & RAUSCHER

Weiches, anschmiegsames Vliespflaster bei sensibler Haut. Für den schnellen Verband in Klinik und Praxis. Im Spenderkarton.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	07366796	36 Stück	1 Stück	L2 30616	14,40
6 cm x 5 m	07366804	40 Stück	1 Stück	L2 30617	18,75
8 cm x 5 m	07366810	24 Stück	1 Stück	L2 30618	22,47
Ø 2,3 cm	07632921	2400 Stück	100 Stück	L2 30626	10,44



MEDIWARE AUGENKLAPPE / UHRGLASVERBAND

Rundum mit Klebezone, sog. Uhrglasverband.

Der Schutz vor Austrocknung des Auges bei der Intensivüberwachung, erleichtert dem Patienten auch die Kontaktaufnahme, ideal zur Pupillenkontrolle, einzeln hygienisch verpackt.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Augenklappe	11249033	10 Stück	B6 9030	67,00



PRO-OPHTA AUGENVERBAND S LOHMANN & RAUSCHER

Gebrauchsfertiger, elastischer Uhrglasverband mit einer transparenten, gewölbten runden Scheibe. Unsteril, einzeln eingeschiegelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
72 x 100 mm	07202161	200 Stück	1 Stück	L2 34240	5,11
72 x 100 mm	07202178	600 Stück	50 Stück	L2 34241	191,76
78 x 114 mm	07202184	120 Stück	1 Stück	L2 34243	5,61
78 x 114 mm	07202190	600 Stück	50 Stück	L2 34244	206,83



EYCOPAD AUGENKOMPRESSEN, UNSTERIL HARTMANN

Augenkompressen aus Watte mit Mullhüllung aus reiner Baumwolle; besonders weich und saugfähig; verfügen über eine lang anhaltende, gute Polsterwirkung.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
56 x 70 mm	02733327	105 x 5 Stück	5 Stück	H2 4156200	5,37
56 x 70 mm	02733356	15 x 50 Stück	50 Stück	H2 4156503	37,08
70 x 85 mm	02733362	15 x 50 Stück	50 Stück	H2 4176509	50,36

EYCOPAD AUGENKOMPRESSEN, STERIL HARTMANN

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
56 x 70 mm	02733304	12 x 25 Stück	25 Stück	H2 4155407	31,74
70 x 85 mm	02733310	12 x 25 Stück	25 Stück	H2 4175403	43,78



YPSIMED AUGENKLAPPE

Zum Schutz des Augenverbandes.

Typ	Farbe	UK	VE	REF	Preis VE
oval, mit Gummiband	schwarz	100 Stück	1 Stück	H1 138298	3,00

SERVOMULL ELAST

ELASTISCHE FIXIERBINDE



SERVOMULL ELAST

SERVOMULL ELAST, ELASTISCHE FIXIERBINDE

Weiß, elastische Fixierbinde für rutschfeste und luftige Verbände. Ca. 110 % dehnbar, atmungsaktiv. Material: 36 % Viskose, 28 % Polyamid, 36 % Baumwolle.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
einzel eingeseigelt					
6 cm x 4 m	03396642	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0631	19,00
8 cm x 4 m	03396731	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0831	21,20
10 cm x 4 m	03396748	5 x 20 Stück	20 Stück	J8 1031	26,80
12 cm x 4 m	03396754	5 x 20 Stück	20 Stück	J8 1231	32,70
Anstaltspackung, lose im Karton					
6 cm x 4 m	03396760	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0630	13,10
8 cm x 4 m	03396783	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0830	14,70
10 cm x 4 m	03396808	5 x 20 Stück	20 Stück	J8 1030	18,10
12 cm x 4 m	03396820	8 x 20 Stück	20 Stück	J8 1230	26,70

ELASTOMULL BSN

Elastische Fixierbinde, weiß, in Polypropylen, Material: 29 % Viskose, 29 % Polyamid, 42 % Baumwolle.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
einzel eingeseigelt					
4 cm x 4 m	01698528	28 x 20 Stück	20 Stück	G9 2094	26,40
6 cm x 4 m	01698534	18 x 20 Stück	20 Stück	G9 2095	26,60
8 cm x 4 m	01698540	15 x 20 Stück	20 Stück	G9 2096	27,80
10 cm x 4 m	01698557	12 x 20 Stück	20 Stück	G9 2097	34,60
12 cm x 4 m	01698563	9 x 20 Stück	20 Stück	G9 2098	46,40
Anstaltspackung, lose im Karton					
4 cm x 4 m	03486173	28 x 20 Stück	20 Stück	G9 2099	18,40
4 cm x 4 m	00633780	5 x 50 Stück	50 Stück	G9 45250	41,50
6 cm x 4 m	03486196	18 x 20 Stück	20 Stück	G9 2100	18,40
6 cm x 4 m	03497610	4 x 100 Stück	100 Stück	G9 45251	80,00
8 cm x 4 m	03486204	15 x 20 Stück	20 Stück	G9 2101	18,80
8 cm x 4 m	03497627	3 x 100 Stück	100 Stück	G9 45252	82,00
10 cm x 4 m	03486210	12 x 20 Stück	20 Stück	G9 2102	26,20
10 cm x 4 m	03497633	5 x 50 Stück	50 Stück	G9 45253	53,00
12 cm x 4 m	03486227	9 x 20 Stück	20 Stück	G9 2103	39,60



ELASTOMULL HOSPITAL BSN

Elastische Fixierbinden, weiß, ohne Polypropylen. Elastomull hospital eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen, sowie an Gelenken.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 4 m	01903968	480 Stück	20 Stück	G9 7259900	11,80
4 cm x 4 m	01917002		50 Stück	G9 7259905	28,50
6 cm x 4 m	01903974	320 Stück	20 Stück	G9 7259901	12,40
6 cm x 4 m	01917019		100 Stück	G9 7259906	58,00
8 cm x 4 m	01903980	240 Stück	20 Stück	G9 7259902	12,80
8 cm x 4 m	01917025		100 Stück	G9 7259907	60,00
10 cm x 4 m	01903997	200 Stück	20 Stück	G9 7259903	17,60
10 cm x 4 m	01917031		50 Stück	G9 7259908	38,50
12 cm x 4 m	01904005	180 Stück	20 Stück	G9 7259904	25,00



SERVOMULL ELAST-HAFT

KOHÄSIVE ELASTISCHE MULLBINDE



SERVOMULL ELAST-HAFT

SERVOMULL ELAST-HAFT, ELASTISCHE MULLBINDE

Mullbinde, zur Fixierung von Wundauflagen an häufig bewegten Körperteilen. Einzeln verpackt.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
weiß					
6 cm x 4 m	03411436	72 Stück	1 Stück	J8 30632	2,90
8 cm x 4 m	03413300	72 Stück	1 Stück	J8 30832	3,50
10 cm x 4 m	03413317	36 Stück	1 Stück	J8 31032	4,00
6 cm x 20 m	03413398	16 Stück	1 Stück	J8 30692	13,00
8 cm x 20 m	03413412	12 Stück	1 Stück	J8 30892	5,00
10 cm x 20 m	03413429	10 Stück	1 Stück	J8 31092	16,50
12 cm x 20 m	03413547	10 Stück	1 Stück	J8 31292	20,00
rot					
8 cm x 20 m	12671610	12 Stück	1 Stück	J8 10802	13,60
10 cm x 20 m	12671627	10 Stück	1 Stück	J8 11002	15,20
blau					
8 cm x 20 m	12671662	12 Stück	1 Stück	J8 50080	14,10
10 cm x 20 m	12671679	10 Stück	1 Stück	J8 50100	15,70



URGOMULL HAFT COLOR LATEXFREI

Urgomull haft color latexfrei ist eine längselastische, hautfreundliche, latexfreie Fixierbinde (40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid), farbig, auf sich selbst haftend.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
blau					
6 cm x 20 m	01832731	24 Stück	1 Stück	L7 510851	14,81
8 cm x 20 m	01833009	24 Stück	1 Stück	L7 510852	17,01
10 cm x 20 m	01833162	24 Stück	1 Stück	L7 510850	19,06
rot					
6 cm x 20 m	01832719	24 Stück	1 Stück	L7 510854	14,81
8 cm x 20 m	01832984	24 Stück	1 Stück	L7 510855	17,01
10 cm x 20 m	01833067	24 Stück	1 Stück	L7 510853	19,06



UNIVERSALKOMPRESSEN ZEMUKO LOHMANN & RAUSCHER

Weiche Universalkompresse aus Vliesstoff und hochgebleichtem Zellstoff. Ideal für stark sezernierende Wunden, Saugeinlage, Salbenverbände oder zum Polstern. Ideal von der Rolle abschneidbar. 67 % Viskose, 33 % Polyester, hochgebleichter Zellstoff. Gerollt im Folienbeutel.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
gerollt, im Folienbeutel					
10 cm x 10 m	01144008	20 Stück	1 Stück	L2 23502	12,04
15 cm x 10 m	01144014	16 Stück	1 Stück	L2 23503	16,84
28 cm x 10 m	01311423	10 Stück	1 Stück	L2 23602	34,93
nahtlos, gerollt, im Folienbeutel					
10 cm x 10 m	01144095	20 Stück	1 Stück	L2 23702	15,78



GAZIN VERBANDMULL LOHMANN & RAUSCHER

8-fach gelegt, auf 10 cm Breite

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10/80 cm x 5 m	01083689	36 Stück	1 Stück	L2 12004	15,05
10/80 cm x 10 m	01185993	24 Stück	1 Stück	L2 12005	29,07
10/80 cm x 10 m	04855187	22 Stück	1 Stück	L2 12006	27,04
10/80 cm x 40 m	01913932	6 Stück	1 Stück	L2 12007	93,31



MULLRO VERBANDMULL HARTMANN

Gerollter Verbandmull EN 14079, 20fädig, 80 cm breit, 8-fach auf 10 cm Breite gelegt.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 5 m	02700919	12 Stück	12 Stück	H2 2094052	174,36
10 cm x 10 m	02700925	12 Stück	1 Stück	H2 2094067	28,27
10 cm x 20 m	02708186	8 Stück	2 Stück	H2 2094094	90,63



ASKINA BRAUNCEL ZELLSTOFFTUPFER B.BRAUN

Unsterile Zellstofftupfer von der Rolle aus 100 % chlorfrei gebleichtem Verbandzellstoff nach DAB. Zur Hautreinigung vor Injektionen und als Saugpolster. Einfach und sauber abzureißen. Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt.



Typ	Packungsform	PZN	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm, unsteril	1 Rolle mit 500 Tupfern	08473637	16 Rollen	H7 9051015	77,44



ZELLETTEN LOHMANN & RAUSCHER

Tupfer aus Zellstoff DAB

Maße	Packungsform	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 4 cm, im Klarsichtspender	1 Rolle mit 300 Tupfern	02292805	20 Rollen	1 Rolle	L2 13349	3,90
5 x 4 cm, im Folienbeutel	2 Rollen mit 500 Tupfern	07706016	12 Rollen	2 Rollen	L2 13356	9,94
5 x 4 cm, vorsterilisiert	1 Rolle mit 500 Tupfern	15586170	20 Rollen	1 Rolle	L2 13353	5,23

ZELLSTOFFTUPFER URGO

Unsterile Tupfer aus sauerstoffgebleichtem Zellstoff nach DIN 19310 mit einem sehr hohen Absorptionsvermögen.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm	08629909	16000 Stück	2 x 500 Stück	L7 510718	10,82



LIFEGUARD DREIECKTÜCHER

Die vielfach benötigten Dreiecktücher gibt es bei uns in 2 Varianten für jeden Einsatzzweck! Inkl. 2 Sicherheitsnadeln.
Einzeln polyverpackt.

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Dreiecktuch Non-Woven unsteril, weiß, DIN 13168-D	136 x 96 x 96	03096325	1 Stück	H1 15803	0,30
Dreiecktuch Viskose (Cotton) unsteril, besonders haltbar, weiß	136 x 96 x 96	03141132	1 Stück	H1 15804	1,50



MEDIWARE SICHERHEITSNADELN

Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
2 = 2,38 mm	38 mm	144 Stück	H1 15805	1,70
3 = 3,50 mm	50 mm	144 Stück	H1 15806	2,10



VERBANDKLAMMERN

Farbe	VE	REF	Preis VE
weiß	100 Stück	H1 777	47,00



VERBANDPÄCKCHEN

DIN 13151:2008-12, steril.



Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Kompresse K	6 x 8 cm	03257248	1 Stück	N6 9001	0,65
Kompresse M	8 x 10 cm	03257254	1 Stück	N6 9002	0,80
Kompresse G	10 x 12 cm	03257260	1 Stück	N6 9003	0,85



VERBANDTÜCHER, STERIL

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
nach DIN 13152-BR	40 x 60 cm	03256349	1 Stück	N6 9010	0,70
nach DIN 13152-A	60 x 80 cm	03256355	1 Stück	N6 9011	0,85
nach DIN 13152-B	80 x 120 cm	03256361	1 Stück	N6 9012	1,10



STERILLIUM MED HÄNDEDESINFEKTION

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Farbstoff- und parfümfreies Hände-Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis.

- Breites Wirkungsspektrum inkl. Bakterizide, Levurozide, Tuberkulozide, Fungizide, Mykobakterizide, begrenzte Viruzide, sowie gegenüber Adeno-, Polio-, Rota- und Norovirus*
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hervorragende Sofortwirkung
- Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

*getestet am murinen Norovirus (MNV)

Typ	VE	REF	Preis VE
100 ml Flasche	45 Stück	E1 981112	128,25
500 ml Flasche	20 Stück	E1 981113	155,80
1 Liter Flasche	10 Stück	E1 981114	137,50

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



STERILLIUM

Besonders hautverträglich und rückfettend. Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zum Einreiben - unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygiene relevanten Bereiche im Gesundheitswesen, in der häuslichen Kranken- und Altenpflege, bei der Heimdialyse. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	VE	REF	Preis VE
100 ml Flasche	45 Stück	E1 10661	122,40
500 ml Flasche	20 Stück	E1 0600	148,40
1 Liter Flasche	10 Stück	E1 0601	131,50
5 Liter Kanister	1 Stück	E1 0602	60,59

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



STERILLIUM PURE

Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Ohne Duft- oder Farbstoffe. Ohne remanente Wirkstoffe gemäß KRINKO Empfehlung.

- Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- Mit bewährtem Hautpflegekomplex für ein samtiges Hautgefühl
- Mit begrenzt viruzid PLUS Wirksamkeit, inkl. Noroviren*
- Besonders hautverträglich und rückfettend
- Ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- Hervorragende Sofortwirkung
- Farbstoff- und parfümfrei
- Ohne remanenten Wirkstoff
- Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

* getestet am murinen Norovirus (MNV)

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
100 ml Flasche	45 Stück	1 Stück	E1 981683	2,71
500 ml Flasche	20 Stück	1 Stück	E1 981684	7,41
1 Liter Flasche	10 Stück	1 Stück	E1 9816860	13,08
5 Liter Kanister		1 Stück	E1 981687	60,54

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



STERILLIUM CLASSIC PURE

Das klassische Sterillium als farbstoff- und parfümfreie Variante.

- Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- Für die besonders empfindliche Haut
- 1,5 Minuten Einwirkzeit zur chirurgischen Händedesinfektion
- Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	VE	REF	Preis VE
100 ml Flasche	45 Stück	E1 974301	122,40
500 ml Flasche	20 Stück	E1 974305	148,40
1 Liter Flasche	10 Stück	E1 974300	131,50
5 Liter Kanister	1 Stück	E1 974309	60,59

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



STERILLIUM TISSUE DESINFektionSTÜCHER

Zur schnellen Händedesinfektion für unterwegs, überall einsetzbar, hautschonend, aktiv gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Sterillium, fertige Tücher zur Händedesinfektion	981229	09545362	100 Stück	10 Stück	E1 972903	4,26

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



STERILLIUM GEL PURE UND CLEANSAFE

Das Duo für die komfortable Händedesinfektion.

Sterillium Gel pure ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepreparat, das sofort und unabhängig von Wasser und Waschbecken eingesetzt werden kann. Die qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe des Gels sorgen für eine umfassende und hautfreundliche Desinfektion und ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit:

- Angenehmes Hautgefühl ohne klebrige Rückstände
- Schnelle Aufdrocknung
- Nachweislich erhöhte Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- Ausgezeichnet hautverträglich auch bei Langzeitanwendung
- Farbstoff- und parfümfrei
- Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren, inklusive Norovirus-Wirksamkeit (MNV) innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus



Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Sterillium Gel pure				
100 ml Flasche	45 Stück	1 Stück	E1 981451	2,72
475 ml Flasche	20 Stück	1 Stück	E1 981452	7,43
1 Liter Flasche	10 Stück	1 Stück	E1 981453	13,16
Sterillium Gel pure CleanSafe				
1 Liter Flasche, mit vormontierter Dosierpumpe, für CleanSafe Spender	10 Stück	1 Stück	E1 981454	13,16

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



STERILLIUM VIRUGARD

Spezielle Hände - Desinfektion. Farb - und parfümfrei.

Breites Wirkungsspektrum. Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hat RKI-Listung in den Bereichen A+B.

Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
100 ml Flasche		45 Stück	1 Stück	E1 30661	3,14
500 ml Flasche	07243042	20 Stück	1 Stück	E1 30665	8,40
1 Liter Flasche	07243059	10 Stück	1 Stück	E1 30660	14,77

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



HELIPUR H PLUS N

- Schonende Desinfektion von thermolabilen Artikeln, wie z. B. Endoskope oder Kunststoffinstrumente. Breites Wirkungsspektrum, sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentrationen.
- Schonende Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, Anästhesie-Zubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 Liter Dosierflasche	08504929	10 Stück	1 Stück	E1 3891950	19,90
5 Liter Kanister	08504941		1 Stück	E1 3892050	90,60



HELIPUR

Zum Desinfizieren und Reinigen von thermostabilen Instrumenten und Artikeln aus Metall, Glas und Keramik. Wirtschaftlich: nur 1,5 % Lösung bei 60 Minuten Einwirkzeit.

- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsvorgang; kontaminierte Instrumente werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt, manuelle Vor- und Nachreinigung ist in der Regel nicht erforderlich
- Aldehydfrei
- Sehr wirtschaftlich in der Anwendung
- Ultraschallbad geeignet
- DGHM-/VAH- und RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 Liter Dosierflasche	08505202	10 Stück	1 Stück	E1 3891062	15,90
5 Liter Kanister	02387598		1 Stück	E1 6505520	72,00



HEXAQUART XL

Aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel (Konzentrat)

- Reinigung und Desinfektion von Inventar und Böden
- Basierend auf Amin und quartären Ammoniumverbindungen
- Aktiv gegen Bakterien, Mykobakterien, Hefen, umhüllte Viren (HIV / HCV / BV), Adeno-, Noro-, Rota- und Vaccinia-Virus
- DGHM-/VAH- und RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
1 Liter Flasche	14138883	1 Stück	E1 19940	16,10
5 Liter Kanister	14138908	1 Stück	E1 19941	70,00

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



HEXAQUART PURE

Konzentrat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung von Inventar und Fußböden

- Aldehydfrei, ohne Amine und ohne Parfüm
- Kurze Einwirkzeiten - Schnelldesinfektion (5 Min.) möglich
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- und Noroviren
- Gute Materialverträglichkeit mit den am häufigsten eingesetzten Materialien bei Fußböden und Inventar
- Einsetzbar im B.Braun Wipes Tuchspendersystem, Haltbarkeit 4 Wochen
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
1 Liter Flasche	14138914	1 Stück	E1 19942	16,10
5 Liter Kanister	14138920	1 Stück	E1 19943	69,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



OCTENIDERM - FARBLOS

Zur Sofortdesinfektion der Haut, mit langanhaltender Wirkung.

- Vor Injektionen und Blutentnahmen schon ab 15 Sekunden wirksam
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus)
- Langanhaltende Wirkung (Remanenz) bis zu 6 Stunden

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
250 ml Sprühflasche	03673202	10 Stück	1 Stück	E2 148202	10,87
1 Liter Praxisflasche	03673219	10 Stück	1 Stück	E2 148203	21,67

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



KODAN TINKTUR FORTE

Gebrauchsfertige Lösung auf alkoholischer Basis zur Desinfektion der Haut.

- Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Blutentnahmen, Injektionen, Punktionen, Biopsien und Wund- bzw. Nahtversorgung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus)
- Jederzeit einsatzbereit, da gebrauchsfertig
- Wahlweise farblos oder gefärbt lieferbar

Typ	VE	REF	Preis VE
farblos			
250 ml Sprühflasche	10 Stück	E2 1202	77,30
1 Liter Flasche	10 Stück	E2 104007	204,70
gefärbt			
250 ml Sprühflasche	10 Stück	E2 1303	77,30
1 Liter Flasche	10 Stück	E2 104804	204,70

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



OCTENISEPT

Wässriges Wund- und Schleimhautantiseptikum

Zur schmerzlosen Haut- und Schleimhautdesinfektion, ideal zur Katheterisierung. Farblos.

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
15 ml Ampulle (Katheterisierung)	100 Stück	1 Stück	E2 1504	2,84
50 ml Pumpsprayflasche	20 Stück	1 Stück	E2 1503	7,56
250 ml Flasche mit Sprühkopf, apothekenpflichtig	10 Stück	10 Stück	E2 1499	113,70
250 ml Flasche ohne Sprühkopf, apothekenpflichtig	10 Stück	10 Stück	E2 1499-OHNE	113,70
500 ml Flasche, apothekenpflichtig	20 Stück	20 Stück	E2 121464	335,40
1 Liter Flasche, apothekenpflichtig	10 Stück	10 Stück	E2 1501	243,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



BRAUNOL

Haut-, Schleimhaut- und Wundantiseptik

- Wässrige, standardisierte Povidon-Iod-Lösung
 - Für die besonders gut verträgliche Haut-, Schleimhaut- und Wundantiseptik
 - Der Wirkstoff Povidon-Iod (PVP-Iod) besitzt ein breites antimikrobielles
 - Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB), Pilze und Hefen
 - Unverdünnt und verdünnt für Spülungen, Waschungen und feuchte Wundauflagen
 - Schneller Wirkungseintritt ab 15 Sekunden nach VAH
 - DGHM-/VAH- und RKI-gelistet
- Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
100 ml Flasche	01588722	20 Stück	20 Stück	E1 3864065	48,67
250 ml Sprühflasche	01588739	20 Stück	20 Stück	E1 3864073	155,27
1 Liter Dosierflasche	01588751	10 Stück	10 Stück	E1 9322531	132,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



MIKROBAC TISSUES FLOW PACK

Alkohol- und aldehydfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Schnell wirksam.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Flowpack mit 80 Tüchern 18 x 20 cm	981387	06968725	6 Packungen	80 Tücher	E1 977040	9,66
Flowpack, XXL-Format mit 40 Tüchern 25 x 38 cm		10031390	6 Packungen	40 Tücher	E1 981339	10,34

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



MIKROBAC VIRUCIDAL TISSUES

Mikrobac Virucidal Tissues reinigen und desinfizieren alkoholempfindliche nicht-invasive und invasive Medizinprodukte und Oberflächen und können zur Aufbereitung von Ultraschallsonden für transvaginale, transrektale und abdominale Untersuchungen eingesetzt werden.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Flowpack mit 80 Tüchern 18 x 20 cm	13583115	6 Packungen	80 Tücher	E1 981531	11,72

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



KOHR SOLIN FF TISSUES

Kohrsolin FF Tissues eignen sich zur unkomplizierten desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen, z. B. von medizinischen Geräten und Inventar, die unter das Medizinproduktegesetz fallen (MPG) und von Flächen in Krankenhaus, Arztpraxis, Altenheim und in der Industrie (gem. BPD). Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Flowpack mit 80 Tüchern 18 x 20 cm	09422487	6 Packungen	80 Tücher	E1 981201	9,67

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



KODAN (N) WIPES DESINFEKTIONSTÜCHER

Gebrauchsfertige Tücher (14 x 22 cm) zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art.

- Kurze Einwirkzeiten
- Universell einsetzbar
- Für den Toilettenbereich und Wickelauflagen geeignet
- Sehr breite mikrobiologische Wirksamkeit: bakterizid inkl. Tb, fungizid (C.albicans), begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, sowie Influenza-Viren), Adeno- und Rotavirus
- VAH gelistet
- Dermatologisch getestet
- Nicht zur Hautdesinfektion geeignet

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Spenderdose mit 90 Tüchern	14306665	10 Dosen	90 Tücher	E2 70002034	10,23
Nachfüllpackung mit 90 Tüchern	14306671		20 x 90 Tücher	E2 70002035	159,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BACILLOL AF TISSUES

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit. Für Flächen, welche alkoholunempfindlich sind, z. B. in Großküchen- und Lebensmittelbereiche (gem. BPR), Krankenhaus und Altenheim (gem. BPR), med. Geräte und Inventar, die unter das MPG fallen. Rückstandsfrei, parfümfrei, breites Wirkungsspektrum. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus. Gem. RKI Liste Stand 31.10.2017 (17. Ausgabe).

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Flowpack mit 80 Tüchern 18 x 20 cm	02416199	6 x 80 Tücher	E1 981311	89,34

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BACILLOL TISSUE DESINFZEKTIONSTÜCHER

Zur sofortigen Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen, mit umfassender Wirksamkeit und rückstandsfreier Auftrocknung. Parfümfrei, aldehydfrei und gebrauchsfertig. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Spenderdose mit 100 Tüchern 22,5 x 13,9 cm	00916851	12 Dosen	100 Tücher	E1 975670	8,88
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern 22,5 x 13,9 cm	00916868	12 Packungen	1 Packung	E1 975673	7,58

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BACILLOL WIPES

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher in größerem Format und mit umfassender Wirksamkeit. Bacillol Wipes sind gebrauchsfertig zu verwenden. Oberflächen mit Bacillol Wipes sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung und die entsprechende Einwirkzeit achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Für Acrylglas (Plexiglas) sowie alkoholempfindliche Lacke nicht einsetzbar. Bei empfindlichen Flächen Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle vornehmen. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Standbodenbeutel mit 90 Tüchern 38 X 20 cm	05380177	4 x 90 Tücher	E1 976350	164,32

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack.

Mit Bacillol 30 Sensitive Foam getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher

- Schnell wirksam
- Aldehyd, farbstoff- und parfümfrei
- Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien wie: Makrolon, Plexiglas und Polysulfon
- Sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- Hochwertiges, reißfestes Vlies
- Hervorragende Benetzung
- Ohne Handschuhe anwendbar
- Gute Reinigungseigenschaften
- In zwei Tuchgrößen verfügbar: Standard und XXL Format
- Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Flow-Pack mit 24 Standard-Tüchern	16401480	12 x 24 Tücher	E1 981866	58,80
Flow-Pack mit 80 Standard-Tüchern	16401468	6 x 80 Tücher	E1 9816931	70,26
Flow-Pack mit 40 XXL-Tüchern	16401474	6 x 40 Tücher	E1 9818650	78,66

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HYGIENESTATION LIGHT

Ständer inkl. Halterung für Desinfektionsmittelflaschen 500 ml oder 1.000 ml.

- Rostfreier Edelstahl (1.4301) für beste Hygieneeigenschaften
- Kurze Aufbauzeit, nur 2-3 Minuten (Fußmontage mit nur einer Schraube)

Technische Daten

Material: Edelstahl / Aluminium
 Rohrdurchmesser: 25 mm
 Fußdurchmesser: 635 mm
 Höhe: 1240 mm

Ohne Flasche und ohne Pumpe.



	Typ	VE	REF	Preis VE
1	Station für Desinfektionsmittelflaschen 500 ml	1 Stück	G1 HYG001	150,65
1	Station für Desinfektionsmittelflaschen 1000 ml	1 Stück	G1 HYG002	150,65

HYGIENE-TOWER

Hygiene-Tower aus geschliffenen Edelstahl, mit schwarz-pulverbeschichteter Grundplatte, mit Montagevorrichtung für Desinfektionsmittelspender.

Passend für berührungsfreien Seifen- und Desinfektionsmittelspender 500/1000 ml. REF. J2 80000 sowie für die manuellen Aluminiumspender REF. J2 60000, REF. J2 70000 und REF. J2 50000
 Plattenaufnahme auch für weitere diverse Marken geeignet.

Grundplatte: 450 x 450 mm
 Höhe: 1500 mm

Ohne Spender, jedoch inkl. Montageanleitung.



	Typ	VE	REF	Preis VE
2	Hygiene Tower, ohne Spender	1 Stück	G1 300400	239,00



INGO-MAN HYGIENESTATIONEN E AFP

Hygienestation aus Edelstahl mit ingo-man plus Desinfektionsmittelspender 1000 ml und Auffangschale.

- Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Ideal für Eingangsbereiche und Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder möglich ist
- Zur Unterstützung der Infektionsprävention im öffentlichen und halböffentlichen Bereich
- Zum Selbstaufbau beim Anwender

Technische Daten

Material: Edelstahl, geschliffen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP)
 Bodenplatte: Edelstahl, mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, mit Gummifüßen



	Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
1	Edelstahl-Säule, inkl. manuellem Desinfektionsmittelspender 1000 ml und Auffangschale	350 x 1260 x 406 mm	1 Stück	G1 1420163	319,50
2	Edelstahl-Säule, inkl. Touchless Desinfektionsmittelspender 1000 ml und Auffangschale	350 x 1211 x 434 mm	1 Stück	G1 1420164	489,30

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



**SERVOCARE EINWEG WASCHHANDSCHUH
FASERVLIES**
Blau-weiss

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
15 x 23 cm	20 Pack.	50 Stück	J2 407	2,75

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



**SERVOCARE EINWEG WASCHHANDSCHUH
NATURFASERVLIES**
Naturfarben, Molton.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
15 x 22 cm	20 Pack.	50 Stück	J2 408	4,20



SHARPSGUARD ABFALLCONTAINER RUND

Sharpsguard Eimer mit orangefarbenem Runddeckel und orangefarbenem Schiebeverschluss, inkl. Abstreifverschluss und Nocken, Tagesverschluss sowie endgültiger, gesicherter Entsorgungsverschluss, mit Beschriftungsetikett.

Volumen	Durchmesser	Höhe	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
11,5 Liter	254 mm	244 mm	DNDD476	1 Stück	19 476	10,25
22 Liter	297 mm	338 mm	DNDD475	1 Stück	19 475	18,50



SERVOBOX

SERVOBOX TASCHENBEHÄLTER

Der ideale handliche Taschen-Container für gebrauchte Spritzen, Kanülen usw. Ideal für Praxis, Station und Notfallmedizin.

Mit wesentlichen Vorteilen gegenüber anderen Wettbewerbern:

- 130 mm hoch, daher sogar ausreichend für IV-Kanülen oder Insulinspritzen mit aufgesetzter Kanüle.
- Mit dichtschießendem Deckel und Abstreifkerbe, aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff, keine Gefahr der Perforation, daher keine unnötigen Metallplatten im Boden mehr.
- Mit UN-Zulassung

Typ	Volumen	VE	REF	Preis VE
Kanülensammler	150 ml	100 Stück	19 0015	66,10

EINWEGARTIKEL VERBRAUCHSMATERIAL



Gruppe 8

A		O	
Arbeitskittel	172	Omnifix Spritze	166
		Optiva II	163
B		P	
BD Artikel	161, 163f, 166	Perfusionskanülen	158
BD Spritzen	164, 166	Perfusionsspritzen	164
BD Venflon	163	Plastipak	164
Besucherkittel	172	S	
Blasenspritzen	165	Safe Touch Kanülen	159
Braun Artikel	162, 164	Safety Kanülen	162f
Braun Venofix	158f	Schutzhandschuhe	168
Butterflykanülen	158, 160	Sicherheitsflügelkanülen	159
E		Sicherheitshandschuhe	168
Einmal Kanülen	157	Sicherheitskanülen	159, 162
Einmal Kleidung	172	Sicherheitsvenenverweilkanülen	162
Einmal Spritzen	164ff	Softhand Handschuhe	168, 170
Einweg Kittel	172	Spender für Handschuhe	171
F		Spritzen	164ff
Flügelkanülen	160	Surflo-Perfusionskanülen	158f
H		Surshield Surflo	159
Handschuhe	168ff	Syntex Vinyl Handschuhe	168
Handschuhspender	171	T	
Hi-Risk Schutzhandschuhe	168	TBC Spritze	166
I		Terumo Artikel	158f
Infusionsbesteck	158	Terumo Perfusionskanülen	158
Infusionsset	160	Tuberkulinspritzen	166
Injektionskanülen	157	U	
Insulinspritzen	164, 166f	Universalwandhalter	171
K		Untersuchungshandschuhe	168ff
Kanülen	157, 159, 162f	Untersuchungskittel	172
L		V	
Labor Handschuhe	168	Vasofix Kanülen	162
Langzeit Infusionskanülen	161ff	Venenverweilkanülen	159, 161ff
Latexhandschuhe	168f	Venflon Mandrins	163
Lifeguard Handschuhe	169	Venflon Venenverweilkanülen	163
Luer-Lock Spritzen	165	Venofix Kanülen	158f
M		Vernülen	161
Mandrins	163	Vinyl Handschuhe	168
Mediware Einmal Spritzen	165, 167	W	
Mediware Insulinspritzen	167	Wandhalter für Spenderboxen	171
Mediware Tuberkulinspritzen	167	Wingflo Flügelkanülen	160
Microfine Kanülen	166		
N			
Neoflon Venenverweilkanülen	161		
Neopoint Kanülen	157		
Nitril Handschuhe	170		

NEOPOINT

NEOPOINT EINMALKANÜLEN

gehören mit Sicherheit zu den Weltbesten!

- Hergestellt von einem der führenden und weltgrößten Kanülenhersteller.
- Internationaler Farbcode, transparenter Kanülenansatz.
- Unerreicht präziser Schliff mit geringstem Trauma.
- Jede einzelne Kanüle wird durch Laser dreifach geprüft.
- In optimierter kompakter Verpackung und Peel-Pack!
- Einzeln steril im Peelpack.

Packung: 100 Stück

UK: 3000 Stück



Typ	Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
NEOPOINT Einmalkanülen Standardgrößen								
Nr. 1	20 G x 1 1/2	40 mm	0,90 mm	gelb	00363553	100 Stück	L1 0201	3,05
Nr. 2	21 G x 1 1/2	40 mm	0,80 mm	grün	00363530	100 Stück	L1 0202	3,05
Nr. 12	22 G x 1 1/4	30 mm	0,70 mm	schwarz	00363493	100 Stück	L1 0212	3,05
Nr. 14	23 G x 1 1/4	30 mm	0,60 mm	blau	00363464	100 Stück	L1 0214	3,05
Nr. 16	23 G x 1	25 mm	0,60 mm	blau	00363435	100 Stück	L1 0216	3,05
Nr. 17	24 G x 1	25 mm	0,55 mm	violett	00363406	100 Stück	L1 0217	2,90
Nr. 18	26 G x 5/8	16 mm	0,45 mm	braun	00363369	100 Stück	L1 0218	3,05
Nr. 20	27 G x 1/2	12 mm	0,40 mm	grau	00363323	100 Stück	L1 0220	3,05
NEOPOINT Einmalkanülen Sondergrößen								
Blutentnahme	18 G x 1 1/2	40 mm	1,20 mm	rosa	00363317	100 Stück	L1 0103	4,60
Blutentnahme	19 G x 1 1/2	40 mm	1,10 mm	beige	00363286	100 Stück	L1 0104	4,60
Insulin (kurz)	26 G x 1/2	12 mm	0,45 mm	braun	00363139	100 Stück	L1 0101	4,40
Insulin (lang)	27 G x 1 1/2	40 mm	0,40 mm	grau	00362795	100 Stück	L1 0301	4,50
Tuberkulin (kurz)	25 G x 5/8	16 mm	0,50 mm	orange	00362861	100 Stück	L1 0102	4,40
Tuberkulin (lang)	25 G x 1 1/2	40 mm	0,50 mm	orange	00363174	100 Stück	L1 0302	4,50
Injektion	21 G x 2	50 mm	0,80 mm	grün	00363211	100 Stück	L1 0105	6,40
Tiefeninjektion	20 G x 2	50 mm	0,90 mm	gelb	00363234	100 Stück	L1 0107	6,25






SURFLO PERFUSIONSKANÜLEN - TERUMO

Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion

- Besonders dünnwandige, silikonbeschichtete Kanüle
- Angewinkelt für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- Weiche, flexible Flügel, die speziellen Griffnoppen sind an einer Seite konkav und an der anderen Seite konvex, dies verhindert ein Verrutschen während der Punktion
- Luer-Lock-Adapter und Ventilationskappe mit Gewindeanschluß
- Schlauchlänge: 30 cm
- UK = 500 Stück



Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
18 G	19 mm	1,20 mm	rosa	SV18BLK03	07129518	50 Stück	I4 018	24,05
19 G	19 mm	1,10 mm	elfenbein	SV19BL/SV19NL30	01171672	50 Stück	I4 019	24,05
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	SV21BL/SV21BLK03	01171703	50 Stück	I4 021	24,05
22 G	19 mm	0,70 mm	schwarz	SV22BL/SV22NL30	01171790	50 Stück	I4 022	24,05
23 G	19 mm	0,60 mm	blau	SV23BL/SV23NL30	01171809	50 Stück	I4 023	24,05
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	SV25BL/SV25NL30	01171821	50 Stück	I4 025	24,05



BUTTERFLY INFUSIONSBESTECK

- Schmerzarme Punktion, durch extrem scharf geschliffene Kanüle
- Mit weichen, biegsamen Flügeln zum Führen und Fixieren der Kanüle
- Flexibler Katheter
- Mit Luer-Lock-Anschluss



Gauge	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
19 G	gelb	06463215	50 Stück	I4 4072717	38,50
21 G	grün	06463267	50 Stück	I4 4072723	38,50
23 G	blau	06463296	50 Stück	I4 4072746	38,50
25 G	orange	06463356	50 Stück	I4 4072752	38,50



VENOFIX A PERFUSIONSKANÜLEN - B.BRAUN

Venenpunktionkanüle mit Schlauch und Luer Lock-Ansatz. Einzeln steril verpackt. Atraumatischer Facettenschliff. Flexible Flügel zum sicheren Fixieren. Mit Luer Lock-Stopfen.



Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
19 G	20 mm	1,1 mm	beige	4056310	05039596	200 Stück	50 Stück	I4 2019	24,50
21 G	20 mm	0,8 mm	grün	4056337	05039573	1000 Stück	50 Stück	I4 2021	24,50
23 G	20 mm	0,65 mm	blau	4056353	05039567	200 Stück	50 Stück	I4 2023	24,50
25 G	15 mm	0,5 mm	orange	4056370	05039538	200 Stück	50 Stück	I4 2025	24,50
27 G	10 mm	0,4 mm	grau	4056388	05039509	200 Stück	50 Stück	I4 2027	24,50



SAFE-TOUCH SICHERHEITS-FLÜGELKANÜLEN

Das Problem der Stichverletzungen von med. Personal und die damit verbundenen Gefahren durch Infektionen ist bekannt.

Jetzt gibt es diese Sicherheits-Flügelkanüle:

Einstich wie gewohnt - Bei der Entnahme werden die beiden seitlichen Federn gedrückt und die benutzte Kanüle verschwindet sicher endgültig im anliegenden Schutzrohr.

Eine nochmalige Verwendung ist ausgeschlossen, eine Infektion ist unmöglich.

Einzeln steril verpackt, Packung = 50 Stück.



Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
19 G	19 mm	1,10 mm	elfenbein	05956140	50 Stück	I4 6019	35,00
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	05956157	50 Stück	I4 6021	35,00
22 G	19 mm	0,70 mm	schwarz	05956163	50 Stück	I4 6022	35,00
23 G	19 mm	0,60 mm	blau	05956186	50 Stück	I4 6023	35,00
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	10325080	50 Stück	I4 6025	35,00



SURSHIELD SURFLO PERFUSIONSBESTECK - TERUMO

Sicherheits-Perfusionsbesteck, latexfrei, 30 cm Schlauch

Gauge	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
18 G	rosa	SVS18NL30	03043501	50 Stück	G9 7422801	32,95
19 G	beige	SVS19NL30	03043530	50 Stück	G9 7422802	32,95
21 G	grün	SVS21NL30	03043659	50 Stück	G9 7422803	32,95
22 G	schwarz	SVS22NL30	03043665	50 Stück	G9 7422804	32,95
23 G	blau	SVS23NL30	03043671	50 Stück	G9 7422805	32,95
25 G	orange	SVS25NL30	03043688	50 Stück	G9 7422806	32,95



VENOFIX SAFETY - B.BRAUN

Mit Sicherheitsmechanismus zur Injektion, kurzzeitigen Infusion/Transfusion, Flügel zur Fixierung und Punktion. Transparenter langer Schlauch.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
Schlauchlänge 18 cm								
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	4056506-01	08839937	50 Stück	I4 4056521	35,50
Schlauchlänge 30 cm								
19 G	19 mm	1,10 mm	creme	4056505-01	08839920	50 Stück	I4 4056505	35,50
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	4056520N	17935338	50 Stück	I4 4056520	35,50
23 G	19 mm	0,65 mm	blau	4056503N	17935321	50 Stück	I4 4056510	35,50
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	4056502-01	08839860	50 Stück	I4 4056500	35,50
27 G	14 mm	0,40 mm	grau	4056501-01	08839848	50 Stück	I4 4056501	35,50

FLÜGELKANÜLEN

WING-FLO FLÜGELKANÜLEN

- Mit leicht geneigter Kanüle, um das Einführen zu erleichtern
- Optimales Innenlumen
- Sogenannte 3-K Spitze für geringstes Venentrauma
- Knickfreier Ansatzschlauch
- Luer Lock-Anschluß und Verschußkappe
- Farbcodiert
- Besonders weiche Flügel sorgen für eine angenehme Befestigung
- Die Größen 25G und 27G sind ideal bei Kindern und Säuglingen

Einzeln steril verpackt.

Packung: 50 Stück

UK: 1000 Stück

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
18 G	19 mm	1,20 mm	rosa	06868780	50 Stück	14 0018	22,60
19 G	19 mm	1,10 mm	elfenbein	06868840	50 Stück	14 0019	22,60
20 G	19 mm	0,90 mm	gelb	06868998	50 Stück	14 0020	22,60
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	06869118	50 Stück	14 0021	22,60
22 G	19 mm	0,70 mm	schwarz	06869124	50 Stück	14 0022	22,60
23 G	19 mm	0,60 mm	blau	06869147	50 Stück	14 0023	22,60
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	06869153	50 Stück	14 0025	22,60
27 G	19 mm	0,40 mm	grau	06869176	50 Stück	14 0027	22,60





MEDIWARE VERNÜLE - VENENVERWEILKANÜLE

Mit Zuspritzventil und Röntgenkontraststreifen

Die neue VERNÜLE hat wichtige Produktvorteile:

- Die hervorragende Dreischliff-Spitze garantiert eine leichte Punktion bei geringstem Trauma und Schmerzempfinden. Die Dünnwandkanüle sorgt für optimalen Durchfluß.
- Das körperfreundliche, flexible Kanülenrohr ist weich ohne die Gefahr des Abknickens.
- Der Übergang zwischen Kanüle und Katheter ist optimal gestaltet, daher ist ein leichtes Einführen möglich.
- Die Zuspritzmöglichkeit mit anhängendem Stopfen ermöglicht eine sofortige Injektion.
- Große Griffplatte und flexible Flügel für eine optimale Befestigung.
- Die Injektions-Ventile sind farbcodiert zum sofortigen Erkennen.
- Der transparente Kanülenansatz erlaubt die sofortige Kontrolle bei Rückfluß des Blutes.
- Einzel, steril peelverpackt.

14G x 2"
 (2,1 x 45 mm • 270 ml/min)
 REF **I4 2614**
 PZN 4303915

16G x 2"
 (1,7 x 45 mm • 180 ml/min)
 REF **I4 2631**
 PZN 4303513

17G x 1 3/4"
 (1,5 x 45 mm • 125 ml/min)
 REF **I4 2617**
 PZN 4303507

18G x 1 3/4"
 (1,3 x 45 mm • 80 ml/min)
 REF **I4 2620**
 PZN 4303499

20G x 1 1/4"
 (1,1 x 32 mm • 54 ml/min)
 REF **I4 2615**
 PZN 4303482

22G x 1"
 (0,9 x 25 mm • 33 ml/min)
 REF **I4 2634**
 PZN 4303476



Gauge	Länge	Durchmesser	Flussrate	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
14 G x 2	45 mm	2,10 mm	270 ml/min.	orange	04303915	50 Stück	I4 2614	69,00
16 G x 2	45 mm	1,70 mm	180 ml/min.	grau	04303513	50 Stück	I4 2631	69,00
17 G x 1 3/4	45 mm	1,50 mm	125 ml/min.	weiß	04303507	50 Stück	I4 2617	69,00
18 G x 1 3/4	45 mm	1,30 mm	80 ml/min.	grün	04303499	50 Stück	I4 2620	69,00
20 G x 1 1/4	32 mm	1,10 mm	54 ml/min.	rosa	04303482	50 Stück	I4 2615	69,00
22 G x 1	25 mm	0,90 mm	33 ml/min.	blau	04303476	50 Stück	I4 2634	69,00



NEOFLON VENENVERWEILKANÜLEN - BD

Die BD Neoflon Venenverweilkanüle ohne Zuspritzventil ist sehr gut für die Punktion kleiner und empfindlicher Gefäße bei neonatalen, pädiatrischen und geriatrischen Patienten geeignet.


Gauge	Maße	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
24 G	19 x 0,6 mm	gelb	02650535	50 Stück	I4 391350	152,00

VASOFIX SAFETY


VASOFIX SAFETY - B.BRAUN

Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzmöglichkeit.

Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG. Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden. Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate. Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen, vier Röntgenkontraststreifen, abnehmbarer Lock-Verschlusskonus, Lock-Ansatz, farbliche Größenkennzeichnung, latexfrei.



Gauge	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
Katheter-Material FEP						
14 G	orange	4268210S-01	00199415	50 Stück	I4 4269225S	75,00
16 G	grau	4268172S-01	00198841	50 Stück	I4 4269179S	75,00
17 G	weiß	4268156S-01	00198700	50 Stück	I4 4269152S	75,00
18 G	grün	4268130S-01	00198605	50 Stück	I4 4269136S	75,00
18 G	grün / weiß	4268334S-01	00198143	50 Stück	I4 4269330S	75,00
20 G	rosa	4268113S-01	00198137	50 Stück	I4 4269110S	75,00
22 G	blau	4268091S-01	00198120	50 Stück	I4 4269098S	75,00
Katheter-Material PUR						
14 G	orange	4269225S-01		50 Stück	I4 4269225PUR	75,00
16 G	grau	4269179S-01		50 Stück	I4 4269179PUR	75,00
18 G	grün	4269136S-01		50 Stück	I4 4269136PUR	75,00
18 G	grün / weiß	4269330S-01		50 Stück	I4 4269330PUR	75,00
20 G	rosa	4269110S-01		50 Stück	I4 4269110PUR	75,00
20 G	rosa / weiß	4269217S-01	05132485	50 Stück	I4 4269217S	75,00
22 G	blau	4269098S-01		50 Stück	I4 4269098PUR	75,00
24 G	gelb	4269071S-01	05132456	50 Stück	I4 4269071S	75,00



VASOFIX VENENVERWEILKANÜLE - B.BRAUN

Mit Zuspritzventil, flexibler Katheter aus FEP Teflon, sanfter, gratfreier Übergang von Katheter zu Kanüle. Mit Luer Lock-Ansatz; transparent, mit Stopfen und Röntgen-Kontrollstreifen. Einzeln steril eingeschelt. Packung = 50 Stück.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
14 G	50 mm	2,2 mm	orange	4268210	02758853	50 Stück	I4 0414	75,00
16 G	50 mm	1,7 mm	grau	4268172	02758847	50 Stück	I4 0416	75,00
17 G	45 mm	1,5 mm	weiß	4268156	02758830	50 Stück	I4 0417	75,00
18 G	45 mm	1,3 mm	grün	4268130	02758824	50 Stück	I4 0418	75,00
18 G	33 mm	1,3 mm	grün / weiß	4268334	06176013	50 Stück	I4 0419	75,00
20 G	33 mm	1,1 mm	rosa	4268113	02758818	50 Stück	I4 0420	75,00
22 G	25 mm	0,9 mm	blau	4268091	02758801	50 Stück	I4 0422	75,00



**VENFLON PRO SAFETY SICHERHEITS-
VENENVERWEILKANÜLE - BD**

Nach der Punktion wird die Kanüle herausgezogen und der passive Sicherheitsmechanismus wird automatisch aktiviert. Dabei rastet die Kanüle irreversibel fühl- und hörbar im Kanülenschutz ein. Beim Entfernen der Kanüle kommt es zu keinem erhöhtem Widerstand durch direkten Kontakt mit Metall und sie lässt sich leichtgängig aus dem Katheter herausziehen. Die ergonomisch konstruierte Halterung und die Griffplatte ermöglichen die Anwendung aller Griffe- und Punktionstechniken.



- Mit Zuspritzventil und Schnappverschluss für sicheres und leichtes Verschließen
- Mit breiten und formbaren Flügeln zur sicheren und schonenden Fixierung
- Durch die transparente Blutrückflusskammer ist der Blutrückfluss unmittelbar nach der erfolgreichen Punktion sichtbar

Gauge	Länge	Durchmesser	Flussrate	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
14 G	45 mm	2,0 mm	270 ml/min.	orange	393230/393270	11124053	50 Stück	14 393230	70,00
16 G	45 mm	1,8 mm	236 ml/min.	grau	393229/393269	11124024	50 Stück	14 393229	70,00
17 G	45 mm	1,5 mm	133 ml/min.	weiß	393228/393268	11124018	50 Stück	14 393228	70,00
18 G	45 mm	1,3 mm	103 ml/min.	grün	393227/393267	11124001	50 Stück	14 393227	72,50
18 G	32 mm	1,3 mm	103 ml/min.	grün	393226/393266	11123993	50 Stück	14 393226	72,50
20 G	32 mm	1,1 mm	67 ml/min.	rosa	393224/393264	11123964	50 Stück	14 393224	70,00
22 G	25 mm	0,9 mm	42 ml/min.	blau	393222/393262	11123935	50 Stück	14 393222	72,50



VENFLON VENENVERWEILKANÜLEN - BD


Venenverweilkanülen mit Zuspritzmöglichkeit für Infusionen und Transfusionen. Flexibler Katheter aus PTFE, sanfter Übergang zwischen Katheterrohr und Kanüle, komplett mit Luer Lock-Kappe. Einzeln steril verpackt, Packung = 50 Stück.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
14 G	45 mm	2,0 mm	orange	02768099	50 Stück	14 391456	68,00
16 G	45 mm	1,7 mm	grau	02768082	50 Stück	14 391455	68,00
17 G	45 mm	1,4 mm	weiß	02768076	50 Stück	14 391454	68,00
18 G	45 mm	1,2 mm	grün	02768053	50 Stück	14 391453	68,00
18 G	32 mm	1,2 mm	grün	07669597	50 Stück	14 391467	68,00
20 G	32 mm	1,0 mm	pink	02768047	50 Stück	14 391452	68,00
22 G	25 mm	0,8 mm	blau	02768030	50 Stück	14 391451	68,00

MANDRINS FÜR VENFLON, VENFLON PRO UND VENFLON PRO SAFETY - BD

Glatte Oberfläche, PVC- und latexfrei, Packung = 50 Stück

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
14 G	45 mm	2,0 mm	orange	394256	02768142	50 Stück	14 1456-3M	18,90
16 G	45 mm	1,7 mm	grau	394255	02768136	50 Stück	14 1455-5M	18,90
17 G	45 mm	1,4 mm	weiß	394254	02768113	50 Stück	14 1454-8M	18,90
18 G	45 mm	1,2 mm	grün	394253	02768107	50 Stück	14 1453-0M	18,90
20 G	32 mm	1,0 mm	rosa	394252	03398977	50 Stück	14 1452-2M	18,90
22 G	25 mm	0,8 mm	blau	394251	03398983	50 Stück	14 1451-4M	18,90



OPTIVA II VENENVERWEILKANÜLEN

Mit Zuspritzport und zusätzlichen Fixationsflügeln, röntgenfähig, Ocrilon-Polyurethan.

Gauge	Länge	Durchmesser	Flussrate	PZN	VE	REF	Preis VE
14 G	45 mm	2,1 mm	315 ml/min.	00905882	50 Stück	14 1014	101,85
16 G	45 mm	1,7 mm	210 ml/min	00905994	50 Stück	14 1016	101,80
18 G	45 mm	1,3 mm	100 ml/min.	00906433	50 Stück	14 1018	101,80
18 G	32 mm	1,3 mm	110 ml/min.	00906516	50 Stück	14 1019	101,80
20 G	32 mm	1,1 mm	65 ml/min.	00906574	50 Stück	14 1020	101,80
22 G	25 mm	0,9 mm	38 ml/min.	00906686	50 Stück	14 1022	101,80



PLASTIPAK SPRITZEN LUER/LUER-LOK - BD

- 3-teilige Spritzen mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Der Luer-/BD Luer-Lok-Ansatz gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Spritze und Kanüle
- Leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens
- Genaues Ablesen des Volumens
- Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- Kolbengleitmittel Silikonöl
- Die Produkte I3 309628 und I3 305959 sind gammasterilisiert. Alle anderen Produkte sind EO-sterilisiert.
- Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Volumen	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Mit Luer-Ansatz, exzentrisch					
50/60 ml	07657536	240 Stück	60 Stück	I4 300866	29,20
Mit Luer-Lok-Ansatz, zentrisch					
1 ml	01319181	800 Stück	100 Stück	I3 309628	66,00
3 ml	08463685	800 Stück	200 Stück	I3 309658	26,90
10 ml	11861082	400 Stück	100 Stück	I3 305959	21,75
20 ml	00619403	480 Stück	120 Stück	I3 300629	32,00
30 ml	01477201	240 Stück	60 Stück	I3 301229	30,80
50/60 ml	07657513	240 Stück	60 Stück	I4 300865	32,88



PERFUSOR SPRITZE 50 ML, MIT ASPIRATIONSKANÜLE - B. BRAUN

- 3-teilige Spritze für Infusionspumpen.
- Aus Polypropylen
- Hochtransparenter Zylinder
- Grüne, wischfeste Graduierung, in ml zur Volumen Dosierung
- Zentrischer Luer-Lock Konus
- Minimales Restvolumen und leichtgängigen Kolbenstopfen
- Mit Aspirationskanüle
- Einzeln steril verpackt
- Verbesserte Zylinder Beschriftung mit erhöhter Resistenz gegen Abrieb
- Optimiertes Kolbenstopfen Design für besonders leichtgängiges Gleiten
- Neues Griffplattendesign ohne Nut, um eine einfachere Handhabung zu gewährleisten
- Integrierter Kolbenstopp
- Sanfteres Anlaufverhalten
- Einheitlich englischer Produktname: Original Perfusor Syringe

Wichtig: Der bestehende Spritzen-Datensatz kann grundsätzlich auf allen Spritzenpumpen beibehalten werden.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Perfusor Spritze, 50 ml, mit Aspirationskanüle	00583906	100 Stück	I4 8728810F	85,00



SPRITZEN KATHETERANSATZ PLASTIPAK - BD

- 3-teilig
- Konus zentrisch
- Mit Katheter-Ansatz
- Einzeln steril

Volumen	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
50/60 ml	07664217	240 Stück	60 Stück	I4 300867	27,30



MEDIWARE EINMALSPRITZEN

3-teilig mit Lueransatz

- Mit leicht laufendem, latexfreiem Silikonkolben
- Schwarze, abriebfeste Graduierung mit erweiterter Skala
- Lueransatz
- Einzeln steril im Peel Pack

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 ml zentrierter Ansatz	15195423	3000 Stück	100 Stück	I3 0510	8,35
5 ml zentrierter Ansatz	15195446	2000 Stück	100 Stück	I3 0511	8,70
10 ml zentrierter Ansatz	15195452	1200 Stück	100 Stück	I3 0512	14,50
20 ml exzentrischer Ansatz	15195469	900 Stück	50 Stück	I3 0513	14,40



MEDIWARE EINMALSPRITZEN LUER LOCK

- Die qualitativ hervorragende 3-teilige Luer Lock-Spezialspritze
- Ohne Kanüle
- Glasklar
- Erweiterte abriebfeste Skala
- Einzeln steril verpackt

Volumen	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5/3 ml	10549394	3000 Stück	100 Stück	I3 0501	9,50
5 ml	10549402	2000 Stück	100 Stück	I3 0502	11,95
10 ml	10549371	1200 Stück	100 Stück	I3 0503	15,10
20 ml	10549419	900 Stück	100 Stück	I3 0504	21,50
50/60 ml	10549431	400 Stück	50 Stück	I3 0506	24,50



INSULINSPRITZEN MICROFINE PLUS - BD

- Mit eingeschweißter Kanüle

Volumen	Größe	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
U 100						
0,3 ml	30 G - 0,30 x 8 mm	320837	04144150	100 Stück	I3 320837	23,90
0,5 ml	30 G - 0,30 x 8 mm	324825	07468077	100 Stück	I3 324825	22,14
0,5 ml	29 G - 0,33 x 12,7 mm	320812	04400156	100 Stück	I3 06044	23,90
1,0 ml	29 G - 0,33 x 12,7 mm	324811	04400162	100 Stück	I3 0609	19,70
U 40						
0,5 ml	30 G - 0,30 x 8 mm	324876	07468060	100 Stück	I3 324876	23,90
1,0 ml	29 G - 0,33 x 12,7 mm	320801	04400127	100 Stück	I3 0605	23,90



OMNIFIX F SOLO TBC - SPRITZEN 1 ML - B.BRAUN

Feindosierungsspritze ohne Kanüle, 1 ml, 3-teilig, sicherer Kolbenstopp. Luer-Ansatz, zentrisch. Schwarze Graduierung, Skalenwert 0,01 ml.

Volumen	UK	VE	REF	Preis VE
1 ml	1800 Stück	100 Stück	I4 9161406V	11,45



INSULINSPRITZEN

- Mit eingeschweißter Kanüle
- Teilung = U 100

Volumen	Typ	UK	VE	REF	Preis VE
0,5 ml	30 G - 0,30 x 13 mm	3600 Stück	100 Stück	I3 53013	22,70
1,0 ml	29 G - 0,33 x 13 mm	3600 Stück	100 Stück	I3 12913	22,70



MEDIWARE INSULINSPRITZEN 1 ML - U 40

- 3-teilig
- Lueransatz
- Teilung U 40
- Langhub
- Mit weißem Kolben, schwarzem latexfreiem Dorn
- Ohne Totraumverlust
- Schwarze Graduierung
- Ohne Kanüle



Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
U 40 - 1 ml	15195417	2400 Stück	100 Stück	I3 040100	12,15



MEDIWARE INSULINSPRITZEN 1 ML - U 100

- Ohne Kanüle
- Glasklar
- 3-teilig
- Lueransatz
- Teilung U 100



Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
U 100 - 1 ml	15195481	2400 Stück	100 Stück	I3 0101	11,95



MEDIWARE TUBERKULINSPRITZEN 1 ML

- 3-teilig, ohne Totraum
- Lueransatz
- Langhub, mit blauem Kolben, latexfreiem Dorn und schwarzer Graduierung
- Ohne Kanüle



Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 ml	15195475	1000 Stück	100 Stück	I3 040200	11,95



servoprax **soft-hand**[®]

SOFT-HAND VINYL - PUDERFREI

Untersuchungshandschuhe

Antiallergisch, garantiert puderfrei. Ideal für Elektronik, Lebensmittelbranche, Gewerbe und Labor. Besonders weiche, angenehme Folie, reißfest und dehnbar. Unsteril. Links und rechts verwendbar.

Umkarton: 10 x 100 Stück

HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	VE	REF	Preis VE
XS - extra klein	08750663	100 Stück	H9 2999	auf Anfrage
S - klein	08750686	100 Stück	H9 3000	auf Anfrage
M - mittel	08750692	100 Stück	H9 3001	auf Anfrage
L - groß	08753319	100 Stück	H9 3002	auf Anfrage
XL - extra groß	08754655	100 Stück	H9 3003	auf Anfrage



servoprax **soft-hand**[®]

SOFT-HAND HI-RISK - LATEX - PUDERFREI

Untersuchungshandschuhe

Die bekannten Hi-Risk - Untersuchungshandschuhe für Laborzwecke in blauer Farbe aus Latex. Für Arbeiten in Labor, Zytologie besonders empfehlenswert, unsteril.

Diese Handschuhe haben folgende Vorteile:

- Der Handschuh ist dicker als normale Latexhandschuhe
- Die Innen- und Außenseiten sind leicht geraut
- Der Handschuh hat eine verlängerte Stulpe mit Rollrand

Umkarton: 10 x 50 Stück.

Größe	VE	REF	Preis VE
S - klein	50 Stück	H9 7050	auf Anfrage
M - mittel	50 Stück	H9 7051	auf Anfrage
L - groß	50 Stück	H9 7052	auf Anfrage
XL - extra groß	50 Stück	H9 7053	auf Anfrage



servoprax **soft-hand®**

SOFT-HAND LATEX - PUDERFREI
Untersuchungshandschuhe

Bei Hautproblemen sollten Sie den puderfreien soft-hand Handschuh verwenden. Mehrfach gewaschen, ohne Puderrückstände und der Anteil der allergieauslösenden Proteine ist besonders niedrig. Leicht angeraute Oberfläche, doppelt chloriniert, kräftige Qualität: 6,8 gr (Mittelwert) / Stück. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN 420-2003 + A1-2009, EN ISO 374-1-2016 + A1 2018 EN ISO 374-5-2016 und medizinischer Untersuchungshandschuhe nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 100 Stück
HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	VE	REF	Preis VE
XS - extra klein	08843092	100 Stück	H9 0400	auf Anfrage
S - klein	00368740	100 Stück	H9 0401	auf Anfrage
M - mittel	00368757	100 Stück	H9 0402	auf Anfrage
L - groß	00368763	100 Stück	H9 0403	auf Anfrage
XL - extra groß	00368786	100 Stück	H9 0404	auf Anfrage



 **LIFEGUARD®**
EMERGENCY PRODUCTS

LIFEGUARD LATEX - PUDERFREI
Untersuchungshandschuhe

Dieser Handschuh ist mehrfach gewaschen, enthält keine Puderrückstände und der Anteil der allergieauslösenden Proteine ist niedrig. Angenehmer Tragekomfort, leicht angeraute Oberfläche, einmal chloriniert. Kräftige Qualität: 6,0 gr (Mittelwert)/ Stück. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN 420-2003 + A1-2009, EN ISO 374-1-2016 + A1 2018 EN ISO 374-5-2016 und medizinischer Untersuchungshandschuhe nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 100 Stück
HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	VE	REF	Preis VE
XS - extra klein	100 Stück	H9 100400	auf Anfrage
S - klein	100 Stück	H9 100401	auf Anfrage
M - mittel	100 Stück	H9 100402	auf Anfrage
L - groß	100 Stück	H9 100403	auf Anfrage
XL - extra groß	100 Stück	H9 100404	auf Anfrage



servoprax **soft-hand**[®]

SOFT-HAND NITRIL BLUE - PUDERFREI

Untersuchungshandschuhe

Dieser Untersuchungshandschuh besteht aus Nitril, ein synthetischer Latex. Dieses Produkt hat keine Puderung und erzeugt keine Latexallergien. Latex- und puderfrei. Besonders angenehm in der Langzeitanwendung, blau zum besseren Erkennen. Für die Chemotherapie geeignet. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN 420-2003 + A1-2009, EN ISO 374-1-2016 + A1 2018 EN ISO 374-5-2016 und medizinischer Untersuchungshandschuhe nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 100 Stück

HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	VE	REF	Preis VE
S - klein	08755850	100 Stück	H9 7000	auf Anfrage
M - mittel	08755867	100 Stück	H9 7001	auf Anfrage
L - groß	08755873	100 Stück	H9 7002	auf Anfrage
XL - extra groß	08755896	100 Stück	H9 7003	auf Anfrage



servoprax **soft-hand**[®]

SOFT-HAND NITRIL - WHITE SENSITIVE - PUDERFREI

Untersuchungshandschuhe

Dieser Untersuchungshandschuh besteht aus Nitril, einem synthetischen Latex. Er hat keine Puderung und erzeugt keine Latexallergien. Leichte, besonders sensitive Qualität, ideal für Untersuchungen und Laborarbeiten. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN 420-2003 + A1-2009, EN ISO 374-1-2016 + A1 2018 EN ISO 374-5-2016 und medizinischer Untersuchungshandschuhe nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Farbe: weiß.

Umkarton: 10 x 200 Stück.

HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	VE	REF	Preis VE
XS - extra-klein	09772603	200 Stück	H9 0699	auf Anfrage
S - klein	09772626	200 Stück	H9 0700	auf Anfrage
M - mittel	09772632	200 Stück	H9 0701	auf Anfrage
L - groß	09772649	200 Stück	H9 0702	auf Anfrage
XL - extra groß	11689849	200 Stück	H9 0703	auf Anfrage



HANDSCHUHSPENDER TRIPLE

So unterschiedlich wie Hände sind, so klar konzipiert sollte die Lösung zur Entnahme der einzelnen Handschuhgrößen sein. Der Triple bietet eine einfache Bestückung mit Spenderkartons der Größen S, M und L. Durch das Schlüsselloch-System ist er schnell und ohne Werkzeug von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

Ausführung:

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet
- Kennzeichnung zum Bestücken der Kartons
- Schlüsselloch-System für die schnelle Montage
- Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel liegen bei

Handschuhspender Triple, passend für 3 Spenderkartons
 Max. (L x B x H): 250 x 132 x 75 mm x 3 Stück
 Spendergröße (L x B x H): 392 x ca. 258 x 96 mm

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Handschuhspender Triple	10 Stück	1 Stück	H8 00953	49,60



HANDSCHUHSPENDER F75/F90

Handschuhspender für die meisten Standard Latex- und Nitril Handschuh-Dispensergrößen hervorragend geeignet. Durch das Schlüsselloch-System sind sie schnell und ohne Werkzeug von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

- Passend für 1 Spenderkarton
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet
- Schlüsselloch-System für die schnelle Montage
- Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel liegen bei

Typ	Für	UK	VE	REF	Preis VE
Handschuhbox-Spender F75	Spenderboxgröße 250 x 135 x 80 mm (L x B x H)	20 Stück	1 Stück	H8 00952	29,70
Handschuhbox-Spender F90	Spenderboxgröße 250 x 135 x 95 mm (L x B x H)	20 Stück	1 Stück	H8 00955	29,15



HANDSCHUHSPENDER MINI AUS EDELSTAHL

Handschuhspender aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet.

Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel liegen bei.

Handschuhspender Mini, 1-fach

Passend für einen kleinen umweltfreundlichen Spenderkarton
 Spendergröße (L x B x T): 213 x 108 x 63 mm

Typ	Für	VE	REF	Preis VE
Mini, 1-fach	Spenderboxgröße 210 x 105 x 60 mm (L x B x H)	1 Stück	H8 00381	33,95



UNIVERSAL WANDHALTER

Dieser praktische Wandhalter dient zur Aufnahme von Spenderboxen unterschiedlicher Größen.

Einmal-Handschuhe, Tissues oder Wischtücher können sicher und schnell mit einer Hand entnommen werden. Zum Einsetzen der Spenderbox wird der Spannschieber mit der Box nach oben geschoben und dann heruntergelassen.

Die „Zähne“ halten die Box fest.

Sie können Spender sämtlicher Hersteller benutzen und sind nicht an ein System gebunden. Aus Kunststoff.

Typ	VE	REF	Preis VE
Universal-Wandhalter	1 Stück	N9 0850	7,15



MEDIWARE EINMAL-BESUCHERKITTEL PP aus NON-WOVEN Material

Mediware Einmal-Besucherkittel PP, non-woven, Rückenverschluss, mit Nacken- und Hüftbändern. Einzel lieferbar.
Umkarton: 50 Stück

Farbe	Länge	Umfang	VE	REF	Preis VE
Kittel mit kurzem Arm					
blau	120 cm	140 cm	1 Stück	H7 5421	auf Anfrage
weiß	120 cm	140 cm	1 Stück	H7 5423	auf Anfrage
Kittel mit langem Arm					
blau	120 cm	140 cm	1 Stück	H7 5420	auf Anfrage
weiß	120 cm	140 cm	1 Stück	H7 5422	auf Anfrage



MEDIWARE EINMAL-BESUCHERKITTEL BLAU aus NON-WOVEN Material

Mediware Einmal-Besucherkittel mit Nackenbändern, mit elastischem Ärmelbund, mit Hüftbändern, vorne geschlossen, mit Rückenöffnung, non-woven.
Beutel: 10 Stück
Umkarton: 50 Stück



Farbe	Länge	VE	REF	Preis VE
blau	115 cm	10 Stück	H7 880328A	auf Anfrage



MEDIWARE EINMAL-BESUCHERKITTEL aus NON-WOVEN Material

Mediware Einmal-Besucherkittel mit Nackenbändern, mit Hüftbändern, vorne geschlossen, mit Rückenöffnung, non-woven.
Beutel: 10 Stück
Umkarton: 50 Stück

Farbe	Länge	VE	REF	Preis VE
weiß	115 cm	10 Stück	H7 880330	auf Anfrage
blau	115 cm	10 Stück	H7 880328	auf Anfrage

MEDIZINISCHE INSTRUMENTE



Gruppe 9

A		Instrumentenaufbewahrung	183	R	
Adapter Spritzen	200	Instrumentenset	183	Rasiermesser	183
Adson Pinzette	181	Intrafix	193, 198	Reflexhammer	182
Ampuwa Injektionslösung	196	Isotonische Kochsalzlösung	195ff	Ringer Lactat Lösung	197
Anatomische Pinzette	180f, 186			Ringerlösung	197
Arterienklemmen	179	K			
Augenmagnet	181	Kanülen	199	S	
		Kindersauerstoffmaske	201	Sauerstoffmasken	201
B		Kleiderschere	175	Sauerstoffverbindungsschlauch	201
Backhaus Tuchklemme	175	Klemmen	178f	Sauerstoff Zubehör	201
Braun Artikel	193, 195, 198	Kocherklemme	179	Scharfer Löffel	187
		Kochsalzlösung	195ff	Scheren	175ff, 183, 187
C		Kombistopfen	200	Schlauchklemme	179
Chirurgische Pinzetten	181, 186	Kopfschneidezange	184	Sicherheitsskalpelle	188
Chirurgische Scheren	176	Kornzange	178	SicSac Spuckbeutel	202
Cilienpinzette	180			Skalpelle	183, 188f, 191
		L		Skalpelloffgriffe	190
D		Ligaturschere Spencer	177	Skalpelloffklingen	190f
DCT Sauerstoffkatheter	201	Listerschere	175, 177f	Spender für Spuckbeutel	202
DCT Sauerstoffmaske	201	Löffel nach Willinger	187	Splitterpinzetten	180, 186
DCT Sauerstoffschlauch	201			Spritzenadapter	200
Dermojet Injektor	182	M		Spuckbeutel	202
Druckinjektor	182	Magillzange	178	Sputumbecher	202
		Mediware Einmal Skalpelle	189	Stitch-Cutter Fadenmesser	189ff
E		Mediware Einmal Skalpelloffklingen	190	Stopfen Spritzen	200
Economy Infusionsgeräte	192	Mediware Fadenmesser	189f	Studentenetui	183
Edelstahl Skalpelloffgriff	190	Mediware Heidelberger Verlängerung	194	Swann Morton-Artikel	191
Einmal Infusionsgeräte	192f, 198	Mediware Infusionsgeräte	192		
Einmal Instrumente	186f	Mediware Infusionsleitungen	194	T	
Einmal Pinzetten	186	Mediware Otoskope	185	Taky-Spike Plus Kanülen	199
Einmal Skalpelle	188f, 191	Mediware Perfusionsleitung	194	Taschenotoskope	185
Einmal Skalpelloffklingen	190f	Mediware Skalpelle	188	Transfusionsbestecke	193, 198
Einmal Sputumbecher	202	Mediware Skalpelloffgriffe	190	Transofix Transfer-Set	200
Entnahmekanüle	199	Mediware Spuckbeutel	202	Tuchklemme	175
Entnahmespike	199	Mehrzweckschere	175	Tupfer Fasszange	178
Extra Spike Entnahmekanüle	199	Metzenbaumschere	175, 187		
		Mikulicz Klemmen	178	U	
F		Mini Spike	199	Überleitungskanülen	200
Fadenmesser	189, 191	Mosquitoklemmen	179, 187	Universalpinzette	180
Fadenziehset	188			Universalscheren	175
Feilchenfeld Pinzetten	180, 186	N			
Fiberoptik Taschenotoskope	185	Nagelzangen	184	V	
Flaschenhalter	195	Natriumcitrat Lösung	196	Verbandschere	175
				Verbindungsschlauch	201
G		O		Verschlusskappen für Luer-Lock	200
Gefäßpinzetten	180	O2-Maske	201		
Glucoselösung	197	O2-Verbindungsschlauch	201	Z	
		Ohrpinzette	181	Zangen	178, 184
H		Otoskope	185	Zeckenzangen	184
Hammer	182			Zubehör Studentenetui	183
Hartmann Artikel	202	P		Zungenzange	178
Heidelberger Verlängerungen	194	Paillettenentnahme Pinzette	180		
Holzkasten Studentenetui	183	Peanklemmen	179		
		Percussionshammer	182		
I		Perfusionsleitungen	194		
Infusionsdruckmanschette	195	Pinzetten	180f, 183, 186		
Infusionsflaschenhalter	195	Präpariernadel	183		
Infusionsgeräte	192f, 198	Präparierschere	177, 183		
Infusionsleitungen	194	Pressure Man			
Injektionslösung	196	Infusionsdruckmanschette	195		
Instrumente	175ff				



UNIVERSAL MEHRZWECKSCHERE

Mit Kunststoffgriffen, stumpfen Enden, autoclavierbar bis 134 °C.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
schwarze Griffe	18,5 cm	1 Stück	15 002	6,15
rote Griffe	18,5 cm	1 Stück	15 226	6,15
blaue Griffe	18,5 cm	1 Stück	15 400	6,05
grüne Griffe	18,5 cm	1 Stück	15 401	6,15
orange Griffe	18,5 cm	1 Stück	15 402	6,05



VERBANDSCHERE KNIEGEBOGEN NACH LISTER

Kräftiges Modell

Länge	VE	REF	Preis VE
12 cm	1 Stück	15 060	5,90
14 cm	1 Stück	15 018	6,20
16 cm	1 Stück	15 017	6,45
18 cm	1 Stück	15 016	6,85
20 cm	1 Stück	15 032	7,55



VERBAND- UND KLEIDERSCHERE NACH SEUTIN

Kräftiges Modell, mit Innenfeder, ideal zur Cast-Entfernung.

Länge	VE	REF	Preis VE
23 cm	1 Stück	15 053	40,50



METZENBAUMSCHERE

Gebogen, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	15 700	7,10
18,0 cm	1 Stück	15 701	7,55
20,0 cm	1 Stück	15 702	8,05



TUCHKLEMME NACH BACKHAUS

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	15 085	7,15
11,0 cm	1 Stück	15 086	7,20
14,0 cm	1 Stück	15 087	7,15



CHIRURGISCHE SCHERE GERADE, SPITZ - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 682	5,00
13,0 cm	1 Stück	I5 683	5,05
14,5 cm	1 Stück	I5 024	5,05
16,0 cm	1 Stück	I5 684	5,25



CHIRURGISCHE SCHERE GEBOGEN, SPITZ - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 685	5,00
13,0 cm	1 Stück	I5 686	4,90
14,5 cm	1 Stück	I5 037	5,05
16,0 cm	1 Stück	I5 687	7,00



CHIRURGISCHE SCHERE GERADE, SPITZ - SPITZ

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 688	5,00
13,0 cm	1 Stück	I5 689	5,00
14,5 cm	1 Stück	I5 023	5,10
16,0 cm	1 Stück	I5 690	7,00



CHIRURGISCHE SCHERE GEBOGEN, SPITZ - SPITZ

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 691	5,70
13,0 cm	1 Stück	I5 692	5,10
14,5 cm	1 Stück	I5 003	5,30
16,0 cm	1 Stück	I5 693	7,00



CHIRURGISCHE SCHERE GERADE, STUMPF - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 694	5,00
13,0 cm	1 Stück	I5 695	5,05
14,5 cm	1 Stück	I5 026	5,05
16,0 cm	1 Stück	I5 696	5,25



CHIRURGISCHE SCHERE GEBOGEN, STUMPF - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 697	5,00
13,0 cm	1 Stück	I5 698	5,00
14,5 cm	1 Stück	I5 025	5,05
16,0 cm	1 Stück	I5 699	5,25



UNIVERSAL- UND PRAXISSCHERE

Gerade, spitz - spitz

Länge	VE	REF	Preis VE
11,0 cm	1 Stück	15 111	4,95
13,0 cm	1 Stück	15 110	5,15



PRÄPARIERSCHERE GERADE

Gerade, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	15 678	10,80
14,0 cm	1 Stück	15 679	10,35



PRÄPARIERSCHERE GEBOGEN

Gebogen, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	15 681	10,20



LIGATURSCHERE - SPENCER GERADE

Mit Aussparung, gerade

Länge	VE	REF	Preis VE
11,0 cm	1 Stück	15 063	7,40
14,0 cm	1 Stück	15 705	9,90



LIGATURSCHERE - SPENCER GEBOGEN


Mit Aussparung, leicht gebogen

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	15 052	6,55



TUPFER FASSZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
27,0 cm - gerade	1 Stück	I5 209	30,75
27,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 210	30,40



KORNZANGE MIT SPERRE NACH MAIER

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm - gerade	1 Stück	I5 092	11,70
20,0 cm - gerade	1 Stück	I5 009	13,10
25,0 cm - gerade	1 Stück	I5 007	15,35
18,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 093	11,70
20,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 008	13,15
25,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 001	15,20



KLEMMME NACH MIKULICZ


Länge	VE	REF	Preis VE
20,0 cm	1 Stück	I5 211	30,40



ZUNGENZANGE NACH COLLIN

Mit Sperre

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm - geripptes Maul	1 Stück	I5 132	17,15




ZUNGENZANGE NACH YOUNG

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm - glattes Maul	1 Stück	I5 202	17,10



MAGILLZANGE / ENDOZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
24,0 cm - für Erwachsene	1 Stück	I5 030	14,20
20,0 cm - für Kinder	1 Stück	I5 031	14,00
16,0 cm - für Säuglinge	1 Stück	I5 105	13,15



ARTERIENKLEMME NACH PEAN - GERADE

Gerade Form, gerieftes Maul, mit Sperre.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	15 011	7,55
16,0 cm	1 Stück	15 064	8,60
18,0 cm	1 Stück	15 066	9,15
20,0 cm	1 Stück	15 0660	12,15



ARTERIENKLEMME NACH KOCHER - GERADE

Gerade Form, gerieftes Maul, 1 : 2 Zähne, mit Sperre.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	15 010	7,60
16,0 cm	1 Stück	15 065	9,90
18,0 cm	1 Stück	15 067	10,05



MOSQUITOKLEMME ANATOMISCH

Gerieftes Maul, anatomische Form

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm - gerade	1 Stück	15 075	8,00
12,0 cm - gebogen	1 Stück	15 076	8,00



MOSQUITOKLEMME CHIRURGISCH

1:2 Zähne, chirurgische Form

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm - gerade	1 Stück	15 077	8,00
12,0 cm - gebogen	1 Stück	15 078	8,00



SCHLAUCHKLEMME MIT SPERRE

Länge	VE	REF	Preis VE
15,0 cm - glattes Maul	1 Stück	15 154	7,90
16,0 cm - glattes Maul	1 Stück	15 155	7,85
16,0 cm - breites Maul	1 Stück	15 153	9,05



SPLITTERPINZETTE NACH FEILCHENFELD

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 013	4,45
11,0 cm	1 Stück	I5 012	4,45



SPLITTERPINZETTE

Schlank Form, spitz, gerieftes Maul

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 229	4,45



UNIVERSALPINZETTE / CILIENPINZETTE

Mit abgeschrägtem Maul

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 230	5,50



PAILLETTENENTNAHME PINZETTE

- Mit Hohlkehle
- Kein Medizinprodukt


Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm - gerade	1 Stück	I5 222	5,45
14,5 cm - gebogen	1 Stück	I5 2221	5,45



ANATOMISCHE PINZETTE

Gerade, geriefte Maulflächen

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm, breites Maul	1 Stück	I5 227	3,60
13,0 cm	1 Stück	I5 061	3,80
14,0 cm	1 Stück	I5 015	3,60
16,0 cm	1 Stück	I5 062	4,95



CHIRURGISCHE PINZETTE

Gerade - 1 : 2 Zähne

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 014	4,05
16,0 cm	1 Stück	I5 228	5,00



GEFÄSSPINZETTE TYP MICHEL

Länge	Typ	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1: 2 Zähne, scharf	1 Stück	I5 049	5,70
12,0 cm	feine Zahnung, als Fadenpinzette geeignet	1 Stück	I5 048	5,10



OHRPINZETTE NACH TROELTSCH

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1 Stück	15 214	6,90



ADSON PINZETTE

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
chirurgische Form, 1 : 2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	15 215	7,00
anatomische Form, gerieftes Maul	12,5 cm	1 Stück	15 216	7,00



AUGENMAGNET MIT LUPE

Inklusive Schlinge. Lupe verstellbar.
Magnet zum Umstecken.

Typ	VE	REF	Preis VE
Augenmagnet	1 Stück	15 758	21,95



PINZETTE MIT LUPE

Spitze Form, gerieft
HMV-Gruppe: 25.21.81.1xxx


Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	15 217	8,00



1



2



3



4



5

PERCUSSIONSHAMMER

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
1 nach Babinsky	23 cm	1 Stück	I5 865	16,35
2 nach Taylor	20 cm	1 Stück	I5 855	10,10
3 nach Trömner	24 cm	1 Stück	I5 845	16,60
4 nach Buck	18 cm	1 Stück	I5 840	15,10
5 nach Berliner	20 cm	1 Stück	I5 850	13,65



DERMOJET

Druckinjektor zur Injektion ohne Nadel

Funktionsweise: Durch einen Hebel wird ein Kolben gespannt, welcher nach Auslösen eine Flüssigkeitsmenge von 0,1 ml + 5 % mit Überdruck (100 bar) durch eine microfeine Öffnung ohne Nadel unter die Haut spritzt. Dort bildet sich eine große „Quaddel“. Alle Dermo-Jets fassen 4 ml Medikamentenlösung! Damit können bis zu 40 Injektionen gesetzt werden. Das Gerät ist zerlegbar, autoklavierbar oder durch Kochen sterilisierbar. Anästhetika müssen spätestens nach 2 Tagen aus dem Dermojet entfernt werden, um unerwünschte Ablagerungen zu vermeiden.

Dermojet HR: Für die neuen Sterilisatoren Typ B, mit Pyrex-Vorratsbehälter und Edelstahlring.

Dermojet Polymedica: Hier ist die Abstandskappe aus Glas.

Ersatzteile können Sie ebenfalls bei uns bestellen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Dermojet HR	1 Stück	I5 101	697,85
Dermojet Polymedica	1 Stück	I5 102	666,15



INSTRUMENTENSET

Komplett im Leinwandtui verpackt, mattiert
Enthält je 1 Stück:

Nadelhalter	14 cm
Chir. Schere gerade, spitz/stumpf	14,5 cm
Fadenschere gerade, spitz/spitz	11 cm
Chir. Schere gebogen, spitz/stumpf	14,5 cm
Feilchenfeldpinzette, spitz/spitz	11,5 cm
Peanklemme, gerieft	14,5 cm
Skalpellgriff	Größe 3
Skalpellgriff	Größe 4
Chir. Pinzette, 1:2 Zähne	14,5 cm
Anatomische Pinzette, gerieft	14,5 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Instrumenten-Set	1 Set	I5 006	33,00



STUDENTEN PRÄPARIER-SET

• Kein Medizinprodukt*

Typ	VE	REF	Preis VE
Komplettsatz, gefüllt mit Instrumenten, 13-teilig, im Kunstlederetui*	1 Stück	I5 3000 K	38,50
Komplettsatz, gefüllt mit Instrumenten, 9-teilig, im Holzkasten*	1 Stück	I5 3005 K	43,90
Für die Einzelbestellung			
Skalpell groß, mit Holzheft*	1 Stück	I5 30001	4,50
Skalpell fein, mit Holzheft*	1 Stück	I5 30002	3,45
Skalpell, mit Metallheft*	1 Stück	I5 30003	3,35
Schere	1 Stück	I5 30004	4,45
Präpariernadel, gerade*	1 Stück	I5 30005	1,50
Präpariernadel, gebogen*	1 Stück	I5 30006	1,50
feine Pinzette, gerade*	1 Stück	I5 30007	2,80
feine Pinzette, gebogen*	1 Stück	I5 30008	3,35
Rasiermesser	1 Stück	I5 30009	14,30
Kunstlederetui, leer*	1 Stück	I5 3000	6,95
Holzkästchen, leer*	1 Stück	I5 3005	10,70





KOPFSCHNEIDEZANGE

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 191	19,95



NAGELZANGE

Mit Pufferfeder und Sperre.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	I5 130	16,80



NAGELZANGE KRÄFTIGES MODELL

Ohne Sperre, kräftiges Modell, leicht gebogen, Schneide mit Blattfeder.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	I5 131	16,80



NAGELZANGE FEINES MODELL

Ohne Sperre, feine Ausführung.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 161	14,95
13,0 cm	1 Stück	I5 769	15,90
14,0 cm	1 Stück	I5 770	17,50



ZECKENZANGE

Aus Metall, mit Feder.

- Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	I5 120	8,70

ZECKENZANGE MIT HALTER

Aus Metall, mit Feder und Halter.

- Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	I5 771	5,00

ZECKENZANGE AUS KUNSTSTOFF

Typ	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	I5 795	5,25



MEDIWARE TASCHEN-OTOSKOP

- Kompaktes Otoskop mit distaler Fiber-Optik Beleuchtung
- Schwenkbares Sichtfenster mit 4-facher Vergrößerung
- Metallclip am Griff zum sicheren Befestigen am Arztkittel
- Mit 10 Ohrtrichter im Spenderröhrchen (5 x 2,5 mm / 5 x 4 mm)
- Inkl. Aufbewahrungstasche aus Nylon

Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	I5 6800	36,50
rot	1 Stück	I5 6800-ROT	36,50
blau	1 Stück	I5 6800-BLAU	36,50
grün	1 Stück	I5 6800-GRÜN	36,50
burgund	1 Stück	I5 6800-BURGUND	36,50



Einmal-Instrumente aus Metall ▶



ANATOMISCHE PINZETTEN EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
anatomische Pinzetten, fein nach Adson			
12 cm	25 Stück	15 2030	35,75
anatomische Irispinzetten fein, gerade			
10 cm	25 Stück	15 2035	37,75
anatomische Pinzetten			
12 cm	25 Stück	15 2040	35,60
14,5 cm	25 Stück	15 2043	36,40

CHIRURGISCHE PINZETTEN EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
nach Adson mit 1x2 Zähnen			
12 cm	25 Stück	15 2045	38,20
Standard mit 1x2 Zähnen			
10 cm	25 Stück	15 2050	38,35
14,5 cm	25 Stück	15 2058	37,75

SPLITTERPINZETTE NACH FEILCHENFELD EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	25 Stück	15 2029	42,45

Einmal-Instrumente aus Metall ▶

**EINZEL
STERIL
VERPACKT**
**ZUM EINMAL-
GEBRAUCH**



**METZENBAUMSCHERE
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, stumpf/stumpf	14,5 cm	25 Stück	I5 2025	52,75
gebogen, stumpf/stumpf	14,5 cm	25 Stück	I5 2027	66,65

**ANATOMISCHE MOSQUITOKLEMMEN NACH HALSTED
EINMALGEBRAUCH**


Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	12,5 cm	25 Stück	I5 2060	48,50
gerade	12,5 cm	25 Stück	I5 2065	47,00

**SCHARFER DOPPELÖFFEL NACH WILLINGER
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	25 Stück	I5 2070	78,30



MEDIWARE SICHERHEITSSKALPELLE

Immer mehr werden von den Berufsgenossenschaften sichere medizinische Schneid- und Stichinstrumente gefordert. Ab sofort liefern wir die bewährten mediware Einmalskalpelle in den Größen 10, 11 und 15 auch als sogenannte Sicherheitsskalpelle. Diese Skalpelle sind mit einem patentierten Schiebeprotector ausgestattet, welcher vor und nach dem Einsatz die Klinge sicher abdeckt. Mediware Einmal-Sicherheitsskalpelle, einzeln steril verpackt, Edelstahl Klinge, im Blister verpackt.

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Figur 10	500 Stück	10 Stück	I1 9910	11,20
Figur 11	500 Stück	10 Stück	I1 9911	11,20
Figur 15	500 Stück	10 Stück	I1 9915	11,20



FADENZIEHSET

Steril

Inhalt:


- 1 x Mullkompresse 10 x 10 cm
- 1 x Fadennmesser, lange Form
- 1 x Einwegpinzette
- 1 x Auffangschale

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Fadenzieh-Set	03693268	1 Set	H7 938	2,50



**MEDIWARE EINMALSKALPELLE
Edelstahl - Ausführung.**

Super Qualität mit mikrofeinem Schliff, gehärtete Edelstahlklinge, moderne Verpackung im transparenten Peel-Pack, leichtes gefahrloses Öffnen. Einzeln steril.



Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Figur 10	500 Stück	10 Stück	I1 0910	3,92
Figur 11	500 Stück	10 Stück	I1 0911	3,92
Figur 12	500 Stück	10 Stück	I1 0912	3,92
Figur 15	500 Stück	10 Stück	I1 0915	3,92
Figur 18	500 Stück	10 Stück	I1 0918	3,92
Figur 19	500 Stück	10 Stück	I1 0919	3,92


Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Figur 20	500 Stück	10 Stück	I1 0920	3,92
Figur 21	500 Stück	10 Stück	I1 0921	3,92
Figur 22	500 Stück	10 Stück	I1 0922	3,92
Figur 23	500 Stück	10 Stück	I1 0923	3,92
Figur 24	500 Stück	10 Stück	I1 0924	3,92
Figur 25	500 Stück	10 Stück	I1 0925	3,92



**MEDIWARE FADENZIEHMESSER LANG
aus Edelstahl, lang**

Einzeln steril im Alu-Blister.

Größe	UK	VE	REF	Preis VE
lange Form, 110 mm	5000 Stück	100 Stück	I1 0503	25,75



BESONDERS GUT SCHNEIDEND
MEDIWARE SKALPELLKLINGEN
 Sterile Carbonstahl - Ausführung.
 Aus 0,4 mm Carbon-Stahl. Einzeln steril im Alu-Blister eingepackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Figur 10	100 Stück	I1 0810	13,85
Figur 11	100 Stück	I1 0811	13,85
Figur 12	100 Stück	I1 0812	13,85
Figur 15	100 Stück	I1 0815	13,85
Figur 18	100 Stück	I1 0818	13,85
Figur 19	100 Stück	I1 0819	13,85
Figur 20	100 Stück	I1 0820	13,85
Figur 21	100 Stück	I1 0821	13,85
Figur 22	100 Stück	I1 0822	13,85
Figur 23	100 Stück	I1 0823	13,85
Figur 24	100 Stück	I1 0824	13,85
Figur 25	100+2 Stück	I1 0825	13,85



MEDIWARE SKALPELLGRIFFE
 aus Edelstahl

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
für Fig. 10 - 15	Gr. 3	1 Stück	I1 0603	3,05
für Fig. 18 - 25	Gr. 4	1 Stück	I1 0604	3,05



MEDIWARE FADENZIEHMESSER KURZ
 aus Carbonstahl
 Einzeln steril im Alu-Blister.

Größe	UK	VE	REF	Preis VE
kurze Form, 65 mm	5000 Stück	100 Stück	I1 0505	17,50



SWANN MORTON EINMALSKALPELLE

Sterile Superqualität mit mikrofeinem Schliff, gehärtete Stahlklinge, im Kunststoff-Peel Pack, leichtes gefahrloses Öffnen.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Figur 10	0501	10 Stück	I1 0710	6,62
Figur 11	0503	10 Stück	I1 0711	6,62
Figur 12	0504	10 Stück	I1 0712	6,62
Figur 15	0505	10 Stück	I1 0715	6,62
Figur 20	0506	10 Stück	I1 0720	6,85
Figur 21	0507	10 Stück	I1 0721	6,85
Figur 22	0508	10 Stück	I1 0722	6,85
Figur 23	0510	10 Stück	I1 0723	6,85
Figur 24	0511	10 Stück	I1 0724	6,85



SWANN MORTON SKALPELLKLINGEN

Aus hervorragend schneidendem Karbonstahl, einzeln steril im beschichteten Alufolie-Peel Pack, gamma-steril.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Figur 10	0201	100 Stück	I1 0610	24,45
Figur 11	0203	100 Stück	I1 0611	24,45
Figur 12	0204	100 Stück	I1 0612	24,45
Figur 15	0205	100 Stück	I1 0615	24,45
Figur 15C	0221	100 Stück	I1 0615-C	23,80
Figur 20	0206	100 Stück	I1 0620	25,10
Figur 21	0207	100 Stück	I1 0621	25,10
Figur 22	0208	100 Stück	I1 0622	25,10
Figur 23	0210	100 Stück	I1 0623	25,10
Figur 24	0211	100 Stück	I1 0624	25,10
Figur 25	0212	100 Stück	I1 0625	25,10



SWANN MORTON SKALPELLGRIFFE

Klingen bis Fig. 15 passen auf Griffe Nr. 3
Klingen ab Fig. 18 passen auf Griffe Nr. 4



	Typ	Hersteller-Nr.	Länge	VE	REF	Preis VE
Standard						
3	Nr. 3	0933	120 mm	1 Stück	I1 3	17,65
1	Nr. 4	0934	125 mm	1 Stück	I1 4	17,65
Lang						
	Nr. 3	0913	205 mm	10 Stück	I1 3L	180,50
2	Nr. 4	0914	205 mm	10 Stück	I1 4L	180,50
Hohlheft						
	Nr. 3	0905	135 mm	1 Stück	I1 3H	50,80
	Nr. 4	0906	145 mm	1 Stück	I1 4H	50,80
Fein						
	Nr. 3	0909	115 mm	1 Stück	I1 3F	12,95



SWANN MORTON STITCH CUTTER

Verwendbar ohne Griffe, in 2 verschiedenen Größen. Ideal zum Auftrennen von Nähten und Verschlüssen. Einzeln steril verpackt. Packung = 100 Stück

	Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
5	Lang - Edelstahl ca. 110 mm	0421	100 Stück	I1 0503-SWANN	41,95
4	Kurz - Kohlestahl ca. 65 mm	0420	100 Stück	I1 0502	31,60



MEDIWARE SERVODROP IG INFUSIONSGERÄT

Das besonders preisaktuelle Infusionsgerät.

- Mit bakterien dichtem Luft- und Flüssigkeitsfilter
- Mit 60 mm flexibler Tropfkammer
- Große Rollklemme
- Zwischenstück latexfrei
- Luer Lock-Anschluß mit Kappe



Für die Schwerkraft-Infusion!

Nicht zu verwenden in Verbindung mit Druck-Infusionspumpen.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Servodrop IG Schwerkraft	13704553	100 Stück	H7 0303-E	73,00



MEDIWARE INFUSIONSGERÄT

Für die Schwerkraftinfusion. Mit flexibler großer Tropfkammer, knickfreiem Schlauch, großer Rollklemme, bakterien dichtem Luftfilter, Luer Lock-Anschluß, Flüssigkeitsfilter 15 µm, Peel Verpackung. Nicht für Druckinfusionen verwendbar. Mit latexfreiem Zuspritzstück. Ähnlich Perfudrop Air. Packung: 100 Stück.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
IG Schwerkraft	05956476	100 Stück	H7 0303	107,00





**TRANSFUSIONSBESTECK
HYPERBAR SANGODROP SP**

- Druckfeste Ausführung für die hyperbare Ozontherapie
- Für Ozonflaschen ohne Latex Zwischenstück
- Mit Metallhorn
- Große Rollklemme
- Luer Lock-Ansatz
- 200 µl Filter
- Steril, geprüft nach GMP

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Transfusionsbe- steck, hyperbar	03462735	100 Stück	1 Stück	H7 03020	1,95



INFUSIONSBESTECKE - B.BRAUN

Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen.
Einzeln steril verpackt.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Intrafix Primeline Classic, 150 cm		100 Stück	I4 4062957	114,00
Intrafix Primeline Standard, 180 cm	00426779	100 Stück	I4 4062981	99,00
Intrafix Air RV/P, mit Rückschlagventil, 180 cm	00412895	100 Stück	I4 4063287	139,35
Intrafix Air-P, Standard, 150 cm		100 Stück	I4 4062955	114,00
Intrafix Air-P, Standard, 150 cm	07666297	100 Stück	I4 4062955-ORIG	103,00
Intrafix SafeSet Standard, 180 cm	01900697	100 Stück	I4 4063000	99,00
Intrafix SafeSet mit Rückschlagventil, 180 cm	03688853	100 Stück	I4 4063001	155,00
Intrafix SafeSet Neutrapur, PVC-frei, 180 cm	03688913	100 Stück	I4 4063002	199,00
Proset Intrafix Primeline RV DWH 15 cm Schlauch	09694180	100 Stück	I4 4182111	300,50



MEDIWARE HEIDELBERGER VERLÄNGERUNGEN

Infusions-Schlauchverlängerung.

- Mit Luer Lock-Anschluß
- Ø = 3 x 4 mm
- Nach GMP produziert
- Einzeln steril verpackt

Länge	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
75 cm	13989857	200 Stück	50 Stück	H7 1403	25,95
140 cm	14038035	200 Stück	50 Stück	H7 1404	30,75



MEDIWARE INFUSIONS- / PERFUSIONSLEITUNGEN

- Mit Luer Lock-Anschluß
- Druckfest
- Ø = 1,5 x 3 mm für venöse oder arterielle Infusionen
- Maximaler Druck = 1,5 Bar
- Passend für alle üblichen Spritzenpumpen
- Einzeln steril verpackt

Länge	UK	VE	REF	Preis VE
150 cm	100 Stück	1 Stück	H7 1405	57,80
200 cm	200 Stück	50 Stück	H7 1406	29,40



PRESSURE MAN

PRESSURE MAN INFUSIONS DRUCKMANSCHETTE

- 2-teilig
- Mit separater Gummiblase und 2-Schlauch
- Mit transparenter Nylonfolie, daher ideal zur geregelten Lösungsinfusion
- Mit Manometer
- Mit Aufhängevorrichtung

Maße	VE	REF	Preis VE
36 x 18 cm	1 Stück	E5 00301	37,00



UNIVERSAL FLASCHENHALTER

Für Infusionen
Bei der Verwendung von Einmalflaschen ärgert sich jeder über den unnötigen Müll, bedingt durch die Plastikaufhänger. Mit diesem Universal-Metallaufhänger befestigen Sie sicher Infusionsflaschen von 50 - 1000 ml. Aus rostfreiem Leichtmetall, preiswert und praktisch, kein Medizinprodukt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Flaschenhalter	1 Stück	G1 014	7,90



ISOTONE KOCHSALZLÖSUNG 0,9 % ECOFLAC PLUS - B.BRAUN

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun ist eine Kochsalzlösung, die Ihnen über einen Venentropf zugeführt wird. Die Lösung enthält Kochsalz in einer Konzentration, die der Salzkonzentration im Blut entspricht.

Hinweis: * apothekenpflichtig.



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
250 ml, Ecoflac plus*	08609249	10 Flaschen	H7 347873	15,19
500 ml, Ecoflac plus*	08609255	10 Flaschen	H7 3200950	17,16
500 ml, Ecoflac plus*	08646871	1 Flasche	H7 9511083	43,00
1000 ml, Ecoflac plus*	08609261	10 Flaschen	H7 3200970	28,74

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



NATRIUMCITRAT LÖSUNG 3,13 %

Steril und pyrogenfrei

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 ml Ampullen		540 Ampullen	10 Ampullen	H7 0304	12,85
100 ml Durchstichflasche	01218563	20 Flaschen	1 Flasche	B3 0704	5,95



AMPUWA INJEKTIONS-LÖSUNGEN FRESENIUS

Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
50 ml, Flasche	06178443	20 Flaschen	H7 1004-FRE	37,00
100 ml, Flasche	09235555	20 Flaschen	H7 1005-FRE	33,00
1000 ml, Flasche	00041447	10 Flaschen	H7 1006-FRE	41,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG AMPULLEN FRESENIUS

Kunststoffampullen, zur Injektion

Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 ml, Ampulle	06605514	720 Ampullen	20 Ampullen	H7 1000-FRE	7,90

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG FALTENBALG FRESENIUS

Zur Blasenpülung.

Diese Faltenbalgflasche enthält 120 ml sterile, physiologische Kochsalzlösung, welche ideal zur internen und externen Anwendung für die Spülung von Blase, Magen- und Darmtrakt, Hämodialyse geeignet ist.

Auch ideal für das Befeuchten von Wunden und Verbänden.

Durch das Zusammendrücken des Faltenbalges leicht zu dosieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
120 ml, Faltenbalg	07628902	10 Flaschen	H7 031161	44,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG 0,9 % FRESINIUS

Isotonische („physiologische“) Natriumchloridlösung 0,9 %. Plasmaisotoner Flüssigkeitsersatz, besonders bei hypochlorämischer Azidose, Hyponatriämie, Trägerlösung für Medikamente.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
100 ml, Glasflasche (Weithals)		02159638	10 Flaschen	H7 1002-FRE	17,50
100 ml, Glasflasche (ISOLA)		08439712	20 Flaschen	H7 1011565	27,60
100 ml, Kunststoffflasche		04986179	40 Flaschen	H7 10010-FRE	78,00
250 ml, Glasflasche		00809049	10 Flaschen	H7 0301-FRE	24,00
250 ml, Kunststoffflasche		01636355	10 Flaschen	H7 0305-FRE	23,00
500 ml, Glasflasche		00809061	10 Flaschen	H7 0306-FRE	22,00
500 ml, Kunststoffflasche		00809109	10 Flaschen	H7 0307	16,80
1000 ml, Kunststoffflasche	1310231	00809138	10 Flaschen	H7 1009-FRE	27,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



GLUCOSTERIL 5 % FRESINIUS

Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. Zufuhr freien Wassers.

Hinweis: * apothekenpflichtig.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
250 ml, Glasflasche*	00424585	10 Flaschen	H7 0308-FRE	24,50
500 ml, Glasflasche	00424616	10 Flaschen	H7 0313-FRE	22,80
500 ml, Kunststoffflasche	00424757	10 Flaschen	H7 0314-FRE	21,00

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



RINGERLÖSUNG FRESINIUS

Kurzfristiger, intravasaler Volumenersatz. Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
500 ml, Glasflasche	00880550	10 Flaschen	H7 03114-FRE	32,50
500 ml, Kunststoffflasche	00880627	10 Flaschen	H7 03112-FRE	25,40
1000 ml, Kunststoffflasche	01836338	10 Flaschen	H7 2600234	35,50

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



RINGER-LACTAT-LÖSUNG FRESINIUS

Flüssigkeitsersatz bei ausgeglichenem Säuren-Basen-Haushalt und bei leichter Azidose. Ideal zum Spülen, besonders wirtschaftlich.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
500 ml, Kunststoff-Flasche	00879920	10 Flaschen	H7 0321-FRE	23,50

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



TRANSFUSIONSBESTECK HYPERBAR SANGODROP SP

- Druckfeste Ausführung für die hyperbare Ozontherapie
- Für Ozonflaschen ohne Latex Zwischenstück
- Mit Metallhorn
- Große Rollklemme
- Luer Lock-Ansatz
- 200 µl Filter
- Steril, geprüft nach GMP

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Transfusionsbesteck, hyperbar	03462735	100 Stück	1 Stück	H7 03020	1,95




INFUSIONSBESTECKE - B. BRAUN

Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen.
Einzel steril verpackt.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Intrafix Primeline Classic, 150 cm		100 Stück	I4 4062957	114,00
Intrafix Primeline Standard, 180 cm	00426779	100 Stück	I4 4062981	99,00
Intrafix Air RV/P, mit Rückschlagventil, 180 cm	00412895	100 Stück	I4 4063287	139,35
Intrafix Air-P, Standard, 150 cm		100 Stück	I4 4062955	114,00
Intrafix Air-P, Standard, 150 cm	07666297	100 Stück	I4 4062955-ORIG	103,00
Intrafix SafeSet Standard, 180 cm	01900697	100 Stück	I4 4063000	99,00
Intrafix SafeSet mit Rückschlagventil, 180 cm	03688853	100 Stück	I4 4063001	155,00
Intrafix SafeSet Neutrapur, PVC-frei, 180 cm	03688913	100 Stück	I4 4063002	199,00
Proset Intrafix Primeline RV DWH 15 cm Schlauch	09694180	100 Stück	I4 4182111	300,50





EXTRA-SPIKE PLUS

Die praktische Entnahmekanüle zur Mehrfachentnahme und zum Zuspritzen.

- Mit Klapp-Verschlußkappe
- Luer Lock-Ansatz
- Auch geeignet für kleine Flaschen
- Nadellänge = 20 mm
- Gehäuselänge = 35 mm
- Einzeln steril verpackt

Farbcode	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Extra-Spike Plus Chemo, mit Partikelfilter 5 µm, mit Belüftungsfiter 0,2 µm					
rot	03416103	200 Stück	25 Stück	H7 901322	39,20
Extra-Spike Plus, ohne Partikelfilter, mit Belüftungsfiter 3 µm					
grün	03416801	400 Stück	25 Stück	H7 901300	18,75
Extra-Spike Plus 5 µm, mit Partikelfilter 5 µm, mit Belüftungsfiter 3 µm					
blau	03415894	400 Stück	25 Stück	H7 901350	28,70



EXTRA SPIKE

- Entnahmekanüle mit Stahl-nadel für die Mehrfachentnahme aus Kleinstflaschen.
- Mit Belüftung
- Bakterienfilter
- Minimales Restvolumen
- Einzeln steril verpackt

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Extra Spike	03415463	400 Stück	25 Stück	H7 9211000	33,75



MINI-SPIKE MIT FILTER

Mehr Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit für die Arzneimittelzubereitung

Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter.

Leichte Entnahme und Zugabe von Arzneimittel durch optimalen Druckausgleich. Reduziertes Kontaminationsrisiko bei der Entnahme und Präparation durch den integrierten bakterienretentiven 0,45 µm Belüftungsfiter.

Leichtes Arbeiten und verbesserte Hygiene bei der Mehrfachentnahme aus Mehrdosenbehältern, durch grünen, dicht schließenden Schnappdeckel und geschützten Luer-Lock-Anschluss.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Mini-Spike Entnahme-/Zuspritzspike	07423488	100 Stück	50 Stück	I4 4550242	67,50



TRANSFER SET

Das Transfer Set ist eine Überleitungskanüle zum Mischen von Lösungen / Medikamenten und zum Auflösen von Lyophilisaten.

- Einzel steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Transferset, kurze Form	01281395	1000 Stück	100 Stück	H7 90100000	17,25



TRANSOFIX TRANSFER-SET

Transfer-Set für sterile Flüssigkeiten.

- Auflösen von Lyophilisaten
- Mischen von Lösungen und Arzneimitteln
- Aufschwemmen von Ery-Konzentrat
- Schlanke, leicht silikonisierte Einstichdorne mit abgerundetem Schliff, um Abscherungen von Gummi-Partikeln zu vermeiden
- Kurzer Einstechdorn für Flaschen bis 100 ml
- Komfortable Griffplatte

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Transofix Transfer-Set	03033218	200 Stück	50 Stück	I4 4090500	33,00



SPRITZENADAPTER

Steril verpackt.

Typ	Farbe	UK	VE	REF	Preis VE
für Luer Spritzen / auf Rekord-Kanüle	blau	5000 Stück	100 Stück	H7 1706	9,40



VERSCHLUSSSTOPFEN - LUER POSITIV / LUER NEGATIV

Gelb, steril verpackt.

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Verschlußstopfen	5000 Stück	100 Stück	H7 1704	7,30



Die hochwertige DCT-Linie bietet:

- Knickfeste Sternlumen-Schläuche
- Transparent-grüne Farbe zur besseren Überwachung
- Glasklare, transparente Masken erlauben eine bessere Lippenbeobachtung
- Mit anformbaren Nasenbügeln und verstellbaren Fixierbändern

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR ERWACHSENE

Mit Gummibändern, Nasenbügel und 2,10 m O₂-Schlauch.
Mit Universalkonnektor.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffmaske Erwachsene	14.99.99.1001	02757523	1 Stück	H7 163	3,60

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR KINDER

Mit Gummibändern, Nasenbügel und 2,10 m O₂-Schlauch.
Ohne Clips.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffmaske Kinder	14.99.99.1001	02757842	1 Stück	H7 1146	3,60



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE

Mit Ohrbändern + Clip, ohne Verbindungsschlauch.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffmaske Erwachsene	02757517	1 Stück	H7 1116	3,20
Sauerstoffmaske Kinder	02757612	1 Stück	H7 1146M	3,15



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂- VERBINDUNGSSCHLAUCH

Grün, knicksicher (Sternlumen), mit 2 universell passenden Softverbindern.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Verbindungsschlauch 2,10 m	02757902	1 Stück	H7 162	0,60
Verbindungsschlauch 4,00 m	02758095	1 Stück	H7 1175	1,45



MEDIWARE SPUCKBEUTEL

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; weiß, 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhängen des Beutels für sicheren Verschluss, Aufnahmekapazität ca. 1 Liter.

Idealer Einsatz für:

- Arztpraxen
- Krankenhäusern
- Rettungsdiensten
- Pflegeheimen

Durchmesser	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
11 cm	12728959	400 Stück	25 Stück	H7 9000	6,50



SPENDER FÜR MEDIWARE AUFFANGBEUTEL/SPUCKBEUTEL

Spender für Mediware Auffangbeutel/Spuckbeutel geeignet, für ca. 30 Auffangbeutel, aus weißem, lackierten Stahlblech.

Auch für Auffangbeutel anderer Hersteller, wie z. B. Hartmann, Asid Bonz, etc. geeignet.

Höhe: 22 cm

Breite: 13 cm

Tiefe: 14 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Spender für Mediware Auffangbeutel/Spuckbeutel	1 Stück	H7 9000SP	33,50



SICSAC SPUCKBEUTEL HARTMANN

Der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhängen des Beutels für sicheren Verschluss; Aufnahmekapazität ca. 1 Liter; zur Entnahme steht ein praktischer Spender zur Verfügung.

Durchmesser	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
11 cm	00805560	300 Stück	50 Stück	H2 9995861	14,51



EINWEG SPUTUMBECHER

- Mit automatisch schließendem Klappdeckel
- Aus weißem Kunststoff
- Mit Schriftfeld für Patientendaten
- Ideal für Krankenhaus und Altenheim
- Volumen: 150 ml

Typ	Volumen	UK	VE	REF	Preis VE
Becher	150 ml	300 Stück	1 Stück	H7 5001	0,45

AMPUWA® Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia. Zusammensetzung: Wirkstoff: 1000 ml enthalten: Wasser für Injektionszwecke 1000 ml. Sonstige Bestandteile: Keine. Anwendungsgebiete: Als Lösungsmittel zum Auflösen und Verdünnen von Arzneimitteln zur Injektion bzw. Infusion, gemäß den Vorschriften der jeweiligen Gebrauchsinformation. Gegenanzeigen: Gegenanzeigen, die sich aus dem zugesetzten Arzneimittel ergeben, sind unbedingt zu beachten. Nebenwirkungen: Wenn Wasser für Injektionszwecke ohne Zusätze intravenös appliziert wird, kann es zu einer Hämolyse kommen. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung entnehmen Sie bitte der Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H. Stand der Information: Dezember 2011.

BRAUNOL® Wirkstoff: Povidon-Iod Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 7,5 g Povidon-Iod, mittleres Molekulargewicht 40 000, mit einem Gehalt von 10 % verfügbarem Iod. Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumiodat, Macrogollaurylether 9 EO (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur einmaligen Anwendung: Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptikum der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen. Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung: Antiseptische Wundbehandlung (z. B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre), Verbrennungen, infizierte Hauterkrankungen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Iod oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels, Hyperthyreose oder andere manifeste Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung), Sehr kleine Frühgeborene (Geburtsgewicht unter 1500 g). Nebenwirkungen: Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. Sehr selten: Akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Gelegentlich zu Behandlungsbeginn lokales Brennen. Eine nennenswerte Iodaufnahme kann bei längerfristiger Anwendung von Braunol® auf ausgedehnten Wund- und Verbrennungsflächen erfolgen. Sehr selten können Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen in der Vorgeschichte eine Schilddrüsenüberfunktion (iodinduzierte Hyperthyreose), zum Teil mit Symptomen wie z. B. Pulsbeschleunigung oder innere Unruhe, entwickeln. Nach Anwendung größerer Mengen von Povidon-Iod-haltigen Arzneimitteln (z. B. bei der Verbrennungsbehandlung) ist das Auftreten von (zusätzlichen) Elektrolyt- und Serumosmolaritäts-Störungen, einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion sowie Übersäuerung des Blutes (metabolische Azidose) beschrieben worden. In sehr seltenen Fällen entwickelten Patienten mit ausgeprägten Hornhautdefekten unter der Therapie mit phosphathaltigen Augentropfen Trübungen der Hornhaut durch die Bildung von Kalziumphosphaten. Stand der Information: 05/2013, Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

GLUCOSTERIL® 5 % FRESENIUS INFUSIONS-LÖSUNG Zusammensetzung: Wirkstoff: Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.). 1000 ml Infusionslösung enthalten: Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.) 55,0 g, entspr. wasserfreie Glucose 50,0 g. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke; Salzsäure 25 %, Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. Zufuhr freien Wassers. Gegenanzeigen: Untherapierte Hyperglykämie, Hypokaliämie ohne gleichzeitige Elektrolytsubstitution, metabolische Acidose. Die Gabe von Glucosteril® 5 % ist mit der Zufuhr freien Wassers verbunden. Insbesondere, wenn keine begleitende Elektrolytgabe erfolgt, können sich zusätzlich folgende Gegenanzeigen ergeben: Hyperhydratation, hypotone Dehydratation. Besondere Patientengruppen: Vorsicht ist geboten bei Hyperglykämie. Nebenwirkungen: Häufig bis sehr häufig: Hyperglykämie, Polyurie. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind bedingt durch die Anwendungsart der peripheren Infusion und nicht arzneimittelspezifisch. Wie bei allen peripheren infundierten Substanzen kann es zu folgenden Nebenwirkungen kommen: Häufigkeit nicht bekannt: lokale Hautreaktionen (Rötung, Bluterguss, Entzündung, Blutung), Schmerzen an der Einstichstelle. Besondere Patientengruppen: Mit zunehmendem Alter und Schweregrad der Erkrankung bzw. eines Traumas kommt es im Rahmen des Postaggressionsstoffwechsels häufiger zu einer Glucoseintoleranz, besonders dann, wenn zusätzlich ein bis dahin nicht erkannter Diabetes mellitus vorliegt. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung entnehmen Sie bitte der Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg. Stand der Information: Juni 2015.

ISOTONE KOCHSALZ-LÖSUNG 0,9% BRAUN INFUSIONS-LÖSUNG Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 9,0 g, Elektrolyte, Natrium 154 mmol/l, Chlorid 154 mmol/l. Anwendungsgebiete: Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose, Chloridverluste, Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz, Hypotone Dehydratation, Isotone Dehydratation, Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente, extern zur Wundbehandlung und zur Befeuchtung von Tüchern und Verbänden. Gegenanzeigen: Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun darf nicht angewendet werden bei Hyperhydratation, schwerer Hypernatriämie, schwerer Hyperchlorämie. Nebenwirkungen: Bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine bekannt. Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen: Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzuzeigen. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

ISOTONISCHE KOCHSALZ-LÖSUNG FRESENIUS INFUSIONS-LÖSUNG Zusammensetzung: Wirkstoff: Natriumchlorid. 1000 ml Lösung enthalten: Natriumchlorid 9,0 g, Natrium 154 mmol/l, Chlorid 154 mmol/l. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure 25 %, Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Plasmisotoner Flüssigkeitersatz bei hypotoner und isotoner Dehydratation, kurzfristiger intravasaler Volumenersatz. Als Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente. Zum Befeuchten von Verbänden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, Hyperhydratationszustände. Besondere Patientengruppen: Isotonische Kochsalzlösung Fresenius soll nur mit Vorsicht angewendet werden bei Hypokaliämie, Hypernatriämie, Hyperchlorämie. Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten (wie Herzinsuffizienz, generalisierte Ödeme, Lungenödem, Hypertonie, Eklampsie, schwere Niereninsuffizienz). Nebenwirkungen: Häufigkeit nicht bekannt: Hypernatriämie, Hyperchlorämie. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung entnehmen Sie bitte der Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H. Stand der Information: Juli 2013.

KODAN® TINKTUR FORTE FARBLOS Zusammensetzung: 100 g Lösung enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser - Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a.. Zur Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan® Tinktur Forte farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. - Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. - Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. - Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur Forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur Forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur Forte farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur Forte farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com.

KODAN® TINKTUR FORTE GEFÄRBT Zusammensetzung: 100 g Lösung enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser - Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan® Tinktur Forte gefärbt gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. - Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. - Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. - Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur Forte gefärbt abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur Forte gefärbt desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur Forte gefärbt sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur Forte gefärbt soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com.

MEDIZINISCHER SAUERSTOFF Ein separater Pflichttext für den medizinischen Sauerstoff wird vom Hersteller nicht erstellt. Es wird auf die dem Artikel beigefügte aktuelle Anleitung verwiesen. Pharmazeutischer Unternehmer: OXY M Sauerstofftechnologie, Kleinbahnhof 1, 58456 Witten.

OCTENIDERM® FARBLOS Zusammensetzung: 100 g Lösung enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 30,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-Propanol, 2-Propanol und Octenidindihydrochlorid wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von octeniderm® farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. - Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen. - Nebenwirkungen: Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzem) sind möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. - Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Vermeidung des direkten Kontaktes von Octeniderm® farblos mit Röntgenauflagen. Entzündlich. Nicht in offene Flammen sprühen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Octeniderm® farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com.

OCTENISEPT® Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-[[3-Kokosfettsäure-amidopropyl] dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser - Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen - im Ano-Genitalbereich von Vagina, Vulva, Glans penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase - in der Mundhöhle. Zur zeitlich begrenzten unterstützenden Therapie bei Pilzkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. - Gegenanzeigen: octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. - Nebenwirkungen: Selten: Brennen, Rötung, Juckreiz und Wärmegefühl, sehr selten: Kontaktallergische Reaktionen wie z. B. vorübergehende Rötung, nicht bekannt: nach Spülung tiefer Wunden mittels Spritze wurde über das Auftreten von persistierenden Ödemen, Erythemen und auch Gewebnekrosen berichtet, die z.T. eine chirurgische Revision erforderten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht octenisept® vorübergehend einen bitteren Geschmack. - Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: octenisept® nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Um Gewebeschädigungen zu vermeiden, darf das Präparat nicht mittels Spritze in die Tiefe des Gewebes eingebracht werden. Das Präparat ist nur zur oberflächlichen Anwendung bestimmt (Auftragen

mittels Tupfer oder Aufsprühen). Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com.

RINGER-LACTAT LÖSUNG FRESENIUS 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 6,00 g Natrium-(S)-lactat-Lösung 6,34 g o 3,17 g Natrium-(S)-lactat Kaliumchlorid 0,40 g Calciumchlorid-Dihydrat 0,27 g Na⁺ 131 mmol/l K⁺ 5,36 mmol/l Ca⁺⁺ 1,84mmol/l Cl⁻ 112 mmol/l Lactat- 28,3 mmol/l pH-Wert 5,0–7,0 Titrationsacidität 0,5 – 2,0mmol NaOH/l theor. Osmolarität 278 mosm/l Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, Anwendungsgebiete Flüssigkeitsersatz bei ausgeglichenem Säuren- Basen-Haushalt und bei leichter Azidose. Primärer Volumenersatz bei Notfallsituationen. Zur prae-, intra- und postoperativen Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsbilanz. Rehydratation des Interstitiums nach kolloidalem Volumenersatz. Gegenanzeigen Ringer-Lactat-Lösung darf nicht angewendet werden bei – Hyperhydratationszuständen Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung Ringer-Lactat-Lösung soll nur mit Vorsicht angewendet werden bei: – Hyperkaliämie oder Hyperkaliämieneigung (insbesondere bei Niereninsuffizienz) – Hyperchlorämie – Hypernatriämie – Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten – Lactatacidose – schweren Lebererkrankungen (wegen Natriumzufuhr und eingeschränktem Lactat- Metabolismus) Bei akutem extrazellulären Flüssigkeitsoder Blutverlust sollte die Gabe von Ringer-Lactat-Lösung ggf. durch kolloidale Volumenersatzmittel und – bei Unterschreitung von Transfusionstriggern – Blutzubereitungen ergänzt werden. Kontrolle des Serumionogramms und der Wasserbilanz sind erforderlich. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen Keine bekannt. Gegenanzeigen Ringer-Lactat-Lösung darf nicht angewendet werden bei – Hyperhydratationszuständen Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung Ringer-Lactat-Lösung soll nur mit Vorsicht angewendet werden bei: – Hyperkaliämie oder Hyperkaliämieneigung (insbesondere bei Niereninsuffizienz) – Hyperchlorämie – Hypernatriämie – Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten – Lactatacidose – schweren Lebererkrankungen (wegen Natriumzufuhr und eingeschränktem Lactat- Metabolismus) Bei akutem extrazellulären Flüssigkeitsoder Blutverlust sollte die Gabe von Ringer-Lactat-Lösung ggf. durch kolloidale Volumenersatzmittel und – bei Unterschreitung von Transfusionstriggern – Blutzubereitungen ergänzt werden. Kontrolle des Serumionogramms und der Wasserbilanz sind erforderlich. 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen: Keine bekannt. Durch das Arzneimittel selbst ausgelöst werden. Mögliche Nebenwirkungen sind bedingt durch die peripherenöse Infusion. Wie bei allen peripherenös infundierten Substanzen, kann es zu folgenden Nebenwirkungen kommen: Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes – lokale Hautreaktionen (Rötung, Hämatom, Entzündung, Blutung) – Schmerzen an der Applikationsstelle Die Häufigkeiten dieser Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Die Meldung des Verdachts von Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko- Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn Website: www.bfarm.de, Inhaber der Zulassung Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Tel.: 06172/686-8200, Fax.: 06172/686-8239, Zulassungsnummer 6150917.00.00, Datum der Erteilung der Zulassung/ Verlängerung der Zulassung, Datum der Erteilung der Zulassung 28. Dezember 2005, Stand der Information Juli 2013 11. Verkaufsabgrenzung Apothekenpflichtig.

RINGERLÖSUNG FRESENIUS INFUSIONS-LÖSUNG Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 8,60 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,33 g; Natrium 147,2 mmol, Kalium 4 mmol, Calcium 2,25 mmol, Chlorid 155,7 mmol. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure, Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz, Chloridverluste, Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. Gegenanzeigen: Hyperhydratationszustände. Besondere Patientengruppen: Ringerlösung Fresenius soll nur mit Vorsicht angewendet werden bei hypertoner Dehydratation, Hyperkaliämie, Hypernatriämie, Hypercalcämie, Hyperchlorämie, eingeschränkter Nierenfunktion und niereninsuffizienten Patienten mit Neigung zu Hyperkaliämie, Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten wie Herzinsuffizienz, generalisierte Ödeme, Lungenödem, Hypertonie, Eklampsie, schwere Niereninsuffizienz, Erkrankungen, die mit einem erhöhten Vitamin-D-Spiegel einhergehen - wie z. B. Sarkoidose. Aufgrund des Kaliumgehaltes sollte die Lösung mit Vorsicht angewendet werden bei Patienten mit Herzerkrankungen oder Zuständen, die zu Hyperkaliämie führen können - wie Nieren- oder Nebennierenrindensuffizienz, akute Dehydratation oder ausgedehnte Gewebeerstörungen (wie z. B. bei schweren Verbrennungen). Nebenwirkungen: Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Bei der Anwendung kann es zu Hyperchlorämie kommen. Selten: Durch die Art der Anwendung verursachte Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen oder Reaktionen, Venenreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen, Paravasation. Unerwünschte Wirkungen können auch durch der Lösung zugesetzte Arzneimittel werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung entnehmen Sie bitte der Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Stand der Information: Januar 2012.

STERILLIUM® Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg.

STERILLIUM® CLASSIC PURE Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die

Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn ein Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg.

STERILLIUM® MED Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 85,0 g, Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg.

STERILLIUM® TISSUE Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 1 Feuchttuch aus Vlies enthält: Wirkstoffe: Propan-2-ol 1.341 mg, Propan-1-ol 894 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut. Gegenanzeigen: Sterillium Tissue darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat oder einen der sonstigen Bestandteile besteht, in der unmittelbaren Nähe der Augen oder offener Wunden, bei Früh- und Neugeborenen, zur Desinfektion von Schleimhäuten. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern erst nach ärztlicher Rücksprache. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23,5 °C, entzündlich. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO₂ löschen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg.

STERILLIUM® VIRUGARD Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg.



Besuchen Sie unseren Online Shop

www.lifeguard-emergency-products.de

Nach **Produktgruppen** sortiert finden Sie eine Auswahl von **mehr als 15.000 Produkten**. **Bestpreise** sowie das **Angebot** neuester Produkte, sind nur einen Mausklick von Ihnen entfernt.

Viele Produkte sind sofort ab Lager verfügbar. Bezahlen Sie sicher und komfortabel! Die Auslieferung Ihrer Ware erfolgt bis zur Haustür.



Produktsuche leicht gemacht!

Das Finden von Produkten, überall und jederzeit, ist jetzt noch leichter.

Unsere Zielgruppen-Kataloge stehen Ihnen immer aktuell, auch als Flipping-Books (Blätterkataloge) im Internet zur Verfügung.

Die digitalen Vorteile

- Blättern Sie wie im gedruckten Katalog
- Nutzen Sie die Zoom- und Druckfunktionen
- Finden Sie Ihre Gesamtübersicht der alternativen Produkte



Kataloge, zum unschlagbar günstigen Preis

medical products
emergency products
schnell-diagnostik & laborzubehör



Kataloge zum günstigen Preis

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, Ihren Adresseindruck oder einen eigenen Umschlag für Ihre Eigenwerbung mitzuplanen.



Direktwerbung für Ihre Kunden

Alle erhältlichen Prospekte zur Weitergabe an Ihre Kunden finden Sie auf unserer Website.



Werbemittel mit Ihrem Logo

Werben Sie mit medical Equipment. Wir bringen Ihre Firma oder Marke sichtlich nach vorne.



Verpackung mit Ihrem Logo

Stärken Sie Ihre Marke. Produkte mit Ihrem Logo als Eigenmarke.

Werbesevice

Servolight ☎ +49 281 95283-22 ✉ info@servolight.de 🏠 www.servolight.de
📍 Am Schornacker 44, 46485 Wesel

servolight®
leuchtende Werbung



medical products
Der Gesamtkatalog
Bestell-Nr. Z1 93-P



schnell-diagnostik
Diagnostik & Labor Fachkatalog
Bestell-Nr. Z1 04-07-03



pflege aktuell
Krankenpflege Fachkatalog
Bestell-Nr. Z1 40



emergency products
Notfall-Fachkatalog
Bestell-Nr. Z1 98-PL



gyn products
Gynäkologischer Fachkatalog
Bestell-Nr. Z1 120



X-ray products
Radiologischer Fachkatalog
Bestell-Nr. Z1 22

emergency products



 *Ihr Notfall-Fachkatalog*

- 1** BEATMUNG – INTUBATION
- 2** NOTFALLTASCHEN – NOTFALLKOFFER
- 3** IMMOBILISATION – TRANSPORT
- 4** AMBULANZ – ARBEITSSCHUTZ
- 5** TAKTISCHE MEDIZIN – SANITÄTSAUSRÜSTUNG
- 6** DIAGNOSTIK – SCHNELLTESTE
- 7** VERBANDMATERIAL / HYGIENE
- 8** EINWEGARTIKEL – VERBRAUCHSMATERIAL
- 9** MEDIZINISCHE INSTRUMENTE



(91)Z1 98-PL(10)555-8-0004-2302

Ihr Fachhändler, denn keiner berät Sie besser!