



mediWare
SET

Reinraum-Konfektionierung



Inhalt

Personalisierte Einleger	Seite 2
Beratung	Seite 3
Katheter- und Versorgungs-Sets	Seite 5
Katheter-Set Basis	Seite 6
Katheter-Set Basis Vario	Seite 7
Katheter-Set Profi	Seite 8
Katheter-Set Profi Vario	Seite 9
Mundpflege-Sets	Seite 10
Versorgungs-Sets	Seite 11
Komponenten für Katheter- und Versorgungs-Sets	Seite 12
Infusions-Sets	Seite 25
Anhänge-Sets	Seite 26
Abhänge- und Portpunktions-Set	Seite 27
Infusions-Sets	Seite 28
Tages-Set Infusion	Seite 29
Komponenten für Infusions-Sets	Seite 30
OP-Sets	Seite 35
Arthroskopie-Sets	Seite 36
Schulterarthroskopie-Sets	Seite 38
OP-Sets	Seite 40
Komponenten für OP-Sets	Seite 41
Bestellvorgang und Hinweise	Seite 44

Top Marken

ORIGINAL
medispat

silcoat



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

silclear

servoprax **soft-hand**[®]



Der Umwelt zu liebe

Beachten Sie unser „ECO“ Logo an den Produkten, diese sind umweltfreundlich.



REINRAUM

In unserem eigenen

Reinraum der Klasse D für Medizinprodukte

sind wir seit vielen Jahren in der Lage, eine Vielzahl von Sets wie z. B. Katheter-Sets, An- und Abschluss-Sets für Infusionen oder OP-Abdecksysteme in unterschiedlichen Konfigurationen für Sie herzustellen.

Wir konfektionieren Ihr Wunsch-Set aus den verschiedensten Komponenten, welche wir für Sie in diesem Katalog zusammengestellt haben. Natürlich können Sie auch auf unsere vorgefertigten und bewährten Sets, welche wir ebenfalls in diesem Katalog präsentieren, zurückgreifen.

Fragen Sie direkt bei uns den Preis an, unser kompetentes Fachpersonal berät Sie gern.

Qualitätsmanagement

Durch die Überwachung der **ecm Zertifizierungsgesellschaft** für Medizinprodukte in Europa GmbH wird dieses QM-System in regelmäßigen Audits überprüft und bestätigt.

Das **Qualitätsmanagement Team** im eigenen Haus ist für die Aufrechterhaltung des QM-Systems zuständig und Ansprechpartner für alle QM-Fragen.

Zusätzlich werden Stichproben eingehender Waren durch qualifizierte Mitarbeiter auf Qualität und Zustand geprüft.

Wir legen Wert auf Sicherheit und Überwachung

- ✓ QM-System
- ✓ Medizinprodukte Zertifizierung
- ✓ Zertifiziert nach EN ISO 13485

Die Chargen-Rückverfolgung ist seit vielen Jahren Teil unseres Warenwirtschaftssystems und ermöglicht uns somit eine lückenlose Dokumentation.

Die **Reinraumproduktion ist zertifiziert** für die Herstellung und Vertrieb von Katheter Sets, Verpacken von Medizinprodukten unter Reinraumbedingungen, Herstellung von System- und Behandlungseinheiten.



MEIN SET. MEIN LOGO.



Corporate Design, damit Ihr Unternehmen im Mittelpunkt steht.

Personalisieren Sie das Set in Ihrem Firmen-Design. Durch unsere Werbeabteilung bieten wir Ihnen individuell auf Ihre Firma abgestimmte Einleger. Gerne bieten wir Ihnen vorgefertigte Einleger an, damit Ihr Aufwand gering bleibt.

Wir als Hersteller übernehmen für den Inhalt der Sets, die volle Verantwortung. Alle Pflichtangaben werden durch unser Qualitätsmanagement überprüft, bevor Sie Ihre Sets geliefert bekommen.

INFUSIONSSET

H7 945-DP

Menge	Bezeichnung	Hersteller	Kennzeichnung
1	Abdecktuch als Einschlag	servoprax	CE
1	Schale für Kleinteile	Omni-Pac	
6	Zellstoftupfer	servoprax	CE
1	Spritze 2 ml, 2-tlg., Luer	HSW	CE0086
1	3-Wege-Hahn, blau	PMH	CE0086
1	Kanüle 20G, gelb	servoprax	CE0481
1	Conline Verlängerung 15 cm Oriplast	Oriplast	CE
	Beipack		
1	Infusionsset Intrafix Safeset 180 cm	B. Braun	CE0123
1	Jelco I.V. Katheter 24G	Smith Medical	CE0473



Musterfirma GmbH
Musterstr. 100, 12345 Musterhausen
Tel. 02875 12345678, Fax 02875 12345678

REF	H7 945-DP	LOT 31012017	STERILE
		2017-05	Nur bei unbeschädigter Verpackung verwenden!
PZN	* 1 2 8 9 6 3 7 8 *	2019-01	

3-H7 945-DP-208-0-0001-1708

Hier kann Ihre Wunsch-Artikelnummer mit integriert werden.

Für Ihre Firmendaten steht Ihnen genug Platz zur Verfügung.

Fordern Sie ein Muster an.

Gerne stellen wir Ihnen Musterdaten und genaue Angaben zur Verfügung. Wenn Sie selbst oder die Gestaltung in Auftrag geben möchten, können wir Ihnen die benötigten Daten gerne zur Verfügung stellen. Wenn Sie es bequem wünschen, kümmern wir uns gerne um Ihren Firmenauftritt.

Persönlicher kann es nicht werden.

- ✓ Eigenes Logo
- ✓ Firmenadresse
- ✓ Individuelle Bestellnummer
- ✓ PZN-Nummer

MEDIWARE SET

PASST SICH IHNEN AN.

Stellen Sie sich ein maßgeschneidertes Set aus den Bereichen Urologie, An- und Abschluss von Infusionen, Portnadelwechsel-Sets und OP-Abdecksystem ganz individuell zusammen. Wir unterstützen Sie gern bei der Auswahl der einzelnen Komponenten und erstellen zusammen mit Ihnen ein auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Set, um Ihre Abläufe zu vereinfachen

und zu optimieren. Wir erstellen Ihnen ein kostenloses Muster nach Ihren Wünschen, welches wir Ihnen zur Optimierung und Begutachtung zur Verfügung stellen. Erst wenn alle Details zu Ihrer Zufriedenheit umgesetzt wurden, werden die für Sie maßgeschneiderten Sets produziert.

Perfekt Organisiert

Durch perfekt geplante Strukturen bieten wir Ihnen wenig Aufwand und konstant geplante Etappen bis zur Auslieferung.

Beratungsgespräch

Durch unser kompetentes Fachpersonal.

Mustererstellung

Zur Prüfung und weiteren Optimierung.

Qualitätsprüfung

Unser Qualitätsmanagement überprüft das Mediware Set auf Sicherheit und Qualität.

Auftragserteilung

Nach Freigabe des Musters.

Fertigung

Jedes Set wird unter Reinraumbedingungen bei uns gefertigt.

Lieferung

Ort und Zeit bestimmen Sie.



Sie haben Fragen?

Wir sind gerne für Sie persönlich erreichbar:

Index

A

Abdecktuch selbstklebend	42
Abdecktuch	14
Abdecktuch	42
Abdecktücher steril	30
Abhänge-Set	27
Anhänge-Set	26
Arthroskopie-Set	36, 37, 38

B

Beinling	43
Blockerspritze steril	17
Blockerspritze unsteril	14

D

Deckel Kunststoff	12
Desinfektionsmittel	17

E

Einmalkanülen	32
Einmalspritzen	32
Einschlagtuch	14
Einspritz-Verschluss-Kappe	33
Einwegspritze	17
Extremitätentuch steril	36
Extremitätentuch	41

F

Fadenziehmesser	16
Fadenzieh-Set	11
Frauen-Katheter	20

G

Gleitgel	17
----------------	----

H

Handschuh Latex steril	31
Handschuh Latex	15
Handschuh Nitril	15
Handschuh Vinyl	15
Holzmundspatel	16

I

Infusions-Set	28
Intraossär-Set	28

K

Kamerabezug	43
Kanülenpflaster	31
Kanülen	32
Katheter Latex	18
Katheter Silikon	18
Katheter-Set Basis Vario	7
Katheter-Set Basis	6
Katheter-Set Profi Vario	9
Katheter-Set Profi	8
Katheterventil	20
Klebevlies	33
OP-Klett	43
Kombi-Verschluss-Kappe	33
Kunststoffschale 750 ml	12
Kunststoffschale Fadenzieh-Set	12
Kunststoffschale transparent 500 ml	12
Kunststoffschale weiß 500 ml	12

L

Lochtuch selbstklebend	43
Lochtuch	42

M

Mayo Tischesack	43
Mullkompressen steril	30
Mullkompressen	13
Mulltupfer	13
Mulltupfer steril	30
Munderfrischungsstäbchen	16
Mundpflege-Set steril	10
Mundpflege-Set unsteril	10
Mundschutz	31

N

Nelaton-Katheter	19
Nierenschale Formfaser	12
Nierenschale Kunststoff	12

O

OP-Kittel	41
OP-Basis-Set klein	40
OP-Profi-Set klein	40
OP-Tape	43

P

Papier-Handtuch	43
Pinzette Kunststoff	14
Portpunktions-Set	27
Portnadeln	34

R

Rückfluss-Sperre	33
------------------------	----

S

Schlitz-Loch-Tuch	14
Schlitztuch steril	39
Schlitztuch	41
Schulter-Arthroskopie-Set	38, 39
Sicherheits-Aufziehkanüle	31
Spritzen	32
Spritze NaCl 0,9%	31

T

Tages-Set	29
Tegaderm	33
Tiemann-Katheter	19
Tupferschale 125 ml	12
Tupferschale 60 ml	12

U

Universalbefestigung	33
Universalklemme	16
Urinbeutel	21, 22, 23, 24

W

Watteträger	16
Wundschnellverband	33
Wundversorgungs-Set	11

KATHETER- & VERSORGUNGS-SETS



KATHETER-SET „BASIS“

STERILE



Katheter-Set Basis

- 1 Schale Kunststoff 500 ml
- 1 Tupferschale Kunststoff 60 ml
- 5 Mulltupfer
- 1 Pinzette Kunststoff
- 2 Latex Handschuhe, puderfrei, Gr. M
- 1 Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserundurchlässig
- 1 Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserundurchlässig

H7 937-DP

Jedes Set ist nach Ihren Wünschen erweiterbar. Fügen Sie zu dem „Katheter-Set Basis“ weitere Komponenten hinzu oder wählen Sie ein Basis Vario Set aus.

KATHETER-SET BASIS

+

WEITERE KOMPONENTEN

= IHR SET

Weitere Komponenten für Ihr Set finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

KATHETER-SETS „BASIS VARIO“

STERILE

Basis Vario Set B

Katheter-Set Basis
+ 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
H7 937B-DP



Basis Vario Set C

(Apothekenpflichtiges Set)
Katheter-Set Basis
+ 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
+ 30 ml Betaisodona* (Desinfektion)
H7 937C-DP



Basis Vario Set C-OCT

Katheter-Set Basis
+ 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
+ 15 ml Octenisept* (Desinfektion)
H7 937C-OCT-DP



Basis Vario Set D

(Apothekenpflichtiges Set)
Katheter-Set Basis
+ 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
+ 30 ml Betaisodona* (Desinfektion)
+ 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 937D-DP



Basis Vario Set D-OCT

Katheter-Set Basis
+ 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
+ 15 ml Octenisept* (Desinfektion)
+ 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 937D-OCT-DP



Basis Vario Set E

Katheter-Set Basis
+ 30 ml Betaisodona* (Desinfektion)
+ 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 937E-DP



Basis Vario Set E-OCT

Katheter-Set Basis
+ 15 ml Octenisept* (Desinfektion)
+ 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 937E-OCT-DP



Basis Vario Set F

Katheter-Set Basis
+ 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 937F-DP



*Pflichttexte nach § 4 Heilmittelwerbegesetz am Katalogende.

KATHETER-SET „PROFI“

STERILE



Katheter-Set Profi

- 1 Schale Kunststoff 500 ml
- 1 Tupferschale Kunststoff 60 ml
- 6 Mulltupfer
- 1 Pinzette Kunststoff
- 1 Spritze, leer, Luer, 10 ml
- 1 Vinyl-Handschuh, puderfrei, Gr. L
- 2 Latex-Handschuhe, puderfrei, Gr. M
- 1 Arbeitstuch, 60 x 60 cm, wasserundurchlässig
- 1 Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserundurchlässig
- 1 Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserundurchlässig

H7 936-DP

Jedes Set ist nach Ihren Wünschen erweiterbar. Fügen Sie zu dem „Katheter-Set Profi“ weitere Komponenten hinzu oder wählen Sie ein Profi Vario Set aus.

KATHETER-
SET PROFI

+

WEITERE
KOMPONENTEN

= IHR SET

Weitere Komponenten für Ihr Set finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

KATHETER-SETS „PROFI VARIO“

STERILE

Profi Vario Set B
 Katheter-Set Profi
 + 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
H7 936B-DP



Profi Vario Set C
 (Apothekenpflichtiges Set)
 Katheter-Set Profi
 + 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
 + 30 ml Betaisodona* (Desinfektion)
H7 936C-DP



Profi Vario Set C-OCT
 Katheter-Set Profi
 + 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
 + 15 ml Octenisept* (Desinfektion)
H7 936C-OCT-DP



Profi Vario Set D
 (Apothekenpflichtiges Set)
 Katheter-Set Profi
 + 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
 + 30 ml Betaisodona* (Desinfektion)
 + 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 936D-DP



Profi Vario Set D-OCT
 Katheter-Set Profi
 + 6 ml Jelly Dest Gleitgelspritze
 + 15 ml Octenisept* (Desinfektion)
 + 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 936D-OCT-DP



Profi Vario Set E
 Katheter-Set Profi
 + 30 ml Betaisodona* (Desinfektion)
 + 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 936E-DP



Profi Vario Set E-OCT
 Katheter-Set Profi
 + 15 ml Octenisept* (Desinfektion)
 + 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 936E-OCT-DP



Profi Vario Set F
 Katheter-Set Profi
 + 10 ml Spritze Aquadest zum Blocken
H7 936F-DP



*Pflichttexte nach § 4 Heilmittelwerbegesetz am Katalogende.

MUNDPFLEGE-SET



Inhalt:

- 1 Schale 500 ml
- 1 Deckel für Schale
- 2 Tupferschalen klein
- 10 Mullkompressen 5 x 5 cm 8-fach
- 6 Watteträger mit großem Baumwollkopf Ø 10 x 150 mm lang
- 6 Watteträger mit kleinem Baumwollkopf Ø 4 x 150 mm lang
- 1 Universalklemme Typ Kocher
- 1 Sachet mit 3 Stück Lemon Tips Erfrischungsstäbchen Lemon-Geschmack lang

REF H7 946-DP

MUNDPFLEGE-SET
STERIL



Inhalt:

- 1 Schale 500 ml
- 1 Deckel für Schale
- 10 Watteträger mit großem Kopf Ø 10 x 150 mm lang
- 5 Watteträger mit kleinem Kopf Ø 4 x 150 mm lang
- 6 Mulltupfer
- 1 Tupferschale
- 10 Mullkompressen 5 x 5 cm 8-fach
- 1 Holzmundspatel

REF H7 947-DP

FADENZIEH-SET
STERIL



Inhalt:

- 1 Mullkomresse 10 x 10 cm
- 1 Fadenmesser, lange Form
- 1 Einwegpinzette
- 1 Auffangschale

REF H7 938-DP

WUNDVERSORGUNGS-SET



Inhalt:

- 1 Kunststoffschale
- 5 Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm
- 5 Mulltupfer pflaumengroß
- 2 anatomische Pinzetten 12,5 cm
- 1 Abdecktuch 38 x 43 cm

REF H7 959-DP

KUNSTSTOFFSCHALE
WEISS 500 ML



1 REF H7 46380-DP

KUNSTSTOFFSCHALE
TRANSPARENT 500 ML



2 REF H7 46381-DP

KUNSTSTOFFSCHALE
TRANSPARENT 750 ML



3 REF H7 46383-DP

KUNSTSTOFFDECKEL
TRANSPARENT



4 REF H7 46388-DP

NIERENSCHALE
FORMFASER



5 REF G6 0501ECO-DP

NIERENSCHALE
KUNSTSTOFF



6 REF I9 0200-DP

TUPFERSCHALE KUNSTSTOFF
125 ML



7 REF H7 462821-DP

TUPFERSCHALE KUNSTSTOFF
60 ML



8 REF H7 215016-DP

KUNSTSTOFFSCHALE
FÜR FADEN-SET



9 REF H7 213009-DP

1 Schale aus weißem Kunststoff.
Größe: 186 x 133 x 36 mm

2 Schale aus transparentem Kunststoff.
Größe: 186 x 133 x 36 mm

3 Schale aus transparentem Kunststoff.
Größe: 186 x 133 x 54 mm

4 Deckel aus transparentem Kunststoff.
Passend zu Schale 500 ml und 750 ml
Größe: 195 x 140 x 7 mm

5 Wasserbeständig und ungebleicht.
Größe: 252 x 140 x 40 mm

6 Nierenschale aus weißem Kunststoff.
Größe: 255 x 140 x 40 mm

7 Schale aus transparentem Kunststoff.
Größe: 108 x 81 x 25 mm

8 Schale aus transparentem Kunststoff.
Größe: 80 x 60 x 22 mm

9 Schale aus transparentem Kunststoff.
Größe: 110 x 95 x 25 mm

MULLKOMPRESSE 5 X 5 CM



Kompresse aus reinem Verbandmull, 100 % Baumwolle, 17-fädig, eingeschlagene Schnittkante

8-fach	5 x 5 cm	H1 0720-DP
12-fach	5 x 5 cm	H1 0721-DP
16-fach	5 x 5 cm	H1 0722-DP

1

MULLKOMPRESSE 7,5 X 7,5 CM



Kompresse aus reinem Verbandmull, 100 % Baumwolle, 17-fädig, eingeschlagene Schnittkante

8-fach	7,5 x 7,5 cm	H1 0723-DP
12-fach	7,5 x 7,5 cm	H1 0724-DP
16-fach	7,5 x 7,5 cm	H1 0725-DP

2

MULLKOMPRESSE 10 X 10 CM



Kompresse aus reinem Verbandmull, 100 % Baumwolle, 17-fädig, eingeschlagene Schnittkante

8-fach	10 x 10 cm	H1 0726-DP
12-fach	10 x 10 cm	H1 0727-DP
16-fach	10 x 10 cm	H1 0728-DP

3

MULLTUPFER



Tupfer aus reinem Verbandmull, 100 % Baumwolle, hohes Absorptionsvermögen, 20-fädig

Haselnussgross	Ø 2,0 cm	H1 956-DP
Wallnussgross	Ø 2,5 cm	H1 957-DP
Pflaumengross	Ø 3,0 cm	H1 958-DP
Eigross	Ø 4,0 cm	H1 959-DP
Extra-groß	Ø 5,0 cm	H1 040-DP

4

BLOCKERSPRITZE
AQUA-GLYCERIN 10 % – 10 ML



1 H7 223002-DP

BLOCKERSPRITZE
AQUA-DEST 10 ML




2 REF H7 223001-DP

PINZETTE
ANATOMISCH TRANSPARENT



3 REF H7 3010-DP

ABDECKTUCH
38 X 43 CM



4 REF H7 703021-DP

ABDECKTUCH
60 X 60 CM




5 REF H7 703903006-DP

PINZETTE
ANATOMISCH




6 REF H7 1131885-DP

SCHLITZ-LOCHTUCH
50 X 80 CM




7 REF H7 703009-DP

SCHLITZ-LOCHTUCH
60 X 60 CM



8 REF H7 703903007-DP

EINSCHLAGTUCH
60 X 60 CM



9 REF H7 703019-DP

- 1 Zum Blocken von Katheterballons. Spritze vorgefüllt mit 10 ml Aquadest-Glycerin-Gemisch 10% mit Luer-Ansatz.
- 2 Zum Blocken von Katheterballons. Spritze vorgefüllt mit 10 ml Aquadest mit Luer-Ansatz.
- 3 Anatomische Pinzette aus Kunststoff. Zum sicheren Erfassen im Med. Arbeitsfeld, mit gezahnter Spitze.
- 4 Arbeitsunterlage wasserundurchlässig, gefaltet.
Material: PE-Folie/Tissue (saugfähig)
Weitere Größen auf Anfrage.

- 5 Arbeitsunterlage wasserundurchlässig, gefaltet.
Material: PE-Folie/Tissue (saugfähig)
Weitere Größen auf Anfrage.
- 6 Anatomische Pinzette aus Kunststoff. Zum sicheren Erfassen im Med. Arbeitsfeld, mit gezahnter Spitze.
- 7 Tuch mit Schlitz und Loch 6 cm, wasserundurchlässig, gefaltet.
Material: PE-Folie/Tissue (saugfähig)
Weitere Größen auf Anfrage.
- 8 Tuch mit Schlitz und Loch 6 cm, wasserundurchlässig, gefaltet.

- Material: PE-Folie/Tissue (saugfähig)
Weitere Größen auf Anfrage.
- 9 Einschlagtuch wasserundurchlässig, welches nach dem Auspacken des Sets als sterile Arbeitsunterlage oder Abdecktuch verwendet werden kann.
Material: PE-Folie/Tissue (saugfähig).
Weitere Größen auf Anfrage.

HANDSCHUH LATEX / PUDERFREI



serveprax **soft-hand**[®]

Der Anteil der allergieauslösenden Proteine ist bei diesem Handschuh besonders niedrig. Puderfrei und mehrfach gewaschen. Leicht angeraute Oberfläche, doppelt chloriniert.

- | | |
|------------------|------------------------|
| XS - extra klein | H9 0400-DP |
| S - klein | H9 0401-DP |
| M - mittel | H9 0402-BULK-DP |
| L - groß | H9 0403-BULK-DP |
| XL - extra groß | H9 0404-DP |

1

HANDSCHUH VINYL / LATEX- UND PUDERFREI



serveprax **soft-hand**[®]

Antiallergisch und puderfrei. Besonders weich, reißfest und dehnbar.

- | | |
|------------------|-------------------|
| XS - extra klein | H9 2999-DP |
| S - klein | H9 3000-DP |
| M - mittel | H9 3001-DP |
| L - groß | H9 3002-DP |
| XL - extra groß | H9 3003-DP |

2

HANDSCHUH NITRIL / LATEX- UND PUDERFREI



serveprax **soft-hand**[®]

Dieser Untersuchungshandschuh besteht aus Nitril, ein synthetischer Latex. Dieses Produkt hat keine Puderung und erzeugt keine Latexallergien. Latex- und puderfrei.

- | | |
|-----------------|------------------------|
| S - klein | H9 7000-DP |
| M - mittel | H9 7001-BULK-DP |
| L - groß | H9 7002-BULK-DP |
| XL - extra groß | H9 7003-DP |

3

HANDSCHUH NITRIL WEISS / LATEX- UND PUDERFREI



serveprax **soft-hand**[®]

Dieser Untersuchungshandschuh besteht aus Nitril, ein synthetischer Latex. Dieses Produkt hat keine Puderung und erzeugt keine Latexallergien. Latex- und puderfrei.

- | | |
|------------------|-------------------|
| XS - extra-klein | H9 0699-DP |
| S - klein | H9 0700-DP |
| M - mittel | H9 0701-DP |
| L - groß | H9 0702-DP |
| XL - extra groß | H9 0703-DP |

4



- 1 Kunststoff-Watteträger 150 mm mit kleinem Baumwollkopf Durchmesser 4 mm.
- 2 Kunststoff-Watteträger 150 cm mit großem Baumwollkopf Durchmesser 10 mm.
- 3 Kunststoffklemme mit gezahnter Spitze zum sicheren Halten von Tupfern oder Abklemmen von Kathetern und Sonden.
- 4 Ideal für die richtige Oralhygiene. Zur Befeuchtung des ausgetrockneten Mundraums bei Patienten nach OP's, bei

- medikamentösen Therapien etc. Jetzt in keimfreier, hygienischer Ausführung, ohne Zucker. Besonders geeignet für immunschwache Patienten und Diabetiker. Flexible Kunststoffstäbchen für den bequemen Einsatz in Mundwinkeln. Der Limonengeschmack sorgt für schnelle Erfrischung. Lichtdicht im Beutel verpackt. Beutel: 3 Stück.
- 6 Universalklemme autoclavierbar, aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Zahnverschluss zum Festklemmen.

- 7 Splitterfreie Qualität. Größe: 150 x 20 mm.
- 8 Fadenmesser aus Edelstahl, Länge 150 mm.
- 9 Fadenmesser aus Carbonstahl, Länge 65 mm.

EINWEGSPRITZE 10 ML
STERIL

1 REF I3 0512-DP

BLOCKERSPRITZE STERIL
AQUA-DEST 10 ML

2 REF H7 22500-DP

BLOCKERSPRITZE STERIL
AQUA-GLYCERIN 10 % - 10 ML

3 REF H7 22500G-DP

INSTILLAGEL® KATHETER
GLEITMITTEL 6 ML STERIL

4 REF H7 335092-DP

JELLY-DEST GLEITGEL 6 ML

5 REF H7 22605-DP

KATHETERGLEITGEL
STERIL 5 G

6 REF I7 4343-DP

OCTENISEPT® 15 ML

7 REF E2 1504-DP

BETAISODONA LÖSUNG 30 ML

8 REF H7 1931491-DP

ENDOSGEL KATHETERGLEITGEL
6 ML STERIL

9 REF H7 338071-DP

- 1 3-teilige Spritze mit Luer-Ansatz. Geeignet zum Entblocken von Katheterballons.
- 2 Zum Blocken von Katheterballons. Spritze vorgefüllt mit 10 ml Aquadest mit Luer-Ansatz. Einzeln steril verpackt. Geeignet als Beipack zu Katheter-Sets.
- 3 Zum Blocken von Katheterballons. Spritze vorgefüllt mit 10 ml Aquadest-Glycerin-Gemisch 10 % mit Luer-Ansatz. Einzeln steril verpackt. Geeignet als Beipack zu Katheter-Sets.
- 4 Das seit langem bewährte Kathetergleitmittel mit schmerzstillender

- Wirkung. Vorgefüllt mit 6 ml Gel. Einzeln steril verpackt. Geeignet als Beipack zu Katheter-Sets. Apothekenpflichtig
- 5 Spritze vorgefüllt mit 6 ml sterilem Kathetergleitgel mit Luer-Ansatz. Zur Beschichtung von Kathetern vor dem Einführen in die Harnröhre oder zur direkten Instillation in die Harnröhre. Einzeln steril verpackt. Nicht apothekenpflichtig. Geeignet als Beipack zu Katheter-Sets.
 - 6 Ideal für das schmerzfreie Einführen von Kathetern, Thermometern und Sonden. Nicht apothekenpflichtig.

- Beutel gefüllt mit 5 g. Preiswerte Alternative.
- 7 Zur schmerzlosen Haut- und Schleimhautdesinfektion vor Katheterisierung. Farblos. Geeignet als Beipack zu Katheter-Sets.
 - 8 Zur Desinfektion vor Katheterisierung. Gefärbt. Geeignet als Beipack zu Katheter-Sets.
 - 9 Steriles Gleitgel mit desinfizierenden Eigenschaften. Vorgefüllt mit 6 ml Gel. Einzeln steril verpackt.

BALLONKATHETER LANGZEIT LATEX FOLEY MIT SILIKON-AUSSENBE SCHICHTUNG

silcoat



Der Latex Foley Langzeitballonkatheter mit Silikon-Innen- und Außenbeschichtung. Für die mittelfristige Harnableitung. Guter Inkrustationsschutz. Deutlich verlängerte Liegezeit zu herkömmlichen Latexkathetern. Verweildauer bis zu 1 Woche.

- Mit optimalem Kunststoffventil, farbcodiert
- Gut abgerundete Augen
- Leicht aufblasbarer Ballon

Paediatric

CH 08 3 - 5 ml **I7 180-08-DP**

CH 10 3 - 5 ml **I7 180-10-DP**

Erwachsene

CH 12 5 - 15 ml **I7 605-12-DP**

CH 14 5 - 15 ml **I7 605-14-DP**

CH 16 5 - 15 ml **I7 605-16-DP**

CH 18 5 - 15 ml **I7 605-18-DP**

CH 20 5 - 15 ml **I7 605-20-DP**

CH 22 5 - 15 ml **I7 605-22-DP**

CH 24 5 - 15 ml **I7 605-24-DP**

CH 26 5 - 15 ml **I7 605-26-DP**

BALLONKATHETER LANGZEIT REINSILIKON

silclear



Reinsilikonkatheter für die langfristige Harnableitung. Minimale Inkrustationsneigung und maximaler Tragekomfort. Besonders flexibel und anschmiegsam. Ebenfalls ideal bei Nachweis oder Verdacht auf Latexallergie. Die Verweildauer bei diesen Kathetern ist in Einzelfällen bis zu 4 Wochen durch die nicht allergisierenden und inkrustationshemmenden Oberflächen gegeben.

- Mit optimalem Kunststoffventil (kein Gummiventil mehr)
- Mit Röntgenkontraststreifen bis zur Spitze
- Mit gut anliegendem und leicht aufblasbarem Ballon (5 – 10 ml)

CH 12 **I7 4115-12-DP**

CH 14 **I7 4115-14-DP**

CH 16 **I7 4115-16-DP**

CH 18 **I7 4115-18-DP**

CH 20 **I7 4115-20-DP**

CH 22 **I7 4115-22-DP**

NELATON-KATHETER

DCT
DISPOSABLE CATHETERS + TUBES



- CH 22 **F5 1309-DP**
- CH 20 **F5 1308-DP**
- CH 18 **F5 1307-DP**
- CH 16 **F5 1306-DP**
- CH 14 **F5 1305-DP**
- CH 12 **F5 1304-DP**
- CH 10 **F5 1303-DP**
- CH 08 **F5 1302-DP**
- CH 06 **F5 1301-DP**

- Trichter farblich nach Ch.-Größen codiert
- Innengerippter Trichter für besonders dichten Anschluss
- Besonders weiche, satinierte Oberfläche = geringstes Trauma der Schleimhäute
- Atraumatische, seitliche Augen mit Lumen der Ch.-Größe entsprechend
- Weiche, abgerundete Spitze des Katheters

Einzeln steril verpackt. Länge = 40 cm

TIEMANN-KATHETER

DCT
DISPOSABLE CATHETERS + TUBES



- CH 22 **F5 1808**
- CH 20 **F5 1807**
- CH 18 **F5 1806**
- CH 16 **F5 1805**
- CH 14 **F5 1804**
- CH 12 **F5 1803**
- CH 10 **F5 1802**

- Trichter farblich nach Ch.-Größen codiert
- Innengerippter Trichter für besonders dichten Anschluss
- Besonders weiche, satinierte Oberfläche = geringstes Trauma der Schleimhäute
- Atraumatische, seitliche Augen mit Lumen der Ch.-Größe entsprechend
- Weiche, abgerundete Spitze des Katheters

Einzeln steril verpackt. Länge = 40 cm.

FRAUENKATHETER

DCT
DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

CH 16 **F5 0703-DP**

CH 14 **F5 0702-DP**

CH 12 **F5 0701-DP**

CH 10 **F5 0700-DP**

CH 08 **F5 0691-DP**



- Trichter farblich nach Ch.-Größen codiert
- Innengerippter Trichter für besonders dichten Anschluss
- Besonders weiche, satinierte Oberfläche = geringstes Trauma der Schleimhäute
- Atraumatische, seitliche Augen mit Lumen der Ch.-Größe entsprechend
- Weiche, abgerundete Spitze des Katheters

Einzeln steril verpackt. Länge = 18 cm.

SAFE VENT KATHETERVENTIL



1

REF H7 20310-DP

- 1 Einfach zu handhabendes Ventil für die selbstständige Harnblasenentleerung. Komplett mit Konnektor für Auffangbeutel (z. B. bei Nachtgebrauch). Mit Gebrauchsanleitung. Steril verpackt.

KATHETERVENTIL STÄUBLI TYP: KV-100-EH



2

REF H7 2910010-DP

- 2 Für Dauerkatheter: Damit können Sie das lästige Tragen von Urinbeuteln vergessen. Reduziert die Infektionsgefahr. Für eine Gebrauchsdauer von ca. 6 Monaten geeignet, rezeptierfähig, einzeln steril verpackt. Einhandmodell mit Hebelmechanismus: Hebel drücken, fertig für die Entleerung, beim Loslassen schließt das Ventil automatisch.

URIN BEINBEUTEL 750 ML „STANDARD“



- Mit seitlichem Einlauf
- 10 cm Schlauch und Rücklaufventil
- Mit zentralem Push-/Pull-Ablauf oder ohne Ablauf.

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES


mit Ablauf, 10 cm Schlauch

H7 0503-DP

ohne Ablauf, 10 cm Schlauch

H7 0503G-DP

URIN BEINBEUTEL



- 10 cm Schlauch und Rücklaufventil
- Mit zentralem oder seitlichem Einlass
- Mit zentralem Push-/Pull-Ablauf
- Vliesbeschichtung für angenehmen Tragekomfort

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

seitlicher Einlaß, 10 cm Schlauch

750 ml **H7 0503NW-DP**

seitlicher Einlaß, 30 cm Schlauch

750 ml **H7 0503-NW30-DP**

zentrierter Einlaß, 10 cm Schlauch

500 ml **H7 20146100-DP**

750 ml **H7 20146700-DP**

URINBEUTEL 1,5 L


- Urinbeutel für die Bettbefestigung
- 90 cm Schlauch, graduiert

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

mit T-Tab-Abflusshahn und Rücklaufventil

H7 0502A-DP

ohne Rücklaufventil, geschlossen

H7 0502-DP

mit Rücklaufventil, geschlossen

H7 0502R-DP

URINBEUTEL 2,0 L


- Urinbeutel für die Bettbefestigung
- 90 cm Schlauch, graduiert

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

mit T-Tab-Abflusshahn und Rücklaufsperr

H7 1211825-DP

ohne Rücklaufsperr, geschlossen

H7 05022-DP

mit Rücklaufsperr, geschlossen

H7 05022R-DP

URINBEUTEL 2,0 L STERIL



- Einzel steril verpackt
- T-Tab-Abflusshahn
- 6 mm-Ø Schlauch, 90 cm lang
- Mit Rücklaufsperr

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

REF H7 1211807-DP

URINBEUTEL 2,0 L MIT EINLAUFVENTIL STERIL



- Einzel steril verpackt
- T-Tab-Abflusshahn
- 10 mm-Ø Schlauch, 120 cm lang
- Integrierte Punktionskammer
- Schlauchklemme
- Rücklaufsperr

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

REF H7 1211809-DP

DCT FLO STERIL


Geschlossenes Urin-Drainagesystem für die Anwendung im Krankenhaus. Volumen = 2,0 Liter.

Ein bis zu 14 Tagen einsetzbares, 2000 ml fassungsfähiges, steriles Drainagesystem mit belüfteter großer Tropfkammer inkl. Rücklaufsperrung, einzeln steril verpackt. Die Alternative zum wirtschaftlichen Preis.

- Übersichtliche Graduierung
- Belüfteter Auffangbeutel
- Belüftete Tropfkammer mit Rückflusssperre
- Universeller Katheteransatz
- Zentrischer T-Tab Abflusshahn (einhändig und kontaminationsfrei bedienbar), mit praktischer Rückstecklasche
- Großlumiger, knickstabiler 120 cm langer Schlauch
- Universalbetthalterung für nahezu jeden Bettholm
- Ablassvorrichtung am tiefsten Punkt einhändig bedienbar
- Mit Fixierklemme für's Bettlaken
- Mit Schlauchklemme, verschiebbar
- Integrierte Punktionskammer für unverfälschte Urinentnahme
- Einzeln steril verpackt

REF H7 0405-DP

DCT FLO DAY & NIGHT STERIL


Mit vliesbeschichteter Rückseite! Speziell für mobile Katheterpatienten. Es kann bis zu 14 Tagen ohne Abstöpseln getragen werden (tagsüber am Bein, nachts am Bett), hygienisch sicher, da das System ohne Diskonnektion geschlossen bleibt.

Mit 30 cm oder 60 cm langem Schlauch. Einzeln steril verpackt.

Vol. = 1000 ml, 30 cm Schlauch

H7 060530-DP

Vol. = 1000 ml, 60 cm Schlauch

H7 060560-DP

INFUSIONS-SETS



ANHÄNGE-SET MIT ZUSÄTZEN

Inhalt:

- 1 Paar Untersuchungshandschuhe, Gr. M, steril
- 1 Arbeitstuch, 45 x 75 cm, steril
- 5 Kanülen gelb, Nr. 1, 20G x 1 1/2, 40 x 0,90 mm, steril
- 2 Einwegspritzen, Luer-Lock 10 ml, steril
- 1 x 5 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril
- 1 Fertigspritze 10 ml NaCl, Luer-Lock, steril
- 1 Mundschutz, 3-lagig mit Ohrschlaufen

REF H7 824028-DP

ANHÄNGE-SET OHNE ZUSÄTZE

Inhalt:

- 1 Paar Untersuchungshandschuhe, Gr. M, steril
- 1 Arbeitstuch, 45 x 75 cm, steril
- 1 x 2 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril
- 1 Fertigspritze 10 ml NaCl, Luer-Lock, steril
- 1 Mundschutz, 3-lagig mit Ohrschlaufen

REF H7 824029-DP

ABHÄNGE-SET



Inhalt:

- 1 Paar Untersuchungshandschuhe, Gr. M, steril
- 2 x 2 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril
- 1 Fertigspritze 10 ml NaCl, Luer-Lock, steril
- 1 Mundschutz, 3-lagig mit Ohrschlaufen
- 1 Kombi-Verschluss-Stopfen, rot
- 1 Arbeitstuch 45 x 75 cm

REF H7 960-DP

PORTPUNKTIONS-SET



Inhalt:

- 1 Paar Untersuchungshandschuhe, Gr. M, steril
- 1 Arbeitstuch, 45 x 75 cm, steril
- 1 x 5 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril
- 1 Fertigspritze 10 ml NaCl, Luer-Lock, steril
- 1 Tegaderm-Transparentverband, 10 x 12 cm, steril
- 1 Urimed Klett, klein, Universalbefestigung
- 1 Kombi-Verschluss-Stopfen, steril
- 1 Mundschutz, 3-lagig mit Ohrschlaufen

REF H7 824032-DP

INFUSIONS-SET STERIL



Inhalt:

- 1 Einschlagtuch wasserundurchlässig als Arbeitsunterlage
- 1 Schale für Kleinteile
- 6 Zellstofftupfer
- 1 Einwegspritze 2 ml, 2-tlg., Luer
- 1 Kanüle gelb Nr. 1, 20G x 1 1/2, 40 x 0,90 mm
- 1 Conline Verlängerung 15 cm

Beipack nach Sterilisation:

- Infusions-Set Intrafix Safeset 180 cm, steril
- 1 Dreiwegehahn, blau
- Jelco I. V. Katheter 24G, steril

REF H7 945-DP

INTRAOSSÄR-SET



Inhalt:

- 1 x Illinois Kanüle
- 3 x Komresse 10 x 10 cm
- 1 x Dreiwegehahn blau mit Verlängerung 10 cm
- 1 x Spritze 20 ml, leer
- 1 x Sterile Handschuhe, 1 Paar, Gr. M
- 1 x OP-Lochtuch, 50 x 60 cm
- 1 x Betasidona, 30 ml
- 1 x Elastische Binde, 6 cm x 4 m

Erwachsene

H7 400-DP

Typ: Kind

H7 400-18-DP

TAGES-SET

Tagesset bestehend aus:



Anhänge-Set

Inhalt Beutel 1:

- 1 Arbeitstuch, 45 x 75 cm steril
- 1 Mundschutz, 1-lagig, mit Ohrschlaufen
- 3 Einwegspritzen, Luer-Lock, 10 ml, steril
- 1 Sicherheitsaufziehkanüle mit Filter 5µ, 18G, steril
- 1 Rückflusssperre mit Schutzkappe. Luer-Lock, steril
- 1 Kombi-Verschluss-Stopfen, Luer-Lock, steril



Abhänge-Set

Inhalt Beutel 2:

- 1 Arbeitstuch, 45 x 75 cm, steril
- 1 Mundschutz, 1-lagig, mit Ohrschlaufen
- 1 Einwegspritze, Luer-Lock, 10 ml, steril
- 1 Sicherheitsaufziehkanüle mit Filter 5µ, 18G, steril

UNTERSUCHUNGS-HANDSCHUH LATEX STERIL



S - klein **H9 0301-DP**
M - mittel **H9 0302-DP**
L - groß **H9 0303-DP**

1

MULLKOMPRESSEN STERIL 2 IN 1



5 x 5 cm **H1 0770-50-DP**
7,5 x 7,5 cm **H1 0773-50-DP**
10 x 10 cm **H1 0776-DP**

2

MULLTUPFER STERIL 2+3 GR. 3 - PFLAUMENGROSS



REF H1 35020-DP

3

MULLKOMPRESSEN STERIL 5 IN 1



5 x 5 cm **H1 25051-DP**
7,5 x 7,5 cm **H1 25061-DP**
10 x 10 cm **H1 25071-DP**

4



MULLTUPFER STERIL GR. 3 - PFLAUMENGROSS



REF H1 35027-DP

5

- 1 Steril verpackte, puderfreie Untersuchungshandschuhe, mit verlängerter Stulpe, leicht angerauht für einen optimalen Griff, mehrfach gewaschen, daher nur geringster Proteingehalt: kaum Allergiegefahr.
- 2 Kompressen aus reinem Verbandmull, 100% Baumwolle, 17-fädig, eingeschlagene Schnittkante, 8-fach. 2 Stück im Peel Pack, steril
- 3 Tupfer aus reinem Verbandmull, 100% Baumwolle, hohes Absorptionsvermögen, 20-fädig, steril á 2+3 Stück im Peel Pack.
- 4 Kompressen aus reinem Verbandmull, 100% Baumwolle, 17-fädig, eingeschlagene Schnittkante, 8-fach. 5 Stück im Peel Pack steril
- 5 Tupfer aus reinem Verbandmull, 100% Baumwolle, hohes Absorptionsvermögen, 20-fädig, steril á 3 Stück im Peel Pack.



- 1 Aus zelluloser Filterfolie, mit elastischen Gummi-Ohrschlaufen. Optimaler Spezialfilter mit Nasenbügel, beste Filterwirkung (99 %), 3-lagig, bindemittelfrei, atmungsaktiv und saugfähig. Einmalgebrauch.
- 2 Aus zelluloser 1-lagiger Filterfolie, mit elastischen Gummi-Ohrschlaufen.
- 3 Aus zelluloser 2-lagiger Filterfolie, mit elastischen Gummi-Ohrschlaufen.
- 4 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit

- hervorragender Saugkraft. Einzeln steril verpackt.
- 5 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft. Einzeln steril verpackt.
- 6 BD™ Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanüle mit Filter. Speziell entwickelt für die sichere Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten. Der 5-Mikrometer-Filter filtert 98 % aller Partikel heraus. 45° Schliff für weniger Ausstanzungen bei Mehrdosenbehältnissen. Das

- Durchdringen eines Gummistopfens erfordert im Vergleich zu einer Standardinjektionskanüle nur die 2,5-fache Kraft
- 7 Kanülenfixierpflaster aus Vlies mit Schlitz und Pad, einzeln steril verpackt.
- 8 Kanülenfixierpflaster aus Vlies mit Schlitz ohne Pad, einzeln steril verpackt.
- 9 Vorgefüllte Spritze mit 10 ml Kochsalzlösung NaCl 0,9 % mit Luer-Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt.

EINMALSPRITZE STERIL 3-TEILIG



Die qualitativ hervorragende 3-teilige Luer-Lock-Spezialspritze, ohne Kanüle, glasklar, abriebfeste Skala. Einzeln steril verpackt.

2/3 ml	I3 0501-DP
5 ml	I3 0502-DP
10 ml	I3 0503-B-DP
20 ml	I3 0504-DP


EINMALKANÜLE

NEOPOINT

Internationaler Farbcode, transparenter Kanülenansatz. Einzeln steril im Peelpack.



Nr. 1 gelb	20G x 1 1/2	40 x 0,90 mm	L1 0201-DP
Nr. 2 grün	21G x 1 1/2	40 x 0,80 mm	L1 0202-DP
Nr. 12 schwarz	22G x 1 1/4	30 x 0,70 mm	L1 0212-DP
Nr. 14 blau	23G x 1 1/4	30 x 0,60 mm	L1 0214-DP
Nr. 16 blau	23G x 1	25 x 0,60 mm	L1 0216-DP
Nr. 17 violett	24G x 1	25 x 0,55 mm	L1 0217-DP
Nr. 18 braun	26G x 7/8	23 x 0,45 mm	L1 0218-DP
Nr. 20 grau	27G x 3/4	20 x 0,40 mm	L1 0220-DP



- 1 Luftdurchlässiges Klebevlies mit 2-teiligem Splittliner. Dieser Splittliner erleichtert die Applikation von Hypafix erheblich.
- 2 Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen
- 3 Steriler Transparentverband 10 x 12 cm
- 4 Weißer Wundschnellverband aus Vlies, 100% Polyester mit Polyacrylat-Kleber, sekretresistent, hypoallergen, latexfrei, einzeln steril verpackt

- 5 Weißer Wundschnellverband aus Vlies, 100% Polyester mit Polyacrylat-Kleber, sekretresistent, hypoallergen, latexfrei, einzeln steril verpackt
- 6 Verschlusskappe mit Latexmembran, Luer-Lock, einzeln steril verpackt
- 7 Für sicheren Verschluss aller Luer-Lock-Anschlüsse IN und OUT, steril verpackt, rot.
- 8 Rückflusssperre für Parallelinfusion mit Schutzkappe, Luer-Lock, steril.

Erhöhte Sicherheit durch selbstständige Ventilfunktion, z. B. konnektiert in einem Infusionsregime.
Als Konnektor an Venenverweilkanülen oder zentralen Venenkathetern.
Konnektierbar mit allen ISO-gerechten Luer-Lock-Konnektoren.

GRIPPER® PORTNADELN

Modifizierte sterile Huber-Nadeln für den rückstandsfreien Einstich.

Mit Schutzpolster und Griffflasche zur besseren Handhabung. Komplett mit Schlauch, Klemme und Anschluss.



22 G x 32mm	H7 21-2715-24-DP
22 G x 25 mm	H7 21-2714-24-DP
22 G x 19 mm	H7 21-2733-24-DP
22 G x 16 mm	H7 21-2737-24-DP
20 G x 32 mm	H7 21-2718-24-DP
20 G x 25 mm	H7 21-2717-24-DP
20 G x 19 mm	H7 21-2734-24-DP
20 G x 16 mm	H7 21-2736-24-DP
19 G x 32 mm	H7 21-2721-24-DP
19 G x 25 mm	H7 21-2720-24-DP
19 G x 19 mm	H7 21-2735-24-DP

GRIPPER® PLUS SICHERHEITS-PORTNADELN


- Schutz vor Stichverletzungen:
Kinderleichte und sichere Entfernung der Nadel durch klappbaren Sicherheitsarm
- Zielgenaue, sichere Punktion durch handlichen und abnehmbaren Griff
- Transparentes Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle
- Gepolsterter Nadelaufsatz für höchsten Patientenkomfort, Nadelstabilisierung und Schutz der Punktionsstelle
- Bis zu 7 Tage Liegedauer
- Nicht-silikonisiert für festen Halt
- Nicht-stanzender Huber-Schliff



22 G x 16 mm	H7 21-2770-24-DP
22 G x 19 mm	H7 21-2766-24-DP
22 G x 25 mm	H7 21-2760-24-DP
22 G x 32 mm	H7 21-2761-24-DP
20 G x 16 mm	H7 21-2769-24-DP
20 G x 19 mm	H7 21-2767-24-DP
20 G x 25 mm	H7 21-2762-24-DP
20 G x 32 mm	H7 21-2763-24-DP
19 G x 19 mm	H7 21-2768-24-DP
19 G x 25 mm	H7 21-2764-24-DP
19 G x 32 mm	H7 21-2765-24-DP


GRIPPER® MICRO SICHERHEITS-PORTNADELN

- 2-teiliges System mit einzigartiger stumpfer Sicherheitskanüle
- Mini-Größe, sehr niedriges Profil für kleine, schlanke Patienten, ermöglicht eine sehr gute Kontrolle der Punktionsumgebung
- Schaumstoffpolsterung für hohen Patientenkomfort
- Nicht-silikonisierte Nadel, nicht-stanzend
- MRT-sicher





22 G x 19 mm	H7 21-3251-24-DP
22 G x 25 mm	H7 21-3252-24-DP
22 G x 32 mm	H7 21-3253-24-DP
20 G x 19 mm	H7 21-3256-24-DP
20 G x 25 mm	H7 21-3257-24-DP
20 G x 32 mm	H7 21-3258-24-DP
19 G x 19 mm	H7 21-3260-24-DP
19 G x 25 mm	H7 21-3261-24-DP
19 G x 32 mm	H7 21-3262-24-DP

OP-SETS



EXTREMITÄTENTUCH





Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Extremitätentuch 200 x 300 cm, 2-lagig, mit OP-Ausschnitt 8 x 20 cm mit elastischer Gummimanschette
- 1 Klettverschluss
- 4 Papier-Handtücher

REF H7 949-DP

ARTHROSKOPIE-SET BASIS I




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Mayo-Tischsack 80 x 145 cm
- 1 Beinling 38 x 75 cm
- 2 OP-Tape 10 x 50 cm
- 1 Klettverschluss
- 1 Extremitätentuch 200 x 300 cm, 2-lagig, mit OP-Ausschnitt 8 x 20 cm mit elastischer Gummimanschette

REF H7 950-DP

ARTHROSKOPIE-SET BASIS II




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Mayo-Tischsack 80 x 145 cm
- 1 Kamerabezug 14 x 250 cm
- 1 Beinling 38 x 75 cm
- 2 OP-Tape 10 x 50 cm
- 1 Klettverschluss
- 1 Extremitätentuch 200 x 300 cm, 2-lagig, mit OP-Ausschnitt 8 x 20 cm mit elastischer Gummimanschette

REF H7 951-DP

ARTHROSKOPIE-SET PROFI I




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 OP-Kittel SMS Gr. XL
- 1 Mayo-Tischsack 80 x 145 cm
- 1 Kamerabezug 14 x 250 cm
- 1 Beinling 38 x 75 cm
- 2 OP-Tape 10 x 50 cm
- 1 Klettverschluss
- 1 Extremitätentuch 200 x 300 cm, 2-lagig, mit OP-Ausschnitt 8 x 20 cm mit elastischer Gummimanschette
- 4 Papier-Handtücher

REF H7 952-DP

ARTHROSKOPIE-SET PROFI II




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 2 OP-Kittel SMS Gr. XL
- 1 Mayo-Tischsack 80 x 145 cm
- 1 Kamerabezug 14 x 250 cm
- 1 Beinling 38 x 75 cm
- 2 OP-Tape 10 x 50 cm
- 1 Klettverschluss
- 1 Extremitätentuch 200 x 300 cm, 2-lagig, mit OP-Ausschnitt 8 x 20 cm mit elastischer Gummimanschette
- 4 Papier-Handtücher

REF H7 953-DP

SCHULTERARTHROSKOPIE-SET BASIS




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Mayo Tischsack 80 x 145 cm
- 1 Beinling 38 x 75 cm
- 1 OP-Tape 10 x 50 cm
- 1 OP-Schlitztuch 200 x 260 cm, 2-lagig, mit Schlitz 5 x 100 cm mit Kleberand

REF H7 954-DP

SCHULTERARTHROSKOPIE-SET PROFI




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 OP-Kittel SMS Gr. XL
- 1 Mayo Tischtuch 50 x 145 cm
- 1 Beinling 38 x 75 cm
- 1 OP-Tape 10 x 50 cm
- 1 OP-Schlitztuch 200 x 260 cm, 2-lagig, mit Schlitz 5 x 100 cm mit Kleberand
- 4 Papier-Handtücher

REF H7 955-DP

SCHLITZTUCH




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Schlitztuch 200 x 260 cm, 2-lagig, mit Schlitz 5 x 100 cm mit Kleberand
- 4 Papier-Handtücher

REF H7 956-DP

OP PROFI-SET KLEIN




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Tischabdecktuch 150 x 180 cm
- 4 OP-Abdecktücher 75 x 90 cm, 2-lagig, selbstklebend
- 1 OP-Kittel SMS Gr. XL
- 4 Papier-Handtücher

REF H7 958-DP

OP BASIS-SET KLEIN




Inhalt:

- 1 Einschlagtuch Sterikrepp
- 1 Tischabdecktuch 150 x 180 cm
- 4 OP-Abdecktücher 75 x 90 cm, 2-lagig, selbstklebend

REF H7 957-DP


EINMAL OP-KITTEL



L - Groß **H7 2773NS-DP**
 XL - Extra Groß **H7 2774NS-DP**

1


OP-SCHLITZTUCH 200 X 260 CM,
SCHLITZ 5 X 100 CM



200 x 260 cm, Schlitz 5 x 100 cm
 2-lagig **H2 2002602-DP**
 200 x 260 cm
 3-lagig **H2 2002603-DP**

2


OP-KITTEL VERSTÄRKT



L - Groß **H7 2775NS-DP**
 XL - Extra Groß **H7 2776NS-DP**









3

OP-EXTREMITÄTENTUCH
200 X 300 CM



4 H2 200300-DP

- 1 OP-Kittel aus SMS-Material, flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, mit Ärmelbündchen.
- 2 OP-Schlitztuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft, mit Schlitz und Kleberand zur besseren Platzierung und Fixierung am Patienten.
- 3 OP-Kittel aus SMS Material mit Verstärkung an den Ärmeln und im Frontbereich, flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, mit Ärmelbündchen.
- 4 OP-Extremitätentuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft, Ausschnitt 8 x 20 cm mit elastischer Gummimanschette



- 1 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.
- 2 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.
- 3 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.
- 4 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.

- 5 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.
- 6 OP-Abdecktuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft, mit Kleberand zur bessere Platzierung und Fixierung am Patienten.
- 7 OP-Lochtuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.

- 8 OP-Lochtuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft.

OP-LOCHTUCH 50 X 60 CM,
LOCH 6 X 8 CM

1 REF H2 050060LAD-DP

OP-LOCHTUCH 75 X 90 CM,
LOCH 6 X 8 CM

2 REF H2 075090LAD-DP

OP-BEINLING 38 X 75 CM

3 REF H2 038075-DP

OP-MAYO TISCHSACK 80 X 145
CM

4 REF H2 080145M-DP

OP-KAMERABEZUG 14 X 250 CM

5 REF H2 200911-DP

OP-KLETT 2,5 X 25 CM

6 REF H2 02025-DP

OP-TAPE 10 X 50 CM

7 REF H2 200913-DP

PAPIER-HANDTUCH 25 X 30 CM

8 REF H2 Handtuch

- 1 OP-Lochtuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft, selbstklebend zur besseren Platzierung und Fixierung am Patienten.
- 2 OP-Lochtuch aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig mit hervorragender Saugkraft, selbstklebend zur besseren Platzierung und Fixierung am Patienten.
- 3 Beinling aus 2-lagigem Material, flüssigkeitsundurchlässig und saugfähig, mit Teleskopfaltung.

- 4 Mayo-Tischsack mit saugfähiger Oberfläche im Tischbereich.
- 5 OP-Kamerabezug für endoskopische Eingriffe, mit Einführhilfe, Teleskopfaltung und perforierter Spritze.
- 6 Klettstreifen 2-teilig, Flausch und Haken, selbstklebend.
- 7 OP-Tape selbstklebend und elastisch, zur Befestigung von OP-Tüchern.
- 8 Papier-Handtuch aus angenehmem und weichem Material.

HINWEISE ZUM PRODUKTAUFBAU UND BESTELLVORGANG

KUNSTSTOFFSCHALE
TRANSPARENT 750 ML



3

H7 46383-DP

Bestellvorgang

Bestellung mit dem Bestellformular

Füllen Sie das Bestellformular aus und senden dieses per E-Mail, Post oder Fax zu.

Telefonische Bestellung

Wir nehmen Ihre Bestellung gerne telefonisch auf.

Bestellung direkt am Produkt

Kopieren Sie sich die jeweiligen Seiten und tragen Sie die zu bestellende Anzahl direkt an den Produkten ein. Per Fax, Brief oder E-Mail werten wir Ihre Bestellung gerne für Sie aus.

Bestellnummer für das Produkt,
z. B. bei telefonischer Bestellung.

Tragen Sie an dieser Stelle die Anzahl
des zu bestellenden Produktes ein.

Weitere Hinweise zum Produkt finden
Sie jeweils am Ende der Seite.

Pflichttexte nach § 4 des Heilmittelwerbegesetzes

octenisept® Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile : Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: (3- Cocosfettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser
- Anwendungsgebiete: zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen - im Ano- Genitalbereich von Vagina, Vulva, Glans penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase - in der Mundhöhle. Zur zeitlich begrenzten unterstützenden Therapie bei Pilzkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. - Gegenanzeigen: octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. - Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht octenisept® vorübergehend einen bitteren Geschmack. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle

möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. - Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: octenisept® nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Instillagel® Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid, Chlorhexidindigluconat, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat. Zusammensetzung: 6 ml/11 ml Gel enthalten: 6 ml, 11 ml Lidocainhydrochlorid 1 H₂O, 125,40 mg, 230,00 mg Chlorhexidindigluconat 3,14 mg, 5,75 mg Methyl-4-hydroxybenzoat 3,76 mg, 6,90 mg Propyl-4-hydroxybenzoat 1,57 mg, 2,87 mg Sonstige Bestandteile: Hyetellose, Propylenglycol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser Anwendungsgebiete: Als Gel zur Schleimhautdesinfektion und zur Lokalanästhesie z. B. bei Katheterisierungen, Sondierungen, auch intraoperativ, alle Formen von Endoskopien, Wechsel von

Fistelkathetern, Intubationen, auch bei Beatmung, zur Verhütung von iatrogenen Verletzungen an Rektum und Colon. Instillagel® 6ml/11ml ist geeignet für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern im Alter von 2 Jahren oder älter. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Warnhinweise: Methyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. FARCO-PHARMA GmbH, Köln, Germany

Betaisodona® Lösung Wirkstoff: Povidon-Iod Antiseptikum zur Anwendung auf Haut, Schleimhaut und Wunden Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut, Schleimhaut und Wunden enthalten 10 g Povidon-Iod mit einem Gehalt von 11 % verfügbarem Iod; mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. Sonstige Bestandteile Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat, wasserfreie Citronensäure (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, Kaliumiodat, gereinigtes Wasser. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Packungsbeilage beachten! Nicht über 25 °C lagern Apothekenpflichtig Zul.-Nr. 6108022.00.01 Mundipharma GmbH 65549 Limburg (Lahn) Ch.-B. und Verwendbar bis siehe Einzelbehältnis. Nur zur Anwendung durch medizinisches Fachpersonal

ANGEBOTSANFORDERUNG

Ihr Fachhändler:

Kundennummer _____

Firma _____

Abteilung _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon/Durchwahl _____

Fax _____

AnsprechpartnerIn _____

E-Mail _____

Mediware Set 1	
Bezeichnung _____	
REF	Menge

Mediware Set 2	
Bezeichnung _____	
REF	Menge

Datum/Unterschrift ✕
Firmenstempel

Anfrage einfach per E-Mail, Fax oder Post absenden.

► **Wir interessieren uns noch für:**

- weitere Neuigkeiten per E-Mail per Fax

► **Weitere Bereiche aus unserem Sortiment:**

- Laborbedarf Praxisbedarf Praxiseinrichtung
 Verbandmittel Hygiene EKG/Ultraschall
 Röntgen Hospitalbedarf Inkontinenz
 Notfallmedizin Pflegebedarf

► **Einleger**

- Logoeindruck mit Unternehmensadresse
 Corporate Design
 1-farbig schwarz 4-farbig Euroskala
 Wir gestalten selbst oder lassen gestalten

► **Das Angebot**

- per E-Mail per Fax Beratungstermin
 persönliches Gespräch Sonstiges _____

