

tactical care products

 *Taktische Medizin
Sanitätsausrüstung*



2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie den neuen Katalog

tactical care products

Unser Bestreben war es, einen Themenkatalog speziell für die besonderen Bedürfnisse an medizinischer Ausrüstung und Equipment von Armeen und Sicherheitsbehörden wie Polizei und Zoll, aber auch den gestiegenen Anforderungen an den Rettungsdienst aufgrund der aktuellen Sicherheitslage zu erstellen.

Neben Produkten von bekannten Firmen wie TacMed Solutions, Teleflex etc. führen wir auch ein immer breiter werdendes eigenes Sortiment unter der Marke „Lifeguard Tactical Products“.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Produkte zu den Themen:

BLUTSTILLUNG

ATEMWEGSSICHERUNG UND BEATMUNG

VERSORGUNG VON THORAXVERLETZUNGEN

WÄRMEERHALT

TASCHEN, RUCKSÄCKE UND KITS

IMMOBILISATION

BERGUNG UND TRANSPORT

DIAGNOSTIK

UND VIELES MEHR . . .

Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen, langen Öffnungszeiten, kompetenter Beratung sowie unserer Lieferfähigkeit.

Alle Produkte erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Lifeguard-Team

Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO 13485:2012

Fachfragen richten Sie bitte an:

Herrn André Damschen

Produktmanager

Tel.: 0281-95283932

E-Mail: andre.damschen@servoprax.de

10-Punkt Fixiersystem	13	Lifeguard Spineboard	12
		L-Mast Anti-Schock-Hose	16
		LTD Streckeschiene	16
A		M	
AAJT-S Tourniquet	1	MLP Beintasche	9
Abdominal-Tourniquet	1	Mullbinden	2, 18
Aktive Wärmendecke	17	Multi Trauma Bandage	2
AMP-Rucksack	10	N	
Angiocath	5	Nasopharyngealtuben	6
Anti-Schock-Hose	16	Notfall Beatmungsbeutel	7
Aorten-Tourniquet	1	Notfall Rucksack	10
		Notfall Tasche	1, 8ff
B		O	
Bandagen	3	Okklusivverband	4
Beatmungsbeutel	7	Oleas Bandage	2
Beatmungsfolie Quick Breezer	7	P	
Beckenschlinge	13	Patiententrage	14f
Beintasche	9	Q	
Bergetuch	15	Quick Breezer Beatmungsfolie	7
Blast Bandage	3	Quicktrach	6
Blutstillung	1ff, 18	R	
C		Ready-Heat Wärmendecke	17
Carrier	14	Ready-Heat Wärmeweste	17
Chest Seal	4, 18	RESQ Blade	7
ChitoGauze XR PRO	3	Rettungsbrett	12
Chirurgische Koniotomie	6	Rettungsdecken	18
Clear Line II Beatmungsbeutel	7	Rettungsschere	11
Cold Blade Set	7	Robin Safety Boy Scheren	11
Combat Tourniquet	1	Rucksack	10
Combi Carrier Schlaufengurte	13	S	
D		Scheren	11
Dekompressionsnadel	5	Schienenmaterial	16
E		Schlaufengurte	13
Edelstahl Laryngoskopspatel	7	SEL Bergetuch	15
Einmal Nasopharyngealtuben	6	Seldinger Koniotomieset	6
Einweg Kaltlichtspatel	7	Sof Tourniquet	1
Ersatzfüllung Notfalltaschen	8ff	Spatel für Laryngoskope	7
Erste-Hilfe Rucksack	10	Spezialkanüle	5f
Erste-Hilfe Tasche	1, 8ff	Spezialschere	11
Evakuierungstrage	15	Spineboard	12
Evakuierungstuch	15	Streckeschiene	16
F		Surgicric	6
Fahrgestell Krankentrage	14	T	
FAP Tasche	8	TacShears	11
Fast Responder	5	Tasche für SEL Bergetuch	15
Foxtrot Litter Krankentrage	15	TCP Tasche	1
Füllsortiment CFR	10	Thorax Drainage	5
Füllsortiment IFAK	8	Thoraxverschlusspflaster	4
Füllsortiment MLP Beintasche	9	Tourniquet	1
G		T-POD Combat Beckenschlinge	13
Gestell für Krankentrage	14	Trage	15
Gurtspinne	13	Tragenfahrgestell	14
Gurtsysteme	13	Trainingsbandage	18
H		Trauma Bandage	2
Head-Fix Kopffixierung	13	Traumatraining	18
Hemcon ChitoGauze XR PRO	3	Tubus	6
Hypothermieschutz	18	U	
I		Übungsbein	18
IFAK Füllsortiment	8	V	
Infusionsset	5	Verbandschere	11
Intraossäre Infusion	5	W	
Intraossärkanüle	5	Wärmendecke	17
Intraossärset	5	Wärmeweste	17
K		Wirbelsäulenbrett	12
Kaltlicht Laryngoskop Set	7	Wound Packing Trainer	18
Kaltlichtspatel	7	Wundabdeckung	2f
Koniotomiebesteck	6	Z	
Koniotomieset	6	Zentraler Zugang	5
Kopffixierung	13	Zubehör Krankentrage	14
Krankentrage	14f	Zubehör Schaufeltrage	13
L		Zubehör Spineboard	13
Laryngoskope	7		
Laryngoskopspatel	7		
Leichenhülle	19		
Lifeguard Krankentrage	14		



SOF TOURNIQUET

Die neueste Evolution des SOF Tourniquets setzt den Maßstab für präklinische Tourniquets. Sein innovatives Design enthält Feedback von Anwendern und deren spezifischen Erfahrungen und Funktionen, die für sie am wichtigsten sind und so wurde ein Tourniquet entwickelt, welches stärker, schneller und einfacher ist als jemals zuvor.

Updates:

Easy-Pull-Aktion für eine reibungslose, schnelle Selbstanwendung
Maßgeschneiderte Materialien für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit
Geringeres Gewicht für eine verbesserte Tragbarkeit

- Ein neu designtes Kompressionsband (4 cm breit) maximiert den Druck bei der Anlage. Das neue Material gleitet durch die robuste Schnalle für eine schnelle problemlose Anlage und minimiert den Druckverlust im Lauf der Zeit nach der Anwendung
- Neuer robuster Verschluss
- Indikator: in das Kompressionsband unterhalb des Knebels eingesticktes Dreieck zur visuellen Bestätigung, dass Sie das Band komplett herausgezogen haben
- Verstärkter Bügel zur Fixierung des Knebels



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
SOF Tourniquet				
SOF Tourniquet	schwarz	1 Stück	N7 1007	36,50
SOF Tourniquet	orange	1 Stück	N7 1007-O	36,50
SOF Tourniquet	blau	1 Stück	N7 1007-B	36,50
SOF Tourniquet	tan	1 Stück	N7 1007-T	36,50
SOF Tourniquet	rot	1 Stück	N7 1007-R	36,50



TCP-TASCHE

Die TCP-Tasche (Tourniquet Carrier Pouch) ist eine kleine Tasche zur sicheren Aufbewahrung ihres Tourniquets. Sie kann mittels MOLLE direkt an ihrer Weste oder anderen Ausrüstungsgegenständen, die MOLLE haben, angebracht werden.

Maße: 20 x 6 x 4 cm

Gewicht: 50 g



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
TCP-Tasche, leer	schwarz	1 Stück	N7 TCP01	9,95
TCP-Tasche, leer	coyote (tarnfarben)	1 Stück	N7 TCP02	9,95
TCP-Tasche, leer	olivgrün	1 Stück	N7 TCP03	9,95



AAJT-S TOURNIQUET

Nicht komprimierbare Blutungen sind die Todesursache für Zehntausende von Menschen jährlich. Viele Verletzungen mit schwer beherrschbaren Blutungen im Bauch-, Achsel-, Becken- und Leistenbereich erfordern eine sofortige Versorgung durch Ersthelfer, Sanitäter, Rettungssanitäter, Notärzte, Polizeibeamte und Feuerwehrleute, um die Unfallopfer zu stabilisieren. Die Fähigkeit, schwer zu beherrschende Blutungen schnell und einfach zu kontrollieren, ist für das Überleben des Patienten bis zur endgültigen Versorgung von entscheidender Bedeutung.

Das Abdominal Aortic and Junctional Tourniquet-Stabilized (AAJT-S) von Compression Works wurde entwickelt, um eine Lösung für die Kontrolle von schwer zu behandelnden Blutungen im Bereich der Aorta und des Beckens zu bieten. Das AAJT-S ist ein multifunktionales, von außen anzulegendes Venenstauungsband mit einer keilförmigen Blase, die in den Körper gedrückt wird, um den Blutfluss durch alle Gefäße unter der Anwendungsstelle zu blockieren.



Die AAJT-S ist von der FDA für den Einsatz zur Kontrolle schwieriger Blutungen im Abdomen, in der Achselhöhle, im Leistenbereich und bei Beckenfrakturen zugelassen. Das AAJT-S-Gerät wurde erfolgreich im militärischen Kampfeinsatz und in der zivilen Prähospitalversorgung eingesetzt und ist das einzige funktionale Tourniquet, das nachweislich Menschenleben bei Blutungen im oberen und unteren Leistenbereich rettet. Das Gerät ermöglicht auch die Stabilisierung von Beckenfrakturen und hat sich als gleichwertig mit REBOA der Zone 3 erwiesen.

NSN: 6515-01-616-4999

Abmaße: 23 cm x 20 cm x 5 m

Gewicht: 425 g

Typ	VE	REF	Preis VE
AAJT-S Tourniquet	1 Stück	N7 1300	499,00
AAJT-S Tourniquet Demo-Einheit	1 Stück	N7 1300T	299,00



MULTI TRAUMA BANDAGE

Die Multi Trauma Bandage wurde entwickelt, um eine Vielzahl von verschiedenen Verletzungsmustern mit einer Bandage versorgen zu können. Der Druckpunkt dient der optimalen Anlage eines Druckverbandes, die doppelte Wundauflage kann für großflächige Verletzungen (z. B. im Abdomen) verwendet werden oder aber für die gleichzeitige Versorgung von Ein- und Austrittswunden.

Die Verwendung der Multi Trauma Bandage ist intuitiv, da sie wie jeder normale Verband gewickelt wird. Mit Hilfe der eingearbeiteten Klettstreifen wird ein Verrutschen oder Abrollen verhindert.

Die Multi Trauma Bandage ist in zwei Breiten verfügbar und jede Bandage ist einzeln steril und vakuumverpackt.



Maße	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 MTB4	7,10
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 MTB6	7,70

OLAES BANDAGEN

Keine andere Traumabandage in dieser Größe bietet eine derart große Vielfältigkeit wie die OLAES Bandage. Mit der Bandage lassen sich kleinere Wunden abdecken, der Druckpunkt bietet einen direkten Druck auf die Wunde, eine Wundverschlussfolie als auch Mull können zum behandeln weiterer Wunden genutzt werden. Egal, ob ausgebildeter Medic oder untrainierter Ersthelfer — die OLAES Bandage sollte in keinem Medic-Kit oder Erste-Hilfe-Verbandkasten fehlen.

Auch der Ersthelfer kann die OLAES Bandage sofort anwenden, da sie wie jede normale Elastikbinde gewickelt wird. Es existieren keine Haken oder Clips, die eine Anwendung kompliziert machen. Der Druck wird punktgenau über die Druckauflage, welche auch zur Kontrolle des Blutungsverlaufs genutzt werden kann, abgegeben. Klettstreifen halten die OLAES Bandage während und nach dem Anlegen sicher an ihrem Platz. Jede Bandage ist einzeln, steril und vakuumverpackt.

NSN: 6510-01-558-3342 - REF: N7 1001
 NSN: 6510-01-631-7893 - REF: N7 1001-F
 NSN: 6510-01-558-3443 - REF: N7 1002

Typ	Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
gerollt	10 cm x 3 m	beige	1 Stück	N7 1001	12,45
flach (in Lagen)	10 cm x 3 m	beige	1 Stück	N7 1001-F	13,15
gerollt	15 cm x 3 m	beige	1 Stück	N7 1002	13,60



LIFEGUARD KOMPRIMIERTE GAZE, MULLBINDEN STERIL

Weiß, mit Z-Faltung, 6-lagig, 10 cm x 3,75 m. steril, jeweils vakuumverpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
steril	1 Stück	J8 1000S	2,10



ABDOMINAL TRAUMA BANDAGE

Die Abdominal Trauma Bandage ATB wurde zur Versorgung von großflächigen Verletzungen des Abdomen sowie bei traumatischen Amputationen und Brandverletzungen konzipiert. Hierzu verfügt die Bandage über eine nicht haftende Wundauflage von 50 x 50 cm, die auf oder um die verletzte Region gelegt und mit der elastischen Bandage sicher fixiert werden kann.

In Abständen angebrachte Klettstreifen auf der Bandage sorgen für einen sicheren Halt und auch, dass die Bandage sich nicht unabsichtlich abrollen kann.

Die ATB ist einzeln steril und platzsparend vakuumverpackt.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 ATB6	10,00



BLAST BANDAGE

Die BLAST Bandage wurde entwickelt, um schnellstmöglich Wunden wie Amputationen, Brandwunden oder großflächige Verletzungen abzudecken. Obwohl Sie im verpackten Zustand gerade einmal die Größe einer ca. 10 cm breiten Bandage hat können damit Verletzungen von ca. 50 x 50 cm abgedeckt werden. Die nicht haftende Wundauflage kann einfach um z. B. den Bauch gewickelt und mit Hilfe des elastischen Verbandes fixiert werden und bietet so einen großen Schutz vor z. B. Schrapnel- oder Brandwunden. Durch die Größe der BLAST Bandage kann fast die gesamte Brust oder der gesamte Rücken abgedeckt werden.

Zusätzlich bietet die BLAST Bandage eine abnehmbare okklusive Schicht im Maß 47,5 x 47,5 cm welche zum Schutz bei Verletzungen im Abdomen benutzt werden kann, um den Verlust von Wärme und Flüssigkeiten zu minimieren. Jede Bandage ist einzeln steril und vakuumverpackt.

NSN: 6510-01-586-4314

Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
50 x 50 cm	weiß-beige	1 Stück	N7 1000	15,00



LIFEGUARD EASY BANDAGE

Die Easy Bandage dient der schnellen Wundversorgung. Eingearbeitete Klettstreifen lassen die Bandage weder verrutschen noch lösen und ein ungewolltes Abrollen und die damit einhergehende Kontamination der Bandage wird verhindert.

Die Easy Bandage ist in zwei unterschiedlichen Breiten verfügbar.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 EB4	2,65
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	1 Stück	N7 EB6	2,99



HEMCON CHITOGAUZE XR PRO

ChitoGauze XR PRO ist ein flexibler hämostatischer chitosanbeschichteter Gazeverband zum Stoppen schwerer Blutungen und zur Reduzierung des Blutverlusts innerhalb von Minuten. ChitoGauze XR PRO bietet sofortige Blutungskontrolle und bestmögliche Patientenversorgung in Notfall-, Trauma und Kampfsituationen. ChitoGauze XR PRO besitzt einen Röntgenkontraststreifen zur zusätzlichen Patientensicherheit und ist vom CoTCCC genehmigt.

NSN: 6510-01-591-7740

Abmaße: 7,5 cm x 3,7 m (z-gefalten)

Abmaße (verpackt): 14 x 13 x 1 cm

Gewicht: 20 g

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 cm x 3,7 m	50 Stück	1 Stück	N7 1090	46,99



HALO CHEST SEAL THORAXVERSCHLUSSPFLASTER Erste Hilfe für offene Thorax Wunden

HALO SEAL ist eines der originalen Thoraxpflaster zur Behandlung von offenen Brustverletzungen. HALO SEAL fungiert als mechanische Barriere und haftet in Gegenwart von Feuchtigkeit, Schmutz, Blut oder anderen Rückständen.

Produktmerkmale

- Strapazierfähige Verpackung
- Große Zuglasche zum einfachen Entfernen
- Kein Ventil, welches verlegt werden könnte
- Bei der Herstellung des Produkts wird kein Latex verwendet

Produktspezifikationen

- 6 Jahre Haltbarkeit
- Zwei Dichtungen, Eintritts- und Austrittswunden behandeln
- Funktioniert im Temperaturbereich von -34 °C – 60 °C.
- Maße: ca. 16,5 x 14 cm
- Hergestellt in den USA

Der Artikel ist in einer Packung zu 2 Stück.

NSN: 6510-01-581-0553

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Doppelpackung	14 x 21 cm	1 Packung	N7 1163	21,50



RHINO RESCUE CHEST SEAL

Das Rhino Rescue Chest Seal ist ein fortschrittlicher Okklusivverband zur Behandlung offener Brustwunden. Penetrierende Verletzungen der Brust, die zu offenen Brustwunden führen, können zu einem Spannungspneumothorax führen – der zweithäufigsten Ursache für vermeidbare Todesfälle auf dem Schlachtfeld. Die Rhino Rescue Chest Seals sind speziell mit einem Hydrogel-Kleber ausgestattet, der stark genug ist, um auf der Haut zu haften – unabhängig von Schweiß, Blut oder Haaren.

Eigenschaften:

- Wird von Militär, Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Ersthelfern verwendet
- Mit Ventilen
- Große Lasche für einfaches Anbringen und Entfernen
- Wirksam bei extremer Kälte und Hitze
- Transparente Rückseite zur einfachen Platzierung über der Wunde
- Starker Hydrogel-Kleber
- Passt sich an und haftet leicht an allen Körperoberflächen
- Bietet vollständige Okklusion – selbst bei übermäßigem Blut, Schmutz, Sand, Haaren oder starkem Schweiß
- Konfiguriert für einfache Verwendung in Umgebungen mit wenig Licht
- Latexfrei
- Haltbare, durchstoßfeste Verpackung
- Unversehrtheit und Funktion bleiben erhalten, wenn sie zusammen gefaltet aufbewahrt oder transportiert werden

Maße	VE	REF	Preis VE
15 x 9,5 cm	1 Stück	N7 1162	15,50



FAST1 INTRAOSSÄRE INFUSIONSSYSTEM

Das FAST1 Intraossäre Infusionssystem wurde entwickelt, um einen sternalen intraossären Zugang zu Patienten zu legen, wenn ein normaler venöser Zugang nicht möglich ist. Über den sternalen IO-Zugang können Ärzte schnell lebensrettende Flüssigkeiten und Medikamente verabreichen, um die Notfallwiederbelebung durch den Knochenmarkraum zu erleichtern.

FAST1 kann während der Herz-Lungen-Wiederbelebung und bei angelegter Halswirbelsäulenmanschette effektiv eingesetzt werden.

- Sternum-Insertionsstelle
- Flussraten von bis zu 80 ml/min (Schwerkrafttropfen)
- Tiefenkontrolle (keine Auswahl der Nadellänge erforderlich)
- Low Profile Tubing (Infusionsschläuche, die so konzipiert sind, dass sie sicher sind und sich nicht lösen)
- Geringe Stellfläche 21,59 x 20,32 x 3,30 cm
- Leichtgewicht 127,6 g
- Manuelles Einlegen – keine Batterien erforderlich
- Angezeigt für Patienten ab 12 Jahren

Typ	VE	REF	Preis VE
FAST1 Intraossäre Infusionssystem	10 Stück	14 8001	2.590,00

THORAX-DRAINAGE-SET

Komplett-Set für die praxisgerechte Anlage der Drainage in der Ambulanz oder im Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes

Inhalt:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Einschlagtuch | 1 Stichkanüle |
| 1 Paar Handschuhe | 2 Spritzen 10 ml |
| 1 Lochtuch 50 x 60 cm | 1 Einmal-Spinalkanüle Typ QUINCKE CH 28 |
| 2 Schalen | 1 Trokarkatheter mit Verbindungsschlauch, 15 cm |
| 2 Tupferklemmen | 1 Absaug- und Drainageventil |
| 4 Tupfer | 1 Sekret-Auffangbeutel 2000 ml |
| 8 Kompressen | 2 Packungen Nahtmaterial (Seide) |
| 1 Aufziehkanüle | 1 Heftpflaster |
| 1 Quaddelkanüle | 1 Einmalskalpell |

Typ	VE	REF	Preis VE
Thorax-Drainage-Set	1 Set	N2 639-28	94,00



ANGIOCATH SPEZIALKANÜLE 14 G

83 mm lange Spezialkanüle zur Entlastung bei einem Spannungspneumothorax. Der Verweilkatheter ist deutlich härter und stabiler als eine herkömmliche Venenverweilkanüle und kann auch bei adipösen und muskulösen Patienten verwendet werden.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Angiocath - Kanüle	14 G x 3 1/4	10 Stück	14 382268	48,50



T-PACK DEKOMPRESSIONSNADEL

Spezialkatheter zur Entlastung bei einem Spannungspneumothorax. Dieser Katheter ist 83 mm lang und damit ausreichend auch für adipöse und muskulöse Patienten. Der Verweilkatheter ist deutlich härter und stabiler als eine herkömmliche Venenverweilkanüle.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
T-Pack Dekompressionsnadel	14 G x 3 1/4	1 Stück	14 TM303	19,00





SURGICRIC III PERKUTANES KONIOTOMIE-SET NACH SELDINGER

Das Surgicric III enthält eine einzigartige Injektionskanüle für die optimale Punktion mit temporärer Oxygenierung über den 15 mm Konnektor und ermöglicht die Durchführung der Seldinger Technik.

Typ	VE	REF	Preis VE
Surgicric III Koniotomie-Set	1 Set	N2 30082271	124,85

QUICK-TRACH I KONIOTOMIE BESTECK

Das sterile Koniotomie-Besteck mit anatomisch geformter Kanüle.

Für die einfache und schnelle Methode, einen Luftweg herzustellen, sorgt für ausreichende Belüftung mit Atempbeutel, Mund oder konventionellem Atemgerät.

Die konische Nadelspitze ermöglicht ein Einführen ohne vorhergehende Inzession, die leichtläufige Spitze erlaubt eine sichere Identifikation für das Erreichen der Trachea. Der Stopper verhindert ein zu tiefes Eindringen. An den 15 mm-Anschluss kann entweder direkt oder mittels Verbindungsschlauch ein Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät angeschlossen werden. Die Fixierungsplatte garantiert sichere Fixierung mittels des beigegefügtten Schaumstoffhalsbandes.

Lieferung mit Schaumstoffhalsband, Spritze und Verbindungsschlauch.



Typ	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
Kinder, in Blisterverpackung	2 mm	1 Stück	N2 3004002	102,80
Kinder, im Kunststoffrohr, in Blisterverpackung	2 mm	1 Stück	N2 3004902	102,80
Erwachsene, in Blisterverpackung	4 mm	1 Stück	N2 3004004	102,80
Erwachsene, im Kunststoffrohr, in Blisterverpackung	4 mm	1 Stück	N2 3004904	102,80

QUICK-TRACH II KONIOTOMIE BESTECK

Koniotomiebesteck für die perkutane Koniotomie. Das Quicktrach II bietet einen Sicherheitsclip, der das Verschieben der Metallnadel aus der Kanüle verhindert. Zudem ist das Quicktrach II mit einem Cuff ausgestattet, der eine effiziente Beatmung mit Aspirationschutz ermöglicht.

Typ	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
Erwachsene, in Blisterverpackung	4 mm	1 Stück	N2 3010004	147,32
Erwachsene, im Kunststoffrohr	4 mm	1 Stück	N2 3010904	147,32

NASOSAFE NASOPHARYNGEALTUBUS

NasoSafe ist eine Innovation bei den Nasopharyngealtuben. Sein Drehgriffstück eliminiert das Risiko, das der Tubus zu weit oder ganz eingeführt werden kann und das bei gleichzeitiger Maximierung des Patientenkomforts.

NasoSafe sind ideal, wenn ein oraler Zugang nicht möglich ist und geben auch die Möglichkeit der nasotrachealen Absaugung. Die Farbcodierung der Griffstücke dient der leichteren Identifizierung der Größe und hilft somit bei der Auswahl des richtigen Absaugkatheters.

Seine abgerundete Spitze und seine Flexibilität schützt den Patienten vor Verletzungen während der Intubation.

Einzeln steril verpackt.



Größe	Farbe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	VE	REF	Preis VE
CH 20	dunkelgrün	7,00 mm	4,00 mm	10 Stück	I7 038-95-004	26,50
CH 22	dunkelgrün	7,50 mm	4,50 mm	10 Stück	I7 038-95-045	26,50
CH 24	schwarz	8,00 mm	5,00 mm	10 Stück	I7 038-95-005	26,50
CH 26	schwarz	8,50 mm	5,50 mm	10 Stück	I7 038-95-055	26,50
CH 28	grün	9,00 mm	6,00 mm	10 Stück	I7 038-95-006	26,50
CH 28	grün	9,50 mm	6,50 mm	10 Stück	I7 038-95-065	26,50
CH 30	orange	10,00 mm	7,00 mm	10 Stück	I7 038-95-007	26,50
CH 32	orange	10,50 mm	7,50 mm	10 Stück	I7 038-95-075	26,50
CH 34	dunkelrot	11,00 mm	8,00 mm	10 Stück	I7 038-95-008	26,50
CH 36	dunkelrot	11,50 mm	8,50 mm	10 Stück	I7 038-95-085	26,50
CH 38	lila	13,00 mm	9,00 mm	10 Stück	I7 038-95-009	26,50



RESQ-BLADE

RESQ-BLADE COLD BLADE ECO-LED-SET

Bestehend aus:

je 1 Metall-Einweg-Kaltlichtspatel Typ Macintosh in den Größen 2, 3 und 4 und Typ Miller Gr. 0 und 1. Inklusive Einweg-LED-Kaltlichtgriff in der robusten blauen Rolltasche.

Typ	VE	REF	Preis VE
Cold Blade ECO-LED-Set	1 Set	I5 091LED	29,50



RESQ-BREEZER

BEATMUNGSBEUTEL

CLEARLINE II PVC-EINWEGBEATMUNGSBEUTEL

Einweg-Beatmungsbeutel aus PVC im Set mit Luftwulstmaske, O₂-Reservoir und O₂-Leitung.

- Latexfrei
- Einzeln im Beutel verpackt
- Mit integriertem Reservoirventil

Clear Line II	Erwachsene	Kinder	Babies
	E5 04010-S	E5 04020-S	E5 04030-S
Material Korpus:	PVC	PVC	PVC
Volumen:	1500 ml±200 ml	550 ml±200 ml	280 ml±100 ml
Desinfizierbar/			
Autoclavierbar:	nein	nein	nein
Überdruckventil:	40-60 cm H ₂ O	35-50 cm H ₂ O	30-45 cm H ₂ O



Typ	Größe	Volumen	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	Gr. 5	1500ml±200ml	1 Set	E5 04010-S	14,20
Kinder	Gr. 3	550ml±200ml	1 Set	E5 04020-S	14,20
Babies	Gr. 0	280ml±100ml	1 Set	E5 04030-S	14,20



QUICK-BREEZER

QUICK-BREEZER ECO BEATMUNGSFOLIE

Die schnelle Sofortbeatmung

Als einfache Beatmungsfolie ohne Mundstück, zum Schutz von Helfern und Patienten. Die einfache Folie im Alu-Aufreißbeutel gibt:

- Sicherheit und Hygiene bei der Atemspende (Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase)
- Einfachste Handhabung durch Kurzanleitung
- Besonders platzsparend

Typ	VE	REF	Preis VE
Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie in Alublister, ohne Mundstück	1 Stück	N4 4000	1,60



LIFEGUARD FAP-TASCHE

Die FAP-Tasche dient zur Aufnahme von Erster Hilfe-Ausrüstung für traumatische Verletzungen einzelner Personen und bietet genug Platz für ihre individuelle Zusammenstellung. Die kompakte Tasche ist mit Molle ausgestattet und kann seitlich an der taktischen Weste angebracht werden und besitzt ein Klettfeld zur Kennzeichnung. Die FAP ist in 3 Farben erhältlich.

Größe: 21 x 13,5 x 4,5 cm

Gewicht: 160 g

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
FAP-Tasche, leer	schwarz	1 Stück	N7 FAP01	26,30



BASIS-FÜLLUNG FÜR IFAK (PASSEND ZU FAP-TASCHE)

Menge	Typ	REF
1 Stück	SOF Tourniquet	N7 1007
1 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Stück	Rettungsdecke green-silber	H1 16904
1 Stück	NasoSafe Nasopharyngealtubus CH28	I7 038-95-065
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
1 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002
1 Stück	M-Silk Pflaster, 2,5 cm x 5 m	J8 702452

Typ	VE	REF	Preis VE
Basis-Füllung für IFAK	1 Stück	N7 BASIC	59,95



ERWEITERTES IFAK-FÜLLSORTIMENT (PASSEND ZU FAP-TASCHE)

Menge	Typ	REF
1 Stück	SOF Tourniquet	N7 1007
1 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	HemCon ChitoGauze XR PRO 7,5 cm x 3,7 m	N7 1090
1 Stück	Komprimierte Gaze, steril	J8 1000S
1 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Stück	NasoSafe Nasopharyngealtubus CH28	I7 038-95-065
1 Stück	Optilube Gleitgel 5 gr	I7 4343
1 Stück	Rettungsdecke green-silber	H1 16904
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
1 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002
1 Stück	M-Silk Pflaster, 2,5 cm x 5 m	J8 702452

Typ	VE	REF	Preis VE
erweitertes IFAK-Füllsortiment	1 Stück	N7 ADVANCE	129,00



LIFEGUARD MLP-BEINTASCHE

Die MLP Tasche ist eine robuste Oberschenkeltasche, die Platz für eine umfangreiche aber übersichtliche Ausstattung an Erste-Hilfe-Material für die unterschiedlichsten Verletzungen bietet. Ein Einschub für eine Rettungsschere befindet sich auf der Rückseite der Tasche und auf der Front ist ein Klettfeld zur Kennzeichnung vorhanden.

Größe: 22 x 20 x 8 cm

Gewicht: 350 g

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
MLP-Beintasche, leer	schwarz	1 Stück	N7 MLP01	35,90



FÜLLUNG IN ANLEHNUNG AN DIE AUSSTATTUNG DES EINSATZERSTHELFER ALPHA

(passend zu MLP-Beintasche)

Menge	Typ	REF
1 Stück	SOF Tourniquet	N7 1007
1 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	Blast-Bandage 50 x 50 cm	N7 1000
1 Stück	HemCon ChitoGauze XR PRO 7,5 cm x 3,7 m	N7 1090
1 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Stück	Dreiecktuch, Baumwolle	H1 15804
1 Stück	Rettungsdecke grün-silber	H1 16904
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
1 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002
1 Stück	M-Silk Pflaster, 2,5 cm x 5 m	J8 702452

Typ	VE	REF	Preis VE
Füllung in Anlehnung an die Ausstattung des Einsatzersthelfer Alpha	1 Stück	N7 EEH-A	139,00



AMP-RUCKSACK

Der AMP-Rucksack (Assault Medic Pack) ist für kurzfristige Einsätze sowie die Ausstattung der Einsatzersthelfer konzipiert. Im Inneren befindet sich eine Trägerplatte mit Elastikschlaufen und Gummibändern zur sicheren Befestigung einzelner kleinerer Artikel (z.B. Dekompressionsnadeln) sowie insgesamt 6 teilweise herausnehmbare Netztaschen zur übersichtlichen Aufbewahrung der medizinischen Artikel. Zudem kann der Rucksack mit den beiden Laschen aufgehängt und als Panel verwendet werden. Der AMP-Rucksack kann an den MMP-Rucksack mit Hilfe von Reißverschlüssen adaptiert werden und stellt damit eine Komplettlösung zum Transport der umfangreichen medizinischen Ausstattung dar.

Maße: 46 x 30,5 x 10 cm

Gewicht: 1,2 kg

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
AMP-Rucksack, leer	schwarz	1 Stück	N7 AMP01	120,80



FÜLLSORTIMENT ERWEITERT FÜR CFR (PASSEND ZU AMP-RUCKSACK)

Menge	Typ	REF
2 Stück	SOF Tourniquet GEN 4	N7 1007
3 Stück	Olaes-Bandage 10 cm x 3 m	N7 1001-F
1 Stück	Olaes-Bandage 15 cm x 3 m	N7 1002
3 Stück	Easy Bandage 10 cm	N7 EB4
1 Stück	Blast-Bandage 50 x 50 cm	N7 1000
2 Stück	HemCon ChitoGauze XR PRO 7,5 cm x 3,7 m	N7 1090
2 Stück	Komprimierte Gaze	J8 1000S
2 Stück	NasoSafe Nasopharyngealtubus CH28	I7 038-95-065
2 Stück	Optilube Gleitgel 5 gr	I7 4343
1 Stück	ScalpelCric chirurgisches Koniotomie-Set	N2 30084471
2 Stück	Quick-Breezer ECO Beatmungsfolie	N4 4000
1 Pack	HALO Chest Seal 14 x 21 cm, Doppelpackung	N7 1163
2 Stück	T-Pack Dekompressionsnadel	I4 TM303
2 Stück	E-Bone Splints	N5 0250
1 Stück	TacShears Rettungsschere	N7 002
5 Paar	Softhand Nitril-Handschuhe L	H9 7002

Typ	VE	REF	Preis VE
Füllsortiment erweitert für CFR	1 Stück	N7 CFR	499,00



TACSHEARS RETTUNGSSCHERE, SCHWARZ

Speziell für den taktischen Einsatz entwickelte Rettungsschere mit schwarzen, titanbeschichteten Klingen für einen besonders guten Schnitt. Mit Kunststoffgriff und stumpfen Enden.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Rettungsschere	schwarz	18 cm	1 Stück	N7 002	7,92



ROBIN SAFETY-BOY RETTUNGSSCHERE

Schwarz beschichtet. Diese Schere ist ein Multifunktionsstalent: Sie ist ideal zum Durchtrennen des Rettungsgurtes, als Kleiderschere (Aufschneiden der Kleidung des Verletzten), aber auch durch die besonders massiven Ringe zum Einschlagen von Glasscheiben geeignet. Ohne Feder.


Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Rettungsschere chrom	23 cm	1 Stück	N9 4900	65,50



FORMA RETTUNGSSCHERE

Diese Schere ist ein Multifunktionsstalent: Sie ist ideal zum Durchtrennen des Rettungsgurtes, als Kleiderschere (Aufschneiden der Kleidung des Verletzten), aber auch durch die besonders massiven Ringe (Solinger Stahl) zum Einschlagen von Autoglasscheiben geeignet. Die massive Schere wird in einer Spezialhalterung, die mit Spreizfedern leicht montiert werden kann, geliefert. Einfach in Griffnähe montieren, Schere in Halterung einklemmen.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Forma Rettungsschere	23 cm	1 Stück	N9 2010	44,50



LIFEGUARD SPINEBOARDS

aus robustem Polyethylen-Plastik, nahtlos gefertigt, dadurch undurchlässig für Flüssigkeiten.

16 große Griffe, rundumlaufend, zum einfachen Patiententransport geeignet. Die Liegefläche ist komfortabel gewölbt, das Fußende ist zur besseren Patientenbergrung leicht abgewinkelt. Das Spineboard entspricht der EN 1865-1 und ist auch für die Wasserrettung geeignet, wie auch 100 % röntgenstrahlendurchlässig.

Erhältlich in den Farben:olivgrün (tactical green) und schwarz (tactical black)

Geeignet für Speedclip-Gurtaufnahme durch 4 durchgehende Speedclipstangen. Beide Boards sind nur in der Speedclip Version erhältlich.

Technische Daten

Länge:	1830 mm
Breite:	406 mm
Höhe:	55 mm
Gewicht:	8,8 kg
Max. Belastbarkeit:	200 kg
Auftrieb bei Wasserrettung:	bis 135 kg Zuladung

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifeguard Spineboard, olivgrün (tactical-green)	1 Stück	N5 0300-TG	240,00
Lifeguard Spineboard, black (tactical-black)	1 Stück	N5 0300-B	240,00



LIFEGUARD SPINEBOARD SPIDER STRAP

10-Punkt-Fixiersystem komplett aus schwarzem Cordura-Nylon gefertigt mit einem zentralen Mittelstrang und 4 Querstreben. 3 davon sind frei verschiebbar zur optimalen Anpassung und jederzeitigem Zugang. Die Fuß- und Schultergurte sind fixiert. Inklusive schwarzer Transport- und Aufbewahrungstasche.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
10-Punkte Fixiersystem, verstellbar, nach PHTLS-Richtlinie, inkl. Tasche	schwarz	1 Stück	N5 ST02035-B	69,00



LIFEGUARD HEADFIX BLACK KOPFFIXIERUNG

Universal Kopffixierung für Schaufeltrage, Spineboard und CombiCarrier, komplett abwaschbar mit Standardfixierblöcken. Weicher Schaumstoff mit Klettverschlussbändern zum Fixieren. Die Ohren bleiben unbedeckt. Grundplatte mit 2 Seitenblocks und Kopf- und Stirnfixierung. Röntgenfähig, Farbe: schwarz

Typ	VE	REF	Preis VE
Head Fix Standard black	1 Stück	N6 SH00120-B	74,00




T-POD COMBAT BECKENSCHLINGEN SCHWARZ

Die T-POD Combat-Beckenschlinge ist ein schnell anzulegendes und effektives System zur Stabilisierung von Beckenfrakturen bei Traumapatienten in der Erstversorgung. Es hilft dabei, weitere Verletzungen beim Transport des Patienten zu verhindern und den Schmerz zu lindern.

T-POD Vorteile:

- Komplettsystem: durch das spezielle Zugsystem kann das T-POD zur Kompression sowie zur Stabilisierung des Beckens verwendet werden
- Einfach: mit einer Hand verwendbar
- Variabel: Eine Größe, die bei den meisten Patienten verwendet werden kann.
- Kompatibel: 100 % Röntgendurchlässig, CT und MRT geeignet
- Sicher: Latexfrei
- Unsteril - nicht wiederverwendbar

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
T-POD Combat Beckenschlinge	schwarz	1 Stück	N7 1100-C	139,00



LIFEGUARD GRIFFIN KRAKENTRAGE

Die Griffin ist eine taktische 4-fach faltbare Trage, die aus 38 mm starken, eloxierten Aluminiumrohren gefertigt ist, um auch den widrigsten Umständen auf dem Gefechtsfeld zu trotzen. Der schwarze Bezug besteht aus synthetischem Netzmaterial, welches einfach gereinigt werden kann. Dem Einsatzzweck entsprechend ist die Trage mit einem Gesamtgewicht von nur 9 kg leicht und kompakt, dabei aber absolut robust. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Transportrucksack lässt sich die Trage einfach verstauen, sowie schnell zum Einsatzort befördern.

Technische Daten

Gesamtgewicht: 9 kg
 Maße (ausgezogen): 2290 x 570 x 150 mm
 Maße (gefalten): 530 x 180 x 180 mm
 Max. Belastbarkeit: 220 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Griffin Trage	1 Stück	N7 G2000	573,30

FAHRGESTELL **CARRIER 3000**



CARRIER EL3000

Dieses Fahrgestell ist ein wahres Multitalent. Es wurde mit seinen extra großen Reifen speziell entwickelt, um verletzte Personen oder aber auch Material leicht und schnell durch unwegsames Gelände zu transportieren. Zudem lässt es sein einzigartiges Design zu, dass ein Verletzter statt wie bisher von vier nur noch von zwei oder sogar einer Person transportiert wird. Dies macht überall dort Sinn, wo viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen (Katastrophengebiete, Krisenherde etc.) oder aber die Retter selbst geschützt werden müssen.

Ein weiterer Vorteil des Carriers ist, dass er im Notall auch als zusätzliches Feldbett oder Untersuchungsfläche verwendet werden kann, indem der Patient einfach darauf verbleibt.

Durch seine kompakte Faltauweise lässt er sich platzsparend verstauen wenn er nicht benötigt wird. Er ist kompatibel mit den gängigsten Krankentragen sowie auch Spineboards und sollte somit nirgendwo dort fehlen, wo unwegsames Gelände oder lange Strecken zu überwinden sind (Sanitätsdienste, Wasserrettung, Bergrettung, Flugfelder etc.).

NSN: 6530-15-192-9999 - olivgrün

Technische Daten:

Länge geschlossen/offen: 52 cm / 158 cm
 Breite: 62 cm
 Höhe geschlossen/offen: 84 cm / 86 cm
 Gewicht: Rahmen 20 kg,
 Reifen 4 kg
 Max. Belastbarkeit: 200 kg

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Fahrgestell Carrier EL 3000	olivgrün	1 Stück	N7 EL3000	1.440,00

FOXTROT LITTER DA TRAGE



FOXTROT LITTER DA TRAGE

Die Fox Trot Trage ist eine effektive Lösung zur Bergung von Verletzten, sie ist einfach und schnell in ihrer Anwendung und klein genug, um von einer Person mitgeführt zu werden, egal ob es sich um einen schnellen Zugriff oder einen längeren Auftrag handelt. Die Fox Trot Trage kann aufgrund ihrer geringen Abmaße an einem Rucksack befestigt werden und ist bei Bedarf sofort einsatzbereit. Die Trage wird ausgerollt und der Verletzte kann binnen kürzester Zeit ohne Zeitverlust durch umständliches Verzurren oder Sichern aus der Gefahrenzone gebracht werden. Mit Hilfe der integrierten Leinen kann die Fox Trot Trage auch gezogen werden.

Eigenschaften:

- Leicht und kompakt
- Erlaubt den Transport von Verletzten durch enge Korridore
- Verletzte können aufgerichtet werden, um enge Drehungen in Treppenhäusern zu bewältigen
- Schnell entpackbare Zugleine
- Viele Tragegriffe
- Schnell verzurrbare Sicherheitsgurte
- Kann gezogen oder getragen werden
- Versorgung während des Transports möglich

NSN: 6530-01-571-5667

Maße: 212 cm x 46 cm

Verpackt: 53 cm x 16 cm

Gewicht: 1990 g

Max. Belastbarkeit: 200 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Foxtrot Litter DA Trage	1 Stück	N7 LG3301	219,00



SEL-BERGETUCH (SMALL EVACUATION LITTER)

Das SEL-Bergetuch ist ein leichtes, klein faltbares Bergetuch zur Evakuierung von Verletzten aus der Gefahrenzone. Mit Hilfe des Fußsacks und des Fixiergurts kann der Verletzte schnell und sicher transportiert werden. Ausgestattet mit 8 Handschlaufen. Dank der optional erhältlichen Tasche kann es leicht mittels MOLLE an die Weste oder anderes Equipment adaptiert werden.

Gewicht: 400 g

Max. Belastbarkeit: 159 kg

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
SEL-Bergetuch	schwarz	180 x 70 cm	1 Stück	N7 7520	49,40



TASCHE ZU SEL-BERGETUCH

Kleine Tasche zur Aufbewahrung des SEL-Bergetuchs. Ausgestattet mit MOLLE zur Anbringung an ihre Ausrüstung.

Maße: 30 x 22 cm

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Tasche für SEL-Bergetuch	schwarz	1 Stück	N7 7521	18,40
Tasche für SEL-Bergetuch	coyote-beigebraun	1 Stück	N7 7522	18,40
Tasche für SEL-Bergetuch	olivgrün	1 Stück	N7 7523	18,40



LIFEGUARD ANTI-SCHOCK-HOSE

Die L-MAST Anti-Schock-Hose bietet eine sichere und effektive Handhabung ohne anfällige Luftkammern. Sie ist aus langlebigem, reinigungsfreundlichem Neopren gefertigt. Die Anwendung der L-MAST ist durch selbsterklärende Symbole kinderleicht. Diese Anti-Schock-Hose ist passend sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Durch ein sehr geringes Gewicht und ein sehr kleines Packmaß ist diese Anti-Schock-Hose ideal für die Luftrettung. Lieferbar in schwarz

Maße: 38 x 28 x 15 cm (gepackt)

Gewicht: 1,5 kg

NSN: 6515-17-112-7790

Typ	VE	REF	Preis VE
Lifeguard Anti-Schock-Hose, inkl. Tasche	1 Stück	N5 31801	203,49



LIFEGUARD LTD STRECKSCHIENE

Die LTD ist eine hochwertige Streckeschiene, die zum einen schmerzlindernd bei Frakturen wirkt und zudem verhindert, dass die Fraktur weitere Gefäß- und Nervenverletzungen zur Folge hat. Inklusive Anleitung und Tasche.

- Leicht, platzsparend verpackt
- Unter und über MAST einsetzbar
- Bein muss zum Anlegen nicht angehoben werden
- Schienung Humerusfraktur möglich

Typ	VE	REF	Preis VE
LTD Streckeschiene	1 Stück	N7 3000BK	198,50





READY-HEAT II WÄRMEDECKE

Diese Decke bietet aktiven Kälteschutz und sorgt einer gefährlichen Hypothermie vor. Sie besteht aus Vliesstoff und 12 eingewebten chemischen Elementen, welche nach dem Öffnen der Vakuumverpackung mit der Luft reagieren.

So erwärmt sich die Decke innerhalb von 10 Minuten auf ca. 38 °C (Temperaturspitzen möglicherweise bis 52 °C) und hält diese Temperatur für ca. 8 Stunden.

Maße: 32,25 x 40 cm (verpackt)
86 x 122 cm
auseinander gefaltet
Gewicht: 0,68 kg

NSN: 6532-01-538-0759

Typ	VE	REF	Preis VE
Ready-Heat II Wärmendecke	1 Stück	N6 RH2	37,95



READY-HEAT WÄRMEDECKE

Decke mit Heizepads, die sich nach dem Entpacken innerhalb von 15 - 20 Minuten auf mindestens 40 °C erhitzt und diese Temperatur für ca. 10 Stunden hält. Geeignet zur Prävention gegen Hypothermie. Die Decke kann aber auch als Evakuierungstuch benutzt werden und hat eine Tragkraft von 113 kg.

NSN: 6532-01-525-4062 - 91,44 x 121,92 cm
NSN: 6532-01-525-4063 - 91,50 x 152,50 cm

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Ready Heat Wärmendecke, mit 4 Heizepads	86 x 122 cm	1 Stück	N6 MD1	49,90
Ready Heat Wärmendecke, mit 6 Heizepads	86 x 152 cm	1 Stück	N6 LG1	54,50



READY-HEAT WÄRMEDECKE KLEIN

Aktive Wärmendecke mit einem Heizfeld, die sich nach Öffnen der Verpackung innerhalb von 15 Minuten auf mindestens 40 °C erwärmt und diese Temperatur für 10 Stunden hält. Ausgestattet mit zwei verstellbaren Gurten, die es ermöglichen, die Decke auch um verletzte Gliedmaßen zu legen. Zudem kann die Decke als Infusionswärmer benutzt werden.

Maße: 41 x 46 cm

NSN: 6532-01-538-1525

Typ	VE	REF	Preis VE
Ready Heat Wärmendecke, mit 1 Heizelement	1 Stück	N6 SM1	19,95



READY-HEAT WÄRMEWESTE

Aktive Wärmeweste, die sich innerhalb von 10 bis 15 Minuten auf mindestens 38 °C erhitzt und diese Temperatur für ca. 8 Stunden hält. Perfekt zum Selbstschutz vor Unterkühlung. Ausgestattet mit zwei verstellbaren Fixiergurten.

Maße: Universalgröße

Typ	VE	REF	Preis VE
Ready-Heat Wärmeweste	1 Stück	N6 V01	30,50



SIMU-SEAL ÜBUNGS-CHEST SEAL

Die Simu-Seals wurden konzipiert, um eine realistische Verwundetenversorgung im taktischen Bereich kostengünstig und ohne unnötigen Schmerz für den Darsteller üben zu können. Daher besitzt das Simu-Seal im Vergleich zu einem echten Chest Seal eine verminderte Klebewirkung. Um den Umgang mit Chest Seals schon beim Auspacken so realistisch wie möglich üben zu können, gibt es die Simu-Seals in Einzelpackungen sowie Doppelpackungen. Bei Übungen an Puppen können die Simu-Seals mehrmals verwendet werden, hierzu lässt sich die Verpackung wieder verschließen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Einzelpackung	1 Packung	N7 1167	5,45
Doppelpackung	1 Packung	N7 1168	8,20



LIFEGUARD KOMPRIMIERTE GAZE, MULLBINDEN UNSTERIL

Weiß, mit Z-Faltung, 6-lagig, 10 cm x 3,75 m
Vakuumverpackt, unsteril – nur zu Trainingszwecken.

Typ	VE	REF	Preis VE
unsteril *	1 Stück	J8 1000	1,95

* kein Medizinprodukt



HEMCON CHITOGAUZE TRAINER

HemCon ChitoGauze Trainer dient dem Training zum Einsatz der HemCon ChitoGauze Bandagen.

Typ	VE	REF	Preis VE
HemCon ChitoGauze Trainer	1 Stück	N7 308	24,50

WOUND PACKING TRAINER

Dieser realistische Wound Packing Trainer eignet sich hervorragend für das Notfalltraining und das Simulations-Patienten-Programm (SPP).

Dargestellt ist eine realistische anatomische Schusswunde eines großen Kalibers (von Experten geprüft) mit Blutungsfunktion, ideal zum Trainieren des Woundpacking. Der Trainer ist aus einem hochwertigen und sehr strapazierfähigen Silikon hergestellt. Es können alle hämostatischen Wundaufgaben zur Blutstillung verwendet werden. Wir empfehlen für die Verwendung unser auswaschbares Kunstblut (Art.Nr. 7024). Nach Gebrauch ist der Trainer schnell und einfach zu reinigen.

Im Lieferumfang enthalten:

- Wound Packing Trainer (Art.Nr. 7770)
- 250 ml Kunstblut (Art.Nr. 7024)
- Flasche für Kunstblut (Art.Nr. 7770-1)
- Schlauch 80 cm (Art.Nr. 7770-2)
- Kunststoffwanne (Art.Nr. 7770-3)

Größe: 12,5 x 10 x 5 cm
Gewicht: 1 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Wound Packing Trainer	1 Stück	N7 7770	313,00

TRAUMA BEIN TASKTRAINER

Üben Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen und versorgen Sie eine größere Blutung mit dem Trauma Leg. Der Trainer stellt ein verletztes Bein mit Risswunde, Einschuss- und Austrittswunde dar. Sie können direkten Druck ausüben, die Wunde mit Gaze abdecken, einen Druckverband anlegen und ein Tourniquet anlegen, um die Blutung wirklich zu stoppen (Tourniquet nicht im Lieferumfang enthalten).

- Hochwertiges Silikon simuliert Weichteilgewebe
- Das Blutungssystem ermöglicht den Fluß von Blut aus den Wunden
- Anlegen eines Tourniquets stoppt die Blutung
- Inklusive simuliertem Blut
- Inklusive Applikationsflasche

Länge: 48 cm
Durchmesser: 18 cm



Typ	VE	REF	Preis VE
Trauma Bein Tasktrainer	1 Stück	N7 X1000	1.119,00





LEICHENHÜLLE ECO

Blickdichter Leichensack, wasser- und reißfest, mit eingeschweißtem Polyester-Reißverschluss, biologisch abbaubar. Die Hülle ersetzt kein Transportgerät.

Farbe: weiß

Materialstärke: 0,16 mm

Maße: L 2400 x B 900 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Leichenhülle ECO	1 Stück	N6 1102	13,50



LEICHENHÜLLE STANDARD

Leichensack mit doppeltem Rundumverschluss in C-Form, verstärkter Boden mit 4 Griffen, Tragkraft bei richtiger Handhabung bis 180 kg (Der Leichensack ersetzt kein Transportgerät); verbrennbar nach VDI 3891, desinfektionsbeständig und flüssigkeitsdicht sowie bedingt gasdicht.

Farbe: schwarz

Materialstärke: 0,18 mm

Maße: L 2340 x B 900 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Leichenhülle Standard	1 Stück	N6 1104	15,50



LEICHENTRANSPORT-/ BERGUNGSHÜLLE

Blauer Transport-Leichensack aus Vinyl mit doppeltem Polyesterreißverschluss an drei Seiten und 6 Traggriffen. Dank seiner besonderen Strapazierfähigkeit besonders für Notdienste, bei Unfällen und in ähnlichen Situationen geeignet.

Farbe: blau

Materialstärke: 0,40 mm


Maße: L 2150 x B 900 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Leichentransport-, Bergungshülle	1 Stück	N6 1105	33,50

KATALOGPROGRAMM - SPEZIALKATALOGE

Unsere Spezial-Auswahl:

- | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------|
| 1 medical products | Der Gesamtkatalog | <i>896 Seiten</i> | Z1 93-P |
| 2 pflege aktuell | Alles für die Krankenpflege | <i>144 Seiten</i> | Z1 40 |
| 3 emergency products | Ihr Notfall-Fachkatalog | <i>208 Seiten</i> | Z1 98-PL |
| 4 schnell-diagnostik | Schnellteste für die Praxis, das Labor, etc. | <i>112 Seiten</i> | Z1 04-07-03 |
| 5 gyn products | Ihr gynäkologischer Fachkatalog | <i>48 Seiten</i> | Z1 120 |
| 6 X-ray products | Ihr radiologischer Fachkatalog | <i>40 Seiten</i> | Z1 22 |



tactical care products

 *Taktische Medizin
Sanitätsausrüstung*

BLUTSTILLUNG

ATEMWEGSSICHERUNG UND BEATMUNG

VERSORGUNG VON THORAXVERLETZUNGEN

WÄRMEERHALT

TASCHEN, RUCKSÄCKE UND KITS

IMMOBILISATION

BERGUNG UND TRANSPORT

DIAGNOSTIK

UND VIELES MEHR . . .



(91)Z1 18-03-02(10)555-7-0003-2302

Ihr Fachhändler, denn keiner berät Sie besser!